

Ηävittämistä koskevat ohjeet:

Tätä laitetta hävittääessä on noudatettava varovaisuutta, ja laite on hävítettävä biologisesti vaarallista jätettä koskevien sairaloiden tai kansallisten määräysten mukaisesti.

Varoituz:

Tarkista aina hapen virtaus tuloventtiin kautta, ennen kuin asetat naamarin potilaalle.

Ennen käyttöä on varmistettava, että kaikki liitännät ovat kiinnitettyinä. Alä kiristä iliaak ja käytä iliaallista voimaa liitäntöihin. Alä tee muutoksia laitteeseen. Epäsäimukkaiset liitännät voivat johtaa irtaamiseen tai vuotoon käytön aikana, mikä voi heikentää suorituskyykyä ja lisätä hengitysvaikeuksien vaaraa.

Ei saa käyttää syyttymislahteen läheisyydessä.

Ennen käyttöä on varmistettava yhteensopivuus kaasun ulostulon kanssa. Vakioillitettavat yhteensoviviä 5-7 mm ulosiittimien kanssa.

Ei saa käyttää, jos laite on likaantunut tai vaurioitunut.

Vain yhden potilaan kertakäyttöön: Ei saa käyttää uudelleen, käsitellä uudelleen tai steriloida uudelleen. Laitteen uudelleenkäyttö aiheuttaa mahdollisen väkavan loukkaantumisen ja/tai infektion, joka saattaa johtaa kuolemaan. Vain yhden potilaan käyttöön tarkoitettujen lääkinnälisten laitteiden uudelleenkäsitellyä voi johtaa suorituskyyyn heikkenemiseen tai toimintakyvyn heikentymiseen.

Tarkoitettu käytettäväksi enintään 30 päivää.

Suurin paine: 50 PSI. Suurin virtaustaopeus: 15LPM

Epästeriili. Ei saa steriloida ennen käyttöä.

Jos laitteeseen liittyy vakava vaaratilanne, siitä tulee ilmoittaa Medlinelle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjän ja/tai potilaan kotipaikka on.

Varovaisuutta on noudatettava, kun hapetta annetaan kasvoanamarin kautta potilaalle, joilla on krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus tai kasvovamma.

da Maske uden genindånding

Anvendelse:

For administration af ilt ved inhalation for patienter med hypoxia.

Disse apparater er beregnet til at blive anvendt af medicinsk personale, lægfolk eller patienter, der har fået ordineret ilt.

Beregnet til at blive brugt i højst 30 dage.

Instruktion:

- Slut den ene ende af slangen til maskegennemføringen, hvis den ikke er tilsluttet.
- Tilslut den anden af slangen ved at skubbe endestykket direkte på det kompatible luftudtag.
- Indstil iltlen til den foreskrevne strømning som anvist af en uddannet kliniker.
- Tjek, at forbindelserne er sikre ved at bekræfte, at der strømmer luft gennem enheden.
- Tjek altid, at ventilerne fungerer korrekt:
 - Ventilen mellem masken og beholderen skal åbne sig ved indånding og sænke sig ved udånding.
 - Den ventill, der sidder på maskens udvendige overflade, skal åbne under udånding.
- Anbring masken på patientens ansigt med den elastiske strop under ørerne og rundt om halsen.
- Træk forsigtigt i stropens ender, indtil masken sidder godt fast.
- Form metalstrimlen på masken, så den passer til ansigtet.

Anvisninger om bortskaffelse:

Der skal tages forholdsregler ved bortskaffelse af dette apparat, og kassering af apparatet skal ske i overensstemmelse med gældende hospitals- eller nationale bestemmelser for biologisk farligt affald.

Advarsel:

Tjek altid iltgennemstrømningen gennem indløbsventilen, før masken anbringes på patienten.

Før anvendelse skal det kontrolleres, at alle forbindelser er sikre. Undlad at overspænde eller forcere forbindelserne. Undlad at ændre enheden. Ukorrekt tilslutning kan resultere i frakobling eller lækage under anvendelse, hvilket kan forringe ydeevnen og øge risikoen for åndedrætsbesvær. Anvend ikke i nærheden af en åndedæseskilde. Inden anvendelse skal det sikres, at den er kompatibel med luftudtaget. Standardtilslutninger er kompatible med 5-7 mm hanfittings. Anvend ikke, hvis udstyret er beskadiget. Til engangsbrug: Må ikke genbruges, genbehandles eller resteriliseres. Genbrug af enheden skaber en potentiel ydeevnen og øge risikoen for infektion, som kan føre til død. Oparbejdning af medicinsk udstyr, der kun er beregnet til engangsbrug, kan medføre forringet ydeevne eller tab af funktionalitet. Beregnet til at blive brugt i højst 30 dage.Maks. tryk: 50 PSI. Maks. gennemstrømning: 15 l/m

Ikke-steril. Sterilisér den ikke før anvendelse. Skulle der opstå en alvorlig hændelse i forbindelse med udstyret, skal dette indberettes til Medline samt til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten har hjemsted. Der skal udvises forsigtighed ved administration af ilt via en ansigtsmaske til patienter med kronisk obstruktiv pulmonær sygdom eller ansigtstrauma.

no Maske uten innånding

Tiltenkt bruk:

For administrering av oksygen ved inhalasjon til pasienter som opplever hypoksi.

Disse enhetene er utviklet for bruk av medisinsk personell, lekfolk eller pasienter som har fått foreskrevet oksygen. Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

Bruksanvisning:

- Fest den ene enden av slangen til maskegennemføringen i tilfelle den ikke er tilkoblet.
- Fest den andre tilførselsenden av slangen ved å skyve endeeblingsstykket på et kompatibelt gassuttak.
- Still oksygenet til foreskrevet strømning som spesifisert av opplært kliniker.

- Verifiser de sikre tilkoblingene ved å bekrefte strømmen av gass gjennom enheten.
- Bekreft alltid at ventilene fungerer som de skal:
 - Ventilen mellom masken og reservoaret bør åpnes ved inspirasjon og senkes ved utånding.
 - Ventilen som finnes på den ytre maskeoverflaten skal åpne under utånding.
- Plasser masken på ansiktet med den elastiske stroppen under ørene og rundt halsen.
- Trekk forsiktig i stropene til masken sitter godt fast.
- Stop metalstripen på masken slik at den passer til ansiktet.

Instruksjoner for avhending:

Man bør alltid ta sine forholdsregler ved å avhende denne enheten. Avhending av enheten må utføres ifølge gjeldende sykehus- eller nasjonale forskrifter for biologisk farlig avfall.

Advarsel:

Sjekk alltid oksygenstrømmen gjennom innløpsventilen før masken legges på pasienten.

Før bruk, må det bekreftes at alle tilkoblinger er sikre. Ikke overstram eller tving koblingene. Ikke endre enheten. Feilaktige tilkoblinger kan føre til frakobling eller lekkasje under bruk. Dette kan føre til forringelse av ytelsen og øke risikoen for pustebesvær.

Bruk aldri nær en tennkilde.

Bekreft kompatibilitet med gassuttaket før bruk. Standard koblingsstykker er kompatible med hannkoblinger på 5-7 mm.

Bruk aldri hvis enheten er skitten eller skadet.

Engangsbruk: Produktet må ikke gjenbrukes, prosesseres på nytt eller steriliseres på nytt. Gjenbruk av enheten fører til en potensiell risiko for alvorlig skade og/eller infeksjon som kan føre til død. Reprosessering av medisinsk utstyr som er beregnet på kun én pasient kan resultere i sveket ytelse eller tap av funktjonalitet.

Beregnet til bruk i maksimalt 30 dager.

Maks trykk: 50 PSI. Maks strømning: 15LPM

Ikke-steril. Ikke steriliser før bruk.

Om det har oppstått en alvorlig hendelse i forhold til utstyret så må det rapporteres til Medline eller korrekt myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

Pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom eller ansiktstraumer bør utvises forsiktighet ved tilførsel av oksygen gjennom en ansiktsmaske.

el Μάσκα χωρίς αναπνευστήρα

Προοριζόμενη χρήση:

Για χορήγηση οξυγόνου με εισπνοή για ασθενείς που εμφανίζουν υποξία.

Αυτές οι συσκευές προορίζονται για χρήση από ιατρικό προσωπικό, λαϊκούς ή ασθενείς, στους οποίους έχει συνταγογραφηθεί θεραπεία με οξυγόνο.

Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για μέγιστο διάστημα 30 ημερών.

Οδηγίες χρήσης:

- Συνδέστε το ένα άκρο της σωλήνωσης στο δακτύλιο μάσας εάν δεν είναι συνδεδεμένο.
- Συνδέστε το άλλο άκρο της σωλήνωσης πιέζοντας τον ακραίο σύνδεσμο απευθείας σε συμβατή έξοδο αερίου.
- Ρυθμίστε το οξυγόνο στη συνταγογραφούμενη ροή σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευμένου κλινικού ιατρού.
- Ελέγξτε για ασφαλείς συνδέσεις επιβεβαιώνοντας τη ροή αερίου μέσω της συσκευής.
- Ελέγξτε πάντα τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων:
 - Η βαλβίδα μεταξύ της μάσας και της δεκαήμερης πρέπει να ανοίγει κατά την εισπνοή και να χαμηλώνει κατά την εκπνοή.
 - Η βαλβίδα που βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια της μάσας πρέπει να ανοίγει κατά την εκπνοή.
- Τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπο του ασθενούς με τον ελαστικό ιμάντα κάτω από τα αυτιά και γύρω από το λαιμό.
- Τραβήξτε απαλά τις άκρες του ιμάντα μέχρι να ασφαλισί η μάσκα.
- Πιάστε τη μεταλλική λωρίδα στη μάσκα για να ταιριάζει στο πρόσωπό.

Οδηγίες απόρριψης:

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά την απόρριψη αυτής της συσκευής και η απόρριψη της πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νοσοκομειακούς ή εθνικούς κανονισμούς για τα βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.

Προειδοποίηση:

Ελέγξτε πάντα τη ροή οξυγόνου μέσω της βαλβίδας εισαγωγής πριν τοποθετήσετε τη μάσκα στον ασθενή.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς. Μην αφήσετε υπερβολικά ή πιεζέ τις συνδέσεις. Μην τροποποιείτε τη συσκευή. Οι ακατάλληλες συνδέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποσύνδεση ή διαρροή κατά τη χρήση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της απόδοσής και να αυξήσει τον κίνδυνο αναπνευστικής δυσχέρειας.

Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία πηγής ανάφλεξης.

Πριν από τη χρήση, εξασφαλίστε συμβατότητα με την έξοδο αερίου. Οι τυμικοί σύνδεσμοι είναι συμβατοί με αρσενικά εξαρτήματα 5-7mm.

Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή είναι λερωμένη ή κατεστραμμένη.

Μιας χρήσης: Μην επαναχρησιμοποιείτε, επανεπεξεργάζεστε ή αποστεριώνετε. Η επαναχρησιμοποίηση της συσκευής δημιουργεί δυνητικό κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή/και μόλυνσης που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Η επανεπεξεργασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που προορίζονται για μία μόνο χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των επιδόσεων ή απώλεια λειτουργικότητας.

Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για μέγιστο διάστημα 30 ημερών.

Μέγιστη πίεση: 50 PSI. Μέγιστη ροή: 15LPM

Μην αποστειρωμένο. Μην αποστειρώνετε πριν από τη χρήση.

Εάν έχει συμβεί σοβαρό περιστατικό σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στη Medline και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

Απαίτεται προσοχή κατά την παροχή οξυγόνου μέσω μάσας προοιού σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή τραύμα προσώπου.

pl Maska zapobiegająca oddechowi zwrotnemu

Przeznaczenie:

Do podawania tlenu drogą wziewną pacjentom z niedotlenieniem.

Urządzenia te są przeznaczone do użytku przez personel medyczny, osoby niewykwalifikowane lub pacjentów, którym przepisano tlen.

Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

Instrukcja obsługi:

- Podłączyć jeden koniec przewodu do przepustu maski, jeśli nie jest podłączony.
- Podłączyć drugi koniec przewodu, wciskając złącze końcowe bezpośrednio do kompatybilnego wylotu gazu.
- Ustawić tlen na zalecany przepływ zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Sprawdzić poprawność połączeń, potwierdzając przepływ gazu przez urządzenie.
- Zawsze sprawdzać poprawne działanie zaworów.
 - Zawór między maską a workiem rezerwuarowym powinien otwierać się w chwili wdychu i obniżać przy wydechu.
 - Zawór znajdujący się na zewnętrznej powierzchni maski powinien otwierać się podczas wydechu.
- Zamocować maskę na twarzy pacjenta, używając elastycznego paska, który należy założyć za szyję pacjenta, prowadząc go pod uszami.
- Delikatnie dociągnąć końce paska, aby dobrze dopasować maskę do twarzy pacjenta.
- Zagiąć metalowy klips maski, aby dopasować go do twarzy pacjenta.

Instrukcje dotyczące użyzacji:

Użyłczajca urządzenia powinna odbywać się z zachowaniem środków ostrożności i zgonie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi szpitala oraz przepisami prawa dotyczącymi odpadów biologicznie niebezpiecznych.

Ostrzeżenie:

Przed założeniem maski pacjentowi należy zawsze sprawdzić przepływ tlenu przez zawór wlotowy.

Przed użyciem upewnić się, że wszystkie połączenia są dobrze podłączone. Nie dokręcać zbyt mocno podłączeń. Nie należy modyfikować urządzeń. Nieprawidłowe połączenia mogą skutkować rozłączeniem lub wyciekami podczas użytkowania, co może skutkować pogorszeniem wydajności i zwiększeniem ryzyka zaburzeń oddechowych.

Nie stosować w obecności źródła zapłonu.

Przed użyciem należy sprawdzić zgodność z wylotem gazu. Standardowe złącza są kompatybilne z męskimi złączami 5-7 mm.

Nie używać, jeśli urządzenie jest zabrudzone lub uszkodzone.

Do jednorazowego użytku: Nie używać ponownie, nie przetwarzać ani nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie urządzenia stwarza potencjalne ryzyko poważnych obrażeń i/lub infekcji, które mogą prowadzić do śmierci. Ponowne przetwarzanie wyrobów medycznych przeznaczonych do jednorazowego użytku może prowadzić do obniżenia wydajności lub utraty funkcjonalności.

Produkt jest przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 30 dni.

Maksymalne ciśnienie: 50 PSI. Maksymalny przepływ: 15 LPM

Produkt niesteryjny. Nie sterylizować przed użyciem.

W razie wystąpienia poważnego wypadku w związku z produktem, należy zgłosić to firmie Medline oraz odpowiedniemu organowi w Państwie Członkowskim właściwym dla użytkownika i/lub pacjenta.

Należy zachować ostrożność podczas podawania tlenu przez maskę pacjentom z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub z urazem twarzy.

sl Maska brez povratnega dihanja

Predvidena uporaba:

Za dajanje kisika z inhalacijo bolnikom, ki imajo hipoksijo.

Ti pripomočki so namenjeni za uporabo s strani medicinskega osebjā, laikov ali bolnikov, ki jim je predpisan kisik.

Predvidena za uporabo največ 30 dni.

Navodila za uporabo:

- Pritrdite en konec cevke na tesnilo maske, če ni priključeno.
- Pritrdite drugi konec cevke tako, da končni priključek potisnete neposredno na združljivi izhod za plin.
- Kisik nastavite na predpisani pretok po navodilih usposobljenega zdravnika.
- Preverite varne povezave tako, da potrdite pretok plina skozi pripomoček.
- Vedno preverite pravilno delovanje ventilov:
 - Ventil med masko in rezervarjem naj se odpre ob vdihu in spusti ob izdihu.
 - Ventil na zunanji površini maske se mora med izdihom odpreti.
- Masko namestite na bolnikov obraz z elastičnim trakom pod ušesi in okoli vratu.
- Nežno povlecite konca traku, dokler se maska ne pritrdi.
- Kovinski trak na maski oblikujte tako, da se prilaga obrazu.

Navodila za odstranjevanje:

Ko zavrete ta pripomoček, morate upoštevati varnostne ukrepe, pripomoček pa je treba odstraniti v skladu z veljavnimi bolnišničnimi ali nacionalnimi predpisi za biološko nevarne odpadke.

Opozorilo:

Pred namestitvijo maske na bolnika vedno preverite pretok kisika skozi dovodni ventil.

Pred uporabo se prepričajte, da so vse povezave varne. Povezav ne zategnite preveč in jih ne priključite na silo. Pripomočka ne spreminjajte. Nepravilne povezave lahko povzročijo odklop ali puščanje med uporabo, kar lahko povzroči poslabšanje delovanja in poveča tveganje za oteženo dihanje.

Ne uporabljajte v bližini vira žvija.

Pred uporabo se prepričajte o združljivosti z odvodom plina. Standardni priključki so združljivi s 5-7 mm moškimi priključki.

Ne uporabljajte, če je pripomoček umazan ali poškodovan.

Enkratna uporaba: Ne uporabljajte ponovno, obdelujte ali ponovno sterilizirajte. Ponovna uporaba pripomočka lahko povzroči tveganje za resno poškodbo in/ali okužbo, ki lahko privede do smrti. Ponovna obdelava medicinskih pripomočkov, namenjenih samo za enkratno uporabo, lahko povzroči poslabšano delovanje ali izgubo funkcionalnosti.

Predvidena za uporabo največ 30 dni.

Največji tlak: 50 PSI. Največji pretok: 15 LPM

Nesterilno. Pred uporabo ne sterilizirajte.

O vsakem resnem incidentu, do katerega je prišlo v zvezi s pripomočkom, je treba obvestiti Medline in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik stalno prebivališče.

Pri dovajanju kisika prek obrazne maske bolnikom s kronično obstruktivno pljučno boleznijo ali poškodbo obraza je potrebna previdnost.

ro Mască cu circuit deschis

Scopul vizat:

Pentru administrarea oxigenului prin inhalare la pacienții care prezintă hipoxie.

Aceste dispozitive sunt destinate utilizării de către personalul medical, persoanele nefprofesioniste sau pacienții cărora li s-a prescris oxigen.

Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

Instructiuni de folosire:

- Atașați un capăt al furtunului la mansonul măști, dacă nu este conectat.
- Atașați celălalt capăt al furtunului împingând conectorul de capăt direct pe ieșirea de gaz compatibilă.
- Reglați oxigenul la debitul necesar, conform indicațiilor medicului calificat.
- Verificați dacă conexiunile sunt sigure prin confirmarea fluxului de gaz prin dispozitiv.
- Verificați întotdeauna funcționarea corectă a supapelor:
 - Supapa dintre mască și rezervor trebuie să se deschidă la inspirație și să se închidă la expirație.
 - Supapa de pe suprafața externă a măștii trebuie să se deschidă în timpul expirației.
- Așezați masca pe fața pacientului trecând banda elastică pe sub urechi în jurul gâtului.
- Trageți ușor de capetele benzii până ce masca este fixată.
- Modelați banda de metal de pe mască astfel încât să se potrivească pe față.

Instrucțiuni privind eliminarea:

Trebuie luate măsuri de precauție în momentul scoaterii din uz a acestui dispozitiv, iar eliminarea acestuia se va efectua în conformitate cu reglementările aplicabile în cadrul spitalelor sau cu reglementările naționale cu privire la deșeurile periculoase din punct de vedere biologic.

Avertisment:

Verificați întotdeauna fluxul de oxigen prin supapa de admisie a oxigenului înainte de a poziționa masca pe pacient.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate conexiunile sunt sigure. Nu strângeți excesiv și nu forțați conexiunile. Nu modificați dispozitivul. Conexiunile necorespunzătoare pot duce la deconectare sau la scurgeri în timpul utilizării, ceea ce poate duce la degradarea performanțelor și la creșterea riscului de insuficiență respiratorie.

Nu utilizați în prezența unei surse de aprindere.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că este compatibil cu priza de gaz. Conectori și ieșiri standard sunt compatibile cu fittingurile tată de 5-7 mm.

Nu utilizați dacă dispozitivul este murdar sau deteriorat.

Produs de unică folosință: Nu reutilizați, nu recondiționați și nu resterilizați. Reutilizarea dispozitivului poate expune la riscul de rănire gravă și/sau infecție cu consecințe potențial fatale. Recondiționarea dispozitivelor medicale de unică folosință poate duce la scăderea performanței sau la pierderea funcționalității.

Destinat a fi utilizat pentru o perioadă de maximum 30 de zile.

Presiunea Maximă: 50 PSI. Debitul Maxim: 15LPM

Nesteril. Nu sterilizați înainte de utilizare.

În cazul în care s-a produs un incident grav în ceea ce privește dispozitivul medical, acest incident trebuie raportat către Medline și către autoritatea competentă a Statului Membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Se recomandă prudență la administrarea oxigenului prin mască facială la pacienții cu boală pulmonară obstructivă cronică sau traumatisme faciale.

bg Неверверсивна маска

Предвидена употреба:

За прилагане на кислород чрез инхалация при пациенти, страдащи от хипоксия.

Тези изделия са предназначени за използване от медицински персонал, непрофесионалисти или пациенти, на които е предписан кислород.

Предназначен за употреба за максимум 30 дни.

Инструкции за употреба:

1. Прикрепете единия край на тръбата към втулката на маската, ако не е свързана.

2. Прикрепете другия на тръбата, като натиснете краиния конектор директно в съвместим изход за газ.

3. Настройте кислорода на предписания поток според указанията на обучен клиницист.

4. Проверете дали връзките са сигурни, като потвърдите притока на газ през устройството.

- Винаги проверявайте дали клапите функционират правилно:
 - Клапата между маската и резервоара трябва да се отваря при вдыхане и да се спуска при издишване.
- Клапата, разположена на външната повърхност на маската, трябва да се отваря при издишване.
- Поставете маската върху лицето на пациента с еластичната лента под ушите и около врата.
- Внимателно издърпайте краищата на лентата, докато маската се закрепи здраво.
- Оформете металната ивица по маската, за да пасне на лицето.

Инструкции за изхвърляне:

При изхвърляне на изделието трябва да се вземат предпазни мерки и депонирането на изделието трябва да се извършва в съответствие с приложимите болнични или национални разпоредби за биологично опасни отпадъци.

Предупреждение:

Винаги проверявайте притока на кислород през входящия клапан, преди да поставите маската на пациента.

Преди употреба се уверете, че всички връзки са сигурни. Не затягайте прекалено и не насилвайте връзките. Не извършвайте промени по изделието. Неправилните връзки могат да доведат до прекъсване или изтичане по време на употреба, което може да доведе до влошаване на работата и да увеличи риска от респираторен дистрес.

Да не се използва при наличие на източник на запалване.

Преди употреба се уверете в съвместимостта с газовия изход. Стандартните конектори са съвместими с 5-7 mm мъжки фитинги.

Не използвайте, ако изделието е замърсено или повредено.

Еднократна употреба: Не използвайте повторно, не обработвайте повторно или повторно стерилизирайте. Повторната употреба на изделието създава потенциален риск от сериозно нараняване и/или инфекция, което може да доведе до смърт. Повторната обработка на медицински изделия, предназначени за еднократна употреба, може да доведе до влошена ефективност или загуба на функционалност.

Предназначен за употреба за максимум 30 дни.

Максимално налягане: 50 PSI. Макс. поток: 15LPM

Нестерилно. Не стерилизирайте преди употреба.

Као във