

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

คู่มือการใช้งาน

เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น Simplygo International

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

เป็นเครื่องใช้เพื่อจ่ายออกซิเจนเพิ่มให้กับผู้ป่วยที่ต้องบำบัดด้วยออกซิเจน สามารถใช้ขณะเคลื่อนย้าย เครื่องนี้ไม่ได้เป็นเครื่องช่วยชีวิต

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน เหมาะสำหรับเดินทาง

ปริมาณบรรจุ 1 เครื่อง/กล่อง

วิธีการใช้งาน

1. ต่อสายข้อต่อ Cannula เข้ากับช่องเสียบด้านบนของเครื่อง แนใจว่าสายไม่มีการบิดงอ
2. เปิดเครื่อง, กดปุ่ม Power. หลังจากกดครั้งแรก, หน้าจอและหลอดสว่างขึ้น กดปุ่ม Power ครั้งที่สอง เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมดการทำงาน.
3. การตั้งค่า Flow ของเครื่อง, ให้กดปุ่ม + หรือ –
การเพิ่มค่า Flow, ให้กดปุ่ม +. ลดค่า Flow, ให้กดปุ่ม –
เครื่องสามารถถูกตั้งไปที่ 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, และ 6 ใน Pulse หรือ Sleep Mode. เครื่องสามารถถูกตั้งไปที่ .5, 1, 1.5, และ 2 ใน Continuous Flow Mode
4. วางปลายสาย Cannula ไปที่หน้าของคนไข้ ตามรูปข้างล่าง และหายใจปกติผ่านจมูก



ข้อควรระวัง

ห้ามใช้เครื่อง ถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่ ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก ก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่อง ถ้าเครื่องทำงานไม่ปกติให้แจ้งบริษัท ตัวแทนจำหน่าย

คำเตือน

1. โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้งาน
2. ห้ามใช้สายต่อพ่วง หรือ *electrical adapters*.
3. ถ้าได้ยินเสียงเตือน (alarm) หรือเครื่องทำงานผิดปกติ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายโดยทันที
4. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือให้คนสูบบุหรี่ หรือจุดไฟใกล้เครื่อง

ผู้ผลิต Respirationics 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA 15668 USA

ผู้นำเข้า บริษัทไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/2, ชั้น 1, ชั้น 2 อาคารเลขที่ 10/11 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-349-4780-3

วันที่จัดทำเอกสาร 7 เมษายน 2565

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

คู่มือการใช้งาน

เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น Simplygo mini with Extended Battery

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

เป็นเครื่องใช้เพื่อจ่ายออกซิเจนเพิ่มให้กับผู้ป่วยที่ต้องบำบัดด้วยออกซิเจน สามารถใช้ขณะเคลื่อนย้าย เครื่องนี้ไม่ได้เป็นเครื่องช่วยชีวิต

ข้อบ่งใช้

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องออกซิเจน เหมาะสำหรับเดินทาง

ปริมาณบรรจุ 1 เครื่อง/กล่อง

วิธีการใช้งาน

1. ต่อสายข้อต่อ Cannula เข้ากับช่องเสียบด้านบนของเครื่อง แน่ใจว่าสายไม่มีการบิดงอ
2. เปิดเครื่อง, กดปุ่ม Power. หลังจากกดครั้งแรก, หน้าจอและหลอดสว่างขึ้น กดปุ่ม Power ครั้งที่สอง เพื่อให้เครื่องอยู่ในโหมดการทำงาน.
3. การตั้งค่า Flow ของเครื่อง, ให้กดปุ่ม + หรือ -
การเพิ่มค่า Flow, ให้กดปุ่ม +. ลดค่า Flow, ให้กดปุ่ม -
4. วางปลายสาย Cannula ไปที่หน้าของคนที่ใช้ ตามรูปข้างล่าง และหายใจปกติผ่านจมูก



ข้อควรระวัง

ถอดแบตเตอรี่เมื่อปิดเครื่องแล้วเท่านั้น ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก ก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่อง ถ้าเครื่องทำงานไม่ปกติให้แจ้งบริษัท ตัวแทนจำหน่าย

คำเตือน

1. โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนใช้งาน
2. ห้ามใช้สายต่อพ่วง หรือ electrical adapters.

3. ถ้าได้ยินเสียงเตือน (alarm) หรือเครื่องทำงานไม่ปกติ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายโดยทันที

4. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือให้คนสูบบุหรี่ หรือจุดไฟใกล้เครื่อง

ผู้ผลิต Respironics 1001 Murry Ridge Lane Gewerbestrasse 17 Murrysville, PA 15668 USA

ผู้นำเข้า บริษัทไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น G/2, ชั้น 1, ชั้น 2 อาคารเลขที่ 10/11 หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-349-4780-3

วันที่จัดทำเอกสาร 7 เมษายน 2565