

Premium Surgical Kit

<วิธีการเก็บรักษา>

- * ควรเก็บไว้ในที่แห้งจากอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ ไม่โดนแสงแดดโดยตรง และแห้งตลอดเวลา
- * ไม่ควรนำเครื่องมือเหล่านี้เข้าใกล้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือเครื่องทำไอโซน

<ข้อควรระวัง>

- * ไม่ควรใช้หลังจากวันหมดอายุที่ระบุไว้
- * สำหรับข้อมูลของแต่ละชิ้น แนะนำให้ปรึกษากับทาง IFU ก่อนนำมาใช้
- * เมื่อมีการใช้ยาทำให้ปราศจากเชื้อแบบติดไฟง่าย แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดออก หรือปล่อยให้มีการระเหยออกไป (ในกรณีที่มีจำนวนมาก การระเหยของแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ติดไฟได้ง่ายเมื่อใช้มีดไฟฟ้า)

ชุดเครื่องมือผ่าตัด คลาสบี แบบใช้ครั้งเดียว

ห้ามนำมาใช้ซ้ำ

[คำเตือน]

■ ม่านคลุม

ม่านคลุมใช้ในการผ่าตัด - เมื่อมีการใช้ยาทำให้ปราศจากเชื้อแบบติดไฟง่าย แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดออก หรือปล่อยให้มีการระเหยออกไป (ในกรณีที่มีจำนวนมาก การระเหยของแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ติดไฟได้ง่ายเมื่อใช้มีดไฟฟ้า)

■ ผ้าตาข่ายใช้ในการผ่าตัด

ผ้าตาข่ายใช้ในการผ่าตัด - เมื่อมีการใช้ยาทำให้ปราศจากเชื้อแบบติดไฟง่าย แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดออก หรือปล่อยให้มีการระเหยออกไป (ในกรณีที่มีจำนวนมาก การระเหยของแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ติดไฟได้ง่ายเมื่อใช้มีดไฟฟ้า)

■ ผ้าก๊อสเอกซเรย์

ผ้าก๊อสเอกซเรย์ – เมื่อมีการใช้มีดที่แหลม จำเป็นต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะบางครั้งอาจจะทิ่มเศษชิ้นส่วนของก๊อสไว้ในร่างกายได้

■ ผ้าก๊อส X-ray แบบมีป้าย IC

ผ้าก๊อส X-ray แบบมีป้าย IC – เมื่อมีการใช้มีดที่แหลม จำเป็นต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะบางครั้งหากผ้านี้เสียหาย จะไม่สามารถใช้การได้ทันที

■ กรรไกร

กรรไกร – ไม่ใช้กับมีดไฟฟ้าโดยตรง เพราะเสี่ยงต่อการไหม้และฉีกขาดได้

■ คีม

Premium Surgical Kit

กิม – ไม่ใช้กับมีดไฟฟ้าโดยตรง เพราะเสี่ยงต่อการไหม้และฉีกขาดได้

▪ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับปั๊ม

ชุดให้น้ำเกลือสำหรับ ปั๊ม – ควรจะฆ่าเชื้อส่วนที่มีไว้สำหรับฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใส่เข็มเข้าไป (อาจมีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้)

▪ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับปั๊ม แบบไม่มี DEHP

ชุดให้น้ำเกลือสำหรับปั๊ม แบบไม่มี DEHP – ควรจะฆ่าเชื้อส่วนที่มีไว้สำหรับฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใส่เข็มเข้าไป (อาจมีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้)

▪ ชุดให้น้ำเกลือสำหรับปั๊ม แบบไม่มี PVC

ชุดให้น้ำเกลือสำหรับปั๊ม แบบไม่มี PVC – ควรจะฆ่าเชื้อส่วนที่มีไว้สำหรับฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใส่เข็มเข้าไป (อาจมีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้)

▪ ชุดถ่ายเลือด

ชุดถ่ายเลือด – ควรจะฆ่าเชื้อส่วนที่มีไว้สำหรับฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใส่เข็มเข้าไป (อาจมีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้)

▪ ชุดให้น้ำเกลือ

ชุดให้น้ำเกลือ – ควรจะฆ่าเชื้อส่วนที่มีไว้สำหรับฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใส่เข็มเข้าไป (อาจมีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้)

▪ ชุดให้น้ำเกลือ แบบไม่มี DEHP

ชุดให้น้ำเกลือ แบบไม่มี DEHP – ควรจะฆ่าเชื้อส่วนที่มีไว้สำหรับฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใส่เข็มเข้าไป (อาจมีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้)

▪ ชุดให้น้ำเกลือ แบบไม่มี PVC

ชุดให้น้ำเกลือ แบบไม่มี PVC – ควรจะฆ่าเชื้อส่วนที่มีไว้สำหรับฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนใส่เข็มเข้าไป (อาจมีการปนเปื้อนแบคทีเรียได้)

▪ แผ่นเทปสเตอไรค์

แผ่นเทปสเตอไรค์ จำเป็นต้องมีการจัดการดังนี้

1. ถ้ามีการบวมเกิดขึ้นที่บาดแผล จะต้องดึงแผ่นเทปนี้ออกมา เนื่องจากอาจมีการระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือการอักเสบ
2. ถ้าในกรณีที่ติดกับผิวหนังแรงเกินไป อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของผิวหนัง เช่น ผื่นแดง คัน เจ็บ แสบ และจำเป็นต้องนำออกทันที
3. เมื่อนำแผ่นเทปออก ผิวหนังอาจจะมีการเปลี่ยนสี หรือทิ้งรอยแผลเป็นไว้

Premium Surgical Kit

■ ค้ำจี้แบบบังคับด้วยมือ

(คำแนะนำในการใช้มีความถี่ไฟฟ้าสูง)

1. เมื่อใช้เครื่องมือผ่าตัดไฟฟ้า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระเบิด หรือช็อต หากมีอุณหภูมิสูงเกินไป และถ้ามีการนำวัสดุหรือสารใดๆ ที่มีคุณสมบัติในการติดไฟง่ายมาใช้ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ อาทิเช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบบที่เรียกใช้สำหรับผิวหนัง หรือผ้าก๊อศแห้ง รวมถึงก่อนเริ่มทำการผ่าตัด ควรมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟสำหรับฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์จำพวกมีดไฟฟ้า และเมื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้เสร็จแล้ว ต้องมีการเก็บรักษาที่ดีและระมัดระวังด้วยเช่นกัน
2. เมื่อใช้เครื่องมือที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ในขณะที่ใช้มีความถี่ไฟฟ้าสูง จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้
 - a. ให้นำมีดไฟฟ้าออกจากเครื่องมือที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
 - b. จับเครื่องมือให้แน่น และต้องมั่นใจว่ารักษาระยะห่างระหว่างเครื่องมือกับพื้นผิวนั้นๆ
 - c. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือดังกล่าว พร้อมกับมีดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดระเบิดหรือช็อต ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือแบบต่อเนื่อง เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

(คำแนะนำในการใช้ปากกา)

1. เมื่อใช้เครื่องมือผ่าตัดไฟฟ้า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระเบิด หรือช็อต หากมีอุณหภูมิสูงเกินไป และถ้ามีการนำวัสดุหรือสารใดๆ ที่มีคุณสมบัติในการติดไฟง่ายมาใช้ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ อาทิเช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบบที่เรียกใช้สำหรับผิวหนัง หรือผ้าก๊อศแห้ง รวมถึงก่อนเริ่มทำการผ่าตัด ควรมีการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ติดไฟสำหรับฆ่าเชื้อกับอุปกรณ์จำพวกมีดไฟฟ้า และเมื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้เสร็จแล้ว ต้องมีการเก็บรักษาที่ดีและระมัดระวังด้วยเช่นกัน
2. เมื่อใช้เครื่องมือที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ในขณะที่ใช้มีความถี่ไฟฟ้าสูง จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้
 - a. ให้นำมีดไฟฟ้าออกจากเครื่องมือที่อาจจะก่อให้เกิดอันตราย
 - b. จับเครื่องมือให้แน่น และต้องมั่นใจว่ารักษาระยะห่างระหว่างเครื่องมือกับพื้นผิวนั้นๆ
 - c. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือดังกล่าว พร้อมกับมีดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดระเบิดหรือช็อต ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือแบบต่อเนื่อง เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

■ ผลึกภัณฑ์ที่ใช้เย็บผิวหนัง

ผลึกภัณฑ์ที่ใช้เย็บผิวหนัง – ต้องมั่นใจว่าที่เย็บนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเมื่อเย็บลงบนผิวหนังแล้ว ต้องตรวจสอบว่ามันติดเรียบร้อยดีหรือไม่ ต้องมีการนำออกและทำใหม่หรือไม่ หากมีข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดการติดเชื้อทางผิวหนังได้

Premium Surgical Kit

– ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับวิธีการทำผ่าตัด รวมถึงสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้ให้เหมาะสมกับงานและอุปกรณ์การใช้ หากขาดผลมีการติดเชื่อ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการผ่าตัดที่เหมาะสมได้

[ข้อห้ามต่างๆ ในการใช้เครื่องมือ]

▪ ม่านคลุม

ม่านคลุมใช้ในการผ่าตัด - เมื่อมีการใช้ยาทำให้ปราศจากเชื้อแบบปิดไฟง่าย แนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์เช็ดออก หรือปล่อยให้มีการระเหยออกไป (ในกรณีที่มีจำนวนมาก การระเหยของแอลกอฮอล์จะทำให้ติดไฟได้ง่ายเมื่อใช้มีด ไฟฟ้า)

▪ ผ้าตาข่ายใช้ในการผ่าตัด

ผ้าตาข่ายใช้ในการผ่าตัด – ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวง่ายต่อไอโอไดน เพราะอาจทำให้แพ้ได้

▪ ผ้าก๊อซ (แบบมีลูกยาง)

ผ้าก๊อซ – ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ประวัติในการแพ้อย่างรุนแรง

▪ ผ้าก๊อซเอกซเรย์

ผ้าก๊อซเอกซเรย์ – ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ประวัติในการแพ้อย่างรุนแรง ไม่ควรทิ้งไว้ในร่างกายผู้ป่วย และไม่ควรใช้ความรุนแรงกับอุปกรณ์ชนิดนี้ เพราะอาจจะมีผลต่อร่างกายผู้ป่วยได้

▪ ผ้าก๊อซ X-ray แบบมีป้าย IC

ผ้าก๊อซ X-ray แบบมีป้าย IC – ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ในจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามคำแนะนำในการใช้ หากมีการนำวัสดุนี้ไปใช้ร่วมกับมีดไฟฟ้า อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ และไม่ควรใช้ผ้าก๊อซชนิดนี้กับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มในการแพ้ได้ง่าย เพราะมันมีส่วนผสมของทองแดง เงิน ตะกั่ว และนิกเกิล อีกทั้งไม่ควรใช้ความรุนแรงกับอุปกรณ์ชนิดนี้ เพราะอาจจะมีผลต่อร่างกายผู้ป่วยได้

▪ มีดผ่าตัด

มีดผ่าตัด – ไม่ควรใช้อุปกรณ์ชนิดนี้กับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มในการที่จะแพ้ได้ง่าย

▪ ใบมีดผ่าตัด

ใบมีดผ่าตัด – ไม่ควรใช้อุปกรณ์ชนิดนี้กับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มในการที่จะแพ้ได้ง่าย

▪ สำลี

Premium Surgical Kit

สำคัญ – ไม่ควรทิ้งไว้ในร่างกายผู้ป่วย

▪ แแถบปิดแผลสเตอไรด์ Leukostrip

แแถบปิดแผลสเตอไรด์ Leukostrip – ไม่ควรให้สัมผัสกับผิวที่มีเลือดหรือน้ำโดยตรง (รวมถึงเมื่อมีครีมอยู่บนผิว) เพราะจะทำให้แแถบปิดก่อนข้างยาก และไม่ควรรีบบริเวณแผลติดเชื้อ

▪ แผ่นรองเดี่ยว

แผ่นรองเดี่ยว – ไม่ควรตัดหรือดำเนินการใด และไม่ควรทิ้งไว้หรือใส่เข้าไปในร่างกาย

▪ มีดผ่าตัดขนนก

มีดผ่าตัดขนนก – ไม่ควรใช้อุปกรณ์ชนิดนี้กับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มในการที่จะแพ้ได้ง่าย

▪ ผ้าก๊อซ

ผ้าก๊อซ – ไม่ควรทิ้งไว้ในร่างกาย

▪ ผ้าก๊อซ

ผ้าก๊อซ – ไม่ควรทิ้งไว้ในร่างกาย และไม่ควรถัดผ้าก๊อซชนิดนี้ เนื่องจากเศษชิ้นผ้าอาจจะหล่นหรือถูกทิ้งอยู่ในร่างกายได้

▪ แผ่นกันลื่น

แผ่นกันลื่น – ไม่ควรใช้ร่วมกับกาวชนิดไซยาโนอะคริเลต

▪ แผ่นเทปสเตอไรด์

แผ่นเทปสเตอไรด์ – มีความเป็นไปได้สูงที่บาดแผลจะรักษาและปิดสนิทได้ยาก หากไม่รีบทำการปิดบางแผลหลังผ่าตัด

1. ไม่ควรให้สัมผัสกับผิวที่มีเลือดหรือน้ำโดยตรง (รวมถึงเมื่อมีครีมอยู่บนผิว) เพราะจะทำให้แแถบปิดก่อนข้างยาก
2. ไม่ควรรีบบริเวณที่ยากต่อการปิดแผลหรือแผ่นเทปอาจหลุดได้ง่าย เช่น ข้อต่อ
3. ไม่ควรรีบบริเวณแผลติดเชื้อ หรือเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ได้ง่าย
4. ไม่ควรใช้กับบาดแผลที่มีแมลงสัตว์กัดต่อย หรือแผลที่ได้จากหญ้าหรือเศษไม้ ทราย หรือวัตถุแปลกปลอมอื่นๆ
5. ไม่ควรใช้กับบาดแผลที่มีความลึกไปจนถึงเนื้อเยื่อชั้นใน หรือเอ็นของร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
6. เมื่อจำเป็นต้องใช้แแถบสเตอไรด์นี้ ไม่ควรจับด้วยมือเปล่า ลูบมือที่ละอะทะ กิม หรืออุปกรณ์อื่นๆที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
7. เมื่อต้องการนำแผ่นเทปนี้ออก บาดแผลอาจเกิดการเลือดไหล ดังนั้นจึงควรดึงออกอย่างระมัดระวัง โดยขยี้ทั้งสองด้าน

Premium Surgical Kit

▪ กระบอกฉีดยา

กระบอกฉีด – ไม่ควรเชื่อมต่อกับหลอดเลือด เพราะอาจเกิดการอักเสบหรืออาการแทรกซ้อนได้

▪ ปากกาที่ใช้ควบคุม

ปากกาที่ใช้ควบคุม – ไม่ควรใช้กับอวัยวะเล็กๆ เช่น การผ่าตัดที่นิ้ว และไม่ควรใช้ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการติดไฟได้ง่าย หรือเป็กรื่น รวมถึงบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนมาก เพื่อเลี่ยงการเกิดประกายไฟหรือระเบิด

▪ คัมจีไฟฟ้าแบบบังคับด้วยมือ

สำหรับหัวและท้ายของมีดผ่าตัด – ไม่ควรใช้ในบริเวณที่ใกล้แผลผ่าตัด และไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่แสดงอาการแพ้ต่อเหล็ก รวมถึงผู้ป่วยที่มีการปลูกถ่าย/หรือใส่อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆไว้ในร่างกาย เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง สำหรับขั้นตอนการใช้เครื่องมือ ทางผู้ที่ไม่ควรรองอุปกรณ์ เพราะจะทำให้เสียหายได้ สำหรับการใช้อิเล็กโทรดแบบเข็ม ไม่ควรตั้งค่าเครื่องไว้ที่ 30W และไม่ควรคลุมท้ายมีดผ่าตัดไฟฟ้าด้วยวัสดุที่ติดไฟง่าย

สำหรับปากกา – ไม่ควรใช้ในบริเวณที่ใกล้แผลผ่าตัด และไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่แสดงอาการแพ้ต่อเหล็ก รวมถึงผู้ป่วยที่มีการปลูกถ่าย/หรือใส่อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆไว้ในร่างกาย เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง สำหรับขั้นตอนการใช้เครื่องมือ ทางผู้ที่ไม่ควรรองอุปกรณ์ เพราะจะทำให้เสียหายได้ สำหรับการใช้อิเล็กโทรดแบบเข็ม ไม่ควรตั้งค่าเครื่องไว้ที่ 30W และไม่ควรคลุมท้ายมีดผ่าตัดไฟฟ้าด้วยวัสดุที่ติดไฟง่าย

▪ แคนนูล่า Safe C

แคนนูล่า – ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับจุก/ตัวเชื่อม/ตัวต่อที่เป็นโพลีคาร์บอเนต และไม่ควรในการฉีดเข้าเส้นเลือดที่มีการสูบน้ำัดแรง เพราะเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ

▪ ท่อต่อขยาย

ท่อต่อขยาย – ไม่ควรในการฉีดเข้าเส้นเลือดที่มีการสูบน้ำัดแรง เพราะเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ

– ข้อห้าม คือ ไม่ควรใช้สารละลายโพวิโดน ไอโอไดน มีความเข้มข้นน้อยกว่า pH3 เพราะวัสดุจะเสื่อมคุณภาพลง

▪ เข็มฉีดยา

เข็มฉีดยา – ไม่ควรใช้กับกระบอกฉีดอื่น นอกจากเทอร์รูโม

▪ สายดูของเหลว

สายดูของเหลว – ไม่ควรใช้กับอุปกรณ์ต่อไปนี้ 1) อุปกรณ์ที่ไม่สามารถรักษาระดับการเชื่อมต่อที่มั่นคงได้ 2) อุปกรณ์ที่เมื่อเชื่อมต่อแล้วทำให้เกิดการอุดตัน และ 3) อุปกรณ์ที่ยากที่จะถอนการติดตั้งเมื่อเชื่อมต่อ

Premium Surgical Kit

▪ สาย

สาย – ไม่ควรนำไปฆ่าเชื้อ และไม่ควรรีกับอุปกรณ์ต่อไปนี้ 1) อุปกรณ์ที่ไม่สามารถรักษาระดับการเชื่อมต่อที่มั่นคงได้ 2) อุปกรณ์ที่เมื่อเชื่อมต่อแล้วทำให้เกิดการอุดตัน และ 3) อุปกรณ์ที่ยากที่จะถอนการติดตั้งเมื่อเชื่อมต่อ

▪ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เย็บผิวหนัง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เย็บผิวหนัง – ไม่ควรเย็บในบริเวณที่มีระยะห่างระหว่างผิวหนังและเนื้อเยื่อ น้อยกว่า 5 มม. และไม่ควรรีกับอุปกรณ์กับผู้ป่วยที่เกิดอาการแพ้ง่าย โดยเฉพาะแพ้นิกเกิล โครเมียม ทองแดง โคบอลต์ และเหล็ก

▪ ฟองน้ำซับน้ำ

ฟองน้ำซับน้ำ – ไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เพราะอาจเกิดความเสียหายได้ และไม่ควรรีกับผู้ป่วยที่ง่ายต่อการแพ้

▪ ผ้าตาข่ายใช้ในการผ่าตัด

ผ้าตาข่ายใช้ในการผ่าตัด - ไม่ควรรีกับผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวง่ายต่อไอโอดีน เพราะอาจทำให้แพ้ได้

▪ กระบอกฉีด

กระบอกฉีด – ก่อนใช้อุปกรณ์นี้ ต้องตรวจสอบก่อนว่าระบบการทำงานด้านแรงดันใช้งานดีหรือไม่ และไม่ควรรีกับกรณีที่แรงดันมากจนเกินไป

▪ ผ้าก๊อซ

ผ้าก๊อซ – ไม่ควรทิ้งไว้ในร่างกาย และไม่ควรรีบบริเวณภายในของอุปกรณ์

– ไม่ควรรีกับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่าย

▪ ถุง

ถุง – ไม่ควรรีกับผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ประวัติในการแพ้อย่างรุนแรง

[วิธีการเก็บรักษาและวันหมดอายุ]

<วิธีการเก็บรักษา>

- * ควรเก็บไว้ให้พ้นจากอุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ ไม่โดนแสงแดดโดยตรง และแห้งตลอดเวลา
- * ไม่ควรรีกับเครื่องมือเหล่านี้เข้าใกล้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือเครื่องทำไอโซน
- * เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นฟองน้ำมีส่วนผสมของยูรีเทน มันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเพื่อเจอแสงแดด แต่ประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ได้ลดลง

<วันหมดอายุ>

Premium Surgical Kit

* วันหมดอายุจะระบุไว้ที่ป้ายสินค้า

[ชื่อผู้ผลิตและจัดจำหน่าย]

<ผู้ผลิตและผู้ขาย>

บริษัท HOGY MEDICAL จำกัด

ที่อยู่ 7-7 2-โชมะ อาคารสาเก มินะโตะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 107-8615

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ แผนก Post-Marketing Surveillance

โทรศัพท์ +81-3-6229-1300

โทรสาร +81-3-6229-1350

เว็บไซต์ <http://www.hogy.co.jp>

<ผู้ผลิต>

บริษัท HOGY MEDICAL จำกัด