

## เสื้อกราวน์ที่ใช้ในการผ่าตัด

ไม่สามารถใช้ซ้ำได้

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เสื้อกราวน์ที่ใช้ในการผ่าตัด                |
| ขนาด:          | ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่มาก ขนาดใหญ่พิเศษ |
| วัสดุ:         | ผลิตจากวัสดุ SMS แบบ 5 ชั้น                 |



SG-SMS K Series

## วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

ชุดนี้มีไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันทั้งผู้สวมใส่และผู้ป่วยจากการถ่ายเทจุลินทรีย์ ของเหลว และเลือด ชุดเหมาะสำหรับใช้ในขั้นตอนสำคัญ

## ประสิทธิภาพและมาตรฐาน:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13795-1:2019 Standard Performance

## ข้อห้าม

ปฏิกิริยาการแพ้ต่อวัสดุที่ใช้ในเสื้อคลุม

## วิธีการสวมใส่:

- 1) ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายกับกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เสียหายหรือเปื่อย โปรดทิ้งอย่างเหมาะสม.
- 2) อ่านฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังโดยให้ความสนใจกับสัญลักษณ์ที่กลมกลืนกัน วันหมดอายุ และคำเตือนใดๆ หากวันหมดอายุผ่านไป โปรดทิ้งชุดให้เหมาะสม

- 3) ล้างมือให้สะอาด
- 4) เปิดบรรจุภัณฑ์และถอดเสื้อคลุมออก
- 5) สวมเสื้อคลุมโดยเอาแขนทั้งสองสอดแขนเสื้อโดยให้ส่วนที่เปิดอยู่หันหน้าไปทางด้านหลัง
- 6) ยึดตะขอและห่วงที่คอให้แน่น
- 7) ผูกเข็มขัดเอวที่ด้านหลังโดยใช้โบว์หรือปมที่ปลอดภัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดนั้นทับซ้อนกันเพื่อไม่ให้ร่างกายของคุณถูกเปิดเผยที่ด้านหลัง
- 8) สวมถุงมือ (ไม่ได้ให้มาด้วย) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดไว้เหนือตะเข็บระหว่างแขนเสื้อและแขนเสื้อ
- 9) หลังการใช้งาน ให้กำจัดเสื้อคลุมด้วยความระมัดระวัง โดยให้ผู้ช่วยเปิดที่ปิดคอและเข็มขัดคาดเอว เลื่อนชุดไปข้างหน้าออกจากร่างกายของคุณ โดยตรงเข้าสู่ถังขยะทางคลินิกที่เหมาะสมทำให้มั่นใจได้ว่าผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณไม่เข้าสู่สัมผัสกับชั้นนอกของชุด
- 10) ทิ้งชุดคลุมเป็นขยะทางคลินิกตามแนวทางขององค์กรของคุณ
- 11) ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน

#### คำเตือนและข้อห้าม :

- 1) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณแพ้โพลีโพรพิลีน โพลีเอสเตอร์ หรือผ้าฝ้าย
- 2) ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากวันหมดอายุ
- 3) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก เปียกหรือเสียหายอย่างเห็นได้ชัด
- 4) อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกเปลวไฟ ความร้อน หรือแหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มสูง ISOL/8 คำแนะนำการใช้ชุดแพทย์ SMS แบบใช้แล้วทิ้ง เวอร์ชัน 003

#### อายุการใช้งาน

สามปีนับจากวันที่ผลิต

#### การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห่างจากวัสดุที่ไวไฟและกีดกันรอบป้องกันจากแสงแดดและความชื้น โดยตรง

#### เงื่อนไขการขนส่ง

ระหว่างการขนส่ง หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ด้านนอก แสงแดดโดยตรง ฝน หิมะ และฝนรูปแบบอื่นๆ

#### คำแนะนำในการกำจัด :

โปรดกำจัด Drape ให้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนทางคลินิกตามแนวทางการกำจัดของเสียขององค์กรคุณ

#### การทำให้ปราศจากเชื้อ :

ผลิตภัณฑ์ผ่านการฆ่าเชื้อโดย EO

<ข้อมูลการติดต่อ>

#### [Manufacturer/distributor and manufacturer name (etc.)]

<Manufacturer/distributor>

PT. Hogy Medical  
Address: Infinia Park No. 45 Blok A  
57, Jalan Dr. Saharjo, Manggarai,  
Tebet, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Phone: (021) 83797001  
Department<Manufacturer>

HOGY MEDICAL CO.,LTD.