

Administration Sets Nécessaires à perfusion

Instructions for Use
Mode d'emploi

Catalog Number Référence catalogue	Product Name Nom du Produit
INT CSS	Source Administration Set (SAS) Nécessaire à perfusion de la source
INT CPS	Patient Administration Set (PAS) Nécessaire à perfusion du patient



READ BEFORE USING
À LIRE AVANT L'UTILISATION



© 2007-2019 Bayer. This material may not be reproduced, displayed, modified, or distributed without the express prior written consent of Bayer.

© 2007-2019 Bayer. Ce matériel ne peut pas être reproduit, exposé, modifié ou diffusé sans l'accord écrit explicite de Bayer.

Bayer, the Bayer Cross, MEDRAD, and MEDRAD Intego are trademarks owned by and/or registered to Bayer in the U.S. and/or other countries.

Bayer, la croix de Bayer, MEDRAD, et MEDRAD Intego sont des marques commerciales détenues et/ou déposées par Bayer aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

A glossary of the symbols used on the MEDRAD® Intego administration sets can be found on page 2 of these Instructions for Use.



Bayer Medical Care Inc.

1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.
Phone: +1 (412) 767-2400
+1 (800) 633-7231
Fax: +1 (412) 767-4120

INT CSS:

AvailMed S.A. De C.V.

C. Industrial Lt.001 Mz. 105
No. 20905 Int. A Col. Cd. Industrial
Tijuana, Baja California
Mexico 22444



Bayer Medical Care B.V.

Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands
Phone: +31 (0) 43-3585601
Fax: +31 (0) 43-3656598

Importer BMC B.V:

Bayer Medical Care B.V.
Avenue Céramique 27
6221 KV Maastricht
The Netherlands



English	6
Deutsch	6
Français	7
Italiano	7
Español (España)	8
Nederlands	9
Dansk	9
Hrvatski	10
Português (Brasileiro)	11
Português (Europeu)	11
Русский	12
Türkçe	13
Suomi	13
Svenska	14
Slovenský	15
Srpski	15
Magyar	16
Polski	16
Eesti	17
Norsk	18
Ελληνικά	18
Lietuvių	19
Slovenščina	20
Български	20
Română	21
Latviešu	22
Česky	22
한국어	23
ภาษาไทย	23
繁體中文	24
Íslenska	25
Español (LatAm)	25
简体中文	26
Українська	26

DN-258046 Rev. B
April 11, 2019

ENGLISH

Introduction: Read the information contained within this document completely before installing or using the MEDRAD *Intego PET Infusion System* Administration Sets. Understanding this information will assist the user in safely operating the MEDRAD Intego System.

Intended Use: The MEDRAD *Intego PET Infusion System* is intended to deliver accurate doses of ¹⁸F Fluorodeoxyglucose (FDG) and ¹⁸F Sodium Fluoride (NaF) radiopharmaceuticals and commonly used flushing solutions to patients during molecular imaging (nuclear medicine) diagnostic procedures. The MEDRAD *Intego PET Infusion System* is also intended to provide effective radiation shielding to medical personnel from Fluorine-18 (¹⁸F) radiation exposure during nuclear medicine diagnostic procedures.

Indications for Use: The MEDRAD *Intego PET Infusion System* is indicated for the administration of ¹⁸F Fluorodeoxyglucose (FDG), ¹⁸F Sodium Fluoride (NaF), and commonly used flushing solutions to patients during molecular imaging (nuclear medicine) procedures. **NOTE:** MEDRAD Intego disposables labeled for ¹⁸F FDG or ¹⁸F NaF are intended for the delivery of NaF with software version CR10.1 and later. Please contact the Bayer representative for additional information regarding administration of ¹⁸F NaF.

Restricted Sale: The United States Food and Drug Administration (FDA) restricts sale of this device to physicians or those with written authorization from a physician.

Important Safety Notice: This device is intended to be used by trained personnel with experience in diagnostic imaging studies.

Report any serious incident that has occurred in relation to this device to Bayer (radiology.bayer.com/contact) and to your local European competent authority (or, where applicable, to the appropriate regulatory authority of the country in which the incident has occurred).

⚠ Warnings
For devices labeled for single use, please note: This product is intended for single use only. Do not resterilize, reprocess or reuse. The disposable devices have been designed and validated for single use only. Re-use of the single use disposable devices pose risks of device failure and risks to the patient. Potential device failure includes significant component deterioration with extended use, component malfunction, and system failure. Potential risks to the patient include injury due to device malfunction or infection as the device has not been validated to be cleaned or re-sterilized.
Biological contamination can result from reusing the Patient Administration Set or failure to follow sterile technique. DO NOT reuse or attempt to resterilize. Properly discard disposable items after use. If there is any possibility that contamination may have occurred during set-up or use, disassemble and set-up a new sterile product.
Severe operator injury can occur if care is not taken when opening or closing the lids over the shielded chamber or the Patient Administration Set compartment. Be certain that all fingers are clear before opening or closing the shielded chamber lid or the Patient Administration Set compartment lid.
Only the fluid path of the set is sterile and non pyrogenic. Do not use in a sterile or aseptic area without proper precautions.
Air embolism or improper injection dosage may occur if saline line is damaged. Make certain not to pinch the saline tube within the saline pump as this may damage the administration set.
Biological contamination may occur if aseptic techniques are not followed. Follow facility guidelines to disinfect the vial septum.
Radiation Exposure Hazard: Injector may contain radioactive materials. Do not reach under cart while system contains activity. Do not remove access panels while system contains activity.
Do not use if sterile package is opened or damaged. Patient or operator injury may result if package is opened or damaged, or if damaged components are used. Visually inspect contents and package before each use.
Puncture hazard. The SAS contains sharps. To prevent injury, take care when handling the SAS to control the sharps. Dispose of the sharps per individual facility guidelines.
DO NOT use the Source Administration Set with more than one multi-dose vial. Using the Source Administration Set with more than one multi-dose vial could result in injury to patient or operator.
Radiation exposure hazard. Using the lid of the Shielded Chamber as a work space may expose the operator to excess radiation. Do not use the lid to the Shielded Chamber as a work space while there are radioactive materials present within the system. Using the lid as a work space or placing items on the lid while it is open may damage the lid, hampering its ability to provide an adequate radiation shield.
Radiation exposure hazard. Radiopharmaceuticals emit gamma radiation. Operator should exercise extreme caution when handling radiopharmaceuticals. Doses may exceed maximum permissible dose if appropriate precautions are not properly exercised. Follow all individual facility guidelines for the handling and disposal of radioactive materials. DO NOT open the Shielded Chamber without first taking radiation precautions as outlined in facility procedures.

⚠ Warnings
DO NOT use any radiopharmaceutical products other than ¹⁸ F Fluorodeoxyglucose (FDG) or ¹⁸ F Sodium Fluoride (NaF) with the MEDRAD Intego System. Use of radiopharmaceuticals other than ¹⁸ F FDG or ¹⁸ F NaF may damage the MEDRAD Intego System and may cause inaccurate dose measurement and/or excessive radioactive exposure.
Improper injection dosage or radiation spillage may result if the Shielded Chamber lid is closed onto the tubing set. Ensure that the tubing set and all administration set components are properly installed before closing the Shielded Chamber lid.
Patient infection may result from the use of non-sterile components. Maintain sterility of all disposable components using aseptic techniques.
The PVC tubing in the PAS contains DEHP, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
Extremely high doses of phthalates such as DEHP have been reported to cause birth defects in research animals. Although limited scientific data is available on the effect of phthalates in humans, health authorities recommend that exposure to devices containing these compounds be minimized as much as possible for children and nursing or pregnant women.

DEHP is also a substance on the candidate list of Substances of Very High Concern (SVHC) according to Article 59 of REGULATION (EC) no. 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). **Substance Name:** Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) **CAS Number:** 117-81-7 **Ec Number:** 204-211-0

INSTALLING THE SOURCE ADMINISTRATION SET (SAS)

Always install a new SAS when installing a new multi-dose vial. Install the multi-dose vial and the SAS in the Shielded Chamber using the following procedure:

- Release the latch securing the Chamber Lid and slide the lid towards the front of the cart to expose the Shielded Chamber.
- Open the disposable tray and remove the SAS from the packaging.
- Place the saline bag onto the hanger on the rear of the cart near the handle and insert spike at the end of the SAS into the saline bag.
- Insert the Saline Tube into the Saline Pump so that the connector is between the pump and the saline bag, with the connector close to the pump.
- Insert the tubing into the hold-down clip and route the Saline Tube along the SAS track, starting at the Saline Pump and ending at the Vial Shield Compartment where the Vial Shield will be installed.
- NOTE:** Make certain that the Saline Tube is centered on the pump rollers. The tubing must not fall below the rollers. When closing the pump door, make certain that the Saline Tube is centered in the pump door so that the tubing is not pinched.
- Insert the Sharps Cartridge into the clip on the shield lid. The tube exiting the Sharps Cartridge should be towards the RP Pump.
- NOTE:** Do not remove the protective sheath from the needles of the Sharps Cartridge.
- Insert Confluence into the SAS Confluence holder.
- Verify dose calibrator is empty before installing coil.
- Insert the SAS Coil into the Dose Calibrator so that the loose ends of the tubing are towards the top.
- NOTE:** Be sure that the SAS Coil is placed at the bottom of the Dose Calibrator.
- Unroll the Waste Bag and insert it into the shielded Waste Storage.
- Insert the T-connector into the retainer.
- Install the section of tubing between the T-connector and the Waste Bag into the waste pinch valve.
- NOTE:** The pinch valve is opened by pushing on the button on the top of the valve. To install the tubing, slide the tubing into the valve while pushing down on the button.
- Install the pinch valve cover on the waste pinch valve.
- Install the section of tubing between the T-connector and the Swabbable Valve into the PAS pinch valve.
- NOTE:** The pinch valve is opened by pushing on the button on the top of the valve. To install the tubing, slide the tubing into the valve while pushing down on the button.
- Install the pinch valve cover on the PAS pinch valve.
- Insert the free end of the SAS (exiting the PAS pinch valve) into the Air Detector.
- Using the Vial Shield Compartment handle, lift the shield lid straight up and then rotate the lid counter-clockwise.
- The shield lid is hinged. Lift the lid to expose the Sharps Cartridge Clip.
- Lower the shield lid over the Sharps Cartridge.
- Insert the Vial Shield containing a full vial of the radiopharmaceutical indicated for use into the Vial Shield Compartment. DO NOT remove the vial access cap of the Vial Shield. Leave the carrying handle on the Vial Shield.
- NOTE:** The Vial Shield is keyed so that it can only be properly inserted into the Vial Shield Compartment with the Vial Shield Compartment posts resting in the keyed areas located next to the flat surfaces of the Vial Shield.
- Remove the cap from the Vial Shield by pushing down on the carrying handle, rotating the vial access cap counter-clockwise, and then lifting the cap straight off.
- Follow aseptic techniques as outlined in individual facility guidelines to disinfect the vial septum.
- Insert the sharps into the multi-dose vial by pivoting the shield lid back over the well and pressing the needles straight down into the vial.
- Insert the tubing from the Sharps Cartridge into the RP pump. Ensure that the tube collar rests immediately outside the RP pump, on the side closest to the Vial Shield Compartment. Close the pump lid.

- Verify that all of the SAS is lying flat within the channel, that the Vial Shield Compartment handle is down and that the door of the RP pump is closed with the tubing completely installed. Close the chamber lid.
- NOTE:** Follow facility procedures to ensure that the radiopharmaceutical indicated for use is properly secured within the MEDRAD *Intego PET Infusion System*.
- NOTE:** The MEDRAD *Intego PET Infusion System* is designed to be used with standard locks. Bayer does not supply a lock with the system.
- Enter multi-dose vial assay information by following the procedure outlined in the Entering Multi-dose Vial Assay information section of the MEDRAD Intego Operation Manual.

INSTALLING THE PATIENT ADMINISTRATION SET (PAS)

- Always install a new PAS for each patient. Install the PAS using the following procedure:
- Open the shield cover over the PAS area of the Shielded Chamber.
 - Clean the Swabbable Valve at the distal end of the SAS following aseptic techniques described in individual facility guidelines.
 - Attach the PAS to the Swabbable Valve at the distal end of the SAS.
 - Depending on which side of the patient the MEDRAD *Intego PET Infusion System* is located, route the PAS out either the left or right side of the shielding.
 - Ensure that the PAS will not be pinched, and close the shield cover.

DEUTSCH

Einführung: Lesen Sie bitte dieses Dokument vollständig durch, bevor Sie die Verabreichungssets des MEDRAD *Intego PET-Infusionssystems* installieren oder verwenden. Ein gründliches Verständnis dieser Informationen ist Voraussetzung für die sichere Anwendung des MEDRAD Intego PET-Infusionssystems.

Verwendungszweck: Das MEDRAD *Intego PET-Infusionssystem* ist für die Abgabe exakter Dosen der Radiopharmazeutika ¹⁸F Fluorodeoxyglucose (FDG) und ¹⁸F-Natriumfluorid (NaF) sowie von häufig verwendeten Spüllösungen an Patienten im Rahmen von Diagnoseverfahren mit molekularer Bildgebung (Nuklearmedizin) bestimmt. Des Weiteren bietet das MEDRAD *Intego PET-Infusionssystem* eine wirksame Strahlenabschirmung zum Schutz des medizinischen Personals vor einer Aussetzung an Fluor-18 (F-18-Strahlen) während der nuklearmedizinischen Diagnoseverfahren.

Verwendungszweck: Das MEDRAD *Intego PET-Infusionssystem* ist für die Verabreichung von ¹⁸F-Fluorodeoxyglucose (FDG), ¹⁸F-Natriumfluorid (NaF) und häufig verwendeten Spüllösungen an Patienten im Rahmen von molekularen Bildgebungsverfahren (Nuklearmedizin) bestimmt. **HINWEIS:** Für ¹⁸F-FDG oder ¹⁸F-NaF etikettierte MEDRAD Intego-Einwegprodukte sind für die Abgabe von NaF mit Softwareversion CR10.1 und später bestimmt. Für weitere Informationen zur Abgabe von ¹⁸F-NaF die Bayer-Vertretung kontaktieren.

Verkaufsbeschränkung: Laut den Bestimmungen der US Food and Drug Administration (FDA) darf dieses Gerät nur an Ärzte oder an Personen mit schriftlicher ärztlicher Erlaubnis verkauft werden.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit diesem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle an Bayer (radiology.bayer.com/contact) und die zuständige Behörde in Europa (oder, falls zutreffend, an die zuständige Aufsichtsbehörde des Landes, in dem sich der Vorfall ereignet hat).

⚠ Warnhinweise
Bei Produkten, die für den Einmalgebrauch gekennzeichnet sind, ist Folgendes zu beachten: Dieses Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen. Nicht resterilisieren, wiederaufbereiten oder wiederverwenden. Die Einwegprodukte wurden ausschließlich für den einmaligen Gebrauch entwickelt und validiert. Die Wiederverwendung von Einwegprodukten kann zur Fehlfunktion des Geräts führen und Patienten gefährden. Zu den möglichen Fehlfunktionen von Geräten gehören erheblicher Verschleiß der Komponenten nach längerem Gebrauch, Funktionsstörung der Komponenten und Systemversagen. Zu den potenziellen Risiken für Patienten gehören Verletzungen aufgrund von Funktionsstörungen des Produkts oder Infektionen aufgrund einer nicht validierten Reinigung oder Resterilisation des Produkts.
Die Wiederverwendung des patientenseitigen Verabreichungssets oder Nichtbefolgung der sterilen Technik kann zu biologischen Kontaminationen führen. NICHT wiederverwenden oder resterilisieren. Nach dem Gebrauch sind die Einwegartikel ordnungsgemäß zu entsorgen. Wenn die Möglichkeit besteht, dass das Produkt während der Einrichtung oder Verwendung kontaminiert wurde, entsorgen Sie es und verwenden Sie ein neues, steriles Produkt.
Bei unachtsamem Vorgehen beim Öffnen oder Schließen der Deckel auf der abgeschirmten Kammer oder der Kammer des patientenseitigen Verabreichungssets kann der Bediener schwere Verletzungen erleiden. Vor dem Öffnen oder Schließen des Deckels der abgeschirmten Kammer oder der Kammer des patientenseitigen Verabreichungssets muss sichergestellt werden, dass keine Finger eingeklemmt werden können.
Nur die Zuleitung des Sets ist steril und pyrogenfrei. Vor der Verwendung in einem sterilen oder aseptischen Feld sind die entsprechenden Maßnahmen zu treffen.

⚠ Warnhinweise
Im Fall einer beschädigten Kochsalzlösungsleitung besteht die Gefahr einer Luftembolie oder einer falschen Injektionsdosis. Darauf achten, dass die Kochsalzlösungsleitung in der Kochsalzlösungspumpe nicht eingeklemmt wird, da dies eine Beschädigung des Verabreichungssets zur Folge haben könnte.
Bei Nichteinhaltung der aseptischen Verfahren besteht die Gefahr einer biologischen Kontamination. Das Septum der Ampulle muss gemäß dem Krankenhausprotokoll desinfiziert werden.
Gefahr einer Strahlenaussetzung: Der Injektor kann radioaktives Material enthalten. Nicht unter den Wagen greifen, während im System Aktivität vorhanden ist. Die Abdeckplatten nicht entfernen, während im System Aktivität vorhanden ist.
Nicht verwenden, wenn die sterile Verpackung geöffnet oder beschädigt ist. Bei geöffneter bzw. beschädigter Verpackung oder bei Verwendung beschädigter Komponenten können Patienten oder Bediener verletzt werden. Vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung der Packung und des Inhalts durchführen.
Stichgefahr. Das SAS enthält Nadeln. Bei der Handhabung des SAS vorsichtig vorgehen, um Stichverletzungen zu vermeiden. Die Nadel gemäß dem Krankenhausprotokoll für spitze Gegenstände entsorgen.
Das quellenseitige Verabreichungsset darf NICHT für mehr als eine Multidosis-Ampulle verwendet werden. Wird das quellenseitige Verabreichungsset für mehr als eine Multidosis-Ampulle verwendet, kann der Patient oder der Bediener verletzt werden.
Gefahr einer Strahlenaussetzung. Der Deckel der abgeschirmten Kammer darf nicht als Arbeitsfläche verwendet werden, da dies eine übermäßige Strahlenaussetzung des Bedieners zur Folge haben könnte. Den Deckel der abgeschirmten Kammer niemals als Arbeitsfläche verwenden, während im System radioaktives Material vorhanden ist. Die Verwendung des Deckels als Arbeitsfläche oder das Ablegen von Gegenständen auf dem geöffneten Deckel kann zur Beschädigung des Deckels führen und dessen ordnungsgemäße Strahlenschutzfunktion beeinträchtigen.
Gefahr einer Strahlenaussetzung. Radiopharmazeutika geben Gammastrahlen ab. Der Bediener sollte im Umgang mit Radiopharmazeutika mit größter Vorsicht vorgehen. Bei Nichtbefolgung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen kann die maximal zulässige Dosis überschritten werden. Alle Verfahrensrichtlinien des Krankenhauses für die Handhabung und Entsorgung von radioaktivem Material befolgen. Die abgeschirmte Kammer NICHT öffnen, ohne vorher die im Krankenhausprotokoll festgelegten Strahlenschutzmaßnahmen durchzuführen.
Mit dem MEDRAD Intego PET-Infusionssystem dürfen KEINE anderen Radiopharmazeutika als ¹⁸ F-Fluorodeoxyglucose (FDG) oder ¹⁸ F-Natriumfluorid (NaF) verwendet werden. Bei Verwendung von Radiopharmazeutika mit anderen Isotopen als ¹⁸ F-FDG oder ¹⁸ F-NaF kann das MEDRAD Intego PET-Infusionssystem beschädigt und eine falsche Dosismessung und/oder übermäßige Strahlenaussetzung verursacht werden.
Wenn der Deckel der abgeschirmten Kammer beim Schließen auf dem Schlauchsatz aufliegt, besteht die Gefahr einer falschen Injektionsdosis oder eines Entweichens von radioaktivem Material. Vor dem Schließen des Deckels der abgeschirmten Kammer immer sicherstellen, dass der Schlauchsatz und alle Komponenten des Verabreichungssets richtig montiert sind.
Die Verwendung von nicht sterilen Komponenten kann zur Infektion des Patienten führen. Sorgen Sie durch Anwendung aseptischer Verfahren für die Sterilität aller Einmalkomponenten.
Die PVC-Schläuche des PAS enthalten DEHP, eine chemische Substanz, die im Staat Kalifornien als konnatale Defekte oder anderweitige Fortpflanzungsschäden verursachend bekannt ist.
Extrem hohe Phthalat-Dosen wie z. B. DEHP haben sich in Tierversuchen als Geburtsfehler verursachend erwiesen. Obgleich wissenschaftliche Daten zur Wirkung von Phthalaten auf den Menschen nur begrenzt verfügbar sind, empfehlen die Gesundheitsbehörden, den Kontakt mit Produkten, die diese Verbindungen enthalten, für Kinder, Schwangere und Stillende so weit wie möglich einzuschränken.
Ebenso ist die Substanz DEHP laut Artikel 59, REGULATION (EC) Nr. 1907/2006, im Hinblick auf die Registrierung, Beurteilung, Genehmigung und Beschränkung von Chemikalien (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH) in der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (Substances of Very High Concern, SVHC) enthalten. Name der Substanz: Diethylhexylphthalat (DEHP) CAS-Number: 117-81-7 EC-Number: 204-211-0
INSTALLIEREN DES QUELLENSEITIGEN VERABREICHUNGSSETS (SAS)
Bei jedem Anbringen einer neuen Multidosis-Ampulle muss ein neues SAS installiert werden. Den Multidosis-Großbehälter und das SAS wie in folgendem Verfahren beschrieben in der abgeschirmten Kammer installieren.

1. Den Riegel des Kammerdeckels öffnen und den Deckel zur Vorderseite des Wagens schieben, um die abgeschirmte Kammer zu öffnen.
2. Die Einmalproduktschale öffnen und das SAS aus der Verpackung nehmen.
3. Den Kochsalzsalzungsbeutel an dem Hänger an der Wagenrückseite nahe dem Griff aufhängen und den Spike auf der SAS-Seite in den Kochsalzsalzungsbeutel stecken.
4. Den Kochsalzsalzungs Schlauch so in die Kochsalzsalzungspumpe einführen, dass der Anschluss zwischen Pumpe und Kochsalzsalzungsbeutel und nahe der Pumpe liegt.
5. Den Schlauch in die Niederhalteklammer legen. Dann den Kochsalzsalzungs Schlauch des SAS entlang der SAS-Schiene von der Kochsalzsalzungspumpe aus bis zu der abgeschirmten Kammer für die Ampulle verlegen.
- HINWEIS:** Sicherstellen, dass der Kochsalzsalzungs Schlauch auf den Pumpenrollen zentriert ist. Der Schlauch darf nicht unter die Rollen fallen. Beim Schließen der Pumpenklappe muss darauf geachtet werden, dass der Kochsalzsalzungs Schlauch in der Pumpenklappe zentriert ist, damit der Schlauch nicht eingeklemmt wird.
6. Die Sharps Cartridge in die am Abschirmdeckel vorgesehene Klemme stecken. Der von der Sharps Cartridge abgehende Schlauch muss zur RP-Pumpe gerichtet sein.
- HINWEIS:** Nicht die Schutzhülle von den Nadeln der Sharps Cartridge entfernen.
7. Den Zusammenfluss in die SAS-Halterung einführen.
8. Vor dem Installieren der Spule sicherstellen, dass der Dosiskalibrator leer ist.
9. Die SAS-Spule so in den Dosiskalibrator einführen, dass die losen Enden des Schlauchs nach oben gerichtet sind.
- HINWEIS:** Darauf achten, dass die SAS-Spule auf dem Boden des Dosiskalibrators aufliegt.
10. Den Abfallbeutel auseinanderrollen und in das abgeschirmten Abfallbeutelfach einsetzen.
11. Den T-Anschluss in den Halter stecken.
12. Den Schlauchabschnitt zwischen dem T-Anschluss und dem Abfallbeutel im Quetschventil montieren.
- HINWEIS:** Zum Öffnen des Quetschventils den Knopf oben auf dem Ventil drücken. Zum Montieren den Schlauch bei gedrücktem Knopf in das Ventil schieben.
13. Den Deckel des Quetschventils auf dem Abfall-Quetschventil anbringen.
14. Den Schlauchabschnitt zwischen dem T-Anschluss und dem Halkey-Roberts-Ventil (HR-Ventil) im PAS-Quetschventil montieren.
- HINWEIS:** Zum Öffnen des Quetschventils den Knopf oben auf dem Ventil drücken. Zum Montieren den Schlauch bei gedrücktem Knopf in das Ventil schieben.
15. Den Deckel des Quetschventils auf dem PAS-Quetschventil anbringen.
16. Das freie Ende des SAS (das vom PAS-Quetschventil abgeht) in den Luftdetektor einführen.
17. Unter Verwendung des Griffes an der Ampullenkammer den Abschirmdeckel gerade nach oben heben und entgegen dem Uhrzeigersinn weg drehen.
18. Der Abschirmdeckel ist ein Klappeckel. Den Deckel aus dem Weg klappen, um die Sharps Cartridge-Klemme freizulegen.
19. Den Abschirmdeckel auf die Sharps Cartridge absenken.
20. Die Ampullenabschirmung, die eine volle Ampulle des zu verwendenden Radiopharmazeutikums enthält, in die Ampullenkammer einsetzen. Die Ampullenzugangskappe an der Ampullenabschirmung darf NICHT entfernt werden. Den Tragegriff auf der Ampullenabschirmung belassen.
- HINWEIS:** Die Ampullenabschirmung ist so ausgeführt, dass sie nur auf eine Weise richtig in die Ampullenkammer eingesteckt werden kann, nämlich mit den Pfosten der Ampullenkammer in den ausgesparten Bereichen auf beiden Seiten der flachen Oberflächen der Ampullenabschirmung.
21. Die Kappe von der Ampullenabschirmung entfernen; dazu den Tragegriff nach unten drücken, die Ampullenzugangskappe gegen den Uhrzeigersinn drehen und die Kappe gerade nach oben abziehen.
22. Das Septum der Ampulle unter Einsatz von aseptischen Verfahren gemäß dem Krankenhausprotokoll desinfizieren.
23. Die Nadeln in die Multidosis-Ampulle stecken; dazu den Abschirmdeckel wieder auf die Vertiefung schwenken und die Nadeln gerade nach unten in die Ampulle pressen.
24. Den von der Sharps Cartridge abgehenden Schlauch in die RP-Pumpe einführen. Sicherstellen, dass die Schlauchschleife unmittelbar außerhalb der RP-Pumpe und auf der Seite aufliegt, die am nächsten zur Ampullenkammer liegt. Die Klappe der Pumpe schließen.
25. Sicherstellen, dass das SAS vollständig in dem Kanal in der abgeschirmten Kammer untergebracht, der Griff für den Deckel der Ampullenkammer nach unten gestellt, der Schlauch komplett installiert und die Klappe der RP-Pumpe geschlossen ist. Den Kammerdeckel schließen.
- HINWEIS:** Unter Befolgung des Krankenhausprotokolls bestätigen, dass das zu verwendende Radiopharmazeutikum sicher im MEDRAD Intego PET-Infusionssystem befestigt ist.
- HINWEIS:** Das MEDRAD Intego PET-Infusionssystem ist für die Verwendung mit Standardschlössern ausgeführt. In dem von Bayer gestellten Lieferumfang ist kein Schloss enthalten.
26. Die Testdaten der Multidosis-Ampulle gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Eingabe der Testdaten der Multidosis-Ampulle“ in der Bedienungsanleitung zum MEDRAD Intego System eingeben.

INSTALLIEREN DES PATIENTENSEITIGEN VERABREICHUNGSSETS (PAS)

Für jeden neuen Patienten muss ein neues PAS installiert werden. Das PAS wie folgt installieren:

1. Den Abschirmdeckel über dem PAS-Bereich der abgeschirmten Kammer öffnen.

2. Das HR-Ventil am distalen Ende des SAS unter Einsatz von aseptischen Verfahren gemäß dem Krankenhausprotokoll reinigen.
3. Das PAS an das HR-Ventil am distalen Ende des SAS anschließen.
4. Je nachdem, auf welcher Seite des Patienten das MEDRAD Intego PET-Infusionssystem aufgestellt ist, das PAS entweder links oder rechts aus der Abschirmung herausführen.
5. Sicherstellen, dass das PAS nicht eingeklemmt werden kann und dann den Abschirmdeckel schließen.

FRANÇAIS

Introduction : Lisez les informations contenues dans le présent document dans leur intégralité avant d'installer ou d'utiliser les nécessaires à perfusion du système de perfusion TEP MEDRAD Intego. Ces informations permettront d'utiliser en toute sécurité le système MEDRAD Intego.

Utilisation prévue : Le système de perfusion TEP MEDRAD Intego a été conçu pour administrer aux patients des doses précises des produits radiopharmaceutiques ¹⁸F fluorodésoxyglucose (FDG) et ¹⁸F fluorure de sodium (NaF) et des solutions de rinçage communément utilisées lors de procédures diagnostiques d'imagerie moléculaire (médecine nucléaire). Le système de perfusion TEP MEDRAD Intego a également été conçu dans l'optique de fournir au personnel médical un blindage efficace contre les rayonnements émis par le fluor 18 (¹⁸F) lors de procédures diagnostiques de médecine nucléaire.

Indications : Le système de perfusion TEP MEDRAD Intego est indiqué pour administrer aux patients du ¹⁸F fluorodésoxyglucose (FDG), du ¹⁸F fluorure de sodium (NaF) et des solutions de rinçage communément utilisées lors de procédures d'imagerie moléculaire (médecine nucléaire).

REMARQUE : Les consommables MEDRAD Intego étiquetés ¹⁸F FDG ou ¹⁸F NaF sont prévus pour l'administration de NaF avec la version logicielle CR10.1 ou ultérieure. Veuillez contacter le représentant Bayer pour toute information supplémentaire concernant l'administration du ¹⁸F NaF.

Vente restreinte : La Food and Drug Administration (FDA) américaine restreint la vente de cet appareil aux médecins ou aux personnes justifiant d'une autorisation écrite d'un médecin.

Signalez tout incident grave survenu en relation avec cet appareil à Bayer (radiology.bayer.com/contact), ainsi qu'à l'autorité européenne compétente (ou, le cas échéant, à l'organisme de réglementation compétent du pays dans lequel l'incident s'est produit).

 Avertissements
Pour les dispositifs étiquetés comme étant à usage unique, noter ce qui suit : ce produit a été exclusivement conçu pour un usage unique. Ne pas stériliser, retraiter ni réutiliser. Les dispositifs jetables ont été conçus et validés pour un usage unique strict. La réutilisation des dispositifs jetables à usage unique présente des risques de défaillance de ces derniers et des risques pour le patient. Les défaillances potentielles du dispositif incluent une détérioration importante des composants en cas d'usage prolongé, le dysfonctionnement des composants et la défaillance du système. Les risques potentiels pour le patient incluent des lésions dues au dysfonctionnement du dispositif ou une infection, le dispositif n'ayant pas été validé pour être nettoyé ni stérilisé.
Une contamination biologique peut découler de la réutilisation du nécessaire à perfusion du patient ou du non-respect des techniques stériles. Ne PAS le réutiliser et ne PAS essayer de le stériliser. Après utilisation, mettre les articles jetables au rebut comme il convient. Dans l'éventualité d'une contamination se serait produite pendant l'installation ou l'utilisation, démonter et installer un produit stérile neuf.
L'opérateur risque d'être gravement blessé s'il ne fait pas preuve de prudence en ouvrant ou en fermant les couvercles au-dessus de la chambre blindée ou du compartiment du nécessaire à perfusion du patient. Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas à proximité avant d'ouvrir ou de fermer le couvercle de la chambre blindée ou le couvercle du compartiment du nécessaire à perfusion du patient.
Seule la tubulure du nécessaire est stérile et aseptique. Ne pas utiliser dans une zone stérile ou aseptique sans avoir pris les précautions nécessaires.
Une embolie gazeuse ou un dosage d'injection inapproprié peut se produire si la tubulure de sérum physiologique est endommagée. Veillez à ne pas pincer la tubulure de sérum physiologique dans la pompe de sérum physiologique sous peine d'endommager le nécessaire à perfusion.
Une contamination biologique peut se produire si les techniques aseptiques ne sont pas observées. Suivez les directives de l'établissement pour désinfecter le septum du flacon.
Risque d'exposition aux rayonnements : l'injecteur peut contenir des matériaux radioactifs. Ne placez aucune partie de votre corps sous le chariot lorsque le système contient une activité. Ne retirez pas les panneaux d'accès lorsque le système contient une activité.
Ne pas utiliser si l'emballage stérile est ouvert ou endommagé. Un emballage ouvert ou endommagé, ou l'utilisation de composants endommagés représente un risque de lésion pour le patient ou l'opérateur. Inspectez visuellement l'emballage et son contenu avant chaque utilisation.

 Avertissements
Risque de perforation. Le SAS contient des éléments pointus. Pour ne pas risquer de vous blesser, soyez vigilant lorsque vous manipulez le SAS pour contrôler les éléments pointus. Mettez ces derniers au rebut conformément aux directives de l'établissement.
N'UTILISEZ PAS le nécessaire à perfusion de la source avec plusieurs flacons multidoses, au risque de blesser le patient ou l'opérateur.
Risque d'exposition aux rayonnements. L'utilisation du couvercle de la chambre blindée comme espace de travail risque d'exposer l'opérateur à un excédent de rayonnements. N'utilisez pas le couvercle de la chambre blindée comme espace de travail alors que le système contient des matériaux radioactifs. L'utilisation du couvercle en tant qu'espace de travail ou le fait de poser des éléments sur le couvercle alors qu'il est ouvert risque de l'endommager, oblitérant ainsi sa capacité à offrir un blindage adéquat contre les rayonnements.
Risque d'exposition aux rayonnements. Les produits radiopharmaceutiques émettent des rayonnements gamma. L'opérateur doit procéder avec une extrême prudence lorsqu'il manipule des produits radiopharmaceutiques. Les doses peuvent dépasser la dose maximale autorisée si les précautions adéquates ne sont pas prises. Observez toutes les directives de l'établissement relatives à la manipulation et à la mise au rebut des produits radioactifs. N'ouvrez PAS la chambre blindée sans avoir pris au préalable des mesures de précaution contre les rayonnements, comme l'indiquent les procédures de l'établissement.
N'utilisez AUCUN produit radiopharmaceutique autre que le ¹⁸F fluorodésoxyglucose (FDG) ou ¹⁸F fluorure de sodium (NaF) avec le système MEDRAD Intego. L'usage de produits radiopharmaceutiques autres que le ¹⁸F FDG ou le ¹⁸F NaF peut endommager le système MEDRAD Intego et provoquer des mesures de dose inexactes et/ou une exposition excessive aux rayonnements radioactifs.
Un dosage d'injection inapproprié ou une fuite de rayonnement peut se produire si le couvercle de la chambre blindée comprime un segment de tubulure. Vérifiez que la tubulure et tous les composants du nécessaire à perfusion sont correctement installés avant de fermer le couvercle de la chambre blindée.
L'emploi de composants non stériles peut représenter une cause d'infection chez le patient. Préservez la stérilité de tous les composants jetables en suivant des techniques aseptiques.
La tubulure en PVC du PAS contient du DEHP, un produit chimique considéré par l'Etat de Californie comme responsable d'anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles sur le système reproductif.
Il a été signalé que de très fortes doses de phthalates tels que le DEHP pouvaient provoquer des anomalies congénitales chez les animaux de laboratoire. Même si les données scientifiques disponibles sur les effets des phthalates chez les humains sont limitées, les autorités de santé recommandent de minimiser autant que possible l'exposition des enfants et des femmes enceintes ou allaitantes aux dispositifs contenant ces composés.

Le DEHP est également un produit figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes de l'article 59 de la réglementation européenne n° 1907/2006 (règlement REACH) portant sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques.

Nom de la substance : Phalate de di-(2-éthylhexyle) (DEHP)

Numéro CAS : 117-81-7

Numéro CE : 204-211-0

INSTALLATION DU NÉCESSAIRE À PERFUSION DE LA SOURCE (SAS)

Installez toujours un SAS neuf lors de l'installation d'un flacon multidoses neuf. Installez le flacon multidoses et le SAS dans la chambre blindée en suivant la procédure ci-dessous :

1. Relâchez le dispositif de fermeture fixant le couvercle de la chambre et faites glisser le couvercle vers l'avant du chariot pour exposer la chambre blindée.
 2. Ouvrez le plateau jetable et retirez le SAS de l'emballage.
 3. Placez la poche de sérum physiologique sur le crochet de suspension situé à l'arrière du chariot à proximité de la poignée et insérez le perforateur à l'extrémité du SAS dans la poche de sérum physiologique.
 4. Insérez la tubulure de sérum physiologique dans la pompe de sérum physiologique de sorte que le raccord se trouve entre la pompe et la poche de sérum physiologique, à proximité de la pompe.
 5. Insérez la tubulure dans le clip de retenue et acheminez la tubulure de sérum physiologique le long du rail du SAS, depuis la pompe de sérum physiologique jusqu'au compartiment de blindage du flacon où le blindage du flacon sera installé.
- REMARQUE :** Veillez à ce que la tubulure de sérum physiologique soit centrée sur les rouleaux de la pompe. Il ne faut pas que la tubulure tombe sous les rouleaux. Lorsque vous fermez la porte de la pompe, veillez à ce que la tubulure de sérum physiologique soit bien au centre de la porte de la pompe afin que la tubulure ne soit pas pincée.
6. Insérez la cartouche Sharps Cartridge dans le clip sur le couvercle du blindage. La tubulure sortant de la cartouche Sharps Cartridge doit être dirigée vers la pompe de RP.
- REMARQUE :** N'enlevez pas la gaine protectrice des aiguilles de la cartouche Sharps Cartridge.
7. Insérez la confluence dans le support de confluence du SAS.

8. Vérifiez que l'étalonneur de dose est vide avant d'installer la tubulure spirale.
 9. Introduisez la tubulure spirale du SAS dans l'étalonneur de dose de sorte que les extrémités libres de la tubulure soient orientées vers le haut.
- REMARQUE :** Veillez à ce que la tubulure spirale du SAS soit placée au niveau de la partie inférieure de l'étalonneur de dose.
10. Déroulez la poche à déchets et insérez-la dans le compartiment de stockage des déchets blindé.
 11. Insérez le raccord en T dans le dispositif de maintien.
 12. Installez la section de tubulure allant du raccord en T jusqu'à la poche à déchets dans le clamp situé côté déchets.
- REMARQUE :** Le clamp s'ouvre en appuyant sur le bouton situé sur le dessus du clamp. Pour installer la tubulure, faites-la glisser dans le clamp tout en appuyant sur le bouton.
13. Installez le couvercle du clamp sur le clamp des déchets.
 14. Installez la section de tubulure allant du raccord en T jusqu'à la valve anti-retour dans le clamp du PAS.
- REMARQUE :** Le clamp s'ouvre en appuyant sur le bouton situé sur le dessus du clamp. Pour installer la tubulure, faites-la glisser dans le clamp tout en appuyant sur le bouton.
15. Installez le couvercle du clamp sur le clamp du PAS.
 16. Introduisez l'extrémité libre du SAS (qui sort du clamp situé côté PAS) dans le détecteur d'air.
 17. A l'aide de la poignée du compartiment du blindage du flacon, soulevez complètement le couvercle du blindage, puis faites tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 18. Le couvercle du blindage est muni de charnières. Soulevez-le pour exposer le clip de la cartouche Sharps Cartridge.
 19. Abaissez le couvercle du blindage sur la cartouche Sharps Cartridge.
 20. Insérez le blindage du flacon contenant un flacon rempli du produit radiopharmaceutique indiqué dans le compartiment du blindage du flacon. Ne retirez PAS le bouchon d'accès au flacon du blindage du flacon. Laissez la poignée de transport sur le blindage du flacon.

REMARQUE : Le blindage du flacon est conçu de manière à ne pouvoir être inséré correctement dans le compartiment du blindage du flacon qu'avec les montants du compartiment posés sur les zones d'emboîtement situées près des surfaces planes du blindage du flacon.

21. Retirez le bouchon du blindage du flacon en appuyant sur la poignée de transport et en faisant tourner le bouchon d'accès au flacon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis en sortant le bouchon en le soulevant directement.
22. Suivez les techniques aseptiques décrites dans les directives de l'établissement pour désinfecter le septum du flacon.
23. Insérez les éléments pointus dans le flacon multidoses en faisant pivoter le couvercle du blindage pour le replacer au-dessus du puits et en enfonçant les aiguilles directement dans le flacon.
24. Insérez la tubulure de la cartouche Sharps Cartridge dans la pompe de RP. Assurez-vous que le collier de la tubulure repose juste à l'extérieur de la pompe de RP, sur le côté le plus proche du compartiment du blindage du flacon. Fermez le couvercle de la pompe.
25. Vérifiez que l'ensemble du SAS repose bien à plat dans la gouttière, que la poignée du compartiment du blindage du flacon est abaissée et que la porte de la pompe de RP est fermée avec la tubulure complètement installée. Fermez le couvercle de la chambre.

REMARQUE : Suivez les procédures de l'établissement afin d'assurer le bon placement du produit radiopharmaceutique indiqué à l'intérieur du système de perfusion TEP MEDRAD Intego.

REMARQUE : Le système de perfusion TEP MEDRAD Intego est destiné à être utilisé avec des dispositifs de verrouillage standards. Bayer ne fournit aucun dispositif de verrouillage avec le système.

26. Saisissez les informations sur le dosage du flacon multidoses en suivant la procédure décrite dans la section Saisie des informations sur le dosage du flacon multidoses du manuel d'utilisation du système MEDRAD Intego.

INSTALLATION DU NÉCESSAIRE À PERFUSION DU PATIENT (PAS)

Installez systématiquement un PAS neuf pour chaque patient. Installez le PAS en suivant la procédure ci-dessous :

1. Ouvrez le capot du blindage au-dessus de la zone du PAS de la chambre blindée.
2. Nettoyez la valve anti-retour située à l'extrémité distale du SAS en suivant les techniques aseptiques décrites dans les directives de l'établissement.
3. Raccordez le PAS à la valve anti-retour située à l'extrémité distale du SAS.
4. Selon le côté du patient où se trouve le système de perfusion TEP MEDRAD Intego, acheminez le PAS par le côté gauche ou droit du blindage.
5. Assurez-vous que le PAS ne sera pas pincé, puis fermez le capot du blindage.

ITALIANO

Introduzione: leggere integralmente le informazioni contenute nel presente documento prima di installare o utilizzare i set di somministrazione del sistema di infusione PET Intego MEDRAD. La conoscenza di queste informazioni è importante per un uso sicuro del sistema Intego MEDRAD.

Uso previsto: il sistema di infusione PET Intego MEDRAD viene utilizzato per la somministrazione ai pazienti di dosi precise dei radiofarmaci ¹⁸F-fluorodesossiglucosio (FDG) e ¹⁸F-fluoruro di sodio (NaF) e delle soluzioni di lavaggio comunemente utilizzate durante le procedure diagnostiche di imaging molecolare (medicina nucleare). Il sistema di infusione PET Intego MEDRAD è inoltre progettato in modo da garantire al personale medico un'efficace schermatura

contro le radiazioni del Fluoro-18 (¹⁸F) durante le procedure diagnostiche di medicina nucleare.

Indicazioni per l'uso: il sistema di infusione PET Intego MEDRAD è indicato per la somministrazione ai pazienti di ¹⁸F-fluorodesossiglucosio (FDG), ¹⁸F-fluoruro di sodio (NaF) e delle soluzioni di lavaggio comunemente utilizzate durante le procedure diagnostiche di imaging molecolare (medicina nucleare).

NOTA: i componenti monouso Intego MEDRAD etichettati per ¹⁸F FDG o ¹⁸F NaF sono destinati all'erogazione di NaF con versioni software CR10.1 e successive. Per ulteriori informazioni sulla somministrazione di ¹⁸F NaF, contattare il rappresentante Bayer.

Vendita limitata: la Food and Drug Administration (FDA) statunitense limita la vendita del presente dispositivo ai medici e alle persone munite di prescrizione medica.

Segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo a Bayer (radiology.bayer.com/contact) e all'autorità europea competente (o, laddove applicabile, all'appropriata autorità di regolamentazione del paese in cui si è verificato l'incidente).

⚠ Avvertenze

Nota per i dispositivi classificati come monouso: questo prodotto è destinato esclusivamente a un solo utilizzo. Non sterilizzare, ritrattare o riutilizzare. I dispositivi monouso sono stati progettati e validati esclusivamente per uso singolo. Il riutilizzo di dispositivi monouso può causare guasti al dispositivo e comporta rischi per il paziente. I potenziali guasti del dispositivo includono il deterioramento dei componenti sottoposti all'uso prolungato, malfunzionamento dei componenti e guasto del sistema. I potenziali rischi per il paziente includono lesioni dovute al malfunzionamento del dispositivo o infezioni, in quanto il dispositivo non è stato convalidato per essere pulito o sterilizzato.

Il riutilizzo del set di somministrazione al paziente o la mancata osservanza di tecniche sterili può essere causa di contaminazione biologica. NON riutilizzare o tentare di sterilizzare il dispositivo. Dopo l'uso, smaltire correttamente i componenti monouso. Se esiste il rischio che si sia verificata una contaminazione durante la preparazione o l'uso, smontare il dispositivo e preparare un nuovo prodotto sterile.

L'operatore potrebbe subire lesioni gravi se non si presta attenzione durante l'apertura o la chiusura degli sportelli della camera schermata o dello scomparto del set di somministrazione al paziente. Accertarsi che le dita si trovino a distanza di sicurezza prima di aprire o chiudere lo sportello della camera schermata o dello scomparto del set di somministrazione al paziente.

Soltanto la linea del fluido del set è sterile e apirogena. Non utilizzare in campo sterile o asettico senza le debite precauzioni.

Se la linea della soluzione fisiologica è danneggiata, possono verificarsi embolia gassosa o un dosaggio non corretto dell'iniezione. Accertarsi che il tubo della soluzione fisiologica non sia soggetto a schiacciamento, in quanto ciò potrebbe danneggiare il set di somministrazione.

Per evitare il rischio di contaminazione biologica, adottare tecniche asettiche. Per la disinfezione del setto della fiala, seguire i protocolli in vigore presso la struttura.

Pericolo di esposizione a radiazioni: l'iniettore può contenere materiali radioattivi. Non accedere all'area sottostante il carrello quando il sistema contiene radioattività. Non rimuovere i pannelli di accesso quando il sistema contiene radioattività.

Non utilizzare se la confezione sterile è aperta o danneggiata. L'utilizzo del dispositivo in caso di confezione aperta o non integra o di componenti danneggiati può causare lesioni al paziente o all'operatore. Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo del contenuto e della confezione.

Pericolo di punture. Il SAS contiene aghi. Per evitare lesioni, prestare attenzione quando si maneggia il SAS in modo da tenere gli aghi sotto controllo. Smettere gli aghi nel rispetto dei protocolli in vigore presso le singole strutture.

NON utilizzare il set di somministrazione della sorgente con più fiale multidoso. L'uso del set di somministrazione della sorgente con più fiale multidoso potrebbe causare lesioni al paziente o all'operatore.

Pericolo di esposizione a radiazioni. L'uso dello sportello della camera schermata come area di lavoro può esporre l'operatore a una dose eccessiva di radiazioni. Non utilizzarlo come area di lavoro quando nel sistema è presente materiale radioattivo. Il posizionamento di oggetti sullo sportello o l'uso dello sportello aperto come area di lavoro possono danneggiarlo, compromettendo la sua capacità di fornire un'adeguata schermatura antiradiazioni.

Pericolo di esposizione a radiazioni. I radiofarmaci emettono raggi gamma. Prestare la massima attenzione quando si maneggiano radiofarmaci. In assenza di precauzioni adeguate, le dosi possono superare i valori massimi consentiti. Per maneggiare o smaltire i materiali radioattivi, seguire i protocolli in vigore presso le singole strutture. NON aprire la camera schermata senza prima avere adottato precauzioni contro le radiazioni, come indicato nelle procedure della struttura in cui si opera.

⚠ Avvertenze
NON utilizzare radiofarmaci diversi dal ¹⁸F-fluorodesossiglucosio (FDG) o ¹⁸F-fluoruro di sodio (NaF) con il sistema Intego MEDRAD. L'utilizzo di radiofarmaci diversi dal ¹⁸ F-FDG o ¹⁸ F-NaF può danneggiare il sistema Intego MEDRAD e causare una misurazione imprecisa della dose e/o un'eccessiva esposizione alle radiazioni.
Se lo sportello della camera schermata viene chiuso sul set di tubi, possono verificarsi un dosaggio non corretto dell'iniezione e la dispersione di radiazioni. Accertarsi che il set di tubi e tutti i componenti del set di somministrazione siano installati correttamente prima di chiudere lo sportello della camera schermata.
L'uso di componenti non sterili può provocare infezioni ai pazienti. Mantenere sterili tutti i componenti monouso utilizzando tecniche asettiche.
Il tubo in PVC del PAS contiene DEHP, un prodotto chimico che nello stato della California viene considerato causa di difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo.
È stato riscontrato che dosi estremamente elevate di filati quali il DEHP hanno causato difetti congeniti in animali da ricerca. Sebbene siano disponibili dati scientifici limitati sull'effetto degli filati negli esseri umani, le autorità sanitarie raccomandano di ridurre quanto più è possibile l'esposizione di bambini e donne in allattamento o gravidanza ai dispositivi contenenti tali composti.

Il DEHP è inoltre una sostanza presente nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione in conformità all'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Nome della sostanza: Bis (2-etil(esil)filato) (DEHP)
Numero CAS: 117-81-7
Numero CE: 204-211-0

INSTALLAZIONE DEL SET DI SOMMINISTRAZIONE DELLA SORGENTE (SAS)

Installare sempre un nuovo SAS quando si installa una nuova fiala multidoso. Installare la fiala multidoso e il SAS nella camera schermata attenendosi alla seguente procedura:

1. Rilasciare il meccanismo di chiusura dello sportello della camera schermata e fare scorrere lo sportello verso la parte anteriore del carrello in modo da esporre la camera schermata.
2. Aprire il vassoio monouso ed estrarre il SAS dalla confezione.
3. Appendere la sacca della soluzione fisiologica sul gancio ubicato nella parte posteriore del carrello accanto alla maniglia e inserirvi il perforatore che si trova all'estremità del SAS.
4. Collegare il tubo della soluzione fisiologica alla relativa pompa in modo che il connettore si trovi tra la pompa e la sacca, vicino alla pompa.
5. Inserire il tubo nel morsetto di fissaggio e intradare il tubo della soluzione fisiologica nell'apposita traccia per SAS, partendo dalla pompa della soluzione fisiologica e arrivando allo scomparto dello schermo della fiala in cui verrà installato il relativo schermo.

NOTA: accertarsi che il tubo della soluzione fisiologica sia centrato sui rulli della pompa. I tubi non devono scendere sotto i rulli. Quando si chiude lo sportello della pompa, accertarsi che il tubo della soluzione fisiologica sia centrato sullo sportello in modo da non restare schiacciato.

6. Inserire la cartuccia Sharps nella clip del coperchio schermato. Il tubo in uscita dalla cartuccia Sharps deve essere rivolto verso la pompa RP.

NOTA: non rimuovere la guaina protettiva dagli aghi della cartuccia Sharps.

7. Inserire la confluenza all'interno del supporto della confluenza SAS.

8. Prima di installare la serpentina, assicurarsi che il calibratore di dose sia vuoto.
9. Inserire la serpentina del SAS nel calibratore di dose con le estremità libere dei tubi rivolte verso l'alto.

NOTA: accertarsi che la serpentina del SAS sia posizionata sul fondo del calibratore di dose.

10. Srotolare la sacca dei rifiuti e inserirla nell'apposito vano schermato.
11. Inserire il connettore a T nel fermo.
12. Installare la sezione di tubo fra il connettore a T e la sacca dei rifiuti nella valvola a manicoetto dei rifiuti.

NOTA: per aprire la valvola a manicoetto, premere il pulsante nella parte superiore della valvola. Per installare il tubo, inserire il tubo nella valvola tenendo premuto il pulsante.

13. Installare il coperchio della valvola a manicoetto sulla valvola a manicoetto dei rifiuti.

14. Installare la sezione di tubo fra il connettore a T e la valvola lavabile nella valvola a manicoetto del PAS.

NOTA: per aprire la valvola a manicoetto, premere il pulsante nella parte superiore della valvola. Per installare il tubo, inserire il tubo nella valvola tenendo premuto il pulsante.

15. Installare il coperchio della valvola a manicoetto sulla valvola a manicoetto del PAS.
16. Inserire l'estremità libera del SAS (in uscita dalla valvola a manicoetto del PAS) nel rilevatore d'aria.
17. Agendo sulla maniglia dello scomparto dello schermo della fiala, sollevare il coperchio schermato in linea retta e ruotarlo in senso antiorario.
18. Il coperchio schermato è incernierato. Sollevarlo per esporre la clip della cartuccia Sharps.
19. Abbassare il coperchio schermato sulla cartuccia Sharps.
20. Inserire lo schermo della fiala contenente una fiala intera del radiofarmaco indicato per l'uso nell'apposito scomparto. NON rimuovere il tappo di accesso alla fiala dallo schermo della fiala. Lasciare la maniglia per il trasporto sullo schermo della fiala.

NOTA: lo schermo della fiala ha una forma tale da poter essere inserito solamente nell'apposito scomparto con i perni impegnati nelle tacche poste accanto alle superfici piate dello schermo della fiala.

21. Rimuovere il tappo dallo schermo della fiala premendo sulla maniglia di trasporto e ruotando il tappo di accesso alla fiala in senso antiorario, quindi sollevandolo in linea retta.

22. Per disinfeettare il setto della fiala, adottare tecniche asettiche come previsto dai protocolli in vigore presso le singole strutture.

23. Per inserire gli aghi nella fiala multidoso, ruotare all'indietro il coperchio schermato sul pozzetto e spingere gli aghi direttamente nella fiala.

24. Collegare i tubi dalla cartuccia Sharps alla pompa RP. Assicurarsi che la flangia del tubo risieda immediatamente all'esterno della pompa RP, sul lato più vicino allo scomparto dello schermo della fiala. Chiudere il coperchio della pompa.

25. Verificare che tutto il SAS sia ben inserito nella scanalatura, che la maniglia dello scomparto dello schermo della fiala sia abbassata e che lo sportello della pompa RP sia chiuso con tutti i tubi installati. Chiudere lo sportello della camera.

NOTA: seguire le procedure della struttura in cui si opera per verificare che il radiofarmaco indicato per l'uso sia correttamente e saldamente alloggiato all'interno del sistema di infusione PET Intego MEDRAD.

NOTA: il sistema di infusione PET Intego MEDRAD è progettato per l'uso con luccchetti standard. Bayer non fornisce luccchetti con il sistema.

26. Inserire i dati del dosaggio della fiala multidoso seguendo la procedura descritta nella sezione Immissione dei dati del dosaggio della fiala multidoso del manuale d'uso Intego MEDRAD.

INSTALLAZIONE DEL SET DI SOMMINISTRAZIONE AL PAZIENTE (PAS)

Installare sempre un nuovo PAS per ogni paziente. Installare il PAS attenendosi alla seguente procedura:

1. Aprire il coperchio schermato sull'area del PAS della camera schermata.
2. Pulire la valvola lavabile all'estremità distale del SAS impiegando le tecniche asettiche previste dai protocolli in vigore nelle singole strutture.
3. Collegare il PAS alla valvola lavabile ubicata all'estremità distale del SAS.
4. A seconda del lato del paziente in cui è stato posizionato il sistema di infusione PET Intego MEDRAD, orientare il PAS all'esterno della schermatura, dalla parte destra o sinistra.
5. Assicurarsi che il PAS non resti schiacciato e chiudere il coperchio schermato.

ESPAÑOL (ESPAÑA)

Introducción: lea toda la información que figura en este documento antes de instalar o usar los equipos de administración del sistema de infusión para PET MEDRAD Intego. Comprender esta información ayudará al usuario a utilizar el sistema MEDRAD Intego de manera segura.

Uso previsto: el sistema de infusión para PET MEDRAD Intego está pensado para administrar a pacientes dosis exactas de radiofarmacos (RP) marcados con ¹⁸F-fluorodesoxiglucosa (FDG) y ¹⁸F-fluoruro de sodio (NaF) y soluciones fisiológicas de uso habitual durante procedimientos de diagnóstico mediante técnicas de imagen molecular (medicina nuclear). El sistema de infusión para PET MEDRAD Intego también está pensado para proteger eficazmente al personal médico de la exposición a la radiación del flúor-18 (¹⁸F) durante procedimientos diagnósticos de medicina nuclear.

Indicaciones de uso: el sistema de infusión para PET MEDRAD Intego está indicado para administrar ¹⁸F-fluorodesoxiglucosa (FDG), ¹⁸F-fluoruro de sodio (NaF) y soluciones fisiológicas de uso habitual a pacientes durante procedimientos de imagen molecular (medicina nuclear).
NOTA: los consumibles de MEDRAD Intego con la etiqueta ¹⁸F-FDG o ¹⁸F-NaF están indicados para administrar NaF con la versión de software CR10.1 o versiones posteriores. Contacte con el representante de Bayer para obtener información adicional sobre la administración de ¹⁸F-NaF.

Venta restringida: la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) restringe la venta de este producto a médicos o a personas bajo la debida prescripción facultativa.

Se ruega que informen a Bayer (radiology.bayer.com/contact) y a las autoridades locales competentes de cualquier incidente grave que se haya podido producir en relación con este equipo (o al organismo regulador pertinente del país donde se haya producido el incidente, si procede).

⚠ Advertencias
Respecto de los dispositivos clasificados como de un solo uso, tenga en cuenta lo siguiente: este producto está indicado para un solo uso. No reesterilizar, reprocesar ni reutilizar. Los dispositivos desechables han sido diseñados y probados para un solo uso. La reutilización de los dispositivos desechables de un solo uso podría poner en riesgo al paciente y provocar fallos en el dispositivo. Entre los posibles fallos del dispositivo se incluyen el deterioro significativo de los componentes con el uso prolongado, el fallo de los componentes y del sistema. Entre los posibles riesgos para el paciente se incluyen lesiones debidas al mal funcionamiento del dispositivo o infecciones debido a que no se ha certificado que el dispositivo esté limpio y reesterilizado.

⚠ Advertencias

Reutilizar el equipo de administración del paciente o no aplicar técnicas asépticas puede provocar una contaminación biológica. NO lo reutilice ni intente volver a esterilizarlo. Deshágase adecuadamente de todos los componentes desechables usados. Ante la menor posibilidad de contaminación durante la instalación o el uso, desmonte el equipo e instale un nuevo producto estéril.

El operador puede sufrir lesiones graves si no tiene cuidado al abrir o cerrar las tapas de la cámara blindada o del compartimento del equipo de administración del paciente. Procure quitar los dedos de en medio al abrir o cerrar la tapa de la cámara blindada o la tapa del compartimento del equipo de administración del paciente.

La única parte estéril y apirógena es el circuito de líquidos del equipo. No usar en un área estéril o aséptica sin tomar las debidas precauciones.

Si la línea de solución salina está dañada, puede producirse una embolia gaseosa o inyectarse una dosis incorrecta. Procure no pinzar el tubo de solución salina dentro de la bomba de solución salina, ya que podría dañar el equipo de administración.

Si no se emplean técnicas asépticas puede producirse una contaminación biológica. Siga las normas del centro para desinfectar el tabique del vial.

Peligro de exposición a radiación: el inyector puede contener materiales radioactivos. No introduzca la mano debajo del carro si el sistema contiene actividad radiactiva. No quite los paneles de acceso mientras el sistema contenga actividad radiactiva.

No use el dispositivo si el paquete estéril está abierto o dañado. Si el paquete está abierto o dañado o se han usado los componentes, el paciente o el operador podrían sufrir lesiones. Examine el envase y el contenido antes de usarlo.

Peligro de punción. El SAS contiene objetos punzantes. Para evitar lesiones, tenga cuidado con los objetos punzantes al manejar el SAS. Deseche los objetos punzantes siguiendo las directrices específicas del centro.

NO utilice el equipo de administración de suministros con más de un vial multidoso. El uso del equipo de administración de suministros con más de un vial multidoso podría ocasionar lesiones al paciente o al operador.

Peligro de exposición a radiación. El uso de la tapa de la cámara blindada como espacio de trabajo puede exponer al operador a un exceso de radiación. No use la tapa de la cámara blindada como espacio de trabajo mientras haya materiales radioactivos dentro del sistema. Usar la tapa como espacio de trabajo o colocar artículos sobre ella estando abierta podría dañar la tapa, reduciendo su capacidad para ofrecer una protección adecuada frente a la radiación.

Peligro de exposición a radiación. Los radiofarmacos emiten radiación gamma. El operador debe tener sumo cuidado cuando manipule radiofarmacos. Si no se toman las debidas precauciones, las dosis pueden exceder la dosis máxima permisible. Siga todas las directrices del centro para la manipulación y eliminación de materiales radioactivos. NO abra la cámara blindada sin tomar antes las precauciones frente a la radiación que indiquen los procedimientos del centro.

NO use ningún radiofarmaco con el sistema MEDRAD Intego que no sea ¹⁸F-fluorodesoxiglucosa (FDG) o ¹⁸F-fluoruro de sodio (NaF). El uso de radiofarmacos que no sean ¹⁸F-FDG o ¹⁸F-NaF puede dañar el sistema MEDRAD Intego y dar lugar a mediciones de dosis inexactas o a una exposición excesiva a la radiación.

Si la tapa de la cámara blindada se cierra sobre el juego de tubos, podría inyectarse una dosis incorrecta o producirse una fuga de radiación. Asegúrese de que el juego de tubos y todos los componentes del equipo de administración están correctamente instalados antes de cerrar la tapa de la cámara blindada.

El uso de componentes no estériles puede provocar una infección al paciente. Mantenga la esterilidad de todos los componentes desechables empleando técnicas asépticas.

Los tubos de PVC del PAS contienen DEHP, una sustancia química que según el estado de California provoca anomalías congénitas y otros efectos perjudiciales para la función reproductora.

Existen informes de que las dosis muy elevadas de filatos como el DEHP provocan defectos congénitos en animales de experimentación. Aunque no hay muchos datos disponibles sobre el efecto de los filatos en los seres humanos, las autoridades sanitarias recomiendan reducir al máximo la exposición de los niños y mujeres embarazadas o lactantes a productos que contengan estos compuestos.

El DEHP también es una de las sustancias que figuran en la lista de candidatos a sustancias altamente preocupantes (SVHC) según el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y preparados químicos (REACH).
Nombre de la sustancia: Di(2-etilhexil)ftalato (DEHP)
Número CAS: 117-81-7
Número CE: 204-211-0

INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS (SAS)

Cuando vaya a usar un vial multidosis nuevo, instale siempre un SAS nuevo. Instale el vial multidosis y el SAS en la cámara blindada siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:

- Quite el seguro que cierra la tapa de la cámara y deslice la tapa hacia la parte frontal del carro para dejar al descubierto la cámara blindada.
 - Abra la bandeja desechable y saque el SAS del envase.
 - Coloque la bolsa de solución salina en el colgador de la parte trasera del carro, cerca del asa, e introduzca el punzón del extremo del SAS en la bolsa de solución salina.
 - Introduzca el tubo de solución salina en la bomba de solución salina, de modo que el conector quede situado entre la bomba y la bolsa de solución salina y al lado de la bomba.
 - Introduzca el tubo en la pinza de sujeción y extienda el tubo de solución salina a lo largo del canal del SAS, desde la bomba de solución salina hasta el compartimento del protector para viales, donde se instalará el protector para viales.
- NOTA:** asegúrese de que el tubo de solución salina esté centrado sobre los rodillos de la bomba. El tubo no debe estar caído debajo de los rodillos. Al cerrar la puerta de la cámara, procure que el tubo de solución salina esté bien centrado en la puerta para no aplastarlo.

- Introduzca el Sharps Cartridge (cartucho de agujas) en la pinza de la tapa de blindaje. El tubo que sale del Sharps Cartridge debe estar orientado hacia la bomba de RP.
- NOTA:** no retire la tapa protectora de las agujas del Sharps Cartridge.
- Introduzca la confluencia en el soporte de la confluencia del SAS.
- Compruebe que el calibrador de dosis esté vacío antes de instalar el serpentín.
- Introduzca el serpentín del SAS en el calibrador de dosis con los extremos sueltos del tubo hacia arriba.
- NOTA:** asegúrese de que el serpentín del SAS esté colocado en el fondo del calibrador de dosis.
- Desenrolle la bolsa de residuos e introdúzcala en el depósito de residuos blindado.
- Introduzca el conector en T en el fiador.
- Coloque la sección del tubo situada entre el conector en T y la bolsa de residuos dentro de la válvula de pinza de residuos.
- Introduzca el conector en T en el fiador.
- Coloque la sección del tubo situada entre el conector en T y la válvula lavable dentro de la válvula de pinza del PAS.

- NOTA:** la válvula de pinza se abre apretando el botón que lleva en la parte superior. Para instalar los tubos, deslicelos dentro de la válvula mientras mantiene el botón apretado.
- Póngale la tapa de la válvula de pinza a la válvula de pinza de residuos.
 - Coloque la sección del tubo situada entre el conector en T y la válvula lavable dentro de la válvula de pinza del PAS.
 - NOTA:** la válvula de pinza se abre apretando el botón que lleva en la parte superior. Para instalar los tubos, deslicelos dentro de la válvula mientras mantiene el botón apretado.
 - Póngale la tapa de la válvula de pinza a la válvula de pinza del PAS.
 - Inserte el extremo libre del SAS (que sale de la válvula de pinza del PAS) en el detector de aire.
 - Usando el asa del compartimento del protector para viales, levante la tapa de blindaje verticalmente y gírela hacia la izquierda.
 - La tapa de blindaje es abatible. Levante la tapa para dejar al descubierto la pinza del Sharps Cartridge.
 - Baje la tapa de blindaje sobre el Sharps Cartridge.
 - Coloque el protector para viales con un vial lleno del radiofarmaco que se vaya a emplear en el compartimento del protector para viales. NO quite la tapa de acceso al vial del protector para viales. Deje el asa de transporte puesta en el protector para viales.
 - NOTA:** el protector para viales está diseñado de manera que sólo pueda introducirse correctamente en el compartimento del protector para viales con los postes de este último descansando sobre las áreas dispuestas para ello al lado de las superficies planas del protector para viales.
 - Quite la tapa del protector para viales empujando hacia abajo el asa de transporte y girando la tapa de acceso al vial hacia la izquierda, y levantando después la tapa directamente.
 - Utilice métodos asepticos tal y como se indique en las directrices específicas del centro para desinfectar el tabique del vial.
 - Introduzca las agujas en el vial multidosis girando la tapa de blindaje para volver a colocarla sobre la cavidad y empujando las agujas directamente contra el vial.
 - Introduzca el tubo procedente del Sharps Cartridge en la bomba de RP. Asegúrese de que el collar del tubo quede colocado justo fuera de la bomba de RP, en el lado más próximo al compartimento del protector para viales. Cierre la tapa de la bomba.
 - Compruebe que todo el SAS está bien extendido dentro del canal, que el asa del compartimento del protector para viales está bajada y que la puerta de la bomba de RP está cerrada con el tubo completamente instalado. Cierre la tapa de la cámara.

- NOTA:** siga los procedimientos del centro para garantizar que el radiofarmaco prescrito está seguro dentro del sistema de infusión para PET MEDRAD Intego.
- NOTA:** el sistema de infusión para PET MEDRAD Intego está diseñado para usarse con sistemas estándar. Bayer no suministra ningún cierre con el sistema.
- Introduzca los datos del ensayo del vial multidosis siguiendo el procedimiento que se indica en el epígrafe "Introducción de datos del ensayo del vial multidosis" del manual de funcionamiento de MEDRAD Intego.

INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL PACIENTE (PAS)

- Instale siempre un PAS nuevo para cada paciente. Instale el PAS según el siguiente procedimiento:
- Abra la cubierta de protección de la parte de la cámara blindada correspondiente al PAS.

- Limpie la válvula lavable del extremo distal del SAS siguiendo las técnicas asepticas descritas en las directrices específicas del centro.
- Conecte el PAS a la válvula lavable del extremo distal del SAS.
- Dependiendo del lado del paciente donde esté colocado el sistema de infusión para PET MEDRAD Intego, disponga el PAS para que salga por el lado izquierdo o derecho del blindaje.
- Cierre la cubierta de protección asegurándose de no aplastar el PAS.

NEDERLANDS

Inleiding: Lees de informatie in dit document helemaal door alvorens de toedieningssets van het MEDRAD Intego PET-infusussysteem te installeren of te gebruiken. Een goed begrip van deze informatie helpt de gebruiker het MEDRAD Intego-systeem veilig te gebruiken.

Beoogd gebruik: Het MEDRAD Intego PET-infusussysteem is bedoeld voor het toedienen van nauwkeurige doses van de radiofarmaceutica ¹⁸F fluordeoxyglucose (FDG) en ¹⁸F natriumfluoride (NaF) en normale spoeloplossingen aan patiënten tijdens diagnostische nucleaire geneeskundige moleculaire beeldvormingsprocedures. Het MEDRAD Intego PET-infusussysteem is ook bedoeld voor het bieden van doeltreffende bescherming voor medisch personeel tegen blootstelling aan straling van fluor-18 (¹⁸F) tijdens nucleaire geneeskundige diagnostische procedures.

Gebruiksindicaties: Het MEDRAD Intego PET-infusussysteem is bedoeld voor het toedienen van ¹⁸F fluordeoxyglucose (FDG), ¹⁸F natriumfluoride (NaF) en normale spoeloplossingen aan patiënten tijdens diagnostische nucleaire geneeskundige moleculaire beeldvormingsprocedures.

OPMERKING: Wegwerpartikelen van MEDRAD Intego die zijn voorzien van de aanduiding ¹⁸F FDG of ¹⁸F NaF zijn bedoeld voor toediening van NaF met softwareversie CR10.1 en hoger. Neem contact op met de Bayer-vertegenwoordiger voor aanvullende informatie over het toedienen van ¹⁸F NaF.

Handelsbeperking: Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) mag dit systeem uitsluitend worden verkocht aan artsen en personen die daartoe de schriftelijke toestemming van een arts hebben verkregen.

Ernstige incidenten in verband met dit apparaat moeten worden gemeld bij Bayer (radiology.bayer.com/contact) en bij de plaatselijk bevoegde Europese autoriteit (of, indien van toepassing, bij de regelgevende autoriteit in het land waar het incident heeft plaatsgevonden).

 Waarschuwingen
Voor hulpmiddelen die volgens het etiket zijn bedoeld voor eenmalig gebruik: Dit product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw steriliseren, opnieuw verwerken of opnieuw gebruiken. De wegwerphulpmiddelen zijn uitsluitend ontworpen en gevalideerd voor eenmalig gebruik. Bij hergebruik van wegwerphulpmiddelen voor eenmalig gebruik bestaat het risico dat het hulpmiddel niet correct werkt, met risico's voor de patiënt. Mogelijke defecten van het hulpmiddel zijn aanzienlijke slijtage van onderdelen als gevolg van langdurig gebruik, haperende onderdelen en het defect raken van het systeem. Mogelijke risico's voor de patiënt zijn letsel als gevolg van een onjuiste werking van het hulpmiddel of infectie, aangezien het hulpmiddel niet is gevalideerd voor reiniging of hersterilisatie.
Hergebruik van de patiënttoedieningsset of nalaten een steriele techniek te gebruiken kan biologische contaminatie tot gevolg hebben. Niet opnieuw gebruiken of opnieuw steriliseren. Wegwerpartikelen moeten na gebruik op de juiste wijze worden afgevoerd. Als er een kass bestaat dat tijdens de installatie of het gebruik verontreiniging is opgetreden, moet u het systeem demonteren en een nieuw steriel product installeren.
Er kan ernstig letsel bij de bediener optreden als de dekzels van de afgeschermd kamer of het compartiment voor de patiënttoedieningsset niet voorzichtig worden geopend en gesloten. Zorg dat uw vingers niet klem komen te zitten bij het openen of sluiten van het dekzels van de afgeschermd kamer of van het compartiment voor de patiënttoedieningsset.
Alleen het vloeistoftraject van de set is steriel en pyrogeenvrij. Niet gebruiken in een steriel of aseptisch gebied zonder de juiste voorzorgsmaatregelen.
Luchtentbolie of een onjuiste injectiedosering kan optreden als de zoutoplossingsslang beschadigd is. Zorg dat de zoutoplossingsslang niet klem komt te zitten in de zoutoplossingspomp omdat dit de toedieningsset kan beschadigen.
Er kan biologische contaminatie optreden als er geen gebruik wordt gemaakt van aseptische technieken. Volg de richtlijnen van de instelling om het membraan van de flacon te desinfecteren.
Gevaar van blootstelling aan straling: De injector kan radioactieve materialen bevatten. Niet onder de kar reiken terwijl het systeem radioactiviteit bevat. Toegangspanelen niet verwijderen terwijl het systeem activiteit bevat.
Niet gebruiken als de steriele verpakking is geopend of beschadigd. De patiënt of de bediener kan letsel oplopen als de verpakking geopend of beschadigd is, of als er beschadigde onderdelen worden gebruikt. Voer voor elk gebruik een visuele inspectie uit van de verpakking en de inhoud.

 Waarschuwingen
Doorboringengevaar. De SAS bevat scherpe naalden. Voorkom letsel door de SAS voorzichtig te hanteren als u de naalden controleert. Voer de naalden af volgens de specifieke richtlijnen van de instelling.
Gebruik de brontoedieningsset NIET met meer dan één multidosisflacon. Als de brontoedieningsset met meer dan één multidosisflacon wordt gebruikt, kan de patiënt of de bediener letsel oplopen.
Gevaar van blootstelling aan straling. Het gebruik van het dekzels van de afgeschermd kamer als werkoppervlak kan de bediener blootstellen aan een overmatige hoeveelheid straling. Gebruik het dekzels van de afgeschermd kamer niet als werkoppervlak terwijl er nog radioactieve materialen in het systeem aanwezig zijn. Het gebruik van het dekzels als werkoppervlak of het plaatsen van voorwerpen op het dekzels terwijl dit is geopend, kan het dekzels beschadigen, waardoor het dekzels minder goed als stralingschild functioneert.
Gevaar van blootstelling aan straling. Radiofarmaceutica stralen gammastraling uit. De bediener moet zeer voorzichtig zijn bij het hanteren van radiofarmaceutica. De maximaal toegestane dosis kan worden overschreden als de juiste voorzorgsmaatregelen niet goed worden uitgevoerd. Volg alle specifieke richtlijnen van de instelling voor het hanteren en afvoeren van radioactief materiaal op. Open de afgeschermd kamer NIET zonder eerst voorzorgsmaatregelen met betrekking tot straling te nemen, zoals beschreven in de procedures van de instelling.
Gebruik GEEN andere radiofarmaceutica met het MEDRAD Intego-systeem dan ¹⁸F fluordeoxyglucose (FDG) of ¹⁸F natriumfluoride (NaF). Gebruik van andere radiofarmaceutica dan ¹⁸ F FDG of ¹⁸ F NaF kan het MEDRAD Intego-systeem beschadigen en kan resulteren in een onnauwkeurige dosering en/of overmatige blootstelling aan radioactiviteit.
Als het dekzels van de afgeschermd kamer op de slangenstet wordt gesloten, kan dit tot een onjuiste injectiedosering of het vrijkomen van radioactief materiaal leiden. Zorg dat de slangenstet en alle delen van de toedieningsset op de juiste manier zijn geïnstalleerd voordat u het dekzels van de afgeschermd kamer sluit.
De patiënt kan een infectie oplopen als er niet-steriele onderdelen worden gebruikt. Zorg door gebruik te maken van aseptische technieken dat alle wegwerponderdelen steriel blijven.
De PVC-slang van de PAS bevatten DEHP, een chemische stof die in de staat Californië is aangemerkt als foetotoxisch of anderszins schadelijk voor de voorplanting.
Voor extreem hoge doses flatalen, zoals DEHP, is gemeld dat het geboortefwijkingen bij proefdiëren veroorzaakt. Hoewel onderzoeksgegevens met betrekking tot het effect van flatalen op mensen schaars zijn, raden gezondheidszorginstanties aan om blootstelling aan apparaten die deze verbindingen bevatten zoveel mogelijk tot een minimum te beperken voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

DEHP is ook een stof die voorkomt op de kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern (SVHC)) overeenkomstig artikel 59 van EG-REGULERING nr. 1907/2006 met betrekking tot de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en inperking van Chemische stoffen (REACH).

Naam stof: Bis (2-ethyl(hexyl)flataal) (DEHP)

CAS-nummer: 117-81-7

EG-nummer: 204-211-0

DE BRONTOEDIENINGSSET (SAS = SOURCE ADMINISTRATION SET) INSTALLEREN

Installeer altijd een nieuwe SAS als er een nieuwe multidosisflacon wordt geplaatst. Plaats de multidosisflacon in de SAS in de afgeschermd kamer aan de hand van de volgende procedure:

- Ontgrendel de grendel waarmee het kamerdekzels is vergrendeld en schuif het dekzels naar de voorzijde van de kar om toegang te verkrijgen tot de afgeschermd kamer.
 - Open de wegwerpbak en haal de SAS uit de verpakking.
 - Hang de infusiezak voor zoutoplossing aan de hanger aan de achterzijde van de kar bij de handgreep en steek de vulnaald aan het uiteinde van de SAS in de zoutoplossingszak.
 - Plaats de zoutoplossingsslang in de zoutoplossingspomp zodat de connector zich tussen de pomp en de infusiezak voor zoutoplossing bevindt, waarbij de connector dicht in de buurt van de pomp is geplaatst.
 - Plaats de slang in de vergrendelklep en leid de zoutoplossingsslang langs het SAS-pad, te beginnen bij de zoutoplossingspomp en eindigend bij het flaconschildcompartiment waar het flaconschild wordt geïnstalleerd.
- OPMERKING:** Zorg dat de zoutoplossingsslang in het midden van de pomprollers ligt. De slangen mogen niet onder de rollers vallen. Zorg bij het sluiten van de pompdeur dat de zoutoplossingsslang zich in het midden van de pompdeur bevindt, zodat de slang niet wordt afgeklemd.
- Plaats de Sharps Cartridge in de klem op het schilddekzels. De slang uit de Sharps Cartridge moet naar de RP-pomp lopen.
- OPMERKING:** Laat de beschermhuls op de naalden van de Sharps Cartridge zitten.
- Plaats het knooppunt in de SAS-knooppunthouder.
 - Controleer of de dosiskalibrator leeg is alvorens de spoel aan te brengen.
 - Steek de SAS-spoel in de dosiskalibrator, zodat de losse uiteinden van de slang naar de bovenzijde wijzen.

- OPMERKING:** Controleer of de SAS-spoel onder in de dosiskalibrator is geplaatst.
- Rol de afvalzak uit en plaats deze in de afgeschermd afvalslagruimte.
 - Steek het T-stuk in de borgring.
 - Plaats het gedeelte van de slang tussen het T-stuk en de afvalzak in de afvalknelafluiter.
- OPMERKING:** U opent de knelafluiter door op de knop boven op de afsluiter te drukken. Installeer de slang door deze in de afsluiter te schuiven en tegelijkertijd op de knop te drukken.
- Breng de kap van de knelafluiter aan op de afvalknelafluiter.
 - Plaats het gedeelte van de slang tussen het T-stuk en de uitstrijkplek in de knelafluiter van de PAS.
- OPMERKING:** U opent de knelafluiter door op de knop boven op de afsluiter te drukken. Installeer de slang door deze in de afsluiter te schuiven en tegelijkertijd op de knop te drukken.
- Breng de kap van de knelafluiter aan op de PAS-knelafluiter.
 - Steek het vrije uiteinde van de SAS (dat uit de knelafluiter van de PAS komt) in de lichtdetector.
 - Til de schilddekzels met behulp van de handgreep van het flaconschildcompartiment recht omhoog en draai het dekzels vervolgens naar links.
 - Het schilddekzels heeft scharnieren. Til het dekzels op om toegang te krijgen tot de klem van de Sharps Cartridge.
 - Breng het schilddekzels omlaag over de Sharps Cartridge heen.
 - Plaats het flaconschild met een volle flacon met het voor gebruik geïndiceerde radiofarmaceuticum in het flaconschildcompartiment. Verwijder de flaconteegangsdp NIET van het flaconschild. Laat het draaghandvat op het flaconschild zitten.

- OPMERKING:** Het flaconschild is zodanig uitgerust dat het alleen correct in het flaconschildcompartiment kan worden geplaatst als de steunten van het flaconschildcompartiment in de daarvoor bestemde uitsparingen naast de vlakke oppervlakken van het flaconschild rusten.
- Verwijder de dop van het flaconschild door het draaghandvat omlaag te drukken en de flaconteegangsdp naar links te draaien. Neem de dop er vervolgens recht van af.
 - Gebruik aseptische technieken, zoals deze staan beschreven in de relevante richtlijnen van de instelling, om het membraan van de flacon te desinfecteren.
 - Plaats de naalden in de multidosisflacon door het schilddekzels terug te draaien op de ruimte en de naalden recht omlaag in de flacon te drukken.
 - Plaats de slang van de Sharps Cartridge in de RP-pomp. Zorg dat de slangrakr zich direct buiten de RP-pomp bevindt, aan de kant die zich het dichtst bij het flaconschildcompartiment bevindt. Sluit het pompdekzels.
 - Controleer of de SAS plat in het kanaal ligt, het handvat van het flaconschildcompartiment omlaag is en de deur van de RP-pomp gesloten is terwijl alle slangen zijn geïnstalleerd. Sluit het kamerdekzels.
- OPMERKING:** Volg de procedures van de instelling om er zeker van te zijn dat het beoogde radiofarmaceuticum goed in het MEDRAD Intego PET-infusussysteem is bevestigd.
- OPMERKING:** Het MEDRAD Intego PET-infusussysteem is bedoeld voor gebruik met standaardsloten. Bayer levert geen slot bij het systeem.
- Voer de assay-informatie van de multidosisflacon in volgens de procedure als omschreven in het hoofdstuk 'Assay-informatie multidosisflacon invoeren' in de bedieningshandleiding van de MEDRAD Intego.

DE PATIËNTTOEDIENINGSSET (PAS = PATIENT ADMINISTRATION SET) INSTALLEREN

Plaats altijd voor elke patiënt een nieuwe PAS. Installeer de PAS volgens de volgende procedure:

- Open het schilddekzels van het PAS-gebied van de afgeschermd kamer.
- Reinig de uitstrijkplek op het distale uiteinde van de SAS met gebruikmaking van de aseptische technieken zoals die staan beschreven in de specifieke richtlijnen van de instelling.
- Bevestig de PAS op de uitstrijkplek aan het distale uiteinde van de SAS.
- Afhankelijk van aan welke kant van de patiënt het MEDRAD Intego PET-infusussysteem zich bevindt, moet de PAS via de linker- of de rechterzijde van het schild worden geleid.
- Controleer of de PAS niet klem zit en sluit het schilddekzels.

DANSK

Indledning: Læs oplysningerne i dette dokument fuldstændigt før installation eller brug af administrationsset til MEDRAD Intego PET-infusionssystemet. Forståelse af disse oplysninger hjælper brugeren med sikker brug af MEDRAD Intego-systemet.

Tilslutning brug: MEDRAD Intego PET-infusionssystemet er beregnet til at levere nøjagtige doser af radiofarmaceutiske midler og alment anvendte skylløpsslanger med ¹⁸F fluordeoxyglucose (FDG) og ¹⁸F natriumfluorid (NaF) til patienter under diagnostiske procedurer med molekylær imaging (nuklearmedicin). MEDRAD Intego PET-infusionssystemet er også beregnet til at beskytte medicinske personale imod eksponering for stråling med fluorin-18 (¹⁸F) ved brug af effektiv strålingsafskærmning under nuklearmedicinske diagnostiske procedurer.

Indikationer: MEDRAD Intego PET-infusionssystemet er indikøget til administration af ¹⁸F fluordeoxyglucose (FDG), ¹⁸F natriumfluorid (NaF) og alment anvendte skylløpsslanger til patienter under molekylære, imagografiske (nuklearmedicin) procedurer.

BEMÆRK: MEDRAD Intego-engangsartikler mærket for ¹⁸F FDG eller ¹⁸F NaF er beregnet til levering af NaF med softwareversion CR10.1 og senere. Kontakt venligst Bayer-repræsentanter for yderligere oplysninger mht. administration af ¹⁸F NaF.

Begrænset salg: FDA (United States Food and Drug Administration) begrænser salg af denne anordning til læger eller personer med skriftlig autorisation fra en læge.

Rapporter enhver alvorlig hændelse, der måtte opstå i forbindelse med denne enhed til Bayer (radiology.bayer.com/contact) og den lokale, europæiske, kompetente myndighed (eller hvis det er relevant til den passende myndighed i det land, hvor hændelsen indtraf).

Advarsler

Bemærk følgende ved enheder, som er mærket til engangsbrug: Dette produkt er kun til engangsbrug. **Må ikke resteriliseres, bearbejdes eller genbruges.** Enhederne til engangsbrug er udelukkende beregnet og afprøvet til engangsbrug. Genbrug af enhederne til engangsbrug udgør en risiko for, at enheden svigter, samt risici for patienten. Potentielt svigt af enheden omfatter en betydelig nedbrydning af komponenter ved længerevarende brug, fejlfunktion i komponenterne og systemsvigt. Potentielle risici for patienten omfatter personskade grundet fejlfunktion i enheden, eller infektion fordi enheden ikke er godkendt til rensning og resterilisering.

Genbrug af patientadministrationssættet eller manglende overholdelse af steril teknik kan medføre biologisk kontaminering. Produktet må IKKE genbruges eller resteriliseres. Engangsudstyr skal bortskaffes forsvarligt efter brug. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er forekommet kontaminering under monteringen eller brug af udstyret, skal det skilles ad, og et nyt, sterilt produkt skal monteres.

Operatoren kan komme slemt til skade, hvis der ikke udvises forsigtighed ved åbning eller lukning af lågene over det afskærmede kammer eller rummet med patientadministrationssættet. Sørg for, at alle fingre er fri for den afskærmede låge til kammeret eller lågen til rummet med patientadministrationssættet åbnes eller lukkes.

Kun sættets væskebane er steril og ikke-pyrogen. Anvend ikke i sterile eller aseptiske områder uden at tage passende forholdsregler.

Luftemboli eller forkert injektionsdosering kan forekomme, hvis saltvandsslangen er beskadiget. Sørg for ikke at klemme saltvandsslangen i saltvandspumpen, da det kan beskadige administrationssættet.

Biologisk kontaminering kan forekomme, hvis aseptiske teknikker ikke overholdes. Overhold facilitetens retningslinjer mht. desinfektion af hætteglassets septum.

Fare for strålingseksponering: Injektoren kan indeholde radioaktivt materiale. Ræk ikke ind under vognen, mens systemet indeholder aktivitet. Adgangspanelerne må ikke fjernes, mens systemet indeholder aktivitet.

Må ikke bruges, hvis den sterile pakke er åbnet eller beskadiget. Hvis en pakke åbnes eller beskadiges, eller hvis der anvendes beskadigede komponenter, kan det medføre skade på operatør eller patient. Kontroller indholdet og emballagen visuelt før hver brug.

Punkturfare. SAS'en indeholder skarpe genstande. Udvis forsigtighed for at forhindre skade ved håndtering af SAS'en ved kontrol af skarpe genstande. Skarpe genstande skal kasseres ifølge den enkelte facilitets retningslinjer.

Anvend IKKE kildeadministrationssættet sammen med mere end ét ferdosis-glas. Brug af kildeadministrationssættet sammen med mere end ét ferdosis-glas kan resultere i patient- eller operatorskade.

Fare for strålingseksponering. Brug af låget til det afskærmede kammer som en arbejdsflade kan eksponere operatøren for overdreven stråling. Låget til det afskærmede kammer må ikke bruges som en arbejdsflade, når der er radioaktive materialer til stede i systemet. Brug af låget som en arbejdsflade eller placering af ting på låget, mens det er åbent, kan beskadige låget og hæmme dets evne til at give tilstrækkelig strålingsafskærmning.

Fare for strålingseksponering. Radiofarmaceutiske midler afgiver gamma-stråling. Operatøren skal udvise ekstrem forsigtighed ved håndtering af radiofarmaceutiske materialer. Doser kan overstige den maksimalt tilladte dosis, hvis der ikke tages passende forholdsregler. Overhold alle retningslinjer for de individuelle faciliteter mht. håndtering og bortskaffelse af radioaktive materialer. Åbn IKKE det afskærmede kammer uden først at tage forholdsregler mht. stråling som anført i facilitetens procedurer.

Anvend IKKE andre radiofarmaceutiske produkter end ¹⁸F fluordeoxyglucose (FDG) eller ¹⁸F natriumfluorid (NaF) sammen med MEDRAD Intego-systemet. Brug af andre radiofarmaceutiske midler end ¹⁸F FDG eller ¹⁸F NaF kan beskadige MEDRAD Intego-systemet og forårsage uønsket dosismåling og/eller voldsom radioaktiv eksponering.

Forkert injektionsdosering eller radioaktive spild kan forekomme, hvis låget til det afskærmede kammer lukkes på slangesættet. Sørg for, at slangesættet og alle administrationssættets komponenter er korrekt monteret, før låget til det afskærmede kammer lukkes.

Patienten risikerer at få en infektion, hvis der anvendes komponenter, der ikke er sterile. Sørg for, at alle engangskomponenter forbliver sterile ved hjælp af aseptisk teknik.

Advarsler

PVC-slangerne i PAS indeholder DEHP, som er et kemikalie, der i staten Californien vides at forårsage fødselsdefekter eller andre reproduktionskader.

Det er rapporteret, at ekstremt høje doser af phthalater, såsom DEHP, har forårsaget fødselsdefekter i forsøgsdyr. Selvom der kun foreligger begrænsede videnskabelige data om phthalaters virkning på mennesker, anbefaler sundhedsmyndighederne, at eksponering for anordningen, som indeholder disse stoffer, minimeres mest muligt for børn og ammende og gravide kvinder.

DEHP er også et stof på kandidatlisten over Særligt problematiske stoffer (Substances of Very High Concern (SVHC)) i henhold til Artikel 59 af REGULATIV (EF) nr. 1907/2006 vedrørende registrering, evaluering, autorisation og begrænsning af kemikalier (REACH). **Stoffets navn:** Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) **CAS-nummer:** 117-81-7 **EC-nummer:** 204-211-0

MONTERING AF KILDEADMINISTRATIONSSÆTTET (SAS)

Monter altid et nyt SAS, når et nyt ferdosis-hætteglas monteres. Ferdosis-hætteglasset og SAS monteres i det afskærmede kammer ved brug af følgende procedure:

1. Udløs låsen, som fastholder låget på kammeret, og skub låget fremad mod forsiden af vognen for at blotte det afskærmede kammer.

2. Åbn engangsbakken og tag SAS ud af emballagen.
3. Hæng saltvandsposen på bøjlen på bagsiden af vognen i nærheden af håndtaget, og indsæt spiken i enden af SAS i saltvandsposen.

4. Indsæt saltvandsslangen i saltvandspumpen, så tilslutningen er mellem pumpen og saltvandsposen med tilslutningen tæt på pumpen.
5. Indsæt slangen i holdeklammen, og før saltvandsslangen langs SAS-sporet, idet der startes ved saltvandspumpen og sluttet ved glasafskærmningsrummet, hvor glasafskærmningen monteres.

BEMÆRK: Sørg for, at saltvandsslangen er centreret på pumpens valser. Slangen må ikke falde ned under valserne. Når døren til pumpen lukkes, skal det sikres, at saltvandsslangen er centreret i pumpens dør, således at slangen ikke er klem.

6. Indsæt kassetten med skarpe genstande i holderen på afskærmningslåget. Den slange, der kommer ud af kassetten med skarpe genstande, skal løbe mod RP-pumpen.

BEMÆRK: Tag ikke beskyttelsessheathen af nålene i kassetten med skarpe genstande.

7. Sæt samlestikket i SAS-samlestikholderen.
8. Kontroller, at dosiskalibratoren er tom, før spolen monteres.

9. Indsæt SAS-spolen i dosiskalibratoren, således at slangen løse end vender mod toppen.

BEMÆRK: Sørg for, at SAS-spolen er placeret i bunden af dosiskalibratoren.

10. Rul affaldsposen ud, og sæt den ind i det afskærmede affaldsopbevaringsrum.
11. Indsæt T-stikket i holderen.
12. Monter slangedelen mellem T-tilslutningen og affaldsposen i affaldsklemmeventilen.

BEMÆRK: Klemmeventilen åbnes ved at trykke på knappen oven på ventilen. Slangen monteres ved at skubbe den ind i ventilen, mens der trykkes ned på knappen.

13. Sæt klemmeventildækslet på affaldsklemmeventilen.
14. Monter slangedelen mellem T-tilslutningen og den udskiftelige ventil i PAS-klemmeventilen.

BEMÆRK: Klemmeventilen åbnes ved at trykke på knappen oven på ventilen. Slangen monteres ved at skubbe den ind i ventilen, mens der trykkes ned på knappen.

15. Sæt klemmeventildækslet på PAS-klemmeventilen.
16. Indsæt den frie ende af SAS (kommer ud af PAS-klemmeventilen) i luftdetektoren.

17. Løft afskærmningslåget lige op ved brug af håndtaget på glasafskærmningsrummet, og drej låget i retning mod uret.
18. Afskærmningslåget er hængslet. Løft låget for at blotte holderen til kassetten med skarpe genstande.

19. Sænk beskyttelsesslåget ned over kassetten med skarpe genstande.

20. Indsæt glasafskærmningen indeholdende et fuldt glas med det radiofarmaceutiske materiale, som er angivet til brug, i glasafskærmningsrummet.

Tag IKKE glasadgangshætten af glasafskærmningen. Lad bærehandtaget sidde på glasafskærmningen.

BEMÆRK: Glasafskærmningen er forklædt, så den kun kan sættes rigtigt ind i glasafskærmningsrummet med glasafskærmningsrummens tapper hvilende i de forklæde områder, som findes ved siden af de flade overflader på glasafskærmningen.

21. Tag hæften af glasafskærmningen ved at trykke ned på bærehandtaget, dreje glasadgangshætten i retning mod uret og dernæst løfte hæften lige af.

22. Overhold aseptiske teknikker som angivet i retningslinjerne for de individuelle faciliteter mht. desinfektion af glassets septum.
23. Indsæt de skarpe genstande i ferdosis-glasset ved at vippe afskærmningslåget tilbage over brønden og trykke nålene lige ned i glasset.

24. Indsæt slangen fra kassetten med skarpe genstande i RP-pumpen. Sørg for, at slangens kant hviler lige uden for RP-pumpen på siden nærmest glasafskærmningsrummet. Luk pumpelåget.

25. Bekræft, at alle SAS'er ligger fladt i kanalen, at glasafskærmningsrummets håndtag er nede, og at døren til RP-pumpen er lukket med slangen helt monteret. Luk låget til kammeret.

BEMÆRK: Overhold facilitetens procedurer for at sikre, at de radiofarmaceutiske materialer angivet til brug er sikret korrekt i MEDRAD Intego PET-infusionssystemet.

BEMÆRK: MEDRAD Intego PET-infusionssystemet er beregnet til brug med standardlase. Bayer leverer ikke en las sammen med systemet.

26. Indst analyseoplysninger for ferdosis-hætteglas ved at følge proceduren angivet i afsnittet Indlæsning af analyseoplysninger for ferdosis-hætteglas i MEDRAD Intego-brugervejledningen.

MONTERING AF PATIENTADMINISTRATIONSSÆTTET (PAS)

Monter altid et nyt PAS for hver eneste patient. Monter PAS'et ved brug af følgende procedure:

1. Åbn afskærmningslåget over PAS-området i det afskærmede kammer.
2. Rengør den udskiftelige ventil i den distale ende af SAS ved at følge aseptiske teknikker beskrevet i den enkelte facilitets retningslinjer.
3. Forbind PAS'et med den udskiftelige ventil i den distale ende af SAS'et.

4. PAS'et føres enten ud af venstre eller højre side af afskærmningen, afhængig af hvilken side af patienten, MEDRAD Intego PET-infusionssystemet findes på.
5. Sørg for, at PAS'et ikke er afklem, og luk afskærmningslåget.

HRVATSKI

Uvod: informacije koje se nalaze u ovom dokumentu pročitaté do kraja prije ugradnje ili upotrebe kompleta za primjenu sustava za infuziju MEDRAD Intego PET. Razumijevanje ovih informacija pomoći će korisniku u sigurnom rukovanju sustavom MEDRAD Intego.

Namjena: sustav za infuziju MEDRAD Intego PET tijekom molekularnog snimanja (nuklearnomedicinske dijagnostike) pacijentima omogućuje primanje točne doze radiofarmaceutika ¹⁸F fluorodeoksiglukoze (FDG) ili ¹⁸F natrij fluorida (NaF) te ubočajene otopine za ispiranje. Sustav za infuziju MEDRAD Intego PET također pruža učinkovitu zaštitu od zračenja za medicinsko osoblje izloženo zračenju fluora-18 (¹⁸F) tijekom postupaka nuklearnomedicinske dijagnostike.

Indikacija za upotrebu: sustav za infuziju MEDRAD Intego PET upotrebljava se za primjenu ¹⁸F fluorodeoksiglukoze (FDG), ¹⁸F natrij fluorida (NaF) i ubočajene otopine za ispiranje tijekom postupaka molekularnog snimanja (nuklearnomedicinskih postupaka).

NAPOMENA: materijal za jednokratnu uporabu MEDRAD Intego s oznakama ¹⁸F FDG ili ¹⁸F NaF namijenjen je davanju sredstva NaF s verzijom softvera CR10.1 i novijom. Molimo vas da se javite zastupniku tvrtke Bayer zbog dodatnih informacija koje se odnose na davanje ¹⁸F NaF.

Ograničena prodaja: američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) ograničila je prodaju ovog uređaja liječnicima ili osobama koje imaju pisano odobrenje liječnika.

Sve ozbiljne incidente povezane s ovim uređajem prijavite tvrtki Bayer (radiology.bayer.com/contact) i lokalnom europskom nadležnom tijelu (ili, ako je primjenjivo, odgovarajućem regulatornom tijelu države u kojoj se dogodio incident).

Upozorenje

Za uređaje s oznakom za jednokratnu upotrebu imajte na umu: ovaj je uređaj namijenjen samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovno sterilizirati, ponovno obrađivati ni koristiti više puta. Uređaji za jednokratnu upotrebu namijenjeni su i odobreni isključivo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba uređaja za jednokratnu upotrebu predstavlja opasnost od kvara uređaja i opasnost za pacijenta. Mogući kvar uređaja obuhvaća značajnu dotrajalost komponente kod dulje upotrebe, neispravan rad komponente i kvar sustava. Moguće opasnosti za pacijenta obuhvaćaju ozljede zbog neispravnog rada uređaja ili infekciju jer čišćenje ili ponovna sterilizacija uređaja nisu odobrene.

Ponovna upotreba kompleta za davanje sredstava pacijentu ili propust u korištenju sterilne tehnike mogu dovesti do biološke kontaminacije. NEMOJTE ponovno upotrebljavati ili pokušati ponovno sterilizirati. Nakon upotreba pravilno zbrinite predmete za jednokratnu upotreba. Ako postoji bilo kakva mogućnost da je došlo do kontaminacije tijekom postavljanja ili upotreba, rastavite i postavite novi sterilni proizvod.

Kod rukovatelja može doći do teških ozljeda ako se ne postupa oprezno kod otvaranja ili zatvaranja poklopca na zaštićenoj komori ili pretincu s kompletom za davanje sredstava pacijentu. Provjerite jesu li su svi prsti na sigurnom prije otvaranja ili zatvaranja poklopca zaštićene komore ili poklopca pregratka kompleta za davanje sredstava pacijentu.

Samo je putanja tekućine u kompletu sterilna i nije pirogena. Ne upotrebljavajte u sterilnom ili aseptičnom području bez odgovarajućih mjera opreza.

Ako je linija fiziološke otpine oštećena, može doći do zračne embolije ili neispravne doze injekcije. Uvjerite se da niste prijenjeli cijev fiziološke otpine u pumpu za fiziološku otopinu budući da bi to moglo oštetiti komplet za davanje sredstava.

Može doći do biološke kontaminacije ako se ne koriste aseptične tehnike. Pri dezinficiranju pregrade bočice slijedite pravila ustanove.

Opasnost od zračenja: ubrizgivati bi mogao sadržavati radioaktivne materijale. Nemojte posezati rukom ispod kolica dok u sustavu postoji aktivnost. Ne uklanjajte pristupne ploče dok u sustavu postoji aktivnost.

Nemojte upotrebljavati ako je sterilno pakiranje otvoreno ili oštećeno. Do ozljede pacijenta ili rukovatelja može doći zbog otvorenog ili oštećenog pakiranja ili upotrebe oštećenih komponenti. Vizualno pregledajte sadržaj i pakiranje prije svake upotrebe.

Upozorenje

Opasnost od uboda. SAS sadrži oštre dijelove. Da biste sprječili ozljedu, pazite da prilikom rukovanja SAS-om imate pod nadzorom oštre predmete. Odložite oštre dijelove u skladu s pravilima ustanove.

NEMOJTE UPOTREBLJAVATI izvorni komplet za davanje sredstava s više od jednom višedoznom bočicom. Upotreba izvornog kompleta za davanje sredstava s više od jedne višedozne bočice moglo bi dovesti do ozljede pacijenta ili rukovatelja.

Opasnost od zračenja. Upotreba poklopca zaštićene komore kao radne plohe moglo bi rukovatelja izložiti prekomjernom zračenju. Poklopac zaštićene komore nemojte rabiti kao radni prostor dok se u sustavu nalaze radioaktivni materijali. Korištenje poklopca kao radne plohe ili stavljanje predmeta na poklopac dok je otvoren moglo bi oštetiti poklopac te umanjiti njegovu sposobnost da pruži dostatnu zaštitu od zračenja.

Opasnost od zračenja. Radiofarmaceutici emitiraju gama zračenje. Rukovatelj treba biti vrlo oprezan pri rukovanju radiofarmaceuticima. Doze bi mogle premašiti maksimalnu dozvoljenu dozu ako se ne provode primjerene mjere opreza. Slijedite sva pravila ustanove za rukovanje radioaktivnim materijalima i njihovo odlaganje. NEMOJTE OTVARATI zaštićenu komoru ako prije niste poduzeli mjere opreza za zračenje kako je navedeno u postupcima ustanove.

Na sustavu MEDRAD Intego NEMOJTE koristiti nijedan drugi radiofarmaceutički proizvod osim ¹⁸F fluorodeoksiglukoze (FDG) ili ¹⁸F natrij fluorid (NaF). Uporaba radiofarmaceutika koji nisu ¹⁸F FDG ili ¹⁸F NaF mogla bi oštetiti sustav MEDRAD Intego i mogla bi proizročiti neprecizno mjerenje doze i/ili prekomjerno izlaganje zračenju.

Moglo bi doći do neodgovarajućeg doziranja za injekciju ili curenja zračenja ako je poklopac zaštićene komore zatvoren tako da je postavljen na komplet cjevčica. Provjerite da su komplet cjevčica i sve komponente kompleta za davanje sredstava pravilno instalirani prije zatvaranja poklopca zaštićene komore.

Zbog upotreba nesterilnih komponenti moglo bi doći do inficiranja pacijenta. Održavajte sterilnost svih komponenta za jednokratnu upotreba koristeći aseptične tehnike.

PVC cijevi u kompletu za davanje sredstava pacijentu (PAS) sadržavaju DEHP, kemikaliju za koju je u Saveznoj državi Kaliforniji utvrđeno da uzrokuje prirodne mane ili drži reproduktivna oštećenja.

Postoje izvješća da iznimno visoke doze fetalata kao što je DEHP u laboratorijskih životinja izazivaju oštećenja ploda. Iako o učinku fetalata na ljude ne postoji dovoljno podataka, zdravstvene organizacije preporučuju da se u djece, dojilja i trudnica izlaganje uređajima koji sadrže te spojeve svode na najmanju moguću mjeru.

DEHP je također tvar na popisu kandidata Tvari s posebno zabrinjavajućim svojstvima (Substances of Very High Concern - SVHC) sukladno članku 59. UREDBE (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalijah spojeva (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - REACH). **Naziv tvrti:** Bis (2-etil(heksil)fталat) (DEHP) **CAS broj:** 117-81-7 **EZ broj:** 204-211-0

POSTAVLJANJE IZVORNOG KOMPLETA ZA DAVANJE SREDSTAVA (SAS)

Uvijek postavite novi SAS kada postavljate novu višedoznu bočicu. Višedoznu bočicu i SAS postavite u zaštićenu komoru primjenom sljedećeg postupka:

1. Otpustite zasun koji pričvršćuje poklopac komore i gurnite poklopac prema prednjem dijelu kolica da biste otvorili zaštićenu komoru.
2. Otvorite pliticu za jednokratnu upotreba i izvadite SAS iz ambalaže.
3. Vrećicu sa fiziološkom otopinom stavite na vješalicu na pozadini kolica blizu ručke i umetnite slijasti priključak na kraj sustava SAS u vrećicu s fiziološkom otopinom.
4. Umetnite cjevčicu za fiziološku otopinu u pumpu za fiziološku otopinu tako da se konektor nalazi između pumpe i vrećice s fiziološkom otopinom i to tako da je blizu pumpe.
5. Cijev stavite u kopču za zadržavanje a cijev za fiziološku otopinu usmjerite tragom SAS sustava, počevši od pumpe za fiziološku otopinu a završivši na pregratku zaštićene posude za bočicu gdje će zaštitna posuda za bočicu biti postavljena.
- NAPOMENA:** provjerite da je cjevčica za fiziološku otopinu centrirana na valjcima pumpe. Cjevčica ne smije pasti ispod valjaka. Kad zatvarate vraćate pumpe, provjerite da je cjevčica s fiziološkom otopinom centrirana u vraćascima pumpe tako da cjevčica ne bude priklještena.
6. Uložak za igle umetnite u kopču na zaštitnom poklopu. Cijev koja izlazi iz uložaka za igle treba biti usmjerena prema pumpi za radiofarmaceutike (RP).
- NAPOMENA:** sa igala u uložku za igle nemojte skidati zaštitnu oblogu.
7. Umetnite stjecišta na držač stjecišta za SAS.
8. Prije nego što ga postavite na zavojnicu provjerite da je kalibrator doza prazan.
9. Zavojnicu sustava SAS umetnite u kalibrator doza tako da labavi krajevi cijevi budu okrenuti prema gore.
- NAPOMENA:** provjerite da je zavojnica SAS postavljena na dno kalibratora doza.
10. Razmotajte vreću za otpad i stavite je u zaštićeno spremište za otpad.
11. Umetnite T-konektor u osigurač.
12. Dio cijevi između T-konektora i vreće za otpad postavite u gnječni ventil za otpad.

NAPOMENA: gnječni ventil se otvara pritiskom na gumb na vrhu ventila. Da biste ugradili cijevi, pustite da cijevi kliznu u ventil dok pritisćete gumb.

13. Montirajte poklopac gnječnog ventila na gnječni ventil za otpad.

14. Dio cijevi između T-konektora i beziglenog spoja postavite u gnječni ventil sustava PAS.

NAPOMENA: gnječni ventil se otvara pritiskom na gumb na vrhu ventila. Da biste ugradili cijevi, pustite da cijevi kliznu u ventil dok pritisćete gumb.

15. Montirajte poklopac gnječnog ventila na gnječni ventil za PAS.

16. Slobodan kraj sustava SAS (koji izlazi iz gnječnog ventila sustava PAS) umetnite u detektor zraka.

17. Koristeći ručku pretnica za zaštitnu posudu bočice, podignite poklopac posude ravno prema gore i zatim okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

18. Zaštitni poklopac nalazi se na šarkama. Podignite poklopac da bi se prikazala kopča uloška za igle.

19. Spustite zaštitni poklopac na uložak za igle.

20. Umetnite zaštitnu posudu za bočicu koja sadrži punu bočicu radiofarmaceutika namijenjenog za upotrebu, u pregradak zaštitne posude za bočicu. NEMOJTE skidati kapicu za pristup bočici na zaštitnoj posudi za bočicu.

Ostavite ručku za nošenje na zaštitnoj posudi bočice. **NAPOMENA:** zaštitna posuda za bočicu ima žljebove tako da ju je moguće pravilno umetnuti u pregradak zaštitne posude za bočicu samo s potpornim stupcima pregradka zaštitne posude za bočicu položenih na uzdijeljena područja smještena pokraj ravnih površina na zaštitnoj posudi za bočicu.

21. Skinite kapicu sa zaštitne posude za bočicu pritisnuvši prema dolje ručku za nošenje, okrenuvši pristupnu kapicu bočice u smjeru suprotnom od kretanja satnih kazaljki a zatim podignite kapicu ravno gore.

22. Sljedite metode sterilizacije propisane pravilima ustanove za dezinficiranje septuma bočice.

23. Oštre dijelove umetnite u višedoznu bočicu okrećući zaštitni poklopac preko izvora i pritišćući igle ravno dolje u bočicu.

24. Cijevi iz uloška za igle umetnite u pumpu za radiofarmaceutik (RP). Uvjerite se da obujmica cijevi odmah ostaje izvan RP pumpe, na strani koja je najbliža pregradku zaštitne posude za bočicu. Zatvorite poklopac pumpe.

25. Provjerite jesu li svi dijelovi sustava SAS položeni plošno u kanal i je li ručka pregradka zaštitne posude za bočicu spuštena te jesu li vrata na RP pumpi zatvorena s potpuno postavljenim cijevima. Zatvorite poklopac komore.

NAPOMENA: sljedite sva pravila ustanove da biste bili sigurni da je radiofarmaceutik namijenjen upotreba dobro učvršćen unutar sustava za infuziju MEDRAD Intego PET.

NAPOMENA: sustav za infuziju MEDRAD Intego PET izrađen je tako da upotrebljava standardne brave. Bayer sa sustavom ne isporučuje brave.

26. Unesite analitičke informacije o višedoznoj bočici sljedeći postupak naveden u dijelu Unošenje analitičkih informacija o višedoznoj bočici sustava iz Priručnika za rad sustava MEDRAD Intego.

POSTAVLJANJE KOMPLETA ZA DAVANJE SREDSTAVA PACIJENTU (PAS)

Uvijek postavite novi PAS komplet za svakog pacijenta. Postavite PAS pomoću sljedećeg postupka:

1. Otklopite poklopac zaštite na PAS području zaštićene komore.

2. Očistite bezigleni spoj na krajnjem dijelu SAS-s koristeći metode sterilizacije propisane pravilima ustanove.

3. Pričvrstite PAS na bezigleni spoj na udaljenijem kraju SAS-a.

4. Ovisno o tome na kojoj se strani pacijenta nalazi sustav za infuziju MEDRAD Intego PET, usmjerite PAS prema van iz lijeve ili desne strane zaštitnog sklopa.

5. Uvjerite se da PAS neće biti priklješten, a zatim zaklopite zaštitni poklopac.

PORTUGUÊS (BRASILEIRO)

Introdução: Leia na íntegra as informações contidas neste documento antes de instalar ou usar os conjuntos de administração do sistema de infusão PET Intego MEDRAD. É importante compreender as informações para usar o sistema Intego MEDRAD de maneira segura.

Finalidade de uso: O Sistema de infusão PET Intego MEDRAD tem a finalidade de administrar doses precisas dos radiofármacos ¹⁸F fluorodeoxiglucose (FDG) e ¹⁸F fluoreto de sódio (NaF) e soluções salinas comumente usadas em pacientes durante os procedimentos de diagnóstico por imagem molecular (medicina nuclear). O sistema de infusão PET Intego MEDRAD destina-se também a fornecer blindagem contra radiação efetiva ao pessoal médico sujeito à exposição de radiação de flúor-¹⁸ (¹⁸F) durante os procedimentos de diagnóstico de medicina nuclear.

Indicações de uso: O sistema de infusão PET Intego MEDRAD é indicado para a administração de ¹⁸F fluorodeoxiglucose (FDG) e ¹⁸F fluoreto de sódio (NaF) e soluções salinas comumente usadas em pacientes durante os procedimentos de diagnóstico por imagem molecular (medicina nuclear).

NOTA: Os descartáveis Intego MEDRAD rotulados para ¹⁸F FDG ou ¹⁸F NaF são destinados à administração do NaF com a versão de software CR10.1 e posterior. Entre em contato com o representante da Bayer para obter informações adicionais sobre a administração do ¹⁸F NaF.

Venda restrita: A FDA (Agência de Alimentos e Remédios dos EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou aqúeles com autorização por escrito de um médico.

Relate qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação a este dispositivo à Bayer (radiology.bayer.com/contact) e à autoridade competente local europeia (ou, quando aplicável, à autoridade reguladora apropriada do país em que ocorreu o incidente).

 Atenção
No caso de dispositivos classificados para uso único, observe: Este produto se destina a uma única utilização. Não reesterilize, reprocesse nem reutilize. Dispositivos descartáveis são projetados e validados somente para uso único. A reutilização de dispositivos descartáveis de uso único cria o risco de falha do dispositivo, assim como riscos para o paciente. As potenciais falhas do dispositivo incluem deterioração significativa do componente com o uso prolongado, funcionamento inadequado do componente e falha do sistema. Os potenciais riscos para o paciente incluem lesões devidas ao funcionamento inadequado do dispositivo ou infecção, já que o dispositivo não foi validado para ser limpo nem reesterilizado.
Se o conjunto de administração ao paciente for reutilizado ou se não for usada técnica estéril, haverá risco de contaminação biológica. NÃO reutilize ou tente esterilizar. Descarte os materiais de forma adequada após o uso. Caso tenha ocorrido a contaminação durante a instalação ou o uso, desmonte e instale um novo produto esterilizado.
Podem ocorrer lesões graves ao operador se não for tomado cuidado ao abrir ou fechar as tampas sobre a câmara blindada ou o compartimento do conjunto de administração ao paciente. Verifique se todos os "dedos" estão limpos antes de abrir ou fechar a tampa da câmara blindada ou a tampa do compartimento do conjunto de administração ao paciente.
Somente o caminho do líquido do conjunto é estéril e não pirogênico. Não utilize em uma área estéril ou asséptica sem as precauções adequadas
Pode ocorrer embolia gasosa ou dosagem de injeção incorreta se a linha de solução salina estiver danificada. Certifique-se de não prender o tubo de solução salina dentro da bomba de solução salina, já que isso pode danificar o conjunto de administração
A contaminação biológica pode ocorrer se técnicas assépticas não forem seguidas. Siga as diretrizes do hospital para desinfetar o septo do frasco.
Risco de exposição à radiação: O injetor pode conter material radioativo. Não estenda o braço sob o carrinho enquanto houver atividade no sistema. Não remova os painéis de acesso enquanto houver atividade no sistema.
Não utilize se a embalagem esterilizada estiver aberta ou danificada. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, ou se forem utilizados componentes danificados, poderá haver risco de lesão física ao paciente ou ao operador. Antes de usar, examine visualmente o conteúdo e a embalagem.
Risco de perfuração. O SAS contém objetos pontiagudos. Para evitar acidentes, tome cuidado ao manusear o SAS para controlar os objetos pontiagudos. Descarte os objetos pontiagudos de acordo com as diretrizes individuais do hospital.
NÃO use o conjunto de administração de origem com mais de um frasco multidoso. O uso do conjunto de administração de origem com mais de um frasco multidoso poderia resultar em lesão ao paciente ou ao operador.
Risco de exposição à radiação. O uso da tampa da câmara blindada como espaço de trabalho pode expor o operador a excesso de radiação. Não use a tampa da câmara blindada como espaço de trabalho enquanto houver material radioativo presente no sistema. O uso da tampa como espaço de trabalho ou apoiar itens sobre a tampa enquanto estiver aberta pode danificar a tampa, prejudicando sua capacidade de oferecer uma proteção adequada contra radiação.
Risco de exposição à radiação. Os radiofármacos emitem radiação gama. O operador deve ter extremo cuidado ao manusear radiofármacos. As doses podem exceder o máximo permitido se não forem tomadas as precauções necessárias. Siga todas as diretrizes individuais do hospital para o manuseio e o descarte de material radioativo. NÃO abra a câmara blindada sem primeiro tomar as precauções relativas à radiação destacadas nos procedimentos do hospital.
NÃO use nenhum outro produto radiofármaco diferente do ¹⁸F fluorodeoxiglucose (FDG) ou ¹⁸F fluoreto de sódio (NaF) com o sistema Intego MEDRAD. O uso de radiofármacos diferentes do ¹⁸ F FDG ou ¹⁸ F NaF pode danificar o sistema Intego MEDRAD e pode causar medições de dose incorretas e/ou exposição excessiva à radiação.
Pode haver dosagem inadequada da injeção ou respingos de radiação se a tampa da câmara blindada for fechada sobre o conjunto de tubos. Verifique se o conjunto de tubos e todos os componentes do conjunto de administração estão instalados corretamente antes de fechar a tampa da câmara blindada.
Poderão ocorrer infecções no paciente se componentes não esterilizados forem utilizados. Mantenha a esterilidade de todos os componentes descartáveis fazendo uso de técnicas assépticas.
O tubo de PVC do PAS contém DEHP, uma substância química considerada, no estado da Califórnia, potencialmente capaz de causar defeitos congênitos ou outros problemas reprodutivos.

 Atenção
Há relatos de que doses extremamente altas de fltalatos, como o DEHP, causam defeitos congênitos em animais usados em pesquisas. Embora haja um número limitado de dados científicos sobre o efeito de fltalatos em seres humanos, as autoridades sanitárias recomendam minimizar o quanto possível a exposição de crianças e mulheres gestantes ou lactantes a dispositivos que contenham tais compostos.
DEHP também é uma substância que consta na lista de substâncias SVHC (Substances of Very High Concern – substâncias de cuidado muito elevado), conforme o Artigo 59 da NORMA (EC – Comunidade Europeia) número 1907/2006 referente ao registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH – Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Nome da substância: Bis (2-etil-hexil) ftalato (DEHP) Número CAS: 117-81-7 Número EC: 204-211-0
INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DE ORIGEM (SAS) Sempre instale um novo SAS ao instalar um novo frasco multidoso. Instale o frasco multidoso na câmara blindada do SAS usando o seguinte procedimento: 1. Solte a trava que prende a tampa da câmara e deslize a tampa na direção da parte dianteira do carrinho para expor a câmara blindada. 2. Abra a bandeja de descartáveis e remova o SAS da embalagem. 3. Coloque o saco de solução salina no gancho na parte traseira do carrinho perto do punho e insira a ponteira da extremidade do SAS no saco de solução salina. 4. Insira o tubo de solução salina na bomba de solução salina, de modo que o conector fique entre a bomba e o saco de solução salina, com o conector perto da bomba. 5. Insira a tubulação no clipe de fixação e passe o tubo de solução salina ao longo do trilho do SAS, começando na bomba de solução salina e terminando no compartimento da blindagem do frasco, onde a blindagem do frasco será instalada. NOTA: Certifique-se de que o tubo de solução salina esteja centralizado nos rolos da bomba. O tubo não deve cair abaixo dos rolos. Ao fechar a porta da bomba, certifique-se de que o tubo de solução salina esteja centralizado na porta da bomba, de modo que o tubo não fique preso. 6. Insira o Sharps Cartridge no clipe na tampa da blindagem. O tubo que sai do Sharps Cartridge deve ficar na direção da bomba de RP. NOTA: Não remova a bainha protetora das agulhas do Sharps Cartridge. 7. Insira a confluência no suporte de confluência do SAS. 8. Certifique-se de que o calibrador de dose está vazio antes de instalar a bobina. 9. Insira a bobina do SAS no calibrador de dose, de modo que as pontas soltas da tubulação fiquem voltadas para cima. NOTA: Certifique-se de que a bobina do SAS esteja posicionada na parte inferior do calibrador de dose. 10. Desenrole o saco de resíduos e insira-o no armazenamento blindado de resíduos. 11. Insira o conector T no retentor. 12. Instale a seção da tubulação entre o conector T e o saco de resíduos na válvula de aperto de resíduos. NOTA: A válvula de aperto se abre pressionando o botão na parte superior da válvula. Para instalar a tubulação, deslize a tubulação na válvula enquanto empurra o botão para baixo. 13. Instale a tampa de válvula de mangote na válvula de mangote de resíduos. 14. Instale a seção da tubulação entre o conector T e a válvula limpável na válvula de aperto do PAS. NOTA: A válvula de aperto se abre pressionando o botão na parte superior da válvula. Para instalar a tubulação, deslize a tubulação na válvula enquanto empurra o botão para baixo. 15. Instale a tampa de válvula de mangote na válvula de mangote PAS. 16. Insira a extremidade livre do SAS (que está saindo da válvula de aperto do PAS) no detector de PAS. 17. Usando o punho do compartimento de blindagem do frasco, levante a tampa da blindagem diretamente para cima e, em seguida, gire a tampa no sentido anti-horário. 18. A tampa da blindagem é articulada. Levante a tampa para expor o clipe do Sharps Cartridge. 19. Abaixe a tampa da blindagem sobre o Sharps Cartridge. 20. Insira a blindagem do frasco contendo um frasco cheio do radiofármaco indicado para uso no compartimento da blindagem do frasco. NÃO remova a tampa de acesso ao frasco da blindagem do frasco. Deixe o punho de transporte na blindagem do frasco. NOTA: A blindagem do frasco é chaveada, para que possa ser corretamente inserida no compartimento da blindagem do frasco, com os pinos do compartimento encaixados nas áreas chaveadas que ficam ao lado das superfícies planas da blindagem do frasco. 21. Remova a tampa da blindagem do frasco empurrando o punho de transporte para baixo, gire a tampa de acesso ao frasco no sentido anti-horário e levante a tampa diretamente para fora. 22. Siga as técnicas assépticas descritas nas diretrizes individuais da instalação para desinfetar o septo do frasco. 23. Insira os objetos pontiagudos no frasco multidoso girando a tampa da blindagem de volta sobre a cavidade e pressionando as agulhas diretamente para dentro do frasco. 24. Insira a tubulação do Sharps Cartridge na bomba RP. Verifique se a borda do tubo está apoiada imediatamente fora da bomba RP, no lado mais próximo do compartimento da blindagem do frasco. Feche a tampa da bomba.

25. Verifique se o SAS inteiro está plano dentro do canal, se o punho do compartimento da blindagem do frasco está voltado para baixo e se a porta da bomba RP está fechada com a tubulação completamente instalada. Feche a tampa da câmara.

NOTA: Siga os procedimentos da instalação para garantir que o radiofármaco indicado para utilização está devidamente protegido no sistema de infusão PET Intego MEDRAD.

NOTA: O sistema de infusão PET Intego MEDRAD foi projetado para ser usado com travas normais. A Bayer não fornece uma trava com o sistema.

26. Insira as informações da análise do frasco multidoso seguindo o procedimento descrito na seção Inserção das informações da análise do frasco multidoso, no Manual de operação do Intego MEDRAD.

INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO AO PACIENTE (PAS)

Sempre instale um novo PAS para cada paciente. Instale o PAS usando o seguinte procedimento:

- Abra a tampa da blindagem sobre a área do PAS da câmara blindada.
- Limpe a válvula limpável na extremidade distal do SAS, seguindo as técnicas assépticas descritas nas diretrizes individuais da instalação.
- Encaixe o PAS na válvula limpável na extremidade distal do SAS.
- Dependendo do lado do paciente em que o sistema de infusão PET Intego MEDRAD está localizado, disponha o PAS à esquerda ou à direita da blindagem.
- Certifique-se de que o PAS não ficará preso e feche a tampa da blindagem.

PORTUGUÊS (EUROPEU)

Introdução: Leia as informações contidas neste documento antes de instalar ou usar os conjuntos de administração do Sistema de Perfusão PET MEDRAD Intego. A compreensão destas informações ajudará o utilizador a usar o Sistema MEDRAD Intego de maneira segura.

Finalidade: O Sistema de Perfusão PET MEDRAD Intego destina-se a ser utilizado para administrar doses precisas dos radiofármacos ¹⁸F Fluorodeoxiglucose (FDG) e ¹⁸F Fluoreto de sódio (NaF) e soluções de irrigação frequentemente utilizadas em pacientes durante procedimentos de diagnóstico de imagem molecular (medicina nuclear). O Sistema de Perfusão PET MEDRAD Intego destina-se igualmente a fornecer blindagem contra radiação efetiva ao pessoal médico sujeito à exposição de Flúor-18 (¹⁸F) durante os procedimentos de diagnóstico de medicina nuclear.

Indicações de utilização: O Sistema de Perfusão PET MEDRAD Intego está indicado para a administração de ¹⁸F Fluorodeoxiglucose (FDG) e ¹⁸F Fluoreto de sódio (NaF) e soluções de irrigação frequentemente utilizadas em pacientes durante procedimentos de diagnóstico de imagem molecular (medicina nuclear).

NOTA: Os materiais descartáveis MEDRAD Intego identificados para ¹⁸F FDG ou ¹⁸F NaF destinam-se a ser utilizados para a administração de NaF com a versão de software CR10.1 e posterior. Contacte o representante da Bayer para obter informações adicionais relativamente à administração de ¹⁸F NaF.

Venda restrita: A FDA (Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou aqúeles com autorização por escrito de um médico.

Comunique qualquer incidente grave que tenha ocorrido, relacionado com este dispositivo à Bayer (radiology.bayer.com/contact) e à autoridade europeia local competente (ou, quando aplicável, à autoridade regularar adequada do país onde ocorreu o incidente).

 Advertências
No caso de dispositivos classificados para uso único, tenha em atenção o seguinte: este produto destina-se a uma única utilização. Não reesterilize, reprocesse nem reutilize. Dispositivos descartáveis são concebidos e validados apenas para uma única utilização. A reutilização de dispositivos descartáveis para uma única utilização cria o risco de falha do dispositivo, assim como riscos para o paciente. As falhas potenciais do dispositivo incluem deterioração significativa do componente com o uso prolongado, funcionamento inadequado do componente e falha do sistema. Os riscos potenciais para o paciente incluem lesões devidas ao funcionamento inadequado do dispositivo ou infecção, já que o dispositivo não é validado para ser limpo nem reesterilizado.
Em caso de reutilização do conjunto de administração ao paciente ou se não for usada uma técnica estéril, haverá risco de contaminação biológica. NÃO reutilize ou tente esterilizar. Elimine os materiais de forma adequada após o uso. Caso tenha ocorrido a contaminação durante a instalação ou utilização, desmonte e instale um novo produto esterilizado.
Podem ocorrer lesões graves no operador se não tomar cuidado ao abrir ou fechar as tampas sobre a câmara blindada ou o compartimento do conjunto de administração ao paciente. Verifique se todos os dedos estão limpos antes de abrir ou fechar a tampa da câmara blindada ou a tampa do compartimento do conjunto de administração ao paciente.
Apenas o trajeto do líquido do conjunto é estéril e apirrogénico. Não utilize numa área estéril ou asséptica sem tomar as devidas precauções.
Pode ocorrer embolia gasosa ou dosagem de injeção incorreta se a linha de solução salina estiver danificada. Verifique se o tubo de solução salina não está estrangulado dentro da bomba de solução salina, já que isso pode danificar o conjunto de administração.

 Advertências
Poderá ocorrer contaminação biológica se não forem seguidas técnicas assépticas. Siga as diretrizes do hospital para desinfetar o septo do frasco.
Risco de exposição à radiação: o injetor pode conter materiais radioativos. Não tente aceder por baixo do carrinho enquanto houver atividade no sistema. Não remova os painéis de acesso enquanto houver atividade no sistema.
Não utilize se a embalagem esterilizada estiver aberta ou danificada. Se a embalagem estiver aberta ou danificada, ou se forem utilizados componentes danificados, poderá haver risco de lesão física para o paciente ou operador. Antes de utilizar, inspecione visualmente o conteúdo e a embalagem.
Risco de perfuração. O SAS contém objetos pontiagudos. Para evitar acidentes, tenha cuidado ao manusear o SAS para controlar os objetos pontiagudos. Elimine os objetos pontiagudos de acordo com as diretrizes individuais da instituição.
NÃO utilize o conjunto de administração de origem com mais de um frasco de várias doses. A utilização do conjunto de administração de origem com mais de um frasco de várias doses poderia resultar em lesão no paciente ou operador.
Risco de exposição a radiação. A utilização da tampa da câmara blindada como espaço de trabalho pode expor o operador a excesso de radiação. Não utilize a tampa da câmara blindada como espaço de trabalho enquanto houver material radioativo presente no sistema. A utilização da tampa como espaço de trabalho ou apoiar itens sobre a tampa enquanto estiver aberta pode danificar a tampa, prejudicando a sua capacidade de oferecer uma proteção adequada contra radiação.
Risco de exposição a radiação. Os radiofármacos emitem radiação gama. O operador deve ter muito cuidado ao manusear radiofármacos. As doses podem exceder o máximo permitido se não forem tomadas as precauções necessárias. Siga todas as diretrizes individuais do hospital para o manuseamento e eliminação de material radioativo. NÃO abra a câmara blindada sem primeiro tomar precauções em relação à radiação, conforme estipulado nos procedimentos da instituição.
NÃO utilize outros radiofármacos para além de ¹⁸F Fluorodeoxiglucose (FDG) ou ¹⁸F Fluoreto de sódio (NaF) com o Sistema MEDRAD Intego. A utilização de outros radiofármacos para além de ¹⁸ F FDG ou ¹⁸ F NaF pode danificar o Sistema MEDRAD Intego e pode resultar numa medição imprecisa de doses e/ou numa exposição excessiva à radioatividade.
Pode haver dosagem inadequada da injeção ou respingos de radiação se a tampa da câmara blindada for fechada sobre o conjunto de tubos. Verifique se o conjunto de tubos e todos os componentes do conjunto de administração estão instalados corretamente antes de fechar a tampa da câmara blindada.
Poderão ocorrer infecções no paciente se forem utilizados componentes não esterilizados. Mantenha a esterilidade de todos os componentes descartáveis com o uso de técnicas assépticas.
O tubo em PVC presente no PAS contém DEHP, um produto químico que, no Estado da Califórnia, é conhecido como causador de malformações congénitas e outros problemas ao nível da reprodução.
Doses extremamente elevadas de ftalatos, como o DEHP, têm sido consideradas como causa de malformações congénitas em animais cobaias. Embora existam dados científicos limitados disponíveis sobre o efeito dos ftalatos nos seres humanos, as autoridades de saúde recomendam que a exposição a dispositivos, que contenham estes componentes, seja reduzida ao mínimo possível para crianças e mulheres a amamentar ou grávidas.

O DEHP é também uma substância que consta na lista de candidatos de substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) de acordo com o Artigo 59º do REGULAMENTO (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH).

Designação da substância: Bis(2-etil(hexil)ftalato) (DEHP)
Número CAS: 117-81-7
Número CE: 204-211-0

INSTALAR O CONJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DE ORIGEM (SAS)

Instale sempre um novo SAS aquando da instalação de um novo frasco de várias doses. Instale o frasco de várias doses e o SAS na câmara blindada utilizando o seguinte procedimento:

- Solte a lingueta que fixa a tampa da câmara e faça deslizar a tampa em direção à parte frontal do carrinho para expor a câmara blindada.
- Abra a bandeja descartável e retire o SAS da respetiva embalagem.
- Coloque a bolsa de solução salina no gancho do suporte na parte posterior do carrinho, junto ao manípulo, e insira a agulha na extremidade do SAS na bolsa de solução salina.
- Insira o tubo de solução salina na bomba de solução salina de modo a que o conector se situe entre a bomba e a bolsa de solução salina, com o conector próximo da bomba.
- Insira o tubo no grampo de segurança e encaminhe o tubo de solução salina ao longo do trilho do SAS, começando na bomba de solução salina e terminando

no compartimento de blindagem do frasco, onde está situada a blindagem do frasco.

NOTA: Certifique-se de que o tubo de solução salina está centrado nos rolos da bomba. O tubo não deve cair para baixo dos rolos. Ao fechar a porta da bomba, certifique-se de que o tubo de solução salina está centrado na porta da bomba, para que o tubo não fique estrangulado.

6. Insira o cartucho de objetos pontiagudos no grampo situado na tampa da blindagem. O tubo existente no cartucho de objetos pontiagudos deve estar orientado na direção da bomba RP.

NOTA: Não remova a bainha protetora das agulhas do cartucho de objetos pontiagudos.

7. Insira a confluência no suporte de confluência do SAS. 8. Certifique-se de que o calibrador de dose está vazio antes de instalar a bobina.

9. Insira a bobina do SAS no calibrador de dose, de modo a que as extremidades soltas do tubo fiquem viradas para a parte superior.

NOTA: Certifique-se de que a bobina do SAS está colocada na parte inferior do calibrador de dose.

10. Desenrole a bolsa de resíduos e insira-a no armazenamento de resíduos blindado.

11. Insira o conector em T no retentor.

12. Instale a secção do tubo entre o conector em T e a bolsa de resíduos na válvula de resíduos de manga flexível.

NOTA: A válvula de estrangulamento é aberta premindo o botão na parte superior da válvula. Para instalar o tubo, faça deslizar o tubo para o interior da válvula empurrando simultaneamente o botão.

13. Instale a tampa da válvula de estrangulamento na válvula de estrangulamento de resíduos.

14. Instale a secção do tubo entre o conector em T e a válvula limpável na válvula de manga flexível do PAS.

NOTA: A válvula de estrangulamento é aberta premindo o botão na parte superior da válvula. Para instalar o tubo, faça deslizar o tubo para o interior da válvula empurrando simultaneamente o botão.

15. Instale a tampa da válvula de estrangulamento na válvula de estrangulamento do PAS.

16. Insira a extremidade livre do SAS (saíndo da válvula de manga flexível do PAS) no detetor de ar.

17. Utilizando a pega do compartimento de blindagem do frasco, levante a tampa da blindagem e, em seguida, rode a tampa no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

18. A tampa da blindagem é articulada. Levante a tampa para expor o grampo do cartucho de objetos pontiagudos.

19. Baixe a tampa da blindagem sobre o cartucho de objetos pontiagudos.

20. Insira a blindagem do frasco contendo um frasco completo do radiofármaco indicado para utilização no compartimento da blindagem do frasco. NÃO remova a tampa de acesso do frasco da blindagem do frasco. Deixe a pega de transporte na blindagem do frasco.

NOTA: A blindagem do frasco foi concebida de modo a ser corretamente inserida no compartimento de blindagem do frasco com as hastes do compartimento de blindagem do frasco assentes nas áreas entalhadas situadas junto às superfícies planas da blindagem do frasco.

21. Remova a tampa da blindagem do frasco empurrando a pega de transporte para baixo, rodando a tampa de acesso do frasco no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, levantando a tampa para a remover.

22. Siga técnicas assépticas, conforme estipulado nas diretrizes individuais da instituição, para desinfetar o septo do frasco.

23. Insira os objetos pontiagudos no frasco de várias doses rodando a tampa da blindagem novamente por cima do poço e pressionando as agulhas em direção ao frasco.

24. Insira o tubo do cartucho de objetos pontiagudos na bomba RP. Certifique-se de que a borda do tubo assenta imediatamente fora da bomba RP, do lado mais próximo do compartimento de blindagem do frasco. Feche a tampa da bomba.

25. Certifique-se de que o SAS está assente de forma plana no interior do canal, de que a pega do compartimento de blindagem do frasco está para baixo e de que a porta da bomba RP está fechada com o tubo completamente instalado. Feche a tampa da câmara.

NOTA: Siga os procedimentos da instituição para assegurar que o radiofármaco indicado para utilização está devidamente fixo no *Sistema de Perfusão PET MEDRAD Intego*.

NOTA: O *Sistema de Perfusão MEDRAD Intego* foi concebido para ser utilizado com bloqueios padrão. A Bayer não fornece um bloqueio com o sistema.

26. Introduza informações de análise do frasco de várias doses seguindo o procedimento descrito na secção Introdução de informações de análise do frasco de várias doses do Manual de operação do MEDRAD Intego.

INSTALAR O CONJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO AO PACIENTE (PAS)

Instale sempre um novo PAS para cada paciente. Instale o PAS utilizando o seguinte procedimento:

- Abra a tampa da blindagem sobre a área do PAS da câmara blindada.
- Limpe a válvula limpável na extremidade distal do SAS seguindo técnicas assépticas descritas nas diretrizes individuais da instituição.
- Encaixe o PAS na válvula limpável na extremidade distal do SAS.
- Dependendo do lado do paciente no qual o *Sistema de Perfusão PET MEDRAD Intego* está situado, encaminhe o PAS para o lado esquerdo ou direito da blindagem.
- Certifique-se de que o PAS não será apertado e feche a tampa da blindagem.

РУССКИЙ

Введение. Перед установкой или применением наборов для введения системы инфузионной для ПЭТ MEDRAD Intego полностью прочитайте информацию, содержащуюся в этом документе. Знание этой информации поможет обеспечить безопасную эксплуатацию системы MEDRAD Intego.

Назначение. Система инфузионная для ПЭТ MEDRAD Intego предназначена для введения пациентам во время процедур молекулярной визуализации (ядерная медицина) трочных доз радиофармацевтических препаратов ¹⁸F-фтордезоксиглюкозы (ФДГ) и ¹⁸F-фторида натрия (NaF), а также обычных промыочных растворов. Также система инфузионная для ПЭТ MEDRAD Intego предназначена для эффективной защиты медицинского персонала от облучения при работе с радиоактивным изотопом фтора-18 (¹⁸F) в ходе радиоизотопных диагностических исследований.

Показания к применению. Система инфузионная для ПЭТ MEDRAD Intego предназначена для введения пациентам во время процедур молекулярной визуализации (ядерная медицина) ¹⁸F-фтордезоксиглюкозы (ФДГ) и ¹⁸F-фторида натрия (NaF), а также обычных промыочных растворов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Материалы раскодны для MEDRAD Intego, показанные для работы с ¹⁸F-ФДГ или ¹⁸F-NaF, предназначены для введения фторида натрия (NaF) с использованием программного обеспечения версии CR10.1 или более поздней. Для получения дополнительной информации о введении ¹⁸F-фториданатрия (NaF) свяжитесь с представителем компании Bayer.

Ограничения продажи. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешает продажу настоящего изделия только врачам или лицам, имеющим письменное разрешение врача на его приобретение.

Сообщайте о любых серьезных происшествиях, связанных с данным изделием, в компанию Bayer (radiology.bayer.com/contact) и местные европейские уполномоченные органы (или, если применимо, в соответствующие регуляторные органы страны, в которой произошло происшествие).

 Предупреждения
Для изделий с маркировкой «Только для однократного применения» необходимо соблюдать следующие инструкции. Данное изделие предназначено только для однократового использования. Повторное использование, повторная обработка или повторная стерилизация запрещены. Однократовые изделия разработаны и прошли проверку только для однократового применения. Повторное использование однократовых изделий влечет за собой опасность поломки изделия и риск для пациента. К возможным поломкам относят неисправность компонентов, их значительный износ после длительного использования, а также неправильную работу системы. Возможные риски для пациента включают травмы из-за неисправности устройства и инфицирование, поскольку для таких изделий не проверялась возможность очистки или повторной стерилизации.
Повторное применение набора для введения раствора пациенту или несоблюдение правил обращения со стерильными изделиями может привести к биологическому заражению. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать повторно или стерилизовать. Однократовые изделия после использования следует утилизировать в установленном порядке. В случае возможного заражения изделия во время установки или использования разберите систему и установите новое стерильное изделие.
Для того чтобы избежать тяжелых травм, оператору следует соблюдать осторожность при открытии или закрытии крышек экранированной камеры или отсека набора для введения раствора пациенту. Перед открытием или закрытием крышки экранированной камеры или крышки отсека набора для введения раствора пациенту убедитесь в том, что пальцы не будут защемлены.
Стерильными и апиrogenными являются только трубки подачи жидкости. Не используйте изделие в стерильной или апиrogenной зоне без соблюдения надлежащих мер предосторожности.
Повреждение трубки для физиологического раствора может привести к воздушной эмболии или неправильной дозировке. Убедитесь в том, что трубка для введения физиологического раствора не пережата в насосе для подачи физиологического раствора, поскольку это может вызвать повреждение набора для введения.
Нарушение правил асептики может привести к биологическому заражению. При дезинфекции места установки флакона соблюдайте инструкции, принятые в учреждении.
Опасность воздействия радиации. В иньектор могут быть помещены радиоактивные материалы. Если в систему помещены радиоактивные вещества, не касайтесь нижней части тележки. Если в систему помещены радиоактивные вещества, не снимайте панели доступа.
Не используйте изделие, если стерильная упаковка вскрыта или повреждена. Использование изделий из вскрытых или поврежденных упаковок, а также поврежденных компонентов может привести к травме оператора или пациента. Перед каждым использованием осматривайте упаковку и ее содержимое.

 Предупреждения
Опасность проколов. SAS содержит острые иглы. Для предотвращения возможных травм следите за острыми иглами при работе с SAS. Утилизируйте острые иглы в соответствии с инструкциями конкретного учреждения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать набор для введения источника более чем с одним многодозовым флаконом. Использование набора для введения источника более чем с одним многодозовым флаконом может привести к травме пациента или оператора.
Опасность воздействия радиации. Использование крышки экранированной камеры в качестве рабочего пространства может привести к получению оператором повышенной дозы облучения. Не используйте крышку экранированной камеры в качестве рабочего пространства, если в системе находятся радиоактивные материалы. Использование крышки в качестве рабочего пространства или размещение предметов на открытой крышке может вызвать ее повреждение, что снижает ее способность обеспечивать необходимую защиту от радиоактивного облучения.
Опасность воздействия радиации. Радиофармацевтические препараты излучают гамма-излучение. При работе с радиофармацевтическими препаратами оператор обязан соблюдать предельную осторожность. При несоблюдении надлежащих мер предосторожности доза облучения может превысить предельно допустимый уровень. Выполняйте все инструкции по обращению с радиоактивными материалами и их утилизации, принятые в местном учреждении. ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать экранированную камеру без соблюдения мер защиты от радиоактивного облучения, предусмотренных правилами учреждения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать систему MEDRAD Intego для введения каких-либо иных радиофармацевтических препаратов, кроме ¹⁸ F-фтордезоксиглюкозы (ФДГ) или ¹⁸ F-фторида натрия (NaF). Применение иных радиофармацевтических препаратов, кроме ¹⁸ F-ФДГ или ¹⁸ F-NaF, может повредить систему MEDRAD Intego и привести к неправильному замеру доз и/или избыточному радиоактивному облучению.
Если при закрытии крышки экранированной камеры возникнет пережатие трубок, это может привести к неправильной дозировке препарата или утечке радиации. Перед тем как закрыть крышку экранированной камеры, проверьте правильность установки набора трубок и всех компонентов набора для введения раствора.
Использование нестерильных компонентов может привести к инфицированию пациента. Сохраняйте стерильность всех однократовых компонентов, пользуясь правилами асептики.
Трубки из ПВХ в составе PAS содержат диэтилгексилфталат (DEHP), химикат, который по сведениям, имеющимся в штате Калифорния, может вызвать врожденные пороки развития и оказать негативное воздействие на репродуктивные функции организма.
Поступали сообщения о врожденных отклонениях у подопытных животных, вызванных чрезвычайно высоким коэффициентом дозировки эфиров фталевой кислоты, таких как DEHP. Несмотря на недостаток научных данных о влиянии эфиров фталевой кислоты на организм человека, службы здравоохранения рекомендуют по возможности свести к минимуму использование изделий, содержащих эти соединения, у детей, а также беременных или кормящих женщин.

Кроме того, DEHP входит в список претендентов на включение в категорию особо опасных веществ (Substances of Very High Concern, SVHC) согласно Статье 59 РЕГЛАМЕНТА (ЕС) № 1907/2006 в отношении регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH).
Название вещества: диэтилгексилфталат (DEHP)
№ CAS: 117-81-7
№ ЕС: 204-211-0

УСТАНОВКА НАБОРА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ИСТОЧНИКА (SAS)

Во всех случаях устанавливайте новый SAS при установке нового многодозового флакона. Устанавливайте новый многодозовый флакон и SAS в экранированную камеру с помощью следующей процедуры:

- Освободите предохранительную защелку крышки камеры и сместите крышку в направлении передней панели тележки, чтобы открыть экранированную камеру.
- Откройте однократовый лоток и достаньте SAS из упаковки.
- Поместите пакет с физиологическим раствором на держатель, расположенный на задней панели тележки возле ручки, и введите иглу на конце SAS в пакет с физиологическим раствором.
- Вставьте трубку для подачи физиологического раствора в насос для подачи физиологического раствора таким образом, чтобы конектор находился между насосом и пакетом с физиологическим раствором и примыкал к насосу.
- Вставьте систему трубок в зажим и уложите трубку для подачи физиологического раствора в направляющий желоб SAS от насоса для подачи

физиологического раствора до отсека защитного экрана емкости, где будет установлен защитный экран емкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что трубка для подачи физиологического раствора правильно установлена по центру роликов насоса. Трубка не должна свисать ниже роликов. Закрывая дверцу насоса, убедитесь в том, что трубка для подачи физиологического раствора находится по центру дверцы насоса и не пережата.

6. Вставьте картридж с иглами в зажим на защитной крышке. Трубка картриджа с иглами должна выходить в сторону насоса подачи радиофармацевтического препарата.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не снимайте защитный чехол с картриджа с иглами.

7. Установите смеситель на держателе смесителя SAS.

8. Перед установкой катушки убедитесь в том, что дозаливатор пустой.

9. Вставьте катушку SAS в дозаливатор таким образом, чтобы свободные концы трубок были направлены вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что катушка SAS размещена в нижней части дозаливатора.

10. Разверните контейнер для отходов и вставьте его в экранированный резервуар для отходов.

11. Вставьте Т-коннектор в фиксатор.

12. Вставьте участок системы трубок между Т-коннектором и контейнером для отходов в запорный клапан трубки для отведения отходов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Запорный клапан открывается нажатием кнопки, расположенной в верхней части клапана. Для установки трубки введите ее в клапан, одновременно удерживая кнопку нажатой.

13. Установите крышку запорного клапана на запорный клапан трубки для отведения отходов.

14. Вставьте участок трубки между Т-коннектором и предохранительным клапаном в запорный клапан PAS.

ПРИМЕЧАНИЕ. Запорный клапан открывается нажатием кнопки, расположенной в верхней части клапана. Для установки трубки введите ее в клапан, одновременно удерживая кнопку нажатой.

15. Установите крышку запорного клапана на запорный клапан PAS.

16. Введите свободный конец SAS (на выходе из запорного клапана PAS) в детектор пузырьков воздуха.

17. Используя ручку отсека защитного экрана емкости, приподнимите защитную крышку строго вверх, а затем поверните крышку против часовой стрелки.

18. Крышка закреплена на шарнирах. Приподнимите крышку, чтобы открылся зажим картриджа с иглами.

19. Опустите крышку и закройте картридж с иглами.

20. Вставьте защитный экран емкости, в котором содержится полный флакон назначенного радиофармацевтического препарата, в отсек защитного экрана емкости. Не снимайте защитную крышку флакона, находящуюся в защитном экране емкости.

Отпустите ручку для переноски защитного экрана емкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный экран емкости сконструирован таким образом, что может быть правильно установлен в отсек экрана емкости только в том случае, если штифты отсека экрана емкости входят в соответствующие углубления, расположенные рядом с ровными поверхностями экрана емкости.

21. Снимите крышку с экрана емкости, нажав на ручку для переноски и поворачивая защитную крышку против часовой стрелки, а затем подняв крышку строго вверх.

22. При дезинфекции мембраны емкости соблюдайте принятые в конкретном учреждении правила асептики.

23. Для того чтобы вставить иглы в многодозовый флакон, откните защитную крышку назад и введите иглы, нажимая вниз, чтобы они вошли во флакон.

24. Вставьте трубку картриджа с иглами в насос для подачи радиофармацевтического препарата. Проверьте, чтобы фиксирующее кольцо трубки располагалась непосредственно снаружи насоса подачи радиофармацевтического препарата, со стороны, ближайшей к отсеку экрана емкости.

Закройте крышку насоса.

25. Убедитесь в том, что весь SAS лежит ровно внутри канала, ручка отсека экрана емкости находится в нижнем положении, а дверца насоса подачи радиофармацевтического препарата закрыта при полностью установленной системе трубок. Закройте крышку камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполняйте принятые в учреждении процедуры, чтобы назначенный радиофармацевтический препарат был надежно закрыт в системе инфузионной для ПЭТ MEDRAD Intego.

ПРИМЕЧАНИЕ. Система инфузионная для ПЭТ MEDRAD Intego разработана для применения со стандартными замками. Компания Bayer не поставляет замки в комплекте с системой.

26. Введите информацию о количественном анализе многодозового флакона, следуя процедуре, предусмотренной в разделе «Введение данных многодозового флакона» руководства по эксплуатации системы MEDRAD Intego.

УСТАНОВКА НАБОРА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРА ПАЦИЕНТУ (PAS)

Для каждого пациента необходимо устанавливать новый PAS. Установливайте PAS с помощью следующей процедуры.

1. Откройте защитную крышку отсека PAS в экранированной камере.

2. Очистите предохранительный клапан на дистальном конце SAS, следуя правилам соблюдения асептики, предусмотренным конкретным учреждением.

3. Подсоедините PAS к предохранительному клапану на дистальном конце SAS.

4. В зависимости от того, с какой стороны от пациента расположена Система инфузионная для ПЭТ MEDRAD Intego, выведите PAS через левую либо правую сторону крышки.

5. Проверьте, чтобы PAS не был зажат, и закройте защитную крышку.

ТÜRKÇE

Giriş: MEDRAD Intego PET İnfüzyon Sistemi Uygulama Setlerini kurmadan veya kullanmadan önce bu belgedeki bilgilerin tamamını okuyun. Bu bilgilerin anlaşılması, kullanıcının MEDRAD Intego Sistemini güvenli biçimde kullanmasına yardımcı olur.

Kullanım Amacı: MEDRAD Intego PET İnfüzyon Sistemi, moleküler görüntüleme (nükleer tıp) tanı prosedürleri sırasında hastalara ¹⁸F Florodeoksiglukoz (FDG) veya ¹⁸F Sodyum Florür (NaF) radyofarmasötikleri ve sık kullanılan yıkama çözeltilerini verme amaçlıdır. MEDRAD Intego PET İnfüzyon Sistemi ayrıca, nükleer tıp tanı prosedürleri sırasında tıbbi personelin Flor-18 (¹⁸F) radyasyon maruziyetine karşı etkili radyasyon koruması sağlama amaçlıdır.

Kullanım Endikasyonları: MEDRAD Intego PET İnfüzyon Sistemi, moleküler görüntüleme (nükleer tıp) tanı prosedürleri sırasında hastalara ¹⁸F Florodeoksiglukoz (FDG) ve ¹⁸F Sodyum Florür (NaF) radyofarmasötiklerinin ve sık kullanılan yıkama çözeltilerinin uygulanması içindir. **NOT:** ¹⁸F FDG veya ¹⁸F NaF için etiketlenen MEDRAD Intego atılabilirli, CR10.1 ve üzeri yazılım sürümü ile NaF verilmesi için. ¹⁸F NaF uygulamasıyla ilgili ek bilgiler için lütfen Bayer temsilcisiyle irtibat kurun.

Sınırlı Satış: Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu cihazın satışını hekimler veya bir hekimin yazılı izni almış kişilerle sınırlamaktadır.

Uyarılar

Tek kullanımlık olarak etiketlenmiş cihazlar için şunlara dikkat edin: Bu ürünün sadece tek kullanımlık olması amaçlanmıştır. Yeniden sterilize etmeyin, yeniden işleme koymayın veya yeniden kullanmayın. Atılabilir cihazlar sadece tek kullanımlık olarak tasarlanmış ve doğrulanmıştır. Tek kullanımlık atılabilir cihazların yeniden kullanılması cihaz arızası riski ve hasta açısından riskler oluşturur. Olası cihaz arızaları içerisinde uzun süreli kullanımı ile önemli bileşen bozulması, bileşen arızası ve sistem arızası bulunur. Hasta için olası riskler içerisinde cihaz arızası nedeniyle zarar görme veya cihaz temizlenme veya yeniden sterilize edilme açısından doğrulanmadığı için enfeksiyon bulunur.

Hasta Uygulama Setinin yeniden kullanılması veya steril tekniğe uyulmaması biyolojik kontaminasyona neden olabilir. Yeniden KULLANMAYIN veya yeniden sterilize etmeyin. Tek kullanımlık maddeleri kullandıktan sonra uygun şekilde atın. Kurulum veya kullanım sırasında kontaminasyon oluşmuş olması olasılığı varsa sökün ve yeni bir steril ürünü kurun.

Korunmalı hazne veya Hasta Uygulama Seti bölümünün kapaklarını açarken veya kapatırken dikkat edilmelidir ciddi operatör yaralanması meydana gelebilir. Korunmalı hazne kapaklarını veya Hasta Uygulama Seti bölümünün kapaklarını açarken veya kapatırken hiçbir parmağın sıkışmayacağından emin olun.

Setin sadece sıvı yolu sterilidir ve pirojenik değildir. Gerekli önlemleri almadan steril veya aseptik bir alanda kullanmayın.

Serum fizyolojik hattı zarar görmüşse hava embolisi veya yanlış enjeksiyon dozajı oluşabilir. Uygulama setine zarar verebileceği için serum fizyolojik pompası içindeki serum fizyolojik tüpünü sıkıştırmamaya dikkat edin.

Aseptik tekniklere uyulmazsa biyolojik kontaminasyon meydana gelebilir. Flakon septumunu dezenfekte etmek için tesis yönergelerini takip edin.

Radyasyon Maruziyeti Tehlikesi: Enjektör radyoaktif maddeler içerir. Sistemde aktivite varken tıbbi araç altına uzanmayın. Sistemde aktivite varken erişim panellerini çıkarmayın.

Steril ambalaj açılmış veya hasar görmüşse kullanmayın. Ambalaj açılmış veya hasar görmüşse ya da hasar görmüş bileşenler kullanılırsa hasta veya operatör yaralanabilir. Her kullanımdan önce paketi ve içindekileri görsel olarak kontrol edin.

Delinme tehlikesi. SAS kesici maddeler içerir. Yaralanmayı önlemek için kesici maddeleri kontrol etmek üzere SAS kullanırken dikkatli olun. Kesici maddeleri tesise özel yönergeler göre atın.

Kaynak Uygulama Setini birden fazla çok dozlu flakonla KULLANMAYIN. Kaynak Uygulama Setinin birden fazla çok dozlu flakonla kullanılması, hastanın veya operatörün yaralanmasına yol açabilir.

Radyasyon maruziyeti tehlikesi. Korunmalı Hazne kapaklarının çalışma alanı olarak kullanılması operatörü fazla radyasyona maruz bırakabilir. Sistemde radyoaktif maddeler mevcuttur, Korunmalı Hazne kapaklarını çalışma alanı olarak kullanmayın. Kapakların çalışma alanı olarak kullanılması veya açılkan kapak üzerine nesneler konması kapaga zarar verer yeterli radyasyon koruması oluşturuma özelliğini engelleyebilir.

Radyasyon maruziyeti tehlikesi. Radyofarmasötikler gama radyasyonu yayar. Operatör radyofarmasötikleri kullanırken çok dikkatli olmalıdır. Uygun önlemler doğru biçimde alınmazsa dozlar maksimum izin verilebilir dozu aşabilir. Radyoaktif maddelerin kullanılması ve atılması için tesise özel tüm yönergeler uyun. Öncelikli olarak tesis prosedürlerinde özetlenen radyasyon önlemlerini almadan Korunmalı Hazneyi AÇMAYIN.

Uyarılar

MEDRAD Intego Sistemiyle ¹⁸F Florodeoksiglukoz (FDG) veya ¹⁸F Sodyum Florür (NaF) dışında radyofarmasötik ürün KULLANMAYIN. ¹⁸F FDG veya ¹⁸F NaF'den başka radyofarmasötiklerin kullanımı, MEDRAD Intego Sistemine hasar verebilir ve yanlış doz ölçümüne veya/veya aşırı radyasyon maruziyetine yol açabilir.

Korunmalı Hazne kapakları eğer tüp seti üzerine kapatılırsa, yanlış enjeksiyon dozajı veya radyasyon serpitintisi meydana gelebilir. Korunmalı Hazne kapaklarını kapatmadan önce tüp setinin ve tüm uygulama seti bileşenlerinin doğru kurulduğundan emin olun.

Steril olmayan bileşenlerin kullanılması hastada enfeksiyona yol açabilir. Aseptik teknikler kullanarak tüm atılabilir bileşenlerin steril durumunu devam ettirin.

Bu PAS'ın PVC tüpleri Kaliforniya Eyaletince doğumsal defektlere ve diğer üreme bozukluklarına yol açabildiği bilinen bir kimyasal olan DEHP içerir.

DEHP gibi ftalatların çok yüksek dozlarının araştırma hayvanlarında doğumsal defektlere neden olduğu bildirilmiştir. İnsanlarda ftalatların etkisi konusundaki bilimsel veriler sınırlı olsa da sağlık makamları bu bileşenleri içeren cihazlara maruz kalmamın çocuklar ile emziren ve hamile kadınlarda mümkün olduğunca minimuma indirilmesini önermektedir.

DEHP ayrıca Kimyasalların Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhlanması ve Sınırlanması (REACH) ile ilgili ÜNETMELİK (AT) no. 1907/2006, Madde 59 uyarınca Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) aday listesinde bulunan bir maddedir.

Madde Adı: Bis (2-etil(hexil)ftalat) (DEHP)

CAS Numarası: 117-81-7

EC Numarası: 204-211-0

KAYNAK UYGULAMA SETİNİN (SAS) KURULMASI

Yeni bir çok dozlu flakon kurarken daima yeni bir SAS kurun. Çok dozlu flakonu ve SAS'ı Korunmalı Hazneye aşağıdaki prosedürü kullanarak kurun:

1. Hazne kapaklarını sabitleyen sürgüyü açın ve kapaklı tıbbi aletin önüne doğru kaydırarak Korunmalı Hazneyi açın.
2. Tek kullanımlık tepsiyi açın ve SAS'ı ambalajından çıkarın.
3. Serum fizyolojik torbasını, tıbbi aletin arkasına kısmından asıya, kolun yanına yerleştirin ve SAS'ın ucundaki serum fizyolojik sıvı ucu serum fizyolojik torbasına yerleştirin.
4. Serum Fizyolojik Tüpünü konektör pompa ve serum fizyolojik torbası arasında kalacak ve konektör pompaya yakın olacak biçimde Serum Fizyolojik Pompası içine yerleştirin.
5. Tüpu sabitleme klipsine yerleştirin ve Serum Fizyolojik Tüpünü, Serum Fizyolojik Pompasına bağlayacak ve Flakon Kurumamın takılacağı Flakon Kurumamı Bölmesinde sona erecek şekilde SAS yolu boyunca yönlendirin.

NOT: Serum Fizyolojik Tüpünün pompa silindiri üzerinde ortalanması sağlın. Tüp, silindir altına düşmemelidir. Pompa kapakları kapatırken Serum Fizyolojik Tüpünün tüp sıkışmayacak biçimde pompa kapağında ortalanmış olduğundan emin olun.

6. Kesici Maddeler Kartuşunu koruma kapaklı üstündeki klipse yerleştirin. Kesici Maddeler Kartuşundan çıkan tüp RP Pompasına doğru olmalıdır.

NOT: Kesici Maddeler Kartuşu içlerinden koruyucu kılıfı çıkarmayın.

7. Konfluanı SAS Konfluanı tutucuya yerleştirin.

8. Sarmalı kurmadan önce Doz Kalibratörünün boş olduğuna doğrulayın.

9. SAS Sarmalını tüplerin boş uçları üstte bakacak şekilde Doz Kalibratörüne yerleştirin.

NOT: SAS Sarmalının Doz Kalibratörünün alt kısmına yerleştirildiğinden emin olun.

10. Atık Torbasının açın ve korunmalı Atık Saklama Bölmesine yerleştirin.

11. T-konektörünü muhafazaya takın.

12. Tüp bölümünü, T-konektör ve Atık Torbası arasında, atık sıkıştırma valfi içine kurun.

NOT: Sıkıştırma valfi, valfin üst kısmındaki düğmeye basılarak açılır. Tüpu kurmak için düğmeyi basılı tutarken tüp valfi içine kaydırın.

13. Sıkıştırma valfi kapaklarını atık sıkıştırma valfi üzerine takın.

14. Tüp bölümünü, T-konektör ve Temizlenebilir Valf arasında, PAS sıkıştırma valfi içine kurun.

NOT: Sıkıştırma valfi, valfin üst kısmındaki düğmeye basılarak açılır. Tüpu kurmak için düğmeyi basılı tutarken tüp valfi içine kaydırın.

15. Sıkıştırma valfi kapaklarını PAS sıkıştırma valfi üzerine indirin.

16. SAS'ın boş ucunu (PAS sıkıştırma valfinden çıkan) Hava Detektörü içine yerleştirin.

17. Flakon Kuruma Bölmesi kolunu kullanarak, koruma kapaklarını düz olarak yukarı doğru açın ve ardından kapak saat yönünün tersine çevirin.

18. Kuruma kapakı monteseldir. Kesici Maddeler Kartuş Klipsini açmak için kapak kaldırın.

19. Kuruma kapaklarını Kesici Maddeler Kartuşu üzerine indirin.

20. Kullanım için endike olan radyofarmasötigin tam bir flakonunu içeren Flakon Kurumamını Flakon Kuruma Bölmesine yerleştirin. Flakon Kurumamının flakon erişim kapaklarını ÇIKARMAYIN. Taşıma kolunu Flakon Kurumamı üzerinde bırakın.

NOT: Flakon Kurumamı, Flakon Kurumamı Bölmesi direkleri Flakon Kurumamının düz yüzeylerinin yanında bulunan anahtarlamış alanlarda bulunacak şekilde, sadece Flakon Kurumamı Bölmesinde doğru yerleştirilecek biçimde anahtarlanmıştır.

21. Taşıma kolunu aşağı iterek, flakon erişim kapaklarını saat yönünün tersine çevirerek ve ardından kapaklı düz yukarı kaldırarak kapaklı Flakon Kurumamından çıkarın.

22. Flakon septumunu dezenfekte etmek için tesise özel yönergelerde açıklanan aseptik teknikleri takip edin.

23. Kuruma kapakları boşluk üzerinde geri döndürerek ve içgeni doğru şekilde açarak bastırarak kesici maddeleri çok dozlu flakona yerleştirin.

24. Tüpu, Kesici Maddeler Kartuşundan RP pompasına yerleştirin. Tüp halkasının, RP pompasının hemen dışında, Flakon Kuruma Bölmesine yakın tarafta olduğundan emin olun. Pompa kapaklarını kapatın.

25. SAS'ın tümünün kanal içinde düz yattığını, Flakon Kuruma Bölmesi kolunun aşağıda olduğunu ve RP pompası kapağını tüm tamamen kurulu olarak kapalı olduğunu doğrulayın. Hazne kapaklarını kapatın.

NOT: Kullanılması endike olan radyofarmasötigin MEDRAD Intego PET İnfüzyon Sistemi içinde düzgün biçimde sabitlendiğinden emin olmak için tesis yönergelerine uyun.

NOT: MEDRAD Intego PET İnfüzyon Sistemi standart kilitlerle kullanmak üzere tasarlanmıştır. Bayer sistemle kilitleri kilit tedarik etmez.

26. Çok dozlu flakon tahvil bilgileri, MEDRAD Intego Kurulum Kılavuzunun Çok Dozlu Flakon Tahvil Bilgilerinin Giriş bölümünde özetlenen prosedürü takip ederek girin.

HASTA UYGULAMA SETİNİN (PAS) KURULMASI

Her hasta için daima yeni bir PAS kurun. PAS'ı aşağıdaki prosedürü takip ederek kurun:

1. Korunmalı Haznenin PAS alanı üzerindeki koruma kapaklarını açın.

2. SAS'ın distal ucundaki Temizlenebilir Valfi, tesise özel yönergelerde açıklanan aseptik teknikleri takip ederek temizleyin.

3. PAS'ı, SAS'ın distal ucundaki Temizlenebilir Valfi takın.

4. MEDRAD Intego PET İnfüzyon Sisteminin hastanın hangi tarafında bulunduğu bağlı olarak PAS'ı korumanın sol veya sağ tarafına yönlendirin.

5. PAS'ın sıkışmamasını sağlayın ve koruma kapaklarını kapatın.

SUOMI

Johdanto: Lue tässä asiakirjassa olevat tiedot kokonaan ennen MEDRAD Intego PET -infuusiolarjestelmän asennustarjojen asennusta ja käyttöä. Näiden tietojen ymmärtäminen auttaa käyttäjää käyttämään MEDRAD Intego -järjestelmää turvallisesti.

Käyttötarkoitus: MEDRAD Intego PET -infuusiolarjestelmä on suunniteltu antamaan tarkkoja annoksia radiofarmaseutista ¹⁸F-fluorodeoksiglukoosia (FDG) ja ¹⁸F-natriumfluoridia (NaF) sekä yleisesti käytössä olevia huulteluuksioksia (potilaalle molekyylikuvantamiseksi (isotooppilääketeetisteellisten) diagnostisten toimenpiteiden aikana. MEDRAD Intego PET -infuusiolarjestelmä on tarkoitettu myös tarjoamaan lääketieteellisesti henkilöikunnalle tehokkaan suojauksen fluor-18:n (¹⁸F)n tuottamalta säteilyltä isotooppilääketeetisteellisten diagnostisten toimenpiteiden aikana.

Käyttöindikaatio: MEDRAD Intego PET -infuusiolarjestelmä on suunniteltu antamaan ¹⁸F-fluorodeoksiglukoosia (FDG) ja ¹⁸F-natriumfluoridia (NaF) sekä yleisesti käytössä olevia huulteluuksioksia potilaalle molekyylikuvantamiseksi (isotooppilääketeetisteellisten) diagnostisten toimenpiteiden aikana.

HUOMAUTUS: MEDRAD Integon kertakäyttövälineet, jotka on merkitty käytettäväksi ¹⁸F-FDG:n tai ¹⁸F-NaF:n kanssa, on tarkoitettu NaF:n antamiseen ohjelmistoversion CR10.1 tai uudemman kanssa. Ota yhteyttä Bayer-edustajaan saadaksesi lisätietoja ¹⁸F-NaF:n antamisesta.

Myyntitiljoitus: USA:n Food and Drug Administration (FDA) rajoittaa tämän laitteen myynnin vain lääkäreille tai niille, joilla on lääkärin antama kirjallinen valtuutus.

Raportoi kaikki tähän laitteeseen liittyvät vakavat tapaukset Bayerille (radiology.bayer.com/contact) ja paikallisella eurooppalaisella toimivaltaisella viranomaisella (tai, mikäli sovellettaissa, sen maan asianmukaisella valvovalla viranomaisella, jossa tapaus tapahtui).

Varoitukset

Huomaa kertakäyttöisiksi ilmoitettujen laitteiden osalta seuraavaa: Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Ei saa steriloida uudelleen, käsitellä uudelleen tai käyttää uudelleen.

Kertakäyttölaitteet on suunniteltu ja validoitu vain kertakäyttöön. Kertakäyttöisten laitteiden uudelleenkäyttö aiheuttaa laitteen rikkoitumisriskin sekä riskkejä potilaalle. Mahdollinen laitteen rikkoituminen voi johtua merkittävästä komponentin kulumisesta pitkäaikaisen käytön seurauksena, komponentin toimintahäiriöstä ja järjestelmän rikkoitumisesta. Mahdollisia potilaaseen kohdistuvia riskejä ovat laitteen toimintahäiriöstä johtuva vammautuminen tai infektiosta johtuva vammautuminen, sillä laitteita ei ole validoitu puhdistettavaksi tai uudelleen steriloitavaksi.

Potilasannostelusarjan uudelleenkäyttö tai aseptisen tekniikan laiminlyönti voi aiheuttaa biologisen kontaminaation. ÄLÄ käytä sitä uudelleen tai yritys steriloida sitä uudelleen. Hävitä kertakäyttövälineet määräysten mukaisesti käytön jälkeen. Jos valmistelun tai käytön aikana on voinut tapahtua kontaminaatiota, pura laite ja valmistelee uusi steriili tuote.

Jos potilasannostelusarjan lohkon kanssa tai suojakammion kanssa avattaessa tai suljettaessa ei noudateta varoitusasia, voi seurauksena olla käyttäjän vakava loukkaantuminen. Varmista, että kaikki sormet ovat poissa alueelta ennen kuin avaat tai suljet suojakammion kannen tai potilasannostelusarjan lohkon kannen.

Vain sarjan nesteväylä on steriloitu ja pyrogeeniton. Älä käytä steriilitä tai aseptisellä alueella ilman asianmukaisia varotoimia.

Varoituis
Jos suolaliuoslinja on vaurioitunut, voi seuraksena olla ilmaemboia tai injektio väära annostus. Älä aseta suolaliuosletkua puristuksiin annostuspumpun sisään, sillä tämä voi vaurioittaa annostelusarjaa. Jos aseptisiä tekniikoita ei noudeta, voi seurauksena olla biologinen kontaminaatio. Noudata laitoksen ohjeita säiliön septumiin desinfioimiseksi. Säteilylle altistumisen vaara: Injektori voi sisältää radioaktiivisia materiaaleja. Älä kurota vaunun alle, kun järjestelmässä on aktiivisuutta. Älä poista paneeleja, kun järjestelmässä on aktiivisuutta. Ei saa käyttää, jos pakkaus on avattu tai vahingoittunut. Jos pakkaus on avonainen tai vaurioitunut tai jos käytetään viallisia osia, seurauksena voi olla potilaan tai käyttäjän vamma. Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, ettei pakkauksen sisällössä tai pakkauksessa ole havaittavissa vikoja. Pistovaara. SAS sisältää teräviä esineitä. Vamman estämiseksi noudata varovaisuutta käsitellessäsi SASia neulojen ohjaukseen. Hävitä terävät esineet noudattaen laitoksen ohjeita. ÄLÄ käytä lähteenannostelusarjaa useamman kuin yhden moniannospullin kanssa. Lähteenannostelusarjan käyttö useamman kuin yhden moniannospullin kanssa voi johtaa potilaan tai käyttäjän loukkaantumiseen. Säteilylle altistumisen vaara. Suojakammion kannen käyttäminen työskentelyalustana voi altistaa käyttäjän liialliselle säteilylle. Älä käytä suojakammion kantta työskentelyalustana, kun järjestelmässä on radioaktiivisia materiaaleja. Kannen käyttäminen työskentelyalustana tai esineiden asettaminen kannen päälle, kun kansi on auki, voi vaurioittaa kantta ja häitää sen kykyä antaa asianmukainen säteilysuoja. Säteilylle altistumisen vaara. Radiofarmaseuttiset tuotteet lähettävät gammasäteilyä. Käyttäjän on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta radioäälkkeiden käsittelyssä. Annokset voivat ylittää sallitun maksimiannoksen, jos varotoimenpiteitä ei noudateta asianmukaisesti. Noudata kaikkia laitoksen erityisiä ohjeita, jotka koskevat radioaktiivisten materiaalien käsittelyä ja hävittämistä. Älä avaa suojakammiota ilman, että suorialt laitoksen menettelytavoissa mainitut säteilyyn liittyvät varotoimenpiteet. ÄLÄ käytä MEDRAD Intego -järjestelmässä muita radiofarmaseuttisia tuotteita kuin ¹⁸F-fluorodeoksiglukosia (FDG) tai ¹⁸F-natriumfluoridia (NaF). Muiden radiofarmaseuttisten tuotteiden kuin ¹⁸F-FDG:n tai ¹⁸F-NaF:n käyttö voi vaurioittaa MEDRAD Intego -järjestelmää ja johtaa epätarkkoihin annostamittauksiin ja/tai liialliseen radioaktiivisuudelle altistumiseen. Suojakammion kannen sulkeminen letkusarjan päälle voi johtaa vääraän annoskokoont tai säteilyvuotoon. Varmista, että letkusarja ja kaikki annostelusarjan osat ovat oikein asennettuja ennen suojakammion kannen sulkemistä. Potilas voi saada infektion, jos epästeriilejä komponentteja käytetään. Sällytä kaikkien kertakäyttötarvikkeiden steriiliys aseptisellä tekniikalla. PAS:n PVC-letku sisältää DEHP-kemikaalia, jonka on todettu Kalifornian osavaltiossa aiheuttaneen syntymävuaroita ja muita senvunjakamisen kohdistuneita häiriöitä. Äärimmäisen suurten flataaltainnostosten, kuten DEHP:n, on todettu aiheuttaneen syntymävikoja koe-eläimillä. Vaikka saatavissa on vain rajoitetusti tieteellistä dataa flataaltien vaikutuksesta ihmisillä, terveysviranomaiset suosittelavat, että lasten ja imettävien tai raskaana olevien naisten altistumista näitä yhdisteitä sisältäville välineille pitäisi rajoittaa mahdollisimman paljon.

DEHP on myös erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokaslistalla EY-määräyksen 1907/2006 artiklan 59 mukaisesti koskien kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä (REACH).

Aineen nimi: Di(2-etyylheksyyli)ftalaatti (DEHP)
CAS-numero: 117-81-7
EY-numero: 204-211-0

LÄHTEENANNOSTELUSARJAN (SOURCE ADMINISTRATION SET, SAS) ASENNUS

Asenna aina uusi SAS ennen uuden moniannospullin asentamista. Asenna moniannospulli ja SAS suojakammioon käyttäen seuraavaa menettelyä:

1. Vapauta suojakammion kannen kiinnittävä salpa ja liu'uta kansi vaunun etureunaa kohki paljastaaksesi suojakammion.
2. Avaa kertakäyttöpakkauks ja ota SAS pois pakkauksesta.
3. Aseta keittosuolaliuospuussi vaunun takaosan kahvan lähellä olevaan riipputelineeseen ja työnnä SASin piikkipää keittosuolaliuospuussiin.
4. Työnnä keittosuolaliuosletku keittosuolaliuospumppuun niin, että liitin on pumpun ja keittosuolaliuospuussin välissä, lähellä pumppua.
5. Aseta letku pitoklipsiin ja johda keittosuolaliuosletku SAS-polkua pitkin, alkaen keittosuolaliuospumusta ja päättyen ampullin suojuslohkoon, jonne ampullin suojus asennetaan.

HUOMAUTUS: Varmista, että keittosuolaliuosletku on keskitetty pumpun rullien päälle. Letkut eivät saa pudota rullien alapuolelle. Kun suljet pumpun luukun, varmista että keittosuolaliuosletku on keskeällä pumpun luukua niin, että letku ei ole puristuksissa.

6. Aseta neulakassetti suojakannen klippiin. Neulakassetista ulos tulevan letkun tulisi olla kohdistettuna RP-pumppuun päin.

HUOMAUTUS: Älä poista neulakasetin neulojen suojavaippaa. 7. Aseta yhtymäkohta SAS:n yhtymäkohdan pidikkeeseen. 8. Varmista, että annoskalibraattori on tyhjä ennen kierukan asennusta.

9. Aseta SAS-kierukka annoskalibraattoriin niin, että letkun vapaat päät ovat ylöspäin.

HUOMAUTUS: Varmista, että SAS-kierukka on annoskalibraattoriin alaosassa.

10. Avaa poistopussi ja aseta se suojattuun jätteen varastointilokeroon.
11. Aseta T-liitin pidikkeeseen.
12. Aseta T-liittimen ja poistopussin välinen letkuosio poisto-puristussventtiiliin.

HUOMAUTUS: Puristussventtiiliä avataen venttiilin yläosassa olevaa painiketta painamalla. Letkujen asentamiseksi työnnä letku venttiiliin, kun painat painiketta.

13. Asenna puristussventtiilin suojus poisto-puristussventtiiliin.

14. Aseta T-liittimen ja aseptisen venttiilin letkuosio PASin puristussventtiiliin.

HUOMAUTUS: Puristussventtiiliä avataen venttiilin yläosassa olevaa painiketta painamalla. Letkujen asentamiseksi työnnä letku venttiiliin, kun painat painiketta.

15. Asenna puristussventtiilin suojus PAS-puristussventtiiliin.

16. Aseta SAS:n vapaa pää (joka poistuu PAS:n puristussventtiilistä) ilmantuontiimeen.
17. Nosta ampullin suojuksen lohkon kansi suoraan ylös ja kierrä sitä vastapäivään käyttäen kahvaa.
18. Suojakansi on saraioitu. Nosta kantta paljastaaksesi neulakasetin klipin.
19. Laske suojakansi neulakasetin päälle.
20. Aseta ampullin suojus, jonka sisällä on määrättyä radiofarmaseuttista tuotetta sisältävä täysi ampulli, ampullin suojuslohkoon. ÄLÄ poista ampullin suojuksen ampullin avauskorkkia. Jätä ampullin suojuksen kantokahva paikoilleen.

HUOMAUTUS: Ampullin suojus on muotoiltu niin, että se voidaan asettaa ampullin suojuksen lohkon vain oikeinpäin, niin että ampullin suojuslohkon tapit jäävät ampullin suojuksen tastaisten pintojen viereisiin aukkoihin.

21. Irrota ampullin suojuksen korkki painamalla kantokahvaa, kiertämällä ampullin avauskorkkia vastapäivään ja nostamalla korkki suoraan ylöspäin.
22. Noudata laitoksen aseptista tekniikkaa ampullin septumiin desinfioimiseksi.
23. Työnnä neulat moniannospullin kääntämällä suojan kansi reiän päälle ja painamalla neulat suoraan ampulliin.
24. Aseta neulakasetin letku RP-pumppuun. Varmista, että letkun kaulus jää suoraan RP-pumpun ulkopuolelle, lähimmäksi ampullin suojuslohkon puolta. Sulje pumpun kansi.
25. Varmista, että koko SAS on tasaisesti paikoillaan kanavassa, ampullin suojuslohkon kahva on alhaalla, RP-pumpun letkut ovat kokonaan paikoillaan ja pumpun luukku on suljettuna. Sulje kammiön kansi.

HUOMAUTUS: Noudata laitoksesi menettelytapoja varmistaaksesi, että käytettäväksi määrätty radiofarmaseuttinen tuote on asianmukaisesti varmistettu paikoilleen MEDRAD Intego PET -infuusiolarjestelmän sisälle.

HUOMAUTUS: MEDRAD Intego PET -infuusiolarjestelmä on suunniteltu käytettäväksi normaaliin lukkojen kanssa. Bayer ei toimita lukkoa järjestelmän kanssa.

26. Syötä moniannospullin analyysitiedot noudattamalla MEDRAD Integon käyttöoppaan osiossa "Moniannospullin analyysitietojen syöttäminen" annettua toimenpidettä.

POTILASANNOSTELUSARJAN (PATIENT ADMINISTRATION SET, PAS) ASENTAMINEN

Asenna aina uusi PAS jokaiselle potilaalle. Asenna PAS käyttäen seuraavaa menettelyä:

1. Avaa suojakammion PAS-alueen suojakansi.
2. Puhdista aseptinen venttiili SASin distaalipäässä noudattamalla laitoksen ohjeissa kuvattua aseptista tekniikkaa.
3. Liitä PAS aseptiseen venttiiliin SASin distaalipäässä.
4. Riippuen siitä, kummalla puolella potilasta MEDRAD Intego PET -infuusiolarjestelmä sijaitsee, aseta PAS joko suojakannen vasemmalle tai oikealle puolelle.
5. Varmista, että PAS ei jää puristuksiin ja sulje suojakansi.

SVENSKA

Inledning: Läs informationen i det här dokumentet helt innan du installerar eller använder MEDRAD Intego PET-infusionssystemets administreringsset. Att förstå denna information hjälper användaren att använda MEDRAD Intego-systemet på ett säkert sätt.

Avsedd användning: MEDRAD Intego PET-infusionssystemet är avsett att infundera exakta doser av radiofarmaka ¹⁸F-fluorodeoxiglukos (FDG) och ¹⁸F-natriumfluorid (NaF) och vanligen använda sköjllösningar till patienter vid diagnostiska procedurer för molekyklär avbildning (nukleärmedicin). MEDRAD Intego PET-infusionssystemet är även avsett att förse medicinsk personal med effektivt strålningsskydd mot fluor-18 (¹⁸F) under diagnostiska nukleärmedicinska procedurer.

Användningsområde: MEDRAD Intego PET-infusionssystemet är avsett för administrering av ¹⁸F-fluorodeoxiglukos (FDG), ¹⁸F-natriumfluorid (NaF) och vanligen använda sköjllösningar till patienter vid diagnostiska procedurer för molekyklär avbildning (nukleärmedicin).

OBSI: Engångsarstiklar från MEDRAD Intego som är märkta för ¹⁸F FDG eller ¹⁸F NaF är avsedda för infundering av NaF med programversionen CR10.1 och nyare. Kontakta en Bayer-representant för mer information gällande administrering av ¹⁸F NaF.

Försäljningsrestriktioner: Den amerikanska försäljningsrestriktionen FDA (Food and Drug Administration) begränsar försäljning av den här enheten till läkare eller de som har mottagit skriftlig auktorisering från en läkare.

Rapporterat alla allvariga incidenter som uppstått i samband med den här enheten till Bayer (radiology.bayer.com/ contact) och till relevant lokal europeisk myndighet (eller, i förekommande fall, till lämplig tillsynsmyndighet i det land där incidenten har inträffat).

Varningar
För enheter som är märkta för engångsbruk, vänligen observera: Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk. Fär inte omsteriliseras, omarbetas eller återanvändas. Engångsenheterna har endast utformats och godkänts för engångsbruk. Återanvändning av engångsenheter utgör en risk för att enheten går sönder och risk för patienten. Potentiella enhetsfel inkluderar avsevärd nedbrytning av komponent vid långvarig användning, funktionsfel hos komponent och systemhaveri. Potentiella risker för patienten inkluderar personskada till följd av funktionsfel hos enheten eller infektion, eftersom enheten inte godkännts för rengöring eller omsterilisering. Biologisk kontamination kan uppstå om patient-administreringsset används flera gånger eller om steril teknik inte tillämpas. Du får INTE använda flera gånger eller försöka att omsterilisera. Engångsartiklarna måste kasseras på korrekt sätt efter användning. Ta isär setet och gör i ordning ett nytt, steril set om det är möjligt att kontamination uppstått under iordningställande eller användning. Operatören kan skada sig allvarligt om han/hon inte är försiktig när han öppnar eller stänger lukarna på den skärmade kammaren eller skyddet till PAS-facket. Se till att inga fingrar kommer i kläm när du öppnar eller stänger den skärmade kammarens lock eller skyddet till PAS-facket. Endast setets vätskebana är steril och icke-pyrogen. Använd inte ett steril eller aseptiskt område utan att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Luftemboli eller felaktig injektionsdos kan uppstå om saltlösningsslangen är skadad. Se till att saltlösningsslangen inuti saltlösningspumpen inte kläms, eftersom det kan skada administreringssetet. Biologisk kontamination kan uppstå om aseptisk teknik inte tillämpas. Följ sjukhusets riktlinjer för att desinfektera ampullesseptum. Risk för strålningsexponering: Injektern kan innehålla radioaktiva ämnen. Sträck dig inte under vagnen medan systemet innehåller aktivitet. Avlägsna inte åtkomstpaneler medan systemet innehåller aktivitet. Använd inte produkten om den sterila förpackningen har öppnats eller är skadad. Patienten eller användaren kan skadas om förpackningen är öppnad eller skadad, eller om skadade komponenter används. Kontrollera alltid förpackning och innehåll visuellt före varje användning. Risk för punktion. SAS innehåller patroner. Skada förebyggs genom att du är försiktig när du hanterar SAS för att styra patronerna. Kassera patronerna i enlighet med sjukhusets riktlinjer. Använd INTE källadministreringssetet med mer än en flerdosampull. Används källadministreringssetet med mer än en flerdosampull kan det leda till att patienten eller operatören skadas. Risk för strålningsexponering. Används locket på den skärmade kammaren som en arbetsyta är det risk för att operatören utsätts för påtaglig strålning. Använd inte locket på den skärmade kammaren som en arbetsyta när det finns radioaktiva material i systemet. Används locket på den skärmade kammaren som en arbetsyta, eller om ett föremål placeras på locket medan det är öppet, kan det skada dess förmåga att förse tillräckligt skydd mot strålning. Risk för strålningsexponering. Radiofarmaka avger gammastrålning. Operatören ska vara väldigt försiktig vid hantering av radiofarmaka. Doser kan överskrida den maximalt tillåtna dosen om lämpliga försiktighetsåtgärder inte följs. Följ sjukhusets alla individuella riktlinjer för hantering och kassering av radioaktiva material. Öppna INTE den skärmade kammaren utan att först ha vidtagit försiktighetsåtgärder gällande strålning som beskrivs i sjukhusets procedurer. Använd INTE andra radiofarmaceutiska produkter än ¹⁸F-fluorodeoxiglukos (FDG) eller ¹⁸F-natriumfluorid (NaF) med MEDRAD Intego-systemet. Användning av annan radiofarmaka än ¹⁸F FDG eller ¹⁸F NaF kan det skada MEDRAD Intego-systemet och kan orsaka felaktig dosmätning och/eller för mycket radioaktiv exponering. Felaktig injektionsdosering eller strålningsspill kan uppstå om den skärmade kammarens lock stängs på släpset. Säkerställ att alla komponenter för släpset och administreringssetet är korrekt installerade innan du stänger den skärmade kammarens lock. Patientinfektion kan uppstå vid användning av icke sterila komponenter. Hall alla engångskomponenter sterila med användning av aseptiska metoder. PVC-slangen i detta PAS innehåller DEHP, ett kemiskt ämne som i delstaten Kalifornien är känt för att orsaka medfödda missbildningar och andra reproduktiva skador. Extremt höga doser av ftalater såsom DEHP har rapporterats orsaka medfödda missbildningar hos försöksdjur. Även om det endast finns begränsade vetenskapliga data om effekten av ftalater på människor rekommenderar hälsovarsmyndigheter att exponering för produkter som innehåller dessa föreningar begränsas så mycket som möjligt när det gäller barn samt ammande eller gravida kvinnor.

DEHP finns dessutom med på kandidatlistan för särskilt farliga ämnen (Substances of Very High Concern, SVHC) enligt artikel 59 i FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Substansnamn: Diethylhexylftalat (DEHP)
CAS-nummer: 117-81-7
EC-nummer: 204-211-0

INSTALLATION AV KÄLLADMINISTRERINGSSET (SAS)

Installera alltid en ny SAS när du installerar en ny flerdosampull. Installera flerdosampullen och SAS i den skärmade kammaren med följande procedur:

1. Frigör spärren som säkrar kammarens lock och skjut locket mot vagnens framsida för att exponera den skärmade kammaren.
2. Öppna engångsbrickan och avlägsna SAS från förpackningen.
3. Häng saltlösningsspäsän på hängaren vid baksidan av vagnen nära handtaget och för in spetsen vid änden på SAS i saltlösningsspäsän.
4. Sätt in saltlösningsslangen i saltlösningspumpen så att kopplingen ligger mellan pumpen och saltlösningsspäsän, med kopplingen nära pumpen.
5. Sätt in slangen i den nedhållande klämman och dra saltlösningsslangen längs SAS-spåret från saltlösningspumpen och till ampulskyddfacket där ampulskyddet ska installeras.

OBSI: Se till att saltlösningsslangen är centrerad på pumpullarna. Slangen får inte hänga under rullarna. När du stänger pumpens lukka ska du se till att saltlösningsslangen är centrerad i pumpkullen så att slangen inte blir klämd.

6. Sätt in patronkassetten i klämman på skyddslotket. Slangen som löper från patronkassetten ska gå mot RP-pumpen.
7. Sätt in saltlösningsslangen i patronkassetten. Öppna slangen i slutningen i hållaren för SAS-slanganslutningen.
8. Bekräfta att doskalibratom är tom innan du installerar spolen.
9. Sätt in SAS-spolen i doskalibratom så att slangens lösa ändar pekar uppåt.
9. **OBSI:** Säkerställ att SAS-spolen är placerad i botten av doskalibratom.
10. Rulla ut avfallsspäsän och sätt in den i det skärmade avfallsutrymmet.
11. Sätt in T-kopplingen i hållaren.
12. Installera delen av slangen som ligger mellan T-kopplingen och avfallsspäsän i avfallsklämventilen.

OBSI: Klämventilen öppnas genom att man trycker på knappen ovanpå ventilen. Slangen installeras genom att du skjutur in den i ventilen med du trycker ned knappen.

13. Montera klämventilskyddet på avfallsklämventilen.
14. Installera delen av slangen som ligger mellan T-kopplingen och den vaskulära åtkomstventilen i PAS-klämventilen.
15. **OBSI:** Klämventilen öppnas genom att man trycker på knappen ovanpå ventilen. Slangen installeras genom att du skjutur in den i ventilen med du trycker ned knappen.
15. Montera klämventilskyddet på PAS-klämventilen.
16. Sätt in den lediga änden från SAS (löper från PAS-klämventilen) i luftdetektor.
17. Använd handtaget på ampulskyddfacket för att lyfta skyddslotket uppåt och sedan rotera det moturs.
18. Skyddslotket är gångjärnsförest. Lyft på locket för att exponera patronkassetten klämma.
19. Sänk skyddslotket över patronkassetten.
20. Sätt in ampulskyddet med en ampull som är full med radiofarmaka som är indikerad för användning i ampulskyddfacket. Avlägsna INTE ampullens åtkomstlock som sitter i ampulskyddet. Lät handtaget slita kvar på ampulskyddet.
21. **OBSI:** Ampulskyddet är anpassat så att det endast kan sättas in i ampulskyddfacket med ampulskyddfackets stift som sitter i de anpassade områdena bredvid ampulskyddets släta ytor.
21. Avlägsna locket från ampulskyddet genom att trycka ned handtaget, rotera ampullens åtkomstlock moturs och sedan lyfta upp locket.
22. Använd de aseptiska tekniker som beskrivs sjukhusets individuella riktlinjer för desinficering av ampullesseptum.
23. Sätt in patronerna i flerdosampullen genom att vrida skyddslotket bak över brunnen och sedan trycka ned nälarna i ampullen.
24. Sätt in slangen från patronkassetten i i RP-pumpen. Säkerställ att slangens krage ligger precis utanför RP-pumpen på den sida som är närmast ampulskyddfacket. Stäng pumpkullen.
25. Bekräfta att all SAS ligger platt mot kanalen, att ampulskyddfackets handtag ligger ned och att lukkan för RP-pumpen är stängd med slangen helt installerad. Stäng kammarlocket.

OBSI: Följ sjukhusets procedurer för att säkerställa att den radiofarmaka som är indikerad för användning är ordentligt säkrad inuti MEDRAD Intego PET-infusionssystemet.

OBSI: MEDRAD Intego PET-infusionssystemet är avsett att användas med standardlös. Bayer tillhandahåller inte ett lös med systemet.

26. Ange analysinformation för flerdosampullen genom att följa proceduren som beskrivs i avsnittet Ange information för flerdosampullen i bruksanvisningen från MEDRAD Intego.

INSTALLATION AV PATIENTADMINISTRERINGSSET (PAS)

Installera alltid en ny PAS för varje patient. Installera PAS med följande procedur:

1. Öppna skyddslotket över PAS-området i den skärmade kammaren.
2. Rengör den vaskulära åtkomstventilen vid den distala änden för SAS med aseptiska tekniker som beskrivs i sjukhusets individuella riktlinjer.
3. Anslut PAS till den vaskulära åtkomstventilen vid den distala änden för SAS.
4. Du drar antingen ut PAS från skyddets vänstra eller högra sida beroende på vilken sida om patienten som MEDRAD Intego PET-infusionssystemet står.

5. Säkterstall att PAS inte kommer att klämmas, och stäng sedan skyddet.

SLOVENSKY

Üvod: Pred inštaláciou alebo použitím súprav na podávanie infúzneho systému MEDRAD Intego PET si kompletne prečítajte všetky informácie v tomto dokumente. Pochopenie týchto informácií vám pomôže pri bezpečnej obsluhu systému MEDRAD Intego.

Stanovené použitie: Infúzny systém MEDRAD Intego PET je určený na podávanie presných dávok rádiofarmak obsahujúcich ¹⁸F fluorodeoxyglukózu (FDG) a ¹⁸F fluorid sodný (NaF) a bežne využívaných premývavích roztokov pacientom pri diagnostických postupoch molekulárneho zobrazovania (v nukleárnej medicíne). Infúzny systém MEDRAD Intego PET je tiež určený na poskytovanie účinného tieniaia zdravotníckeho personálu pred radiačnými účinkami fluoru 18 (¹⁸F) pri diagnostických postupoch nukleárnej medicíny.

Indikácie použitia: Infúzny systém MEDRAD Intego PET je indikovaný na podávanie ¹⁸F fluorodeoxyglukózy (FDG), ¹⁸F fluoridu sodného (NaF) a bežne využívaných premývavích roztokov pacientom pri diagnostických postupoch molekulárneho zobrazovania (v nukleárnej medicíne). **POZNÁMKA:** Jednorazový materiál MEDRAD Intego určený pre ¹⁸F-FDG alebo ¹⁸F-NaF je určený na podávanie NaF s verziou softvéru CR10.1 a vyššou. Požadajte zástupcu spoločnosti Bayer o ďalšie informácie o podávaní ¹⁸F-NaF.

Obmedzenia predaja: Správa potravín a liečiv Spojených štátov amerických (FDA) obmedzuje predaj tejto pomôcky výlučne lekárom alebo osobu s písomným povolením od lekára.

Akkoľvek závažné udalosti, ktoré nastanú v súvislosti s týmto zariadením, hláste spoločnosti Bayer (radiology.bayer.com/contact) a vašmu miestnemu európskemu zodpovednému orgánu (alebo keď sa to vzťahuje, príslušnému regulačnému úradu v krajine, kde došlo k udalosti).

⚠ Výstrahy
Pri zariadeniach určených na jednorazové použitie je uvedené: Tento výrobok je určený len na jedno použitie. Nesmie sa opakovane sterilizovať, spracovávať ani používať. Jednorazové zariadenia sú určené a overené len na jedno použitie. Pri opakovanom použití jednorazových zariadení hrozí riziko poruchy zariadenia a riziká pre pacienta. Možné poruchy zariadenia zahŕňajú značné opotrebovanie komponentov pri dlhšom použití, nefunkčnosť komponentov a nefunkčnosť systému. Možné riziká pre pacienta zahŕňajú zranenie z dôvodu poruchy zariadenia alebo infekcie, keďže zariadenie nie je určené na čistenie alebo opakovanú sterilizáciu.
Pri opakovanom použití patientskej súpravy na podávanie alebo nedodržaní sterilných postupov môže dôjsť k biologickej kontaminácii. NEPOUŽÍVAJTE opakované a nepokúšajte sa opätovne sterilizovať. Po použití riadne zlikvidujte diely určené na jednorazové použitie. Ako je možné, že ku kontaminácii mohlo dôjsť pri príprave alebo použití, súpravu rozoberte a pripravte nový sterilný výrobok.
V prípade nedostatočnej opatrnosti hrozí nebezpečenstvo závažnej telesnej ujmy obsluhy pri otváraní alebo zatváraní krytov tienenej komory alebo priehradky na súpravu na podávanie pacientovi. Pred otvorením alebo zatvorením krytu tienenej komory alebo krytu priehradky na patientsku súpravu na podávanie sa uistite, že nemáte prsty v blízkosti pohyblivých častí.
Sterilné a nepyrogénné je len vnútro vedenia na tekutiny. Nepoužívajte v sterilnom alebo aseptickom prostredí bez primeraných preventívnych opatrení.
Pri poškodení vedenia s fyziologickým roztokom môže dôjsť k vzduchovej embólii alebo nesprávneho dávkovania injekcie. Uistite sa, že ste neprevrtili hadičku s fyziologickým roztokom do pumpy na fyziologický roztok, inak hrozí poškodenie súpravy na podávanie.
Ak sa nedodržiavajú aseptické techniky, môže dôjsť k biologickej kontaminácii. Pri dezinfikovaní priehradky injekčnej liekovky postupujte podľa pravidiel zdravotníckeho zariadenia.
Riziko radiačnej expozície: Injektor môže obsahovať rádioaktívny materiál. Nesiahajte pod vozík, kým systém obsahuje aktivitu. Neodstraňujte prístupové panely, kým systém obsahuje aktivitu.
Nepoužívajte, ak je sterilné balenie otvorené alebo poškodené. Použitie otvorených alebo poškodených balení alebo poškodených komponentov môže spôsobiť zdravotnú ujmu pacienta alebo obsluhu. Pred každým použitím vizuálne skontrolujte obsah a balenie.
Nebezpečenstvo prepichnutia. SAS obsahuje ostré predmety. Aby ste predišli poraneniu, pri narábaní so SAS dajte pozor na ostré predmety. Ostré predmety zlikvidujte podľa príslušných predpisov zdravotníckeho zariadenia.
NEPOUŽÍVAJTE súpravu na podávanie zdroja s viac ako jednou viacdávkovou injekčnou liekovkou. Použitie súpravy na podávanie zdroja s viac ako jednou viacdávkovou injekčnou liekovkou by mohlo mať za následok poranenie pacienta alebo operátora.

⚠ Výstrahy
Riziko radiačnej expozície. Pri použití krytu tienenej komory ako pracovnej plochy môže byť operátor vystavený nadmernému žiareniu. Nepoužívajte kryt tienenej komory ako pracovnú plochu, keď sa v systéme nachádza rádioaktívny materiál. Použitie krytu ako pracovnej plochy alebo ukladanie predmetov na kryt v otvorenej polohe môže spôsobiť jeho poškodenie a narušiť jeho schopnosť adekvátneho tienenia žiarenia.
Riziko radiačnej expozície. Rádiofarmaká vyžarujú gama žiarenie. Manipulácia s rádiofarmakami si od obsluhy vyžaduje extrémnu opatrnosť. Pri nedodržaní vhodných ochranných opatrení môžu dávky prekročiť maximálnu povolenú hodnotu. Dodržujte všetky pokyny na zaobchádzanie a likvidáciu rádioaktívnych materiálov platné v zdravotníckom zariadení. NEOTVÁRAJTE tienenu komoru skôr, ako vykonáte všetky preventívne opatrenia pred žiarením, ako ich uvádzajú predpísané postupy zdravotníckeho zariadenia.
NEPOUŽÍVAJTE v systéme MEDRAD Intego iné rádiofarmaceutické produkty ako ¹⁸F fluorodeoxyglukóza (FDG) alebo ¹⁸F fluorid sodný (NaF). Použitie iných rádiofarmak ako ¹⁸ F-FDG alebo ¹⁸ F-NaF môže poškodiť systém MEDRAD Intego a mať za následok nepresné meranie dávky a/alebo nadmerné vystavenie žiareniu.
Nesprávne dávkovanie pri vstrekaní alebo únik radiačie môžu byť spôsobené zatvorením krytu tienenej komory na súpravu hadičiek. Pred uzavretím krytu tienenej komory sa uistite, že súprava hadičiek a všetky komponenty súpravy na podávanie sú správne nainštalované.
Použitie nesterilných komponentov môže spôsobiť infekciu pacienta. Zachováajte sterilitu všetkých jednorazových komponentov.
PVC hadička v tejto súprave na podávanie pacientovi (PAS) obsahuje DEHP. Je to chemikálie, o ktorej je štátu Kalifornia známe, že spôsobuje vrodené chyby alebo iné reprodukčné poškodenie.
Nadmerné dávky látlatov (ako je napríklad DEHP) spôsobujú u laboratórnych zvierat vrodené poruchy. Hoci sú k dispozícii len obmedzené údaje o vplyve látlatov na človeka, zdravotnícke orgány odporúčajú, aby bol v maximálnej nožnej miere obmedzený styk deťi a tehotných alebo dojčiacich žien so zariadeniami, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.

DEHP je taktiež látka uvedená na prípravnom zozname látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy v súlade s článkom 59 NARIADENIA (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH). **Názov látky:** Bis-(2-etylhexyl)ftalát (DEHP) **Číslo CAS:** 117-81-7 **Číslo EC:** 204-211-0

INŠTALÁCIA SÚPRAVY NA PODÁVANIE ZDROJA (SAS) Pri inštalácii novú viacdávkovú injekčnú liekovku vždy nainštalujte novú SAS. Nainštalujte viacdávkovú injekčnú liekovku a SAS do tienenej komory podľa nasledujúceho postupu:

1. Uvoľnite západku blokujúcu kryt tienenej komory a posunutím krytu k prednej strane vozíka otvorte tienennú komoru.
2. Otvorte jednorazový zásobník a vyberte z obalu SAS.
3. Zaveste vak s fyziologickým roztokom dozadu na vešák v blízkosti rukoväte a zasuňte hrot na konci SAS do vaku s fyziologickým roztokom.
4. Vložte hadičku fyziologického roztoku do pumpy na fyziologický roztok, aby sa konektor nachádzal medzi pumpou a vakom s fyziologickým roztokom, pričom by mal byť bližšie k pumpke.
5. Vložte hadičku do pridržiavacej spony a vedte hadičku s fyziologickým roztokom pozdĺž SAS, do pumpy na fyziologický roztok smerom k priehradke tienenia injekčnej liekovky, kde bude pripojené tienenie injekčnej liekovky.
- POZNÁMKA:** Skontrolujte, či je hadička s fyziologickým roztokom vycentrovaná na valčekoch pumpy. Hadička nesmie spadnúť pod úroveň valčekov. Pri zatváraní dvierok pumpy skontrolujte, či je hadička s fyziologickým roztokom vycentrovaná v dvierkach pumpy, aby sa do nich neprevrála.
6. Vložte jednotku Sharps Cartridge (Zásobník s ostrými predmetmi) do spony na kryte tienenia. Hadička vychádzajúca z jednotky Sharps Cartridge (Zásobník s ostrými predmetmi) by mala smerovať k pumpke na RP.
- POZNÁMKA:** Neodstraňujte ochranné puzdro z ihliel v jednotke Sharps Cartridge (Zásobník s ostrými predmetmi).
7. Vložte sútok do držiaka sútok SAS.
8. Pred inštalovaním cievky skontrolujte, či je prázdny kalibrátor dávky.
9. Vložte cievku SAS do kalibrátora dávky tak, aby voľné konce hadičiek smerovali hore.
- POZNÁMKA:** Skontrolujte, či sa cievka SAS nachádza na dne kalibrátora dávky.
10. Vyrolujte vrecko na odpad a vložte ho do tieneneho úložiska na odpad.
11. Priklíuček T vstaviť v držalo.
12. Nainštalujte časť hadičky medzi T-konektorom a vreckom na odpad do odpadového stlačacieho ventilu.
- POZNÁMKA:** Ťačkový ventil sa otvorí stlačením tlačidla v hornej časti ventilu. Pri inštalácii hadičky zasuňte hadičku do ventilu za súčasného podržania tlačidla v stlačenej polohe.
13. Na uzatvárací ventil odpadu nainštalujte kryt uzatváracieho ventilu.
14. Nainštalujte časť hadičky medzi T-konektorom a ventilom typu swabale do stlačacieho ventilu PAS.
- POZNÁMKA:** Ťačkový ventil sa otvorí stlačením tlačidla v hornej časti ventilu. Pri inštalácii hadičky zasuňte hadičku do ventilu za súčasného podržania tlačidla v stlačenej polohe.
15. Na ťačkový ventil PAS nainštalujte kryt uzatváracieho ventilu.

16. Vstaviť prosti konec sistema SAS (ki izhaja iz stisnega ventila sistema PAS) v detektor zraka.
17. Pomocou rukoväte priehradky tienenia injekčnej liekovky vytiahnite kryt tienenia hore a otočte krytom proti smeru hodinových ručičiek.
18. Kryt tienenia má pánty. Zdvihnutím krytu pristupíte sponu jednotky Sharps Cartridge (Zásobník s ostrými predmetmi).
19. Spustite kryt tienenia na jednotku Sharps Cartridge (Zásobník s ostrými predmetmi).
20. Vložte do priehradky tienenie injekčnej liekovky obsahujúce plnú injekčnú liekovku rádiofarmaka indikovaného na použitie. NEODSTRÁNJUJTE prístupový uzáver k injekčnej liekovke na tieneni injekčnej liekovky. Ponechajte prenosový rukoväť na tieneni injekčnej liekovky.
- POZNÁMKA:** Tienenie injekčnej liekovky má výrezy umožňujúce jeho presné zasunutie do priehradky tienenia injekčnej liekovky tak, aby zárazky priehradky na tienenie injekčnej liekovky zapadli do výrezových plôch vedľa plôsk tienenia injekčnej liekovky.
21. Odstráňte uzáver z tienenia injekčnej liekovky zatlačením na prenosový rukoväť, otočením prístupového uzáveru injekčnej liekovky proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnutím uzáveru.
22. Pri dezinfekcii priehradky injekčnej liekovky postupujte podľa aseptických postupov popísaných v predpisoch zdravotníckeho zariadenia.
23. Zasuňte ihlu do viacdávkovej injekčnej liekovky pootočením krytu tienenia cez jamku a zatlačením ihliel v smere dole do injekčnej liekovky.
24. Zasuňte hadičku z jednotky Sharps Cartridge (Zásobník s ostrými predmetmi) do pumpy na RP. Skontrolujte, či objímka hadičky doleha na pumpu na RP, na strane bližšie k priehradke na tienenie injekčnej liekovky. Zatvorte kryt pumpy.
25. Skontrolujte, či celá SAS leží v kanáli a či je rukoväť priehradky na tienenie injekčnej liekovky v dolnej polohe a či sú dvierka pumpy na RP úplne zatvorené a všetky potrebné hadičky nainštalované. Zatvorte kryt komory.
- POZNÁMKA:** Podľa prevádzkových postupov skontrolujte, či je rádiofarmakom indikované na použitie riadne upravené v infúznom systéme MEDRAD Intego PET.
- POZNÁMKA:** Infúzny systém MEDRAD Intego PET je určený na použitie so štandardným zámkom. Spoločnosť Bayer nedodáva k systému zámok.
26. Informácie o postupe s využitím viacdávkovej injekčnej liekovky zadajte podľa postupu popísaného v časti o zadávaní informácií o viacdávkovej injekčnej liekovke v návode na použitie od spoločnosti MEDRAD Intego.

SRPSKI

Üvod: Prečítajte sve informácie koje se nalaze u ovom dokumentu pre postavljanja ili korišćenja kompleta za ubrizgavanje MEDRAD Intego PET infuzionog sistema. Razumevanje ovih informacija pomoći će korisniku da bezbedno koristi sistem MEDRAD Intego.

Namena: MEDRAD Intego PET infuzioni sistem namenjen je za ubrizgavanje preciznih doza radiofarmaceutskih lekova ¹⁸F Fluorodeoksiglukoze (FDG), ¹⁸F Natrijum-fluorida (NaF) i najčešće korišćenih rastvora za ispiranje pacijentu tokom dijagnostičkih procedura molekularnog snimanja (nuklearna medicina). MEDRAD Intego PET infuzioni sistem služi i za to da medicinskom osoblju omogući efikasnu zaštitu od radioaktivnog zračenja leka Fluorine-18 (¹⁸F) tokom dijagnostičkih procedura u nuklearnoj medicini.

Indikacije za upotrebu: MEDRAD Intego PET infuzioni sistem namenjen je za ubrizgavanje ¹⁸F Fluorodeoksiglukoze (FDG), ¹⁸F Natrijum-fluorida (NaF) i najčešće korišćenih rastvora za ispiranje pacijentu tokom dijagnostičkih procedura molekularnog snimanja (nuklearna medicina). **NAPOMENA:** Pribor MEDRAD Intego sistema za jednokratnu upotrebu sa oznakama ¹⁸F FDG ili ¹⁸F NaF namenjen je za ubrizgavanje NaF uz verziju softvera CR10.1 i noviju. Dodatne informacije o ubrizgavanju leka ¹⁸F NaF tražite od predstavnika kompanije Bayer.

Ograničena prodaja: Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) ograničava prodaju ovog uređaja, pa je prodaja dozvoljena samo lekarima ili osobama koje imaju pisano odobrenje lekara. Prijavite sve ozbiljne incidente do kojih je došlo u vezi sa ovim uređajem kompaniji Bayer (radiology.bayer.com/contact) i lokalnom evropskom nadležnom organu (ili, ako je primenjivo, odgovarajućim regulatornom organu u zemlji u kojoj je došlo do incidenta).

⚠ Upozorenja
Za uređaje označene za jednokratnu upotrebu, obratite pažnju na sledeće: Ovaj proizvod je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovo sterilisati, obnavljati ili koristiti. Uređaji za jednokratnu upotrebu su napravljeni i odobreni isključivo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba uređaja za jednokratnu upotrebu može da izazove kvar uređaja i rizik po pacijenta. Mogući kvar uređaja obuhvata značajno habanje komponente tokom duže upotrebe, neispravnost komponente i kvar sistema. Mogući rizici po pacijenta obuhvataju povredu zbog neispravnosti uređaja ili infekciju jer nije provereno da li je uređaj očišćen ili ponovo sterilisan.
Bioloska kontaminacija može nastati kao posledica ponovnog korišćenja kompleta za ubrizgavanje sredstva pacijentu ili zbog propusta u pridržavanju sterilnog načina rada. NEMOJTE ponovo koristiti ili pokušati da sterilišete. Nakon upotrebe, propisno odložite proizvode za jednokratnu upotrebu. Ako postoji bilo kakva mogućnost da je došlo do kontaminacije tokom postavljanja ili korišćenja, rasklopite i postavite novi sterili proizvod.
Ako se ne pazi prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca na zaštićenoj komori ili pregradi kompleta za ubrizgavanje sredstva pacijentu, može doći do ozbiljnih povreda rukovoaca. Pre otvaranja ili zatvaranja poklopca zaštićene komore kompleta za ubrizgavanje sredstva pacijentu obavezno pomerite prste.
Na kompletu je samo putanja kojom prolazi tečnost sterilna i nezapaljiva. Nemojte koristiti uređaj na sterilnoj ili aseptičnoj oblasti bez primene odgovarajućih mera opreza.
Ukoliko je cev kroz koju prolazi fiziološki rastvor oštećena, može doći do ubrizgavanja pogrešnih doza ili vazdušne embolije. Vodite računa da ne pritisnete cev kroz koju prolazi fiziološki rastvor u pumpi za fiziološki rastvor jer to može da ošteti komplet za ubrizgavanje sredstva pacijentu.
Ukoliko se ne primenjuju aseptične tehnike, može doći do biološke kontaminacije. Pridržavajte se smernica ustanove za dezinfekciju septuma bočice.
Opasnost od izlaganja radioaktivnom zračenju: Injektor može da sadrži radioaktivne materijale. Nemojte stavljati ruku ispod kolica dok je sistem aktivan. Nemojte uklanjati pristupne ploče dok je sistem aktivan.
Nemojte koristiti ako je sterilno pakovanje otvoreno ili oštećeno. Može doći do povredjanja pacijenta ili rukovoaca ukoliko je pakovanje otvoreno ili oštećeno ili ukoliko se koriste oštećene komponente. Vizuelno pregledajte sadržaj i pakovanje pre svake upotrebe.
Opasnost od uboda. SAS sadrži oštre delove. Da biste sprečili povredu, pažljivo rukujte kompletom SAS da biste izbegli opasnost od povrede ostrim delovima. Odložite oštre delove u skladu sa pravilima svoje ustanove.
NEMOJTE koristiti izvorni komplet za ubrizgavanje sa više bočica sa više doza. Korišćenje kompleta za ubrizgavanje izvora sa više bočica sa više doza može da dovede do povrede rukovoaca ili pacijenta.
Opasnost od izlaganja radioaktivnom zračenju. Ako se poklopac na zaštićenoj komori koristi kao radna površina, to može da izloži rukovoaca prevelikom radioaktivnom zračenju. Nemojte koristiti poklopac zaštićene komore kao radnu površinu dok se u sistemu nalaze radioaktivni materijali. Ako se poklopac koristi kao radna površina ili se na njega stavljaju stvari dok je otvoren, to može da ošteti poklopac, čime se umanjuje mogućnost da on obezbedi odgovarajući stepen zaštite od radioaktivnog zračenja.
Opasnost od izlaganja radioaktivnom zračenju. Radiofarmaceutski lekovi emituju gama zračenje. Rukovalac mora da bude izuzetno pažljiv prilikom rukovanja radiofarmaceutskim lekovima. Doze mogu da premaše maksimalne dozvoljene doze ukoliko se odgovarajuće mere opreza ne primenjuju na propisan način. Postupite sve smernice ustanove za rukovanje radioaktivnim materijalima i njihovo odlaganje. NEMOJTE otvarati zaštićenu komoru bez prethodne primene mera opreza za sprečavanje rizika od zračenja na način opisan u procedurama ustanove.
NEMOJTE koristiti radiofarmaceutske proizvode osim ¹⁸F Fluorodeoksiglukoze (FDG) ili ¹⁸F Natrijum-fluorida (NaF) sa sistemom MEDRAD Intego. Upotreba radiofarmaceutskih proizvoda koji nisu ¹⁸ F FDG ili ¹⁸ F NaF može da ošteti sistem MEDRAD Intego i da dovede do pogrešnog merenja doze/ili prekomernog izlaganja radioaktivnom zračenju.
Neispravno doziranje sredstva koje se ubrizgava ili oslobađanje radioaktivnog zračenja mogu da se dogode ukoliko je poklopac zaštićene komore zatvoren preko kompleta cevčica. Vodite računa o tome da komplet cevčica i sve komponente kompleta za ubrizgavanje budu ispravno postavljeni pre zatvaranja poklopca zaštićene komore.
Upotreba nesterilnih komponenti može da dovede do infekcije pacijenta. Sve jednokratne komponente održavajte sterilnim pomoću aseptičnih tehnika.
PVC cevi u PAS-u sadrže DEHP, hemikaliju za koju se u saveznoj državi Kalifornija zna da uzrokuje oštećenja ploda ili druga reproduktivna oštećenja.

Upozorenja
Prijavljeno je da izuzetno visoke doze fetalna kao što je DEHP izazivaju oštećenja ploda kod ispitivanih životinja. Mada je u delovanju fetalna na ljude dostupno malo naučnih podataka, nadležni organi za zdravstvo preporučuju da se izlaganje sredstvima koja sadrže ova jedinjenja svede na što manju meru kada su u pitanju deca i žene koje doje ili su u drugom stanju.

DEHP se takode nalazi na listi kandidata za supstance koje izazivaju veliku zabrinutost (Substances of Very High Concern – SVHC) prema članu 59 Regulacije (EC) br. 1907/2006, koja se bavi registracijom, procenom, odobravanjem i ograničavanjem hemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH).
Naziv supstance: Bis (2-etil(heksil)fitalat) (DEHP)
SAS broj: 117-81-7
EC broj: 204-211-0

POSTAVLJANJE KOMPLETA ZA UBRIZGAVANJE IZVORA (SAS)

Uvek postavite novi SAS kada stavljate novu bočicu sa više doza. Stavite bočicu sa više doza i SAS u zaštićenu komoru pomoću sledećeg postupka:

- Skinite bravu koja obezbeđuje poklopac komore i pomerite poklopac ka prednjem delu kolica kako biste došli do zaštićene komore.
- Otvorite pregradu za jednokratne delove i izvadite SAS iz pakovanja.
- Postavite kesu sa fiziološkim rastvorom na stalak na zadnjem delu kolica blizu ručke i ubacite zašiljeni deo SAS-a u kesu sa fiziološkim rastvorom.
- Ubacite cev za fiziološki rastvor u pumpu za fiziološki rastvor tako da se konektor nalazi između pumpe i kesu sa fiziološkim rastvorom, pri čemu konektor treba da bude blizu pumpe.
- Ubacite cev u stežac za fiksiranje i usmerite cev za fiziološki rastvor duž SAS kanala, sa početkom u pumpi za fiziološki rastvor i krajem u zaštitnoj pregradi za bočicu u kojoj će biti postavljen štitnik za bočicu.
- NAPOMENA:** Vodite računa o tome da cev za fiziološki rastvor bude postavljena na sredini valjaka pumpe. Cev ne sme da upadne ispod valjaka. Prilikom zatvaranja vrata pumpe, vodite računa o tome da cev za fiziološki rastvor bude postavljena na sredinu vrata pumpe tako da cev ne može da se priključi.
- Ubacite Sharps Cartridge u stežac na zaštitnom poklopcu. Cev koja izlazi iz Sharps Cartridge-a ne treba da bude okrenuta ka RP pumpi.
- NAPOMENA:** Nemojte skidati zaštitnu futrolu sa igala u Sharps Cartridge-u.
- Ubacite sastavak u SAS držač za sastavak.
- Uverite se da je kalibrator doze prazan pre postavljanja kalama.
- Ubacite SAS kalem u kalibrator doze tako da olabavljeni krajevi cevi budu okrenuti ka vrhu.
- NAPOMENA:** Imajte u vidu da je SAS kalem postavljen na dno kalibratora doze.
- Odmotajte vreću za otpad i ubacite je u zaštićen prostor za skladištenje otpada.
- Ubacite T-konektor u držač.
- Ubacite deo cevi između T-konektora i vreće za otpad u ventil za prihtjanje otpada.

NAPOMENA: Stezni ventil otvara se pritiskom na taster koji se nalazi na vrhu ventila. Da biste postavili cev, uvucite cev u ventil držeći dugme pritisnuto.

13. Namontirajte poklopac steznog ventila na stezni ventil za otpad.

14. Ubacite deo cevi između T-konektora i ventila bez igala u ventil za prihtjanje sistema PAS.

NAPOMENA: Stezni ventil otvara se pritiskom na taster koji se nalazi na vrhu ventila. Da biste postavili cev, uvucite cev u ventil držeći dugme pritisnuto.

15. Namontirajte poklopac steznog ventila na stezni ventil sistema PAS.

16. Ubacite slobodan kraj SAS-a (koji izlazi iz steznog ventila PAS-a) u detektor za vazduh.

17. Pomoću ručice zaštitne pregrade za bočicu, podignite štitnik uvis, a zatim rotirajte poklopac u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

18. Poklopac štitnika povezan je šarkama. Podignite poklopac kako biste otkrili stežac Sharps Cartridge-a.

19. Spustite zaštitni poklopac preko Sharps Cartridge-a.

20. Ubacite štitnik za bočicu u koji je ubačena puna bočica radiofarmaceutskog leka namenjenog za upotrebu u zaštitnu pregradu za bočicu. NEMOJTE uklanjati poklopac za pristup bočici sa štitnika za bočicu. Ostavite ručku za držanje na štitniku za bočicu.

NAPOMENA: Štitnik za bočicu ima žlebove i može pravilno da se ubaci u zaštitnu pregradu za bočicu samo kada su polupore zaštitne pregrade za bočicu postavljene na prostor sa žlebovima koji se nalazi pored ravnih površina štitnika za bočicu.

21. Uklonite poklopac sa štitnika za bočicu tako što ćete pritisnuti ručku za držanje nadole, okrenuti poklopac bočicu u smeru suprotnom od smer kretanja kazaljke na satu, a zatim podići i skinuti poklopac.

22. Poštujte aseptične tehnike na način opisan u smernicama ustanove za dezinfekciju septuma bočice.

23. Ubacite oštre delove u bočicu za više doza vraćanjem poklopca štitnika iznad otvora i spuštanjem igala pravo u bočicu.

24. Ubacite cev iz Sharps Cartridge-a delove u RP pumpu. Vodite računa o tome da obod cevi treba da se nalazi neposredno ispred RP pumpe, na strani koja je najbliža zaštitnoj pregradi za bočicu. Zatvorite poklopac pumpe.

25. Uverite se da su svi delovi SAS-a postavljeni ravno u kanal, da je ručka zaštitne pregrade za bočicu spuštena nadole i da su vrata RP pumpe zatvorena, a cev u potpunosti postavljena. Zatvorite poklopac komore.

NAPOMENA: Poštujte procedure ustanove da biste bili sigurni da je radiofarmaceutski lek koji je namenjen za upotrebu zaštićen u okviru MEDRAD *Intego PET infuzionog sistema*.

NAPOMENA: MEDRAD *Intego PET infuzioni sistem* napravljen je za korišćenje sa standardnim bravama. Kompanija Bayer ne isporučuje bravu sa sistemom.
26. Unesite informacije o testiranju bočice sa više doza pridržavajući se procedure navedene u odeljku za unošenje informacija o testiranju bočice u uputstvu za upotrebu sistema MEDRAD *Intego*.

POSTAVLJANJE KOMPLETA ZA UBRIZGAVANJE SREDSTVA PACIJENTU (PAS)

Za svakog pacijenta uvek postavite novi PAS. Postavite PAS pomoću sledećeg postupka:

- Otvorite zaštitni poklopac iznad PAS oblasti zaštićene komore.
- Očistite zamenjivi ventil na distalnom kraju SAS poštujući aseptične tehnike opisane u smernicama ustanove.
- Priključite PAS na zamenjivi ventil na distalnom kraju SAS-a.
- U zavisnosti od toga sa koje strane MEDRAD *Intego PET infuzionog sistema* se nalazi pacijent, usmerite PAS ka spolja sa leve ili desne strane zaštitnog sistema.
- Vodite računa o tome da ne dođe do priklještenja PAS-a ili zatvaranja zaštitnog poklopca.

MAGYAR

Bevezető: a MEDRAD *Intego PET infúziós rendszer* adagolókészleteinek csatlakoztatása vagy használata előtt olvassa el a jelen dokumentumban szereplő összes információt. Az információk megértése segítségére lesz a felhasználóknak a MEDRAD *Intego rendszer* biztonságos működtetésében.

Felhasználási terület: a MEDRAD *Intego PET infúziós rendszer* rendeltetése a megfelelő mennyiségű ¹⁸F fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) vagy ¹⁸F nátrium-florid (NaF) radiofarmakon és általában használt öblítőfolyadékok bejuttatása a páciensekbe a molekuláris képalkotási módszereket (nukleáris gyógyászat) alkalmazó diagnosztikai műveletek során. A MEDRAD *Intego PET infúziós rendszer* továbbá megfelelő védelmet biztosít az egészségügyi személyzet számára a fluorin-18 (¹⁸F) sugárzásának való kitétséggel szemben a nukleáris gyógyászatot alkalmazó diagnosztikai eljárások során.

Felhasználási javallatok: a MEDRAD *Intego PET infúziós rendszer* rendeltetése a ¹⁸F fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) vagy ¹⁸F nátrium-florid (NaF) anyagok és általában használt öblítőfolyadékok bejuttatása a páciensekbe a molekuláris képalkotási módszerek (nukleáris gyógyászat) során.

MEGJEGYZÉS: a ¹⁸F FDG vagy ¹⁸F NaF címkével ellátott egyszerű használatos MEDRAD *Intego* eszközöket a NaF CR10.1 vagy újabb szoftververzióval való befecskendezésre tervezték. A ¹⁸F NaF befecskendezésére vonatkozó bővebb információért vegye fel a kapcsolatot a Bayer képvisellett.

Értékesítési korlátozás: az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága (FDA) a berendezés értékesítését orvosok számára vagy írásos orvosi engedéllyel rendelkező személyek számára korlátozza.

Kérjük, hogy a készülékkel kapcsolatos bármilyen súlyos esetet jelentsen a Bayer vállalat (radiology.bayer.com/contact) és a helyi európai illetékes hatóság számára (illetve adott esetben azon ország megfelelő hatósága számára, ahol a baleset történt).

Figyelmeztetések
Az egyszerű használatos termékeként jelölt készülékek esetében vegye figyelembe az alábbiakat: a termék kizárólag egyszerű használatra alkalmas. Ne sterilizálja újra, ne részesítse ismételt kezelésben és ne használja fel újra. Az egyszerű használatos eszközök egyszerű használatra lettek tervezve és jóváhagyva. Az egyszerű használatos eszközök ismételt felhasználásának következtében az adott eszköz meghibásodhat, illetve az ilyen alkalmazás veszélyt jelenthet a páciensre nézve. Az eszköz esetleges meghibásodásai között megemlíthető az alkatrészek huzamosabb ideig történő használatból bekövetkező jelentős sérülése, az alkatrészek rendellenes működése és a rendszer meghibásodása. A páciens érintő veszélyek között megemlíthető az eszköz nem megfelelő működéséből származó sérülések, valamint a fertőzés, mivel az eszköz nem tisztítható és nem sterilizálható újra.

Biológiai szennyeződés következhet be a páciens oldali adagolókészlet ismételt használatá vagy a steril eljárás be nem tartása miatt. NE használja újra a készletet, és ne próbálja meg újra sterilizálni. Az egyszerű használatos eszközöket használat után megfelelő módon ki kell selejtezni. Amennyiben felmerül a legrossabb lehetősége annak, hogy az összeszerelés vagy a használat során szennyezés következhetett be, szerelje szét a rendszert, és szereljen össze egy steri terméket.

A kezelő súlyos sérülést okozhatja, ha a sugárbiztos kamra vagy a páciens oldali adagolókészletnek helyet adó rekesz fedelének felnyitásakor vagy lezárásakor nem jár el kellő óvatossággal. A sugárbiztos kamra fedelének vagy a páciens oldali adagolókészletnek helyet adó rekesz fedelének felnyitása vagy lezárása előtt győződjön meg arról, hogy az összes újra tiszta.

A készletben csupán a folyadék útvonala steril és nem pirogén. Steril vagy aszeptikus környezetben csak kellő elővigyázatossággal használja.

A sóoldat csővezet sérülése légembóliát vagy nem megfelelő mennyiségű befecskendezést eredményezhet. Győződjön meg arról, hogy a sóoldat csővezet nem csipődött be a sóoldat szivattyúba, mivel ez megrongálhatja az adagolókészletet.

Az aszeptikus eljárások alkalmazásának elmulasztása biológiai fertőzéssel járhat. Az üvegcsé kupakjának főtörtlenítéséhez kövesse a létesítmény előírásait.

Figyelmeztetések
Sugárzásnak való kitétség veszélye: az injektor radioaktív anyagokat tartalmazhat. Ne tegye semmilyen testrészként a koci alá, amikor a rendszer radioaktív anyagokat tartalmaz. Ne távolítsa el az aljátok, amikor a rendszer radioaktív anyagokat tartalmaz.
Ne használja, ha a steril csomagolás fel van nyitva vagy megsérült! A páciens vagy a kezelést végző személy sérüléséhez vezethet, ha a csomagolás nyitva van vagy sérült, illetve ha sérült alkatrészeket használnak. Minden felhasználás előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a csomagot és annak tartalmát!
Szűrővesztély. A SAS készlet tüket tartalmaz. A sérülések megelőzése érdekében járjon el óvatosan a SAS készlet kezelése során. A tüket a létesítmény előírásainak megfelelően selejtezze ki.

A készítmény oldali adagolókészletet KIZÁRÓLAG egyetlen több dózist tartalmazó üvegcsével használja. A készítmény oldali adagolókészlet több üvegcsével való használata a páciens vagy a kezelő sérülésével járhat.

Sugárzásnak való kitétség veszélye. A sugárbiztos kamra fedelének munkafületeként való használatra tűlzott mértékű sugárzásnak teheti ki a kezelőt. Ne használja a sugárbiztos kamra fedelét munkafületeként, amikor radioaktív anyagok találhatók a rendszerben. Ha a fedelet munkafületeként használja vagy tárgyakat helyez rá, akkor az megrongálódhat, következésképpen elfordulhat, hogy a továbbiakban nem lesz képes megfelelő védelmet nyújtani a sugárzással szemben.

Sugárzásnak való kitétség veszélye. A radiofarmakonok gamma-sugárzást bocsátanak ki. A kezelőnek fokozott figyelemmel kell eljárnia a radiofarmakonok kezelése során. A megfelelő óvintézkedések megtételének elmulasztása esetén a dózisok meghaladhatják a megengedett adagokat. A radioaktív anyagok kezelését és kiselejtését illetően kövesse az adott létesítmény előírásait. NE nyissa ki a sugárbiztos kamrát, csak miután megtette a létesítményben előírt sugárzás-megelőzési óvintézkedéseket.

NE használjon az ¹⁸F fluoro-dezoxi-glükóz (FDG) vagy az ¹⁸F nátrium-florid (NaF) radiofarmakonoktól eltérő termékeket a MEDRAD *Intego rendszerrel.* Az ¹⁸F FDG vagy ¹⁸F NaF anyagoktól eltérő radiofarmakon használata a MEDRAD *Intego rendszer* sérülést okozhatja, valamint nem megfelelő dózis kimérésével és/vagy túlzott sugárzásnak való kitétséggel járhat.

Nem megfelelő befecskendezési mennyiségekkel vagy a sugárzásszivárgással járhat, ha a sugárbiztos kamra fedelét a csőkészlethez csukja. A sugárbiztos kamra fedelének lezárása előtt győződjön meg arról, hogy a csőkészlet és az adagolókészlet összes alkatrésze megfelelően van behelyezve.

A nem steril alkatrészekről a páciens fertőződik. Aszeptikus eljárással biztosítsa az egyszerű használatos alkatrészek sterilitását.

A PAS készletben lévő PVC csővezet DEHP vegyületet tartalmaz, amelyet Kalifornia állam születési rendellenességeket és a reproduktív szervek károsodását okozó vegyületeként tart számon.

Rendkívül magas ftalát-dózsít követően (például DEHP) a kísérleti állatoknál születési rendellenességek voltak kimutathatók. Habár korlátozott mennyiségű tudomány adat áll rendelkezésre a ftalátok emberre gyakorolt hatásairól, az egészségügyi szervezetek azt javasolják, hogy a gyerekek és a szoptató vagy terhes nők a lehető legkisebb mértékben tegyék ki magukat ilyen anyagokat tartalmazó készülékeknek.

Továbbá a DEHP a rendkívüli aggodalomra okot adó anyagok (SVHC – Substances of Very High Concern) jelöltlistájában is szerepel a végei anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szlő 1907/2006/EK RENDELET 59. cikkelyének értelmében.
Anyag neve: Di (2-etil(hexil)fitalát) (DEHP)
CAS szám: 117-81-7
EK-szám: 204-211-0

A KÉSZÍTMÉNY OLDALI ADAGOLÓKÉSZLET (SAS) CSATLAKOZTATÁSA

Egy új több dózist tartalmazó üvegcsé behelyezésekor mindig csatlakoztasson egy új SAS készletet. A több dózist tartalmazó üvegcsét és a SAS készletet az alábbi módon helyezze a sugárbiztos kamrába:

- Oldja ki a sugárbiztos kamra fedelét rögzítő zárat, és csúsztassa a fedelet a koci eleje felé, hogy hozzáférhetővé tegye a sugárbiztos kamrát.
- Nyissa fel az egyszerű használatos tálcát és vegye ki a SAS készletet a csomagolásból.
- Helyezze a sóoldatos tasakot a koci hátsó részén, a kar mellett található akasztóra, és szúrja a SAS készlet végén található tűt a sóoldatos tartályba.
- Helyezze a sóoldat csővezetét a sóoldat szivattyúba úgy, hogy a csatlakozó a szivattyú és a sóoldatos tasak között legyen, a szivattyúhoz közel.
- Illessze a csővezetelt a leszorító kapocsba és vezesse a sóoldat csővezetelt a SAS készlet vezetőjébe. Kezdje a sóoldat szivattyútól és haladjon az üvegcsékapszula rekesze felé, ahova az üvegcsékapszula behelyezése kerül.

MEGJEGYZÉS: győződjön meg arról, hogy a sóoldat csővezet megfelelően illeszkedik a szivattyú görgőre. A csővezet nem eshet le a görgőkről. A szivattyú ajtajának bezárásakor győződjön meg arról, hogy a sóoldat csővezet a szivattyú ajtajának közepénél halad át, hogy az ajtó ne csipje be azt.

6. Helyezze a Sharps Cartridge tüégységet a védőfedélen található kapocsba. A Sharps Cartridge tüégységből kilépő csőnek a radiofarmakon (RP) szivattyú felé kell távoznia.

MEGJEGYZÉS: ne távolítsa el a Sharps Cartridge tüégység tőlen található védőburkolatot.

7. Helyezze a becsatlakozó a SAS készlet becsatlakozó tartójába.

8. A spirál behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a dóziskalibráló üres.

9. Helyezze a SAS spirál a dóziskalibrálóba, hogy a csővezet szabad végegy feffel nézzenek.

MEGJEGYZÉS: győződjön meg arról, hogy a SAS spirál a dóziskalibráló alján található.

10. Bontsa ki a hulladéktartályt és helyezze a hulladéktartály ármýékolt tartójába.

11. Illessze a T-elágazót a rögzítőelembe.

12. Illessze a csővezet T-elágazó és hulladéktartály közötti szakaszát a szorítószелеppe.

MEGJEGYZÉS: a szorítószелеp nyításához nyomja meg a tetején található gombot. A csővezet behelyezéséhez csúsztassa a csövet a szелеppe, miközben lenyomva tartja a gombot.

13. Helyezze a szorítószелеp sapkáját a hulladéktanyag szorítószелеppe.

14. Illessze a csővezet T-elágazó és tisztítható szелеp közötti szakaszát a PAS szorítószелеppe.

MEGJEGYZÉS: a szorítószелеp nyításához nyomja meg a tetején található gombot. A csővezet behelyezéséhez csúsztassa a csövet a szелеppe, miközben lenyomva tartja a gombot.

15. Helyezze a szorítószелеp sapkáját a PAS (Páciens oldali adagolókészlet) szorítószелеppe.

16. Illessze a SAS készlet szabad (a PAS szorítószелеpből kilépő) végét a levegőérzékelfőbe.

17. Az üvegcsékapszula rekeszének fogantyújával emelje fel egyenesen a védőfedelt, majd forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba.

18. A védőfedél csuklós szerkeztű. Emelje fel a fedelet, hogy hozzáférhetővé tegye a Sharps Cartridge tüégység kapcsát.

19. Eressze le a védőfedelet a Sharps Cartridge tüégységre.

20. Helyezze az üvegcsékapszulát a használni kívánt radiofarmakont tartalmazó több üvegcsével az üvegcsékapszula rekeszébe. NE távolítsa el az üvegcsékapszula zárókupakját. Hagyja a hordozófogantyút az üvegcsékapszulán.

MEGJEGYZÉS: az üvegcsékapszula úgy van kialakítva, hogy csak megfelelő pozícióban helyezhető be az üvegcsékapszula rekeszébe. Az üvegcsékapszula rekeszében található rudak és az üvegcsékapszula lapos oldalain található bevágásokba illeszkednek.

21. Vegye le az üvegcsékapszula kupakját. Ehhez nyomja le a hordozófogantyút, forgassa a zárókupakot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd határozott mozdulattal emelje fel a kupakot.

22. Az üvegcsé kupakjának főtörtlenítéséhez tartsa be a létesítmény előírásaiban szereplő aszeptikus eljárást.

23. Szúrja a tüket a több dózist tartalmazó üvegcsébe. Ehhez fordítsa a védőfedelet vissza a tartályra, és nyomja a tüket az üvegcsébe.

24. Illessze a Sharps Cartridge tüégységből kilépő csővezetelt a radiofarmakon (RP) szivattyúba. A csővezet gyűrűjének közvetlenül a radiofarmakon (RP) szivattyún kívül kell maradnia, az üvegcsékapszula rekeszéhez legközelebbi oldalon. Zárja le a szivattyú fedelét.

25. Ellenőrizze, hogy a SAS készlet összes eleme laposon fekszik a csatormában, az üvegcsékapszula rekesz fogantyúja alsó pozícióban található, a radiofarmakon (RP) szivattyújának ajtaja zárva van, a csövek pedig teljes mértékben csatlakoztatva vannak. Zárja le a kamra fedelét.

MEGJEGYZÉS: a létesítményi előírásoknak megfelelően biztosítsa a használni kívánt radiofarmakon megfelelő rögzítését a MEDRAD *Intego PET infúziós rendszerben*.

MEGJEGYZÉS: a MEDRAD *Intego PET infuzioni rendszer* hagyományos lakatokkal használható. A Bayer vállalat nem mellékel a lakatot a rendszerhez.

6. A vizsgálatához használt több dózist tartalmazó üvegcsére vonatkozó adatokat a MEDRAD *Intego* kezelési kézikönyv „Vizsgálatához használt több dózist tartalmazó üvegcsére vonatkozó adatok megadása” című részében ismertetett módon adja meg.

A PÁCIENS OLDALI ADAGOLÓKÉSZLET (PAS) CSATLAKOZTATÁSA

Minden páciens esetében használjon új PAS készletet.

A PAS készlet csatlakoztatásakor járjon el az alábbi módon:

- Nyissa fel a sugárbiztos kamrá PAS készletnek fenntartott rekeszét lezáró védőfedelet.
- Tisztítsa meg a SAS készlet disztális végén található tisztítható szелеpet a létesítmény előírásaiban szereplő aszeptikus eljárással.
- Csatlakoztassa a PAS készletet a SAS készlet disztális végén található tisztítható szелеppe.
- Atól függően, hogy a páciens melyik oldalán található a MEDRAD *Intego PET infuzioni rendszer*, vezesse ki a PAS készletet a fedél jobb vagy bal oldalán.
- Győződjön meg arról, hogy a PAS nem csipődik be, és zárja le a védőfedelet.

POLSKI

Wstęp: Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie przed instalacją lub skorzystaniem z zestawów podawania systemu infuzyjnego PET MEDRAD *Intego*. Zrozumienie tych informacji jest pomocne w bezpiecznym użytkowaniu systemu MEDRAD *Intego*.

Zastosowanie: System infuzyjny PET MEDRAD *Intego* jest przeznaczony do podawania dokładnych dawek ¹⁸F fluoroodeksyglukozy (FDG) oraz ¹⁸F fluorku sodu (NaF), tj. radiofarmaceutyków oraz powszechnie stosowanych roztworów do przepłukiwania, pacjentom podczas procedur diagnostycznych obrazowania molekularnego (medycyna jądrowa). System infuzyjny PET MEDRAD *Intego* zapewnia

rõnneis skuteczna ochrone przed ekspozycja na promieniowanie dla personelu medycznego podczas procedur diagnostycznych medycyny jadowej z użyciem izotopu fluoru 18 (¹⁸F).

Przeznaczenie: System infuzyjny PET MEDRAD Intego jest przeznaczony do podawania pacjentom dawek ¹⁸F fluorodeoksyglukozy (FDG), ¹⁸F fluoru sodu (NaF) oraz powszechnie stosowanych roztworów do przepłukiwania podczas procedur obrazowania molekularnego (medycyna jadowa).

UWAGA: Elementy jednorazowe MEDRAD Intego oznaczone ¹⁸F FDG lub ¹⁸F NaF są przeznaczone do podawania NaF z oprogramowaniem w wersji CR10.1 lub nowszym. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Bayer w celu uzyskania dodatkowych informacji o podawaniu ¹⁸F NaF.

Ograniczenia sprzedaży: Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) ogranicza obrót tym urządzeniem do sprzedaży wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

 Ostrzeżenia
W przypadku urządzeń oznaczonych do jednorazowego użytku należy zwrócić uwagę: Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie resterylizować, nie przetwarzać ani nie używać повторно. Urządzenia jednorazowe są zaprojektowane i przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie urządzenia jednorazowego użytku stwarza ryzyko awarii urządzenia i zagrożenie dla pacjenta. Potencjalna awaria urządzenia obejmuje znaczne zużycie komponentów poprzez długotrwałe użycie, wadliwe działanie komponentów oraz awarię systemu. Potencjalne zagrożenia dla pacjenta obejmują użycie spowodowane wadliwym działaniem urządzenia lub zakażenie, ponieważ urządzenie nie zostało przeznaczone do oczyszczania ani resterylizacji.
Ponowne użycie zestawu podawania pacjenta lub nieprzestrzeganie zasad sterylności pacjenta może spowodować skażenie biologiczne. NIE używać ponownie ani nie sterylizować ponownie. Po użyciu należy we właściwy sposób usunąć materiały jednorazowego użytku. Jeżeli zachodzi podejrzenie zanieczyszczenia podczas montażu lub użycia, należy rozmontować całość i zmontować nowy sterylizowany zestaw.
Niezachowanie ostrożności podczas otwierania i zamykania pokryw komory ekranowanej lub przedziału zestawu podawania pacjenta może prowadzić do ciężkiego urazu operatora. Upewnij się, że palce znajdują się w bezpiecznej odległości przy otwieraniu i zamykaniu pokryw komory ekranowanej lub pokryw przedziału zestawu podawania pacjenta.
Wyłącznie ścieżka płynu zestawu jest jawa i niepirogenna. Nie używać w jałowym lub aseptycznym polu bez zastosowania odpowiednich środków ostrożności.
W przypadku uszkodzenia linii dla roztworu soli fizjologicznej może wystąpić zator powietrzny lub nieprawidłowe dawkowanie wstrzyknięcia. Upewnij się, że nie doszło do zaciśnięcia przewodu z solą fizjologiczną, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia zestawu podawania.
Nieprzestrzeganie zasad aseptyki może prowadzić do skażenia biologicznego. Przestrzegać wytycznych ośrodka przy dezynfekcji przegrody folki.
Ryzyko ekspozycji na promieniowanie: Wstrzykiwacz może zawierać materiały radioaktywne. Nie sięgać pod wózek, gdy system zawiera materiał aktywny. Nie usuwać paneli dostępu, gdy system zawiera materiał aktywny.
Nie używać, jeżeli sterylne opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Może dojść do urazu pacjenta lub operatora, jeśli opakowanie zestawu było otwarte lub uszkodzone lub jeśli zostały użyte uszkodzone elementy zestawu. Sprawdzić wizualnie opakowanie i zawartość przed każdym użyciem.
Ryzyko uciążliwych. Zestaw SAS zawiera ostre elementy. Aby zapobiec urazom, należy zachować ostrożność podczas obsługi ostrych elementów zestawu SAS. Usunąć ostre elementy zgodnie z wytycznymi ośrodka.
NIE używać zestawów źródłowych podawania z więcej niż jedną folką zawierającą wiele dawek. Użycie zestawu źródłowego podawania z większą liczbą foliek zawierających wiele dawek może prowadzić do obrażeń u pacjenta lub operatora.
Ryzyko ekspozycji na promieniowanie. Użycie pokryw komory ekranowanej jako przestrzeni roboczej może prowadzić do nadmiernej ekspozycji operatora na promieniowanie. Nie używać pokryw komory ekranowanej jako przestrzeni roboczej, gdy w systemie obecne są materiały radioaktywne. Użycie pokryw komory ekranowanej jako przestrzeni roboczej lub umieszczanie przedmiotów na pokrywie może prowadzić do uszkodzenia pokryw i upośledzić funkcję ochrony przed promieniowaniem.
Ryzyko ekspozycji na promieniowanie. Radiofarmaceutyki emitują promieniowanie gamma. Operator powinien zachować szczególną ostrożność podczas obsługi radiofarmaceutyków. Dawki mogą przekroczyć maksymalne dopuszczalne wartości, jeżeli nie są stosowane odpowiednie środki ostrożności. Należy przestrzegać wszystkich wytycznych ośrodka dotyczących obsługi i usuwania materiałów radioaktywnych. NIE otwierać komory ekranowanej przed zastosowaniem środków ostrożności określonych w procedurach ośrodka.

 Ostrzeżenia
NIE stosować radiofarmaceutyków innych niż ¹⁸F fluorodeoksyglukoza (FDG) lub ¹⁸F fluorek sodu (NaF) w systemie MEDRAD Intego. Użycie radiofarmaceutyków innych niż ¹⁸F FDG lub ¹⁸F NaF może prowadzić do uszkodzenia systemu MEDRAD Intego oraz spowodować nieprawidłowe pomiary dawki i/lub nadmierną ekspozycję na promieniowanie.
Nieprawidłowe dawkowanie wstrzyknięcia lub materiału radioaktywnych może wystąpić wskutek przytłumienia przewodów pokryw komory ekranowanej. Upewnij się, że przewody i wszystkie elementy zestawu podawania zostały prawidłowo zainstalowane przed zamknięciem pokryw komory ekranowanej.
Użycie niejałowych elementów może spowodować zakażenie pacjenta. Należy zawsze zachowywać jałowość wszystkich jednorazowych elementów, stosując techniki aseptyczne.
Rurki PCV wchodzące w skład zestawu PAS zawierają DEHP, substancję chemiczną uznaną przez stan Kalifornia za powodującą wrodzone wady płodu lub mającą inny szkodliwy wpływ na rozrodczość.
Wykazano, że bardzo wysokie dawki ftalanów, takich jak DEHP, mogą być przyczyną wad wrodzonych u zwierząt laboratoryjnych. Pomimo braku wystarczających danych naukowych dotyczących wpływu ftalanów na organizm człowieka, odpowiednie władze w dziedzinie ochrony zdrowia zalecają ograniczenie ekspozycji dzieci, kobiet karmiących oraz w ciąży na urządzenia zawierające wspomniane wyżej substancje.

DEHP należy również do substancji kandydujących do umieszczenia na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z artykułem 59 ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Nazwa substancji: ftalan dwu-2-etyloheksylu (DEHP)
Numer CAS: 117-81-7
Numer EC: 204-211-0

INSTALACJA ZESTAWU ŹRÓDŁOWEGO PODAWANIA (SAS)

Należy zawsze zainstalować nowy zestaw SAS podczas instalacji nowej folki zawierającej wiele dawek. Zainstalować folkę zawierającą wiele dawek oraz zestaw SAS w komorze ekranowanej zgodnie z poniższą procedurą:

1. Zwolnić zatrzask zabezpieczający pokrywę komory i przesunąć pokrywę do przodu wózka, aby odsłonić komorę ekranowaną.
2. Otworzyć tackę jednorazową i wyjąć zestaw SAS z opakowania.
3. Umieścić worek z solą fizjologiczną na stojaku w tylnej części wózka, w pobliżu uchwytu, oraz umieścić kołec znajdujący się na końcu zestawu SAS w worku z solą fizjologiczną.
4. Umieścić przewód dla soli fizjologicznej w pompie dla soli fizjologicznej, aby łącznik znajdował się pomiędzy pompą i workiem z solą fizjologiczną, bliżej pompy.
5. Umieścić przewód w zacisku i przeprowadzić wzdłuż ścieżki SAS, rozpoczynając od pompy soli fizjologicznej i kończąc w przedziale osłony folki, w którym instalowana jest osłona folki.

UWAGA: Upewnij się, że przewód dla soli fizjologicznej znajduje się w środkowej części rolki pompy. Przewody nie mogą zsunąć się z rolek. Przed zamknięciem drzwiczek pompy upewnij się, że przewód soli fizjologicznej znajduje się w środkowej części drzwiczek pompy, aby uniknąć przytłumienia przewodu.

6. Umieścić kasety Sharps Cartridge w zacisku na pokrywie osłony. Przewód wychodzący z kasety Sharps Cartridge powinien być skierowany w stronę pompy RP.
7. Umieścić spływ w uchwycie spływu SAS.
8. Przed zainstalowaniem cewki sprawdzić, czy kalibrator dawki jest pusty.
9. Umieścić cewkę SAS w kalibratorze dawki, aby wolne końce przewodów znajdowały się na górze.
10. Rozwinąć worek na odpady i umieścić worek w ekranowanym składzie odpadów.
11. Umieścić trójnik w instalacji.
12. Umieścić odcinek przewodu pomiędzy trójnikiem, a workiem na odpady w zaworze zaciskowym odpadów.

UWAGA: Zawór zaciskowy jest otwierany poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części zaworu. Aby zainstalować przewód, wsunąć przewód w zawór, przytrzymując przycisk w pozycji wciśniętej.

13. Złożyć pokrywę zaworu zaciskowego na zaworze zaciskowym dla odpadów.
14. Umieścić odcinek przewodu pomiędzy trójnikiem a zaworem umożliwiający pobieranie krwi w zaworze zaciskowym PAS.

UWAGA: Zawór zaciskowy jest otwierany poprzez wciśnięcie przycisku w górnej części zaworu. Aby zainstalować przewód, wsunąć przewód w zawór, przytrzymując przycisk w pozycji wciśniętej.

15. Złożyć pokrywę zaworu zaciskowego na zaworze zaciskowym PAS.
16. Umieścić wolny koniec zestawu SAS (wychodzący z zaworu zaciskowego PAS) w detektorze powietrza.
17. Przy użyciu uchwytu przedziału osłony folki umieścić pokrywę osłony do góry, a następnie obrócić pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
18. Pokrywa osłony jest uchylna. Umieść pokrywę w celu odsłonięcia zacisku Sharps Cartridge.
19. Opuścić pokrywę osłony na kasety Sharps Cartridge.

20. Umieścić osłonę folki zawierającą pełną folkę radiofarmaceutykę przeznaczoną do użycia w przedziale osłony folki. NIE zdejmować nasadki folki z osłony folki. Pozostawić uchwyt do przenoszenia osłony folki.

UWAGA: Osłona folki jest wyprofilowana, co umożliwia prawidłowe zainstalowanie w przedziale osłony folki, gdy słupki przedziału osłony folki znajdują się w wyprofilowanych miejscach przy płaskich powierzchniach osłony folki.

21. Zdjąć nasadkę z osłony folki, wciskając uchwyt do przenoszenia, obracając nasadkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i następnie unosząc nasadkę.
22. Postępować zgodnie z technikami aseptycznymi opisanymi w wytycznych ośrodka, aby zdezynfekować przegrodę folki.
23. Wprowadzić ostre elementy do folki zawierającej wiele dawek poprzez obrócenie pokryw osłony do tyłu nad stuzienką i wciśnięcie igiel prosto w folkę.
24. Umieścić przewód kasety Sharps Cartridge w pompie RP. Upewnij się, że kolnier przewodu znajduje się bezpośrednio poza pompą RP, po stronie bliższej przedziałowi osłony folki. Zamknąć pokrywę pompy.
25. Upewnij się, że wszystkie części zestawu SAS umieszczono są blisko w kanale, uchwyt przedziału osłony folki jest opuszczony, oraz że drzwiczki pompy RP zostały zamknięte i przewody w pełni zainstalowane. Zamknąć pokrywę komory.

UWAGA: Postępować zgodnie z procedurami ośrodka, aby zapewnić, że radiofarmaceutyk wskazany do użycia został prawidłowo zabezpieczony w systemie infuzyjnym PET MEDRAD Intego.

UWAGA: System infuzyjny PET MEDRAD Intego został zaprojektowany do użycia ze standardowymi zamknięciami. Firma Bayer nie obsługuje zamknięcia w systemie.

26. Wprowadzić informacje o badaniu dotyczące folki zawierającej wiele dawek, postępując zgodnie z procedurą opisaną w sekcji poświęconej wprowadzaniu informacji o badaniu dotyczących folki zawierającej wiele dawek w instrukcji obsługi MEDRAD Intego.

INSTALACJA ZESTAWU PODAWANIA PACJENTA (PAS)

Zawsze należy zainstalować nowy zestaw PAS dla każdego pacjenta. Zainstalować zestaw PAS zgodnie z poniższą procedurą:

1. Otworzyć pokrywę osłony nad obszarem PAS komory ekranowanej.
2. Oczyszczyć zawór umożliwiający pobieranie krwi w dalszej części zestawu SAS zgodnie z technikami aseptycznymi opisanymi w wytycznych ośrodka.
3. Podłączyć zestaw PAS do zastawki umożliwiającej pobieranie krwi na dalszym końcu zestawu SAS.
4. Zależnie od strony, po której znajduje się system infuzyjny PET MEDRAD Intego przeprowadzić zestaw PAS po lewej lub po prawej stronie osłony.
5. Upewnij się, że zestaw PAS nie zostanie przytrzaśnięty i zamknąć pokrywę osłony.

EESTI

Sissejuhatus. Enne MEDRAD Intego PET-infusioonisüsteemi manustamiskomplekti paigaldamist või kasutamist lugege selles dokumendis sisalduv teave täielikult läbi. Selle teabe mõistmine aitab kasutajal MEDRAD Intego süsteemi ohutult kasutada.

Otstarve. MEDRAD Intego PET-infusioonisüsteem on mõeldud radiofarmatootide ¹⁸F fluorodeoksüglükooosi (FDG) ja ¹⁸F naatriumfluoridi (NaF) ning levinud loptulushüste täpsete dooside toimetamiseks patsientidele molekulaarse kuvamise (nuklearmeditatsioon) diagnostiliste protseduuridel. MEDRAD Intego PET-infusioonisüsteem pakub samuti tõhusat kirurgikaitset meditsiinilise tootajate fluoriini-18 (¹⁸F) kiirguse eest nuklearmeditatsiooniliste diagnostiliste protseduuride ajal.

Näidustused kasutamiseks. MEDRAD Intego PET-infusioonisüsteem on mõeldud ¹⁸F fluorodeoksüglükooosi (FDG), ¹⁸F naatriumfluoridi (NaF) ja levinud loptulushüste manustamiseks patsientidele molekulaarse kuvamise (nuklearmeditatsioon) protseduuridel.

MÄRKUS. ¹⁸F FDG või ¹⁸F NaF-iga kasutamiseks mõeldud MEDRAD Intego kulutarkuuriid on mõeldud NaF-i manustamiseks tarkvara versiooniga alates CR10.1. Täiendavat teavet ¹⁸F NaF-i manustamise kohta küsige ettevõtte Bayer esindajalt.

Müügiplang. Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet (FDA) lubab seda seadet müüja vaid arstidele või arsti kirjaliku loaga isikutele.

Andke teada kõigist selle seadmega seotud rasketest juhtumitest Bayerile (radiology.bayer.com/contact) ja Euroopa asjakohasele kohalikule asutusele (või vajaduse korral asjakohasele reguleerivale asutusele riigis, kus juhtum toimus).

 Hoiatused
Kui seade on markeeritud kui ühekordselt kasutatav, pange tähele järgmist. See toode on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Mitte resteriiseerida, töödelda ümber ega kasutada korduvalt. Ühekordseks kasutamiseks mõeldud seadmed on loodud ja kinnitatud vaid ühekordseks kasutamiseks. Ühekordselt kasutatavate seadmete korduva kasutamisega kaasneb seadme rikke võimalus ja oht patsiendi tervisele. Võimalike seadmerikete hulka kuuluvad pikaajalise kasutamise korral komponendi märkimisväärt kulumine, komponendi talitlushäire ja süsteemi tõrge. Võimalike patsiendihügieeni hulka kuuluvad vigastused seadme talitlushäire tõttu või nakatumine, kuna seade ei ole kinnitatud puhastamiseks ega resteriiseerimiseks.

 Hoiatused
Patsiendi manustamiskomplekti korduvkasutamisele või steriiliseerimistehnikate meetodite kasutamisele võib põhjustada bioloogilise saastumise. ARGE korduvkasutuse seade ega püüde uuesti steriiliseerida. Pärast kasutamist kõrvaldage ühekordselt kasutatavad tarvikud nõuetekohaselt. Kui on võimalus, et ühesseadmisel või kasutamisel on esinenud saastumist, siis monteerige lahti ja seadke üles uue steriilne toode.
Operaator võib saada tõsiselt vigastusi, kui varjestatud kambri või patsiendi manustamiskomplekti laeka luuke avades või sulgedes ei olda hoolikalt. Enne varjestatud kambri või patsiendi manustamiskomplekti laeka lukkide avamist veenduge, et sõrmel ei jääks kuhugi vahele.
Vaid komplekti vedelikutele on steriilne ja mittepürogeenne. ARGE kasutuge steriilses või aseptilises piirkonnas ilma asjakohaste ettevaatusabinõudeta.
Soolahuse toru kahjustumise või kaanedes õhkemboolia või vale süstidoos. Veenduge, et soolalahuse toru ei oleks soolalahuse pumbas kinni pitsitatud, kuna see võib kahjustada manustamiskomplekti.
Aseptiiliste töövõtte meetajärgimisel võib esineda bioloogilist saastumist. Pudelid korgitihendi desinfitseerimiseks järgige asutuse suunisteid.
Kiirtootud. Injektor võib sisaldada radioaktiivseid aineid. ARGE künnitage käru alla, kui süsteemis on aktiivsus. ARGE eemaldage hoidluskasutuse, kui süsteemis on aktiivsus.
Mitte kasutada, kui steriilne pakend on avatud või katki. Kui pakend on avatud või kahjustatud või kasutatakse kahjustatud komponente, võivad tulemused olla patsiendi või kasutaja vigastused. Enne iga kasutamist vaadake sisu ja pakend üle.
Torkeoht. SAS sisaldab nõelu. Vigastuste vältimiseks olge SAS-i käsitledes nõeltega tegeledes ettevaatlik. Kõrvaldage nõelad vastavalt kohaliku asutuse suunistele.
ARGE kasutuge lahteaime manustamiskomplekti rohkem kui ühe mitmedoosilise pudeliga. Lahteaime manustamiskomplekti kasutamine enam kui ühe mitmedoosilise pudeliga võib tekitada vigastusi patsiendile või operaatorile.
Kiirtootud. Varjestatud kambri luugi kasutamine tööpinna või operaatori seada kokkupuutesse ülemäärase kiirgusega. ARGE kasutuge varjestatud kambri luugi tööpinna, kui süsteemis on radioaktiivseid aineid. Luugi kasutamine tööpinna või avatud luugile esemete asetamine võib luuki kahjustada ja vähendada selle suutlikkust pakkuda piisavat kaitset kiirguse eest.
Kiirtootud. Radiofarmatootide kiirgav gammakiirgus. Radiofarmatootide kiirguse operaator peaks olema äärmiselt hoolikalt. Kui asjakohase ettevaatusabinõusid ei rakendata, võivad doosid ületada maksimaalse lubatud doosi. Järgige kõiki asutuse suunisteid radioaktiivsete ainete käsitlemisel ja kõrvaldamisel. ARGE avage varjestatud kambrit ilma asutuse protseduurides kirjeldatud kiirgusalaste ettevaatusabinõude tarvituselevõttu.
ARGE kasutuge MEDRAD Intego süsteemiga muid radiofarmatootide ¹⁸F fluorodeoksüglükooosi (FDG) või ¹⁸F naatriumfluoridi (NaF). Muude radiofarmatootide kasutamise kas ¹⁸F FDG või ¹⁸F NaF võib kahjustada MEDRAD Intego süsteemi ja põhjustada ebatäpset dooseerimist järvli ülemäärast kokkupuudet kiirgusega.
Kui varjestatud kambri luuk on suletud torukomplekti peale, võib tulemused olla vale süstidoos või kiirguse leke. Veenduge enne varjestatud kambri sulgemist, et torukomplekti ja kõik manustamiskomplekti komponendid oleksid korralikult paigaldatud.
Mittesteriilsete komponentide kasutamine võib kaasa tuua patsiendi nakatumise. Sallitage kõikide ühekordselt kasutatavate komponentide steriilsus, kasutades aseptilisi töövõtteid.
PAS-i PVC-torustik sisaldab DEHP-d – kemikaali, mis California osariigi andmetel põhjustab sünnipuudeid või muid sünnidefekte.

Äärmiselt suured kogused ftalaate, nagu DEHP, on uuringus kasutatavatel loomadel teadaolevalt põhjustanud sünnidefekte. Ehkki ftalaatide mõjust inimestele on teaduslikke andmeid piiratud, soovitatav teavitusohuastused minimeerida laste ja imetavate või rasedate naiste kokkupuudet selliselt ühendite sisalduvate seadmetega.

DEHP kuulub ka väga ohulike ainete (VOA) kandidaatide nimekirja määruse (EÜ) nr 1907/2006 ehk kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (REACH-määrus) 59. artikli järgi.

Aine nimetus: bis(2-etiül(heksüül)ftalaat) (DEHP)

CAS-i number: 117-81-7

EÜ number: 204-211-0

LÄHTEAIME MANUSTAMISKOMPLEKTI (SAS) PAIGALDAMINE

Uut mitmedoosilist pudelit paigaldades paigaldage alati uus SAS. Paigaldage mitmedoosiline pudel ja SAS varjestatud kambriisse järgmist protseduuri kasutades.

1. Avastage kambri luuki fikseeriv link ja liigutage luuki käru esiosa poole, et luua nähtavate varjestatud kambri.

2. Avage ühekordselt kasutatav karp ja eemaldage SAS pakendist.

- Asetage soolalahuse kott käru tagaotsas käetoe kõrväl olevale riputlile ja sisestage SAS-i otsas olev nõel soolalahuse kotti.
- Sisestage soolalahuse toru soolalahuse pumpa nii, et konnektor oleks pumba ja soolalahuse kotti vahel pumba lähedal.
- Sisestage torustik kinnihoidvasse klambrisse ja juhtige soolalahuse toru mööda SAS-i rada, alustades soolalahuse pumbast ning lõpetades pudelivarje laekaga, kuhu pudelivarje paigaldatakse.
- MÄRKUS.** Veenduge, et soolalahuse toru oleks pumba rullikute keskel. Toru ei tohi rullikutele alla sattuda. Pumba ust sulgudes veenduge, et soolalahuse toru oleks pumba ukse keskel nii, et toru ei oleks pitistatud.
- Sisestage nõelakassetist varje luugil olevasse klambrisse. Nõelakassetist väljuv toru peaks olema suunaga RP-pumba poole.
- MÄRKUS.** Arge eemaldage nõelakasseti nõeltelt kaitseümbrist.
- Sisestage ühinemisikoht SAS-i ühinemiskoha hoidikusse.
- Enne pooli paigaldamist veenduge, et doosikalibraatori oleks tühi.
- Sisestage SAS-i pool doosikalibraatorisse nii, et torustiku lahtised otsad oleks ühespoole.
- MÄRKUS.** Veenduge, et SAS-i pool asuks doosikalibraatori põhjas.
- Rullige jäätmekott lahti ja sisestage see varjestatud jäätmekohalasse.
- Sisestage T-liitmik fiksaatorisse.
- Paigaldage T-liitmiku ja jäätmekoti vahele jääv torustiku osa jäätmete tangentiili.
- MÄRKUS.** Tangentiili saab avada, vajutades ventiili peal olevale nupule. Torustiku paigaldamiseks lükake torustik ventiili, surudes samal ajal nuppu alla.
- Paigaldage jäätmete tangentiilile tangentiili kate.
- Paigaldage T-liitmiku ja tõkestava ventiili vahele jääv torustiku osa PAS-i tangentiili.
- MÄRKUS.** Tangentiili saab avada, vajutades ventiili peal olevale nupule. Torustiku paigaldamiseks lükake torustik ventiili, surudes samal ajal nuppu alla.
- Paigaldage PAS-i tangentiilile tangentiili kate.
- Sisestage SAS-i vaba ots (mis tuleb välja PAS-i tangentiilist) õhudektoorisse.
- Kasutades pudelivarje laeka käepidet, tõstke varje luuki otse üles ja keerake luuki vastupäeva.
- Varje luugil on hinged. Tõstke luuki, et tuua nähtavale nõelakasseti klamber.
- Langetage varje luuki nõelakassetile.
- Sisestage pudelivarje, mis sisaldab kasutamiseks mõeldud täis pudelit radiofarmpreparaati, pudelivarje laekasse. ARGE eemaldage pudelivarje pudeli juurdapaasukorki. Jätke kandekäepide pudelivarjele.
- MÄRKUS.** Pudelivarje on sellise kujuga, et seda saab pudelivarje laekasse õigesti sisestada vaid nii, et pudelivarje laeka postid jäävad pudelivarje lamedate külgedele kõrväl olevatesse avadesse.
- Eemaldage pudelivarje kork, surudes kandekäepidet alla, keerates pudeli juurdapaasukorki vastupäeva ja tõstes korgi ära.
- Pudeli korgitihendi desinfitseerimiseks järgige konkreetse asutuse suunistes toodud aseptilisi töövõtteid.
- Sisestage nõelad mitmedoosilise pudelisse, pöörates varje luuki tagasi üle sahti ja surudes nõelu otse alla pudelisse.
- Sisestage nõelakassetist tulev toru RP-pumba. Veenduge, et toruvõru asuks RP-pumbast vahetult väljas pudelivarje laekale lähimal küljel. Sulgege pumba luuk.
- Veenduge, et kogu SAS oleks lamedalt kanalil, et pudelivarje laeka käepide oleks alla ja RP-pumba uks oleks suletud ning torustik korrektselt paigaldatud. Sulgege kambri luuk.
- MÄRKUS.** Järgise asutuse protseduure veendumaks, et kasutuseks mõeldud radiofarmpreparaat oleks korralikult MEDRAD *Intego PET-infusioonisüsteemi* suletud.
- MÄRKUS.** MEDRAD *Intego PET-infusioonisüsteem* on loodud kasutamiseks tavalistel lukudega. Bayer ei anna süsteemiga lukku kaasa.
- Sisestage mitmedoosilise pudeli toimeaine teave MEDRAD *Intego* kasutusjuhendi joatistes „Mitmedoosilise pudeli toimeaine teabe sisestamine“ kirjeldatud protseduuri järgi.

PATSIENDI MANUSTAMISKOMPLEKTI (PAS) PAIGALDAMINE

Paigaldage igale patsiendile alati uus PAS. Paigaldage PAS järgmist protseduuri kasutades.

- Ävage varje kate varjestatud kambri PAS-piirkonna kohal.
- Puhastage tõkestav ventiil SAS-i kaugmises otsas konkreetse asutuse suunistes kirjeldatud aseptiliste töövõtete järgi.

- Kinnitage PAS tõkestava ventiili külge SAS-i kaugmises otsas.

- Juhtige PAS välja kas varjestuse paremalt või vasakult küljelt olenevalt sellest, kuspool patsient asub MEDRAD *PET-infusioonisüsteem*.

- Veenduge, et PAS ei jääks vahele, ja sulgege varje kate.

NORSK

Innledning: Les all informasjon som finnes i dette dokumentet før du installerer eller bruker MEDRAD *Intego PET -Intego PET-infusjonssystem/-administringssett*. Å forstå denne informasjonen vil hjelpe brukeren til å bruke MEDRAD *Intego*-systemet på en trygg måte.

Tiltentkt bruk: MEDRAD *Intego PET-infusjonssystem* er beregnet på å levere nøyaktige doser med ¹⁸F-fluorodeoksyglukose (FDG) og ¹⁸F-natriumfluorid (NaF) radiofarmaka og skyløsløsninger som er vanlig brukt til pasienter under diagnostiske prosedyrer med molekylær avbildning (nukleærmedisin). MEDRAD *Intego PET-infusjonssystem* er også beregnet på å gi effektiv strålingskjeming av helsepersonell mot stråling fra fluorin-18 (¹⁸F) under diagnostiske prosedyrer innen nukleærmedisin.

Bruksanvisning: MEDRAD *Intego PET-infusjonssystem* er indisert for administrasjon av ¹⁸F-fluorodeoksyglukose (FDG) og ¹⁸F-natriumfluorid (NaF) og skyløsløsninger som er vanlig brukt til pasienter under prosedyrer med molekylær avbildning (nukleærmedisin).

MERK: MEDRAD *Intego* engangsprodukter merket for ¹⁸F-FDG eller ¹⁸F-NaF er ment for levering av NaF med programvarversjon CR10.1 og senere. Ta kontakt med Bayer-representanten for ytterligere informasjon om administrering av ¹⁸F-NaF.

Begrenset salg: United States Food and Drug Administration (FDA) begrenser salget av denne enheten til leger eller de med skriftlig autorisasjon fra lege.

Rapporter eventuelle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med denne enheten til Bayer (radiology.bayer.com/contact) og din lokale europeiske vedkommende myndighet (eller, hvis relevant, til aktuelle myndigheter i landet der hendelsen oppstod).

⚠ Advarsler
For enheter merket for engangsbruk, skal følgende observeres: Dette produktet er kun beregnet på engangsbruk. Det skal ikke resteriliseres, represseres eller brukes på nytt. Engangsutstyr er kun designet og godkjent for engangsbruk. Gjenbruk av engangsprodukter skaper risiko for sviktende produkter og fare for pasientene. Farene for at produktene svikter inkluderer fare for at komponenter forringes ved langvarig bruk, at de svikter eller at systemet svikter. Potensielle farer for pasienten inkluderer skade som skyldes produktsvikt eller infeksjon som skyldes at enheten ikke er godkjent for å bli rengjort eller sterilisert på nytt. Biologisk kontaminasjon kan resultere av gjenbruk av pasientadministreringssettet eller at sterile teknikker ikke brukes. IKKE bruk flere ganger eller prøv å sterilisere på nytt. Engangsprodukter skal avhendes på egnet måte etter bruk. Hvis det finnes risiko for at kontaminering kan ha skjedd under montering eller bruk, må produktet demonteres og et nytt sterilt produkt monteres. Alvorlig personskade på operatoren kan oppstå dersom varsmohet ikke utvises ved åpning eller lukking av lokkene over skjermingskammeret eller rommet med pasientadministreringssettet. Pass på at alle fingre holdes unna for to åpner eller lukker lokket på skjermingskammeret eller rommet med pasientadministreringssettet. Bare væskebanen for settet er sterilt og ikke-pyrogent. Må ikke brukes i et sterilt eller aseptisk område uten forsvarlig forholdsregler. En luftemboli eller feil injeksjonsdose kan forekomme hvis saltløsningsslangen skades. Pass på at saltløsningsslangen ikke kommer i klem inne i saltløsningspumpen, da dette kan skade administreringssettet. Biologisk kontaminering kan oppstå hvis aseptiske teknikker ikke blir fulgt. Følg institusjonens retningslinjer for å desinfisere hetteglassseptum. Stråleeksponeringsfare Injektoren kan inneholde radioaktive stoffer. Stikk ikke hånden under vognen mens systemet viser aktivitet. Ikke fjern tilgangspaneler når systemet inneholder aktivitet. Må ikke brukes dersom den sterile pakningen er åpnet eller skadet. Det kan føre til skade på pasienten eller operatoren hvis pakken er åpnet eller skadd, eller hvis skadde komponenter brukes. Foreta alltid visuell inspeksjon av innhold og emballasje før produktet brukes. Punkeringsfare. SAS inneholder nåler. For å unngå skade må du passe på å ha kontroll over nålene når du håndterer SAS. Kast nålene i henhold til retningslinjer for den enkelte institusjonen. IKKE bruk kildeadministreringssettet med mer enn ett ferdosehetteglass. Når kildeadministreringssettet brukes med mer enn ett ferdosehetteglass, kan det resultere i skade hos pasienten eller brukeren. Stråleeksponeringsfare. Hvis lokket på skjermingskammeret brukes som arbeidsflate, kan brukeren utsettes for sterk stråling. Ikke bruk lokket på skjermingskammeret som arbeidsflate når det ligger radioaktive stoffer inne i systemet. Lokket kan skades dersom det brukes som arbeidsflate eller du legger gjenstander på det når det er åpent, slik at lokket kanskje ikke gir tilstrekkelig skjerming mot stråling. Stråleeksponeringsfare. Radiofarmaka avgir gammastråling. Brukeren skal utvise ekstrem varsmohet ved håndtering av radiofarmaka. Doser kan overstige maks. tillatt dose dersom riktige forholdsregler ikke følges. Følg alle retningslinjer for den enkelte institusjonen når det gjelder håndtering og avhending av radioaktive stoffer. IKKE åpne skjermingskammeret uten først å ta forholdsregler mot stråling som beskrevet i institusjonens prosedyrer. IKKE bruk noen radiofarmakaprodukter annet enn ¹⁸F-fluorodeoksyglukose (FDG) eller ¹⁸F-natriumfluorid (NaF) med MEDRAD <i>Intego</i>-systemet. Bruk av radiofarmaka annet enn ¹⁸F-FDG eller ¹⁸F-NaF kan skade MEDRAD <i>Intego</i>-systemet og resultere i uønskagt dosemåling og/eller for høy radioaktiv eksponering. Feil injeksjonsdose eller strålingsstøt kan oppstå dersom lokket på skjermingskammeret lukkes over slangesettet. Pass på at slangesettet og alle komponentene i administreringssettet er riktig installert for lokket på skjermingskammeret lukkes. Pasientinfeksjon kan resultere fra bruken av ikke-sterile komponenter. Alle engangskomponenter må holdes sterile ved hjelp av aseptiske teknikker.

⚠ Advarsler
PVC-slangen i PAS inneholder DEHP, et kjemisk stoff som delstaten California anser å forårsake fødselsskade eller annen reproduksjonsskade. Svært høye doser av flatal, som DEHP, har vært rapportert som en årsak til fødselsskader hos forsøksdyr. Det foreligger begrenset vitenskapelig informasjon om flatalers virkning på mennesker. Helsemyndighetene anbefaler likevel i størst mulig grad å redusere eksponeringen for enheter som inneholder slike stoffer, for barn og for kvinner som ammer eller er gravide.

DEHP står også på SVHC-listen (Substances of Very High Concern – svært bekymringsfulle stoffer), jfr. artikkel 59 i FORSKRIFT (EF) nr. 1907/2006 ang. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – registrering, evaluering, godkjenning og begrensnng av kjemikalier).

Stoffets navn: Di(2-etylheksyl)ftalat (DEHP)

CAS-nummer: 117-81-7

EC-nummer: 204-211-0

INSTALLERING AV KILDEADMINISTRERINGSSETTET (SAS)

Installer alltid nytt SAS når du installerer et nytt ferdosehetteglass. Installer ferdosehetteglasset og SAS i skjermingskammeret ved å følge følgende prosedyre:

- Åpne sperren som fester kammerlokket og skyv lokket mot fronten av vognen for å åpne skjermingskammeret.
- Åpne engangsbrettet og ta SAS ut av emballasjen.
- Plasser saltløsningssposen på hengeren bak på vognen i nærheten av håndtaket, og sett kanylen i enden av SAS inn i saltløsningssposen.
- Sett saltløsningsslangen inn i saltløsningspumpen slik at koblingen er mellom pumpen og saltløsningssposen, med koblingen nær pumpen.
- Sett slangene inn i klemmen for å holde den nede, og for saltløsningsslangen langs SAS-sporet, fra saltløsningspumpen til hetteglassskjermingskammeret, der hetteglassskjermingen vil bli installert.

MERK: Pass på at saltløsningsslangen er sentrert på pumpevalsen. Slangen må ikke falle under valsen. Når du lukker døren til pumpen, pass på at saltløsningsslangen er sentrert i pumpe døren slik at slangene ikke kommer i klem.

- Sett nålepatronen i klemmen på lokket til skjermingen. Slangen som kommer ut av nålepatronen skal gå i retning mot RP-pumpen.

MERK: Ikke ta av beskyttelsessliren fra nålene i nålepatronen. 7. Sett sampløpet inn i SAS-samløpsholderen. 8. Bekreft at dosekalibratoren er tom før du setter inn kveilen. 9. Sett SAS-kveilen inn i dosekalibratoren slik at de løse endene av slangene er øverst.

MERK: Pass på at SAS-kveilen er plassert nederst i dosekalibratoren.

- Rull ut avfallssposen og sett den inn i det skjermede avfallslageret.
- Sett T-leddet inn i holderen.
- Installer den delen av slangene som er mellom T-leddet og avfallssposen inn i i løpssklemventilen.

MERK: Klemventilen åpnes ved at knappen på toppen av ventilen trykkes inn. For å installere slangene, skyv slangene inn i ventilen mens du trykker ned på knappen.

- Installer klemventildeksel på klemventilen på avfallsslangen.

- Installer den delen av slangene som er mellom T-leddet og den avtørkbare ventilen inn i PAS-klemventilen.

MERK: Klemventilen åpnes ved at knappen på toppen av ventilen trykkes inn. For å installere slangene, skyv slangene inn i ventilen mens du trykker ned på knappen.

- Installer klemventildeksel på PAS-klemventilen.

- Sett den frie enden av SAS (som kommer ut av PAS-klemventilen) inn i luftdetektoren.
- Bruk håndtaket på hetteglassskjermingskammeret til å løfte lokket til skjermingen rett opp, og roter deretter lokket mot klokken.

- Lokket til skjermingen er hengslet. Løft lokket for å eksponere nålepatronklemmen.

- Senk lokket til skjermingen over nålepatronen.
- Sett hetteglassskjermingen som inneholder et fullt hetteglass med radiofarmaka indisert for bruk inn i hetteglassskjermingsrommet. IKKE fjern tilgangsskdekslet til hetteglasset på hetteglassskjermingen. La bærehandtaket være igjen på hetteglassskjermingen.

MERK: Hetteglassskjermingen er utformet slik at den bare kan settes inn i hetteglassskjermingskammeret på riktig måte, med søylene i hetteglassskjermingsrommet liggende i de forskenede områdene ved siden av de flate sidene av hetteglassskjermingen.

- Fjern lokket fra hetteglassskjermingen ved å trykke ned på bærehandtaket, roter tilgangsløkket på hetteglasset mot klokken, og løft deretter lokket rett av.

- Følg aseptiske teknikker som beskrevet i hver enkelte institusjonens retningslinjer for å desinfisere hetteglassseptum.
- Sett nålene inn i ferdosehetteglasset ved å dreie lokket til skjermingen tilbake over brønnen og trykke nålene rett ned i hetteglasset.

- Sett slangene fra nålepatronen inn i RP-pumpen. Pass på at slangekragen hviler like utenfor RP-pumpen på den siden som er nærmest hetteglassskjermingsrommet. Lukk lokket på pumpen.

- Sjekk at hele SAS ligger flatt inne i kanalen, at håndtaket til hetteglassskjermingskammeret er nede og at døren til RP-pumpen er lukket med slangene helt installert. Lukk lokket på kammeret.

MERK: Følg institusjonens prosedyrer for å sikre at radiofarmaka indisert for bruk er korrekt sikret i MEDRAD *Intego PET-infusjonssystemet*.

MERK: MEDRAD *Intego PET-infusjonssystemet* er designet for bruk med vanlige låser. Bayer leverer ikke en lås med systemet.

- Legg inn analyseinformasjon for ferdosehetteglass ved å følge prosedyren beskrevet i delen Legg inn analyseinformasjon for ferdosehetteglass i MEDRAD *Intego* brukerhåndbok.

INSTALLERING AV PASIENTADMINISTRERINGSSETTET (PAS)

Alltid installer et nytt PAS for hver pasient. Installer PAS ved å følge følgende prosedyre:

- Åpne skjermingsdekselet over PAS-området av skjermingskammeret.
- Rengjør den avtørkbare ventilen ved den distale enden av SAS og å følge aseptiske teknikker som er beskrevet i institusjonens retningslinjer.
- Fest PAS til den avtørkbare ventilen ved den distale enden av SAS.
- Avhengig av hvilken side av pasienten MEDRAD *Intego PET-infusjonssystemet* er plassert, før PAS ut enten på venstre eller høyre side av skjermingen.
- Pass på at PAS ikke blir klemt, og lukk skjermingsdekselet.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εισαγωγή: Διαβάστε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση των σετ χορήγησης του συστήματος έγχυσης PET MEDRAD *Intego*. Η κατανόηση των πληροφοριών αυτών θα βοηθήσει το χρήστη να χειριστεί με ασφάλεια το σύστημα MEDRAD *Intego*.

Προοριζόμενη χρήση: Το σύστημα έγχυσης PET MEDRAD *Intego* προορίζεται για τη χορήγηση δόσεων ακρίβειας των ραδιοφαρμάκων ¹⁸F φθοριοδεοξυγλυκόζης (FDG) και ¹⁸F φθοριοοξυ νατρίου (NaF), καθώς και των συνήθως χρησιμοποιούμενων διαλυμάτων έκπλυσης σε ασθενείς, κατά τη διάρκεια διαγνωστικών διαδικασιών μοριακής απεικόνισης (πυρηνικής ιατρικής). Το σύστημα έγχυσης PET MEDRAD *Intego* προορίζεται, επίσης, για την παροχή αποτελεσματικής θωράκισης του ιατρικού προσωπικού από την έκθεση στο ραδιενεργό φθόριο-18 (¹⁸F), κατά τη διάρκεια διαγνωστικών διαδικασιών πυρηνικής ιατρικής.

Ενδείξεις χρήσης: Το σύστημα έγχυσης PET MEDRAD *Intego* ενδείκνυται για τη χορήγηση των ραδιοφαρμάκων ¹⁸F φθοριοδεοξυγλυκόζης (FDG) και ¹⁸F φθοριούριου νατρίου (NaF), καθώς και των συνήθως χρησιμοποιούμενων διαλυμάτων έκπλυσης σε ασθενείς, κατά τη διάρκεια διαγνωστικών διαδικασιών μοριακής απεικόνισης (πυρηνικής ιατρικής).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αναλύσιμα MEDRAD *Intego* που φέρουν σήμανση για ¹⁸F FDG ή ¹⁸F NaF προορίζονται για τη χορήγηση NaF, με λογισμικό έκδοσης CR10.1 ή μεταγενέστερης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Bayer για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση ¹⁸F NaF.

Περιορισμός πώλησης: Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής σε ιατρό ή κάτοχο γραπτής εξουσιοδότησης από ιατρό.

Αναφέρετε στην Bayer (radiology.bayer.com/contact) και στην τοπική Ευρωπαϊκή αρμόδια αρχή (ή, εφόσον υπάρχει, στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας όπου έλαβε χώρα το συμβάν) οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με αυτήν τη συσκευή.

⚠ Προειδοποιήσεις
Για τις συσκευές που επισημαίνονται ως συσκευές μίας χρήσης, σημειώστε τα εξής: Αυτό το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην το επαναποστείρωνέτε, μην το επανεπεξεργάζεστε και μην το επαναχρησιμοποιείτε. Οι αναλυσιμύς συσκευές έχουν σχεδιαστεί και επικυρωθεί για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση των αναλυσιμύς συσκευών μίας χρήσης ενέχει κίνδυνο αστοχίας της συσκευής, καθώς και κίνδυνο για τον ασθενή. Στις πιθανές αστοχίες της συσκευής συγκαταλέγονται η σημαντική φθορά των εξαρτημάτων λόγω παρατεταμένης χρήσης, η δυσλειτουργία των εξαρτημάτων και η αστοχία του συστήματος. Στους πιθανούς κινδύνους για τον ασθενή συγκαταλέγεται ο τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής ή η λοίμωξη, καθώς η συσκευή δεν έχει επικυρωθεί για καθαρισμό ή επαναποστείρωσης.
Βιολογική μόλυνση μπορεί να προκληθεί από την επαναχρησιμοποίηση του σετ χορήγησης ασθενούς ή τη μη εφαρμογή στείρας τεχνικής. ΜΗΝ το επαναχρησιμοποιείτε και μην επιχειρήσετε να το επαναποστείρωσατε. Απορρίψτε κατάλληλα τα αναλύσιμα είδη μετά τη χρήση. Εάν υπάρχει η παραμορφη πιθανότητα μόλυνσης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ή της χρήσης, αποσυρμαρμολογήστε και ρυθμίστε ένα καινούργιο στείρο προϊόν.
Μην αφήνετε να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός του χειριστή εάν δεν προσέξετε κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο των καπακίων επάνω από τον θωρακισμό θάλαμο ή το διαμερίσμα του σετ χορήγησης στον ασθενή. Φροντίστε να απομακρύνετε όλα τα δάκτυλα προτού ανοίξετε ή κλείσετε ή το καπάκι του θωρακισμένου θάλαμου ή το καπάκι του διαμερίσματος του σετ χορήγησης ασθενούς.
Μόνο η διαδρομή υγρού του σετ είναι στείρα και μη τυρετογόνος. Μην το χρησιμοποιείτε σε στείρο ή άσπιο χώρο, χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις.
Εάν υποστεί ζημιά ή γραμμή φυσιολογικού ορού, μπορεί να προκληθεί εμβολή αέρα ή ακατάλληλη δοσολογία ένεσης. Φροντίστε να μην συμπιέσετε το σωλήνα φυσιολογικού ορού μέσα στην αντίλα φυσιολογικού ορού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σετ χορήγησης.
Εάν δεν ακολουθηθούν άσπτες τεχνικές, μπορεί να προκληθεί βιολογική μόλυνση. Ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ιδρύματος για την απολύμανση του διαφράγματος του φιαλιδίου.
Κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία: Ο εγκαυτήρας μπορεί να περιέχει ραδιενεργά υλικά. Μην σκύβετε κάτω από το τροχόλιθο, ενόσω το σύστημα περιέχει ραδιενέργεια. Μην αφαιρείτε το πλαίσιο προστασίας, ενόσω το σύστημα περιέχει ραδιενέργεια.

 Προειδοποιήσεις
Μη χρησιμοποιείτε εάν η στείρα συσκευασία έχει ανοιχθεί ή έχει υποστεί ζημιά. Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί, έχει υποστεί ζημιά ή χρησιμοποιηθεί, εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά, είναι πιθανόν να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή του χειριστή. Επιθεωρήστε οπτικά το περιεχόμενο και τη συσκευασία πριν από κάθε χρήση.
Κίνδυνος τρυπήματος. Το SAS περιέχει αιχμηρά αντικείμενα. Για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη, να είστε προσεκτικοί κατά τον χειρισμό του SAS, για τον έλεγχο των αιχμηρών αντικειμένων. Απορρίψτε τα αιχμηρά αντικείμενα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του εκάστοτε ιδρύματος.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το σετ χορήγησης πηγής με περισσότερα από ένα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων. Η χρήση του σετ χορήγησης πηγής με περισσότερα από ένα φιαλίδια πολλαπλών δόσεων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς ή του χειριστή.
Κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία. Η χρήση του κατακλιού του θωρακισμένου θαλάμου ως χώρου εργασίας μπορεί να προκαλέσει έκθεση του χειριστή σε υπερβολική ακτινοβολία. Μη χρησιμοποιείτε το κατάκλι του θωρακισμένου θαλάμου ως χώρο εργασίας, για όσο διάστημα υπάρχουν ραδιενεργά υλικά μέσα στο σύστημα. Η χρήση του κατακλιού ως χώρου εργασίας ή η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω στο κατάκλι, ενώ είναι ανοικτό, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κατάκλι, μειώνοντας τη δυνατότητα του να παρέχει επαρκή θωράκιση από την ακτινοβολία.
Κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία. Τα ραδιοφάρμακα εκπέμπουν ακτινοβολία γάμμα. Ο χειριστής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός κατά τον χειρισμό ραδιοφαρμάκων. Οι δόσεις μπορεί να υπερβούν τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόση, εάν δεν εφαρμόζονται κατάλληλα οι απαραίτητες προφυλάξεις. Ακολουθήστε όλες τις κατευθυντήριες οδηγίες του εκάστοτε ιδρύματος για τον χειρισμό και την απόρριψη των ραδιενεργών υλικών. ΜΗΝ ανοίγετε τον θωρακισμένο θάλαμο χωρίς να έχετε προηγουμένως λάβει προφυλάξεις κατά της ακτινοβολίας, όπως περιγράφεται στις διαδικασίες του ιδρύματος.
ΜΗ χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα εκτός από τη ¹⁸F φθοριδοδεξυγλυκόζη (FDG) ή το ¹⁸F φθοριούχο νάτριο (NaF) με το σύστημα MEDRAD Intego. Η χρήση άλλων ραδιοφαρμάκων, εκτός από τη ¹⁸F FDG ή το ¹⁸F NaF μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σύστημα MEDRAD Intego και ανακριβή μέτρηση της δόσης ή/και υπερβολική έκθεση σε ραδιενεργεία.
Μπορεί να προκύψει ακατάλληλη δολογία ένεσης ή έκχυση ραδιενεργού υλικού, εάν το κατάκλι του θωρακισμένου θαλάμου κλείσει επάνω στο σετ σωλήνωσης. Προτού κλείσετε το κατάκλι του θωρακισμένου θαλάμου, βεβαιωθείτε ότι το σετ σωλήνωσης και όλα τα εξαρτήματα του σετ χορήγησης έχουν εγκατασταθεί κατάλληλα.
Ενδέχεται να προκληθεί λοίμωξη τα ασθενούς από τη χρήση μη στειρών εξαρτημάτων. Διατηρήστε τη στειρότητα όλων των αναλυσιμών εξαρτημάτων χρησιμοποιώντας άσηπτες τεχνικές.
Η σωλήνωση από PVC στο PAS περιέχει φθαλικό δις(2-αιθυλεξίλιο) (DEHP), μια χημική ουσία γνωστή στην πολιτική της Καλιφόρνιας ότι προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.
Έχει αναφερθεί ότι υπερβολικά υψηλές δόσεις εστέρων φθαλικού οξέος, όπως το DEHP, προκαλούν συγγενείς ανωμαλίες σε ζώα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Παρόλο που τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση των εστέρων φθαλικού οξέος σε ανθρώπους είναι περιορισμένα, οι γιγιονομικές αρχές συνιστούν η έκθεση σε συσκευές που περιέχουν αυτές τις ενώσεις να περιορίζεται όσο το δυνατό στο ελάχιστο για τα παιδιά και τις θηλάζουσες ή έγκυες γυναίκες.
Το DEHP αποτελεί επίσης μία ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών υψηλής ανσυχίας (SVHC), σύμφωνα με το άρθρο 59 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αρ. 1907/2006 σχετικά με την καταγραφή, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών ουσιών (REACH). Όνομα ουσίας: Φθαλικό δις(2-αιθυλεξίλιο) (DEHP) Αριθμός CAS: 117-81-7 Αριθμός EE: 204-211-0
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΗΓΗΣ (SAS) Να εγκαθιστάτε πάντα νέο SAS κατά την εγκατάσταση νέου φιαλιδίου πολλαπλών δόσεων. Εγκαταστήστε το φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων και το SAS στον θωρακισμένο θάλαμο, εφαρμόζοντας την παρακάτω διαδικασία: 1. Ανοίξτε την ασφαλεία που στερεώνει το κατάκλι του θαλάμου και σύρετε το κατάκλι προς το πρόσθιο μέρος του τροχήλατου, για να αποκαλύψετε τον θωρακισμένο θάλαμο. 2. Ανοίξτε τον αναλυσιμόμο δίσκο και αφαιρέστε το SAS από τη συσκευασία. 3. Τοποθετήστε τον ασκό φυσιολογικού ορού επάνω στο άγκιστρο που υπάρχει στο πίσω μέρος του τροχήλατου, κοντά στη λαβή, και εισαγάγετε την ακίδα του άκρου του SAS στον ασκό φυσιολογικού ορού. 4. Εισαγάγετε τον σωλήνα φυσιολογικού ορού στην αντλία φυσιολογικού ορού με τέτοιο τρόπο, ώστε ο σύνδεσμος να βρίσκεται ανάμεσα στην αντλία και στον ασκό φυσιολογικού ορού, με τον σύνδεσμο κοντά στην αντλία. 5. Εισαγάγετε τη σωλήνωση στο κλιπ συγκράτησης και δρομολογήστε τον σωλήνα φυσιολογικού ορού κατά μήκος της διαδρομής του SAS, ξεκινώντας από την αντλία

- φυσιολογικού ορού και καταλήγοντας στο διαμερίσμα θωράκισης φιαλιδίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η θωράκιση φιαλιδίου.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας φυσιολογικού ορού είναι κεντραρισμένος στους κυλίνδρους της αντλίας. Η σωλήνωση δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τους κυλίνδρους. Όταν κλείσετε τη θυρίδα της αντλίας, βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας φυσιολογικού ορού έχει κεντραριστεί στη θυρίδα, ώστε να μην συμπίπτει η σωλήνωση.
6. Εισαγάγετε την κασέτα αιχμηρών αντικειμένων στο κλιπ του κατακλιού της θωράκισης. Η σωλήνωση που εξέρχεται από την κασέτα αιχμηρών αντικειμένων θα πρέπει να κατευθύνεται προς την αντλία RP.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην αφαιρείτε το προστατευτικό κάλυμμα από τις βελόνες της κασέτας αιχμηρών αντικειμένων.
 7. Εισαγάγετε τη συμβολή μέσα στην υποδοχή της συμβολής SAS.
 8. Πριν εγκαταστήσετε το πηνίο, βεβαιωθείτε ότι ο βαθμονομητής δόσης είναι κενός.
 9. Εισαγάγετε το πηνίο του SAS στον βαθμονομητή δόσης, ώστε τα χαλαρά άκρα της σωλήνωσης να είναι στραμμένα προς το επάνω μέρος.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το πηνίο του SAS είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος του βαθμονομητή δόσης.
 10. Ξετυλίξτε τον ασκό αποβλήτων και εισαγάγετε τον στο θωρακισμένο χώρο φύλαξης αποβλήτων.
 11. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο σχήματος T στη διάταξη συγκράτησης.
 12. Εγκαταστήστε το τμήμα της σωλήνωσης που βρίσκεται ανάμεσα στον σύνδεσμο σχήματος T και στον ασκό αποβλήτων μέσα στη βαλβίδα συμπίεσης αποβλήτων.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ανοίξετε τη βαλβίδα συμπίεσης πιέζοντας το κουμπί στο πάνω μέρος της βαλβίδας. Για να εγκαταστήσετε τη σωλήνωση, σύρετε τη σωλήνωση μέσα στη βαλβίδα, πιέζοντας το κουμπί.
 13. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της στραγγαλιστικής βαλβίδας στη στραγγαλιστική βαλβίδα αποβλήτων.
 14. Εγκαταστήστε το τμήμα της σωλήνωσης που βρίσκεται ανάμεσα στον σύνδεσμο σχήματος T και στην καθοριζόμενη βαλβίδα μέσα στη βαλβίδα συμπίεσης PAS.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ανοίξετε τη βαλβίδα συμπίεσης πιέζοντας το κουμπί στο πάνω μέρος της βαλβίδας. Για να εγκαταστήσετε τη σωλήνωση, σύρετε τη σωλήνωση μέσα στη βαλβίδα, πιέζοντας το κουμπί.
 15. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της στραγγαλιστικής βαλβίδας στη στραγγαλιστική βαλβίδα PAS.
 16. Εισαγάγετε το ελεύθερο άκρο του SAS (αυτό που εξέρχεται από τη βαλβίδα συμπίεσης PAS) στον ανιχνευτή αέρα.
 17. Χρησιμοποιώντας τη λαβή του διαμερίσματος θωράκισης φιαλιδίου, αναστήκωστε το κατάκλι της θωράκισης και, κατόπιν, περιστρέψτε το κατάκλι αριστερόστροφα.
 18. Το κατάκλι της θωράκισης είναι αρθρωτό. Ανασηκώστε το κατάκλι για να αποκαλύψετε το κλιπ της κασέτας αιχμηρών αντικειμένων.
 19. Χαμηλώστε το κατάκλι της θωράκισης επάνω από την κασέτα αιχμηρών αντικειμένων.
 20. Εισαγάγετε τη θωράκιση φιαλιδίου που περιέχει ένα πλήρες φιαλίδιο του ραδιοφαρμάκου που ενδείκνυται για χρήση στο διαμερίσμα θωράκισης φιαλιδίου. ΜΗΝ αφαιρείτε το πώμα πρόσβασης στο φιαλίδιο της θωράκισης φιαλιδίου. Αφήστε τη λαβή μεταφοράς επάνω στη θωράκιση φιαλιδίου.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η θωράκιση φιαλιδίου έχει εκκοπές ώστε να μπορεί να εισαχθεί κατάλληλα στο διαμερίσμα θωράκισης φιαλιδίου μόνο εάν οι στύλοι του διαμερίσματος της θωράκισης φιαλιδίου βρίσκονται μέσα στις περικοχές με τις εκκοπές, δίπλα στις επιτρεπόμενες επιφάνειες της θωράκισης φιαλιδίου.
 21. Αφαιρέστε το κατάκλι από τη θωράκιση φιαλιδίου, πιέζοντας τη λαβή μεταφοράς προς τα κάτω, περιστρέφοντας το κατάκλι πρόσβασης στο φιαλίδιο αριστερόστροφα και, στη συνέχεια, ανασήκωνοντας το κατάκλι κατακόρυφα προς τα κάτω.
 22. Εφαρμόστε άσηπτες τεχνικές, όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του εκάστοτε ιδρύματος, για την απολύμανση του διαφράγματος του φιαλιδίου.
 23. Εισαγάγετε τα αιχμηρά αντικείμενα στο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων, περιστρέφοντας το κατάκλι της θωράκισης προς τα πίσω, πάνω από την υποδοχή, και πιέζοντας τις βελόνες κατακόρυφα προς τα κάτω, μέσα στο φιαλίδιο.
 24. Εισαγάγετε τη σωλήνωση από την κασέτα αιχμηρών αντικειμένων στην αντλία RP. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος που σωλήνα βρίσκεται ακριβώς έξω από την αντλία RP, στην πλευρά που είναι πιο κοντά στο διαμερίσμα θωράκισης φιαλιδίου. Κλείστε το κατάκλι της αντλίας.
 25. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το σύστημα SAS είναι απλωμένο μέσα στο κανάλι, ότι η λαβή του διαμερίσματος θωράκισης φιαλιδίου είναι στραμμένη προς τα κάτω και ότι η θυρίδα της αντλίας RP είναι κλειστή, με τη σωλήνωση να είναι εγκατεστημένη πλήρως. Κλείστε το κατάκλι του θαλάμου.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ακολουθήστε τις διαδικασίες του ιδρύματος για να διασφαλίσετε ότι το ραδιοφάρμακο που ενδείκνυται για χρήση έχει ασφαλιστεί καλά μέσα στο *σύστημα έγχυσης PET MEDRAD Intego*.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το *σύστημα έγχυσης PET MEDRAD Intego* έχει σχεδιαστεί για χρήση με τυπικές ασφαλείες. Η Bayer δεν παρέχει ασφαλεία μαζί με το σύστημα.
 26. Καταχωρίστε τις πληροφορίες της ανάλυσης του φιαλιδίου πολλαπλών δόσεων ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα των πληροφοριών της ανάλυσης του φιαλιδίου πολλαπλών δόσεων, στο εγχειρίδιο λειτουργίας MEDRAD Intego.
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (PAS)**
- Να εισαγάγετε πάντα ένα νέο σύστημα PAS για κάθε ασθενή. Εγκαταστήστε τη σωλήνωση PAS χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:
1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θωράκισης επάνω από την περιοχή PAS του θωρακισμένου θαλάμου.

2. Καθαρίστε την καθοριζόμενη βαλβίδα στο περιφερικό άκρο του συστήματος SAS, εφαρμόζοντας τις άσηπτες τεχνικές που περιγράφονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του εκάστοτε ιδρύματος. Προσάρτηστε το σύστημα PAS στην καθοριζόμενη βαλβίδα, στο περιφερικό άκρο του συστήματος SAS.
3. Ανάλογα με την πλευρά του ασθενούς όπου βρίσκεται το *σύστημα έγχυσης PET MEDRAD Intego*, δρομολογήστε το σύστημα PAS έξω από την αριστερή ή τη δεξιά μεριά της θωράκισης.
4. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα PAS δεν θα συμπίπτει και κλείστε το κάλυμμα της θωράκισης.

ΛΙΕΤΥΒΙΩ
Ινδασ. Περσκιταϊτε visą šiąme dokumente pateiktą informaciją prieš montuodami arba naudodami MEDRAD „Intego“ <i>PET infuzijų sistemos</i> injekcijų rinkinius. Supratus šią informaciją, naudotojai bus lengviau saugiai naudoti MEDRAD „Intego“ sistemą. Numatytoji paskirtis. MEDRAD „Intego“ <i>PET infuzijų sistema</i> skirta tiksliai nustatytoms radiofarmacinių preparatų ¹⁸F fluorodeoksiglikozės (FDG) ir ¹⁸F natrio fluoro (NaF) dozėms ir dažnai naudojamiems praplovimo tirpalams pacientams suleisti, atliekant molekulinį vaizdų gavimą (brandulinė medicina) diagnostikos procedūras. MEDRAD „Intego“ <i>PET infuzijų sistema</i> taip pat skirta veiksmingai medicinos personalo apsaugai nuo fluoro-18 (¹⁸F) spinduliutės poveikio užtikrinti, kai atliekamos brandulinės medicinos diagnostikos procedūros. Naudojimo indikacijos. MEDRAD „Intego“ <i>PET infuzijų sistema</i> skirta ¹⁸F fluorodeoksiglikozei (FDG), ¹⁸F natrio fluoro (NaF) ir dažnai naudojamiems praplovimo tirpalams pacientams suleisti, atliekant molekulinį vaizdų gavimą (brandulinė medicina) procedūras. PASTABA. MEDRAD „Intego“ vienkartinės priemonės, pažymėtos ¹⁸F FDG arba ¹⁸F NaF, skirtos NaF suleisti, naudojant programines įrangos CR10.1 ar naujesnę versiją. Papildomos informacijos apie ¹⁸F NaF sulaidimą kreipkitės į „Bayer“ atstovą. Apribotas pardavimas. Jungtiniai Valstijų Maisto ir vaistų administracija (FDA) leidžia parduoti šį prietaisą tik gydymojo arba asmenims, turintiems reikšią gydymojo įgijimą. Praneškite apie bet kokius rimtus, su šiuo prietaisu susijusius, incidentus „Bayer“ (radiology.bayer.com/contact) ir kompetentingai savo vietovės Europos valdžios įstaigai (arba, kai taikoma, atitinkamai šalies, kurioje įvyko incidentas, įgaliotajai institucijai).
 Perspėjimai
Jei prietaiso etiketėje nurodyta, kad jis skirtas vienkartiniam naudojimui, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: šis gaminytis yra skirtas tik vienkartiniam naudojimui. Nebandykite prietaiso pakartotinai sterilizuoti, apdoroti ar dar kartą panaudoti. Vienkartiniai prietaisai skirti ir patvirtinti tik vienkartiniam naudojimui. Pakartotinai naudojant vienkartinius prietaisus kyla pavojus, kad prietaisas neveiks, atsiranda grėsmė paciento sveikatai. Vienkartinis prietaisas gali neveikti dėl to, kad sugenda ilgesnės eksploatacijos trukmės sudedamosios dalys, jos pradeda blogai veikti arba sugenda sistema. Galima grėsmė paciento sveikatai apima sužalojimus dėl prietaiso gedimo arba infekcijas, nes nepatvirtinta, kad prietaisą galima išvalyti arba dar kartą sterilizuoti.
Pakartotinai naudojant paciento injekcijų rinkinį arba nesilaikant sterilumo principų, galimas biologinis užteršimas. NENAUDOKITE pakartotinai ir nebandykite sterilizuoti. Panaudotas vienkartinės priemonės tinkamai išmeskite. Jei yra tikimybė, kad ruošiant ar naudojant gaminius buvo užterštas, išardykite ir paruoškite naudoti naują sterilų gaminį.
Jei atidarant ar uždariant ekranuotos kameros dangtelį arba paciento injekcijų rinkinio skyriaus dangtelį nesilaikoma atsargumo, operatorius gali būti sunkiai sužalotas. Prieš atidarydami ar uždarydami ekranuotos kameros dangtelį arba paciento injekcijų rinkinio skyriaus dangtelį įsitikinkite, kad visi pirštai švarūs.
Sterili ir nepirogeniška yra tik rinkinio skysčių tiekimo linija. Nenaudokite sterilioje ar aseptinėje aplinkoje, jei nesimama tinkamų atsargumo priemonių.
Jei fiziologinio tirpalo tiekimo linija yra apgadinta, galima oro embolija arba netinkamos dozės injekcija. Įsitikinkite, kad fiziologinio tirpalo vamzdelis nėra užspaus tas fiziologinio tirpalo siurblyje, nes taip gali būti apgadin tas injekcijų rinkinys.
Jei nesilaikoma aseptinių darbo metodų, galimas biologinis užteršimas. Dezinfekuodami buteliuko membraną, vadovaukitės įstaigos rekomendacijomis.
Spinduliutės poveikio pavojus. Injektoriuje gali būti radioaktyviųjų medžiagų. Jei sistemoje yra radioaktyvusis šaltinis, nelskite vezimėlio apatinės dalies. Jei sistemoje yra radioaktyvusis šaltinis, nenuimkite priegios skydų.
Nenaudoti, jeigu sterili pakuotė pažeista arba atidaryta. Pacientas arba operatorius gali susižeisti, jei naudojama pažeista arba atidaryta pakuotė arba jei naudojamos sugadintos sudedamosios dalys. Apžiūrėkite turinį ir pakuotę kiekvieną kartą prieš naudojant.
Pradūrimo pavojus. Šaltinio injekcijų rinkinyje (SAS) yra aštrių adatų. Norėdami išvengti sužalojimo, dirbdami su šaltinio injekcijų rinkiniu (SAS) būkite atsargūs ir stebėkite aštrias adatas. Aštrias adatas išmeskite laikydamiesi konkrečios įstaigos rekomendacijų.

 Perspėjimai
NENAUDOKITE šaltinio injekcijų rinkinio su daugiau nei vienu skirtingų dozių buteliuku. Naudojant šaltinio injekcijų rinkinį su daugiau nei vienu skirtingų dozių buteliuku, kyla paciento arba operatoriaus sužalojimo grėsmė. Spinduliutės poveikio pavojus. Naudojant ekranuotos kameros dangtelį kaip darbo erdvę, operatorių veikiančios spinduliutės lygis gali viršyti leistiną. Nenaudokite ekranuotos kameros dangtelio kaip darbo erdvės, kai sistemoje yra radioaktyviųjų medžiagų. Naudojant dangtelį kaip darbo erdvę arba dedant daktait ant atidengto dangtelio, jis gali būti apgadin tas ir gali nebesaugoti tinkamai nuo spinduliutės.
Spinduliutės poveikio pavojus. Radiofarmaciniai preparatai gali skeisti gama spinduliuotę. Tvarkydamas radiofarmacinius preparatus, operatorius turi būti itin atsargus. Jei nesimama tinkamų atsargumo priemonių, dozės gali viršyti didžiausias leistinas dozes. Dirbdami su radioaktyviosiomis medžiagomis arba jas išmesdami laikykitės visų konkrečios įstaigos rekomendacijų. NEATIDENKITE ekranuotos kameros dangtelio, nesiėmę atsargumo priemonių dėl spinduliutės, aprašytų įstaigos procedūrose.
NEŅAUDOKITE MEDRAD „Intego“ sistemose kitokių nei ¹⁸F fluorodeoksiglikozės (FDG) ar ¹⁸F natrio fluoro (NaF) radiofarmacinių preparatų. Naudojant kitokių nei ¹⁸F FDG ar ¹⁸F NaF radiofarmacinius preparatus, MEDRAD „Intego“ sistema gali būti apgadin ta, dozės gali būti matuojamos netiksliai ir (arba) spinduliutės lygis gali viršyti leistiną.
Dozės gali būti matuojamos netiksliai arba radioaktyvioji medžiaga gali išsiliesti, jei uždarytas ekranuotos kameros dangtelis paudžia užterštą rinkinį. Prieš uždarydami ekranuotos kameros dangtelį įsitikinkite, kad vamzdelių rinkinys ir visi injekcijų rinkinio komponentai sumontuoti tinkamai.
Naudojant nesterilium komponentus, kyla paciento užtertimo grėsmė. Užtikrinkite visų vienkartinių priemonių sterilumą, laikydamiesi aseptinių darbo metodus.
PAS PVC vamzdelių sudėtyje yra DEHP – cheminės medžiagos, kuri, pagal Kalifornijos valstijos turimus duomenis, gali sukelti įgimtus defektus arba kitaip pakenkti reprodukcinei sistemai.
Buvo pastebėta, kad itin didelės dozės tokių flatalų kaip DEHP, sukėlė įgimtus defektus tiriamuose gyvūnuose. Nors yra nedaug mokslinių duomenų apie flatalų poveikį žmonėms, bet sveikatos priežiūros tarnybos rekomenduoja, kad vaikai ir žindančios arba nėščios moterys patirtų ku mažesnį šių junginių turinčių prietaisų poveikį.
Pagal REGLAMENTO (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį DEHP yra įtrauktas į kandidatinių autorizotinių cheminių medžiagų sąrašą. Medžiagos pavadinimas: Di(2-eti(heksil)ftalatas) (DEHP) CAS numeris: 117-81-7 EC numeris: 204-211-0
ŠALTINIO INJEKCIJŲ RINKINIO (SAS) MONTAVIMAS Visada montuokite naują šaltinio injekcijų rinkinį (SAS), jei naudosite naują daugiaadozį buteliuką. Ekranuotoje kameroje įstatykite naują daugiaadozį buteliuką ir sumontuokite šaltinio injekcijų rinkinį (SAS), vadovaudamiesi toliau aprašyta procedūra. 1. Atlaisvinkite ekranuotos kameros dangtelio fiksatorių ir pastumkite dangtelį link priekinės vezimėlio dalies, kad atidarytumėte ekranuotą kamerą. 2. Atidarykite vienkartinį dėklą ir išimkite šaltinio injekcijų rinkinį (SAS) iš pakuotės. 3. Pakabinkite fiziologinio tirpalo maišelį ant laikiklio užpakalinėje vezimėlio dalyje šalia rankenos ir įkiškite smailę, esančią šaltinio injekcijų rinkinio (SAS) gale, į fiziologinio tirpalo maišelį. 4. Įkiškite fiziologinio tirpalo vamzdelį į fiziologinio tirpalo siurbį taip, kad jungtis būtų tarp siurblio ir fiziologinio tirpalo maišelio, o pati jungtis būtų arbaui siurblio. 5. Įkiškite vamzdelius į spauskuta ir nutieskite fiziologinio tirpalo vamzdelį išilgai šaltinio injekcijų rinkinio (SAS) tiekimo linijos, nuo fiziologinio tirpalo siurblio iki buteliuko ekranuoto konteinerio skyriaus, kuriame bus įstatytas buteliuko ekranuotas konteineris. PASTABA. Įsitikinkite, kad fiziologinio tirpalo vamzdelis yra sucentruotas siurblio ratukų atžvilgiu. Vamzdeliai negali kabėti žemiau ratukų. Uždarydami siurblio dureles, įsitikinkite, kad fiziologinio tirpalo vamzdelis yra sucentruotas siurblio durelių atžvilgiu, kad vamzdeliai nebūtų užspaus ti. 6. Įkiškite adatą kasėtę į spauskuta ant ekranavimo dangtelio. Vamzdelis, įkintas į adatų kasėtę, turi būti nukreiptas į RF siurbį. PASTABA. Nenuimkite apsauginės movos nuo adatų kasėtės adatų. 7. Sutekėjimo prietaisą įkiškite į SAS sutekėjimo prietaiso laikiklį. 8. Prieš montuodami ritę įsitikinkite, kad dozavimo kalibratorius yra tuščias. 9. Įstatykite SAS ritę į dozavimo kalibratorių taip, kad laisvi vamzdeliai gali būtų nukreipti į viršų. PASTABA. Įsitikinkite, kad SAS ritę yra dozavimo kalibratoriaus apatinėje dalyje. 10. Išvyniokite atliekų maišelį ir įdėkite jį į ekranuotą atliekų rezervuarą. 11. Įkiškite T formos jungtį į fiksatorių. PASTABA. Užspaudimo vožtuvas atidaromas paspaudus mygtuką vožtuvo viršuje. Norint įstatyti vamzdelius, reikia juos įstumi į vožtuvą, laikant mygtuką nuspausta.

13. Uždėkite užspaudimo vožtuvą dangtį ant atliekų sistemos užspaudimo vožtuvo.
14. Įstatykite vamzdelių dalį tarp T jungties ir automatinio vožtuvo į paciento injekcijų rinkinio (PAS) užspaudimo vožtuvą.
- PASTABA.** Užspaudimo vožtuvą atidaromas paspaudus mygtuką vožtuvu viršuje. Norint įstatyti vamzdelius, reikia juos įstumti į vožtuvą, laikant mygtuką nuspausta.
15. Uždėkite užspaudimo vožtuvą dangtį ant paciento injekcijų rinkinio (PAS) užspaudimo vožtuvo.
16. Įkiškite šaltinio injekcijų rinkinio (SAS) laisvą galą (kyšantį iš paciento injekcijų rinkinio (PAS) užspaudimo vožtuvo) į oro detektorius.
17. Naudodami buteliuko ekranuoto konteinerio skyriaus rankeną, pakelkite ekranavimo kameros dangtelį tiesiai į viršų, tada pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.
18. Dangtelį lanko lankstai. Pakelkite dangtelį, kad atidengtumėte adatų kasetės spaustuką.
19. Nuleiskite ekranavimo dangtelį ant adatų kasetės.
20. Įstatykite buteliuko ekranuoto konteinerį su pilnu pasiskirtu radiofarmacinio preparato buteliukui į buteliuko ekranuoto konteinerio skyrių. NENUIMKITE buteliuko ekranuoto konteinerio priegris prie buteliuko dangtelio. Paleiskite buteliuko ekranuoto konteinerio perkėlimo rankeną.

- PASTABA.** Buteliuko ekranuotas konteineris yra kodus, todėl jis gali būti tinkamai įstatytas į buteliuko ekranuoto konteinerio skyrių tik tokiu atveju, jei šio skyriaus strypeliai atsisemia į atitinkamas kodus buteliuko ekranuoto konteinerio sritis, esančias šalia plokščių šio konteinerio paviršiu.
21. Nuimkite dangtelį nuo buteliuko ekranuoto konteinerio paspausdami perkėlimo rankeną, pasukdami priegris prie buteliuko dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, tada pakeldami dangtelį tiesiai į viršų.
22. Buteliuko membraną dezinfekuodami pagal aseptinius metodus, aprašytus konkrečios įstaigos rekomendacijose.
23. Įkiškite adatas į daugiadulio buteliuko, pasukdami ekranavimo dangtelį atgal virš angų, tada įspausti adatas tiesiai žemyn į buteliuką.
24. Įkiškite vamzdelius iš adatų kasetės į RF siurblių. Užtikrinkite, kad vamzdelių žiedai būtų RF siurblio išorėje, šone, kuris yra arčiau prie buteliuko ekranuoto konteinerio skyriaus. Uždarykite siurblio dangtį.
25. Įsitinkinkite, kad visas šaltinio injekcijų rinkinys (SAS) išdėstytas horizontaliai kanale, buteliuko ekranuoto konteinerio skyriaus rankena nuleista, RF siurblio durėlės uždarytos, o visi vamzdeliai tinkamai įstatyti. Uždarykite kameros dangtelį.
- PASTABA.** Laikydami įstaigos procedūrų užtikrinkite, kad paskirtas radiofarmacinis preparatas būtų saugiai uždarytas MEDRAD „Intego“ PET infuzijų sistemoje.
- PASTABA.** MEDRAD „Intego“ PET infuzijų sistema skirta naudoti su standartinėmis spynomis. „Bayer“ netekia spynų kartu su sistema.
26. Įveskite informaciją apie daugiadulio buteliuko turinį, laikydami procedūras, aprašytas MEDRAD „Intego“ naudojimo vadovo „Informacijos apie skirtingų dozių buteliuko turinį įvedimas“ skyriuje.

PACIENTO INJEKCIJŲ RINKINIO (PAS) MONTAVIMAS

- Kiekvienam pacientui visada naudokite naują paciento injekcijų rinkinį (PAS). Sumontuokite paciento injekcijų rinkinį (PAS), vadovaudamiesi toliau aprašyta procedūra.
- Atidarykite ekranavimo dangtelį virš paciento injekcijų rinkinio (PAS) srities ekranuotoje kameroje.
 - Išvalykite automatinį vožtuvą, esantį šaltinio injekcijų rinkinio (SAS) distaliname gale, laikydami aseptinius metodus, aprašytus konkrečios įstaigos rekomendacijose.
 - Prijunkite paciento injekcijų rinkinį (PAS) prie automatinio vožtuvo, esančio šaltinio injekcijų rinkinio (SAS) distaliname gale.
 - Atsižvelgdami į tai, kurioje paciento pusėje yra MEDRAD „Intego“ PET infuzijų sistema, nutieskite paciento injekcijų rinkinį (PAS) iš kairiojo ar dešiniojo ekranavimo dangtelio šono.
 - Įsitinkinkite, kad paciento injekcijų rinkinys (PAS) nebus užspaustas, tada uždarykite ekranavimo dangtelį.

SLOVENŠČINA

Uvod: Pred namestitvijo ali uporabo infundirnih kompletov Sistema za infundiranje MEDRAD Intego PET preberite informacije v teh navodilih za uporabo. Razumevanje teh informacij pomaga uporabniku pri varni uporabi sistema MEDRAD Intego.

Predvidena uporaba: Sistem za infundiranje MEDRAD Intego PET je namenjen dovajanju natančnih odmervkov radiofarmakov ¹⁸F fluorodeoksiglukoze (FDG) in ¹⁸F natrijevega fluorida (NaF) ter pogosto uporabljanih raztopin za izpiranje bolnikom med diagnostičnimi postopki molekularnega slikanja (pri nuklearni medicini). Sistem za infundiranje MEDRAD Intego PET je zasnovan tako, da zagotavlja učinkovito zaščito zdravstvenega oseba pred sevanjem fluora-18 (¹⁸F) med diagnostičnimi postopki v nuklearni medicini.

Indikacije za uporabo: Sistem za infundiranje MEDRAD Intego PET je namenjen dovajanju radiofarmakov ¹⁸F fluorodeoksiglukoze (FDG) in ¹⁸F natrijevega fluorida (NaF) ter pogosto uporabljanih raztopin za izpiranje bolnikom med diagnostičnimi postopki molekularnega slikanja (pri nuklearni medicini).

OPOMBA: Material družbe MEDRAD Intego za enkratno uporabo z oznakami ¹⁸F FDG ali ¹⁸F NaF je namenjen dovajanju NaF z različico programske opreme CR10.1 ali novejšo. Za dodatne informacije o dovajanju ¹⁸F NaF se obrnite na predstavnika družbe Bayer.

Omejena prodaja: Zvezna agencija za hrano in zdravila (FDA) v ZDA dovoljuje prodajo tega pripomočka le zdravnikom ali po njihovem naročilu.

O vseh resnih dogodkih, ki se zgodijo v zvezi s tem pripomočkom, obvestite družbo Bayer (radiology.bayer.com/contact) in pristojni lokalni evropski organ (ali po potrebi ustrezní regulativni organ v državi, v kateri je prišlo do dogodka).

 Opozorila
Pri pripomočkih, ki so označeni kot pripomočki za enkratno uporabo, upoštevajte: Ta izdelek je namenjen le enkratni uporabi. Ne sterilizirajte ga, ne obdelujte ga za ponovno uporabo in ga ne poskušajte ponovno uporabiti. Vsi pripomočki za enkratno uporabo so zasnovani in potrjeni samo za enkratno uporabo. Ponovna uporaba pripomočkov za enkratno uporabo lahko povzroči nevarnost okvare pripomočka in je nevarna za bolnika. Morebitne okvare pripomočka vključujejo bistveno poslabšanje stanja pripomočka zaradi predolge uporabe, okvoro sestavnih delov in odpoved sistema. Morebitne nevarnosti za bolnika vključujejo poškodbe zaradi nepravilnega delovanja pripomočka in okužbe, saj pripomoček ni potrjen za čiščenje in ponovno sterilizacijo.
Pri ponovni uporabi kompleta za dovajanje sredstva bolniku ali neupoštevanju sterilne tehnike lahko pride do biološke kontaminacije. NE uporabljajte znova in ne poskušajte sterilizirati. Predmete za enkratno uporabo po uporabi primerno zavrzite. Če obstaja možnost, da se je izdelek med nameščanjem ali uporabo kontaminiral, ga razstavite in namestite nov, sterilen izdelek.
Če niste previdni pri odpiranju ali zapiranju pokrovov na zaščitni komori ali razdelku kompleta za dovajanje sredstva bolniku, lahko pride do hudih poškodb uporabnika. Pred odpiranjem ali zapiranjem pokrovov na zaščitni komori ali razdelku kompleta za dovajanje sredstva bolniku se prepričajte, da so prsti na varnem.
V kompletu je samo pot tekočine sterilna in apirogena. Pripomočka ne uporabljajte v sterilnem ali aseptičnem območju brez ustreznih previdnostnih ukrepov.
Če se linija za dovajanje fiziološke raztopine poškoduje, lahko pride do zračne embolije ali neustreznega odmerjanja pri injiciranju. Pazite, da ne preščipnete cevke za dovajanje fiziološke raztopine, saj se komplet za dovajanje lahko poškoduje.
Če ne upoštevate aseptičnih tehnik, lahko pride do biološke kontaminacije. Pri razkuževanju septuma viala upoštevajte smernice v vaši ustanovi.
Nevarnost izpostavitve sevanju: Injektor lahko vsebuje radioaktivne materiale. Ne segajte z roko pod vozček, dokler sistem deluje. Ne odstranjujte odvečnih plošč, dokler sistem deluje.
Ne uporabljajte, če je ovojnina odprta ali poškodovana. Če je ovojnina odprta ali poškodovana ali če uporabljate poškodovane sestavne dele, lahko pride do poškodb bolnika ali uporabnika. Pred vsako uporabo opravite zunanji pregled paketa in njegove vsebine.
Nevarnost vboda. SAS vsebuje ostre dele. Pri ravnanju s pripomočkom SAS bodite previdni in pazite na ostre dele, da preprečite poškodbe. Ostre dele zavrzite skladno s smernicami v vaši ustanovi.
Kompleta za dovajanje vira NE uporabljajte z več kot eno vialo z več odmerki. Pri uporabi kompleta za dovajanje vira z več kot eno vialo z več odmerki lahko pride do poškodb bolnika ali uporabnika.
Nevarnost izpostavitve sevanju. Pri uporabi pokrova zaščitene komore kot delovne površine lahko pride do pretirane izpostavitve uporabnika sevanju. Ne uporabljajte pokrova zaščitene komore kot delovno površino, dokler so v sistemu prisotni radioaktivni materiali. Pri uporabi pokrova kot delovne površine ali pri postavljanju predmetov nanj lahko poškodujete pokrov in zmanjšate njegovo sposobnost ustrezne zaščite pred sevanjem.
Nevarnost izpostavitve sevanju. Radiofarmaki oddajajo sevanje gama. Uporabniki morajo biti pri delu z radiofarmaki izjemno previdni. Če ne upoštevate ustreznih previdnostnih ukrepov, lahko doze sevanja presežejo največje dovoljene vrednosti. Upoštevajte vse smernice v vaši ustanovi za ravnanje z radioaktivnimi materiali in njihovo odlaganje. NE odpirajte zaščitene komore, ne da bi prej uporabili previdnostne ukrepe, ki jih določajo smernice v vaši ustanovi.
V sistemu MEDRAD Intego NE uporabljajte drugih radiofarmakoloških izdelkov, razen ¹⁸F fluorodeoksiglukoze (FDG) ali ¹⁸F natrijevega fluorida (NaF). Pri uporabi drugih radiofarmakov, razen ¹⁸ F FDG ali ¹⁸ F NaF lahko pride do poškodb sistema MEDRAD Intego, nenataničnih meritev doze in/ali pretirane izpostavitve sevanju.
Če pokrov zaščitene komore spustite na cevje, lahko povzročite neustrezen odmerjek za injiciranje ali uhajanje sevanja. Preden zaprete pokrov zaščitene komore se prepričajte, da so cevje in sestavni deli kompleta za dovajanje pravilno nameščeni.
Uporaba nesterilnih komponent lahko povzroči okužbo bolnika. S sterilnimi tehnikami vzdržujte sterilnost vseh komponent za enkratno uporabo.
PVC-cevje kompleta za dovajanje bolniku (PAS) vsebuje DEHP, snov, ki po mnenju zvezne države Kalifornije povzroča okvare ploda in druge okvare pri razmnoževanju.
Izjemno veliki odmerki flatalov, kot je DEHP, lahko povzročajo okvare ploda pri poskusnih živalih. Čeprav so znanstveni podatki o učinkih flatalov pri človeku omejeni, zdravstveni organi priporočajo, naj bo izpostavljenost otrok in žensk v času nosečnosti ali dojenja napravan, ki vsebujejo te spojine, čim manjša.

DEHP je tudi na kandidaten seznamu snovi, ki zelo zbujajo skrb (Substances of Very High Concern – SVHC) skladno z 59. členom UREDBE (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

Ime snovi: Bis (2-etil(heksil)flalat) (DEHP)

Št. CAS: 117-81-7

Št. EK: 204-211-0

NAMESTITEV KOMPLETA ZA DOVAJANJE VIRA (SAS)

Vedno, kadar nameščate novo vialo z več odmerki, namestite tudi nov komplet SAS. Vialo z več odmerki in komplet SAS namestite v zaščiteno komoro po naslednjem postopku:

- Odprite zaščiteno komoro, tako da sprostite zapah pokrova komore in polisnete pokrov naprej proti srednjemu delu vozčka.
- Odprite pladenj za enkratno uporabo in vzemite komplet SAS iz ovojnine.
- Obesite vrečko s fiziološko raztopino na obešalniki na zadnji strani vozčka ob ročaju in vstavite iglo, ki je na koncu kompleta SAS, v vrečko s fiziološko raztopino.
- Vstavite cevko za fiziološko raztopino v črpalke za fiziološko raztopino, tako da je priključek med črpalke in vrečko v bližini črpalke.
- Vstavite cevje v sponko za zadrževanje in usmerite cev za fiziološko raztopino vzdolž sledi kompleta SAS, z začetkom pri črpalci za fiziološko raztopino in s koncem pri razdelku zaščitne posode za vialo, kjer bo zaščitna posoda za vialo nameščena.
- OPOMBA:** Cevka za fiziološko raztopino mora biti postavljena v središče valjev na črpalci. Cevje ne sme pasti pod valje. Pri zapiranju vrat črpalke se prepričajte, da je cevka nameščena v središče vrat črpalke, tako da se ne priščipne.
- Vstavite vložek za ostre predmete v sponko na pokrovu zaščitne posode. Cev, ki izhaja iz vložka za ostre predmete, mora biti obrnjena proti črpalci za radiofarmake.

- OPOMBA:** Ne odstranite zaščitnih tulcev z igel v vložku za ostre predmete.
7. Vstavite stekališče v držalo stekališča kompleta SAS.
8. Preverite, da je kalibrator doze prazen, preden namestite tuljavo.
9. Vstavite tuljavo SAS v kalibrator doze, tako da so prosti konci cevje obrnjeni navzgor.
- OPOMBA:** Prepričajte se, da je tuljava SAS postavljena na dno kalibratorja doze.
10. Odvijte vrečko za odpadke in jo vstavite v zaščiteno šrambo za odpadke.

11. Vložite T-konektor do prichytky.
12. Namestite del cevja med priključkom T in vrečo za odpadke v stisni ventil za odpadke.
- OPOMBA:** Stisni ventil odprete tako, da pritisnete gumb na zgornjem delu ventila. Cevje namestite tako, da ga polisnete v ventil, medtem pa držite pritisnjen gumb.
13. Na stisni ventil za odpadke namestite pokrov stisnega ventila.
14. Namestite del cevja med priključkom T in brisnim ventilom v stisni ventil sistema PAS.
- OPOMBA:** Stisni ventil odprete tako, da pritisnete gumb na zgornjem delu ventila. Cevje namestite tako, da ga polisnete v ventil, medtem pa držite pritisnjen gumb.
15. Na stisni ventil za odpadke namestite pokrov stisnega ventila.

16. Vložite volnī koniec SAS (vychádzajúci zo stlačacieho ventilu PAS) do vzduchového detektora.
17. Z ročka razdelka zaščitne posode za vialo dvignite pokrov zaščitne posode naravnost navzgor in zavrtite pokrov v levo.
18. Pokrov zaščitne posode ima tečaje. Dvignite pokrov, da izpostavište sponko vložka za ostre predmete.
19. Spustite pokrov na vložek za ostre predmete.
20. Vstavite zaščitno posodo za vialo, ki vsebuje vialo, napolnjeno s radiofarmakom, indiciranim za uporabo, v razdelek zaščitne posode za vialo. NE odstranite pokrovčka za dostop do viala z zaščitne posode za vialo. Pustite nosilno ročko na zaščitni posodi za vialo.

- OPOMBA:** Zaščitna posoda za vialo ima žlebove, s katerimi jo je mogoče pravilno vstaviti v razdelek za zaščitno posodo za vialo, tako da so drogovī razdelka za zaščitno posodo za vialo naslonjeni na žlebove ob ravni površini zaščitne posode za vialo.
21. Odstranite pokrov z zaščitne posode za vialo tako, da potisnete nosilno ročko navzdol, zavrtite pokrov za dostop do viala v levo in nato dvignite pokrov naravnost navzgor.

22. Pri razkuževanju septuma viala upoštevajte aseptične tehnike, določene v smernicah v vaši ustanovi.
23. Ostre dele vstavite v vialo za več odmerkov tako, da zavrtite pokrov zaščitne posode nazaj čez odprtino in polisnete iglo naravnost navzdol v vialo.
24. Vstavite cevje iz vložka za ostre predmete v črpalke za radiofarmak. Prepričajte se, da je obroč cevi nameščen takoj zunanī črpalke za radiofarmak, na tisti strani, ki je bližje razdelku zaščitne posode za vialo. Zaprite pokrov črpalke.
25. Prepričajte se, da so vsi deli sistema SAS postavljeni plosko v kanal, da je ročica razdelka za zaščitno posodo za vialo obrnjena navzdol, da so vrata črpalke za radiofarmak zaprta in da je cevje v celoti nameščeno. Zaprite pokrov komore.

OPOMBA: Upoštevajte postopke v ustanovi, da zagotovite, da je radiofarmak, indiciran za uporabo, pravilno nameščen v sistemu za infundiranje MEDRAD Intego PET.

OPOMBA: Sistem za infundiranje MEDRAD Intego PET je zasnovan za uporabo s standardnimi zaklepi. Družba Bayer ne dostavi zaklepa skupaj s sistemom.

26. Vnesite analitične informacije o viali za več odmervkov skladno s postopkom, ki je opisan v razdelku Vnašanje analitičnih informacij o viali za več odmervkov v navodilih za uporabo sistema MEDRAD Intego.

NAMESTITEV KOMPLETA ZA DOVAJANJE BOLNIKA (PAS)

Za vsakega bolnika vedno namestite nov komplet PAS. Pri namestitvi kompleta PAS uporabite naslednji postopek:

- Odprite pokrov zaščitne posode na delu zaščitne posode za komplet PAS.
- Očistite brisni ventil na distalnem koncu kompleta SAS in pri tem upoštevajte aseptične tehnike, določene v smernicah vaše ustanove.
- Pritrdite komplet PAS na brisni ventil na distalnem koncu kompleta SAS.
- Namestite sistem PAS na levo ali desno stran zaščitne posode glede na to, na kateri strani bolnika je nameščen sistem za infundiranje MEDRAD Intego PET.
- Zaprite pokrov zaščitne posode in pri tem pazite, da ne priščipnete sistema PAS.

БЪЛГАРСКИ

Въведение: Прочетете цялата информация, съдържаща се в този документ, преди да поставите или използвате комплектите за приложение за инфузионната система за PET MEDRAD Intego. Разбирането на тази информация ще помогне на потребителя да работи безопасно със системата MEDRAD Intego.

Предназначение: Инфузионната система за PET MEDRAD Intego е предназначена за прилагане на точни дози радиофармацевтици ¹⁸F флуоридеоксиглюкоза (FDG) и ¹⁸F натриев флуорид (NaF), както и обичайно използвани разтвори за промиване при пациенти по време на процедури по молекулярна образна диагностика (нуклеарна медицина). Инфузионната система за PET MEDRAD Intego е предназначена и да осигури ефективна радиационна защита на медицинския персонал от излагане на облъчване от флуор-18 (¹⁸F) по време на диагностични процедури по нуклеарна медицина.

Показания за употреба: Инфузионната система за PET MEDRAD Intego е предназначена за прилагане на ¹⁸F флуоридеоксиглюкоза (FDG), ¹⁸F натриев флуорид (NaF) и обичайно използвани разтвори за промиване при пациенти по време на процедури по молекулярна образна диагностика (нуклеарна медицина).

ЗАБЕЛЕЖКА: Консумативите MEDRAD Intego, определени за ¹⁸F FDG или ¹⁸F NaF, са предназначени за подаване на NaF с версия на софтуера CR10.1 и по-нова. Свържете се с представителя на Bayer за допълнителна информация относно приложението на ¹⁸F NaF.

Ограничения за продажба: Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) на САЩ ограничава продажбата на този уред да се извършва от лекари или лица с писмено разрешение от лекар.

Всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с този уред, докладвайте на Bayer (radiology.bayer.com/contact) и Вашите местни компетентни власти в Европа (или, където е приложимо, на съответните регулаторни власти в страната, където е възникнал инцидентът).

Предупреждения

За уреди, обозначени за еднократна употреба, имайте предвид следното: Този уред е предназначен само за еднократна употреба. Да не се стерилизира, обработва или използва повторно. Уредите за еднократна употреба са проектирани и одобрени само за еднократна употреба. Повторната употреба на уредите за еднократна употреба крие рискове от повреда на уреда и рискове за пациента. Потенциалната повреда на уреда включва значително влошаване на качеството на компонентите при продължителна употреба, неизправност на компонентите и повреда на системата. Потенциалните рискове за пациента включват травма поради повреда на уреда или инфекция, тъй като уредът не е одобрен за почистване или повторна стерилизация.

Повторната употреба на комплекта за приложение на пациент или неспазването на стерилна техника могат да доведат до биологично замърсяване. НЕ използвайте повторно и не предприемайте повторна стерилизация. Изхвърлете еднократните консумативи по надлежния ред. При най-малкото съмнение за замърсяване по време на подготовката или в процеса на работа разкачете и подгответе нов стерилен продукт.

Ако не се внимава при отварянето или затварянето на капачице на екранираната камера или на отделението на комплекта за приложение на пациент, може да се стигне до тежко нараняване на оператора. Уверете се, че прстите ви са чисти, преди да предприемете отваряне или затваряне на капачка на екранираната камера или капачка на отделението на комплекта за приложение на пациент.

Само пътят на течността в комплекта е стерилен и апиrogenен. Не използвайте в стерилна или асептична зона без подходящи предпазни мерки.

Ако линията за физиологичен разтвор е повредена, може да възникне въздушна емболия или неправилно дозиране на инжекцията. Внимавайте да не прищипнете тръбичката за физиологичен разтвор в помпата за физиологичен разтвор, тъй като това може да повреди комплекта за приложение.

Ако не се следват асептични техники, може да настъпи биологично замърсяване. Следвайте указанията на здравното заведение за дезинфекциране на преградата на флакона.

 Предупреждения
Опасност от излагане на облъчване Инжекторът може да съдържа радиоактивни материали. Не заставяйте под колелцата, докато в системата протича активност. Не отстранявайте панелите за достъп, докато в системата протича активност. Не използвайте, ако стерилната опаковка е отворена или повредена. Пациентът или операторът могат да пострадат, ако опаковката е отворена или повредена, както и ако се използват повредени компоненти. Винаги оглеждайте съдържанието и опаковката преди употреба. Опасност от убождане. SAS съдържа остри елементи. За да не допуснете нараняване, когато боравите със SAS, наблюдавайте и контролирайте острите елементи. Изхвърлете острите елементи съгласно указанията на конкретното здравно заведение. НЕ използвайте комплекта за приложение на източник с повече от един многодозов флакон. Използването на комплекта за приложение на източник с повече от един многодозов флакон може да доведе до нараняване на пациента или оператора. Опасност от излагане на облъчване. Използването на капака на екранираната камера като работно пространство може да изложи оператора на прекомерно облъчване. Не използвайте капака на екранираната камера като работно пространство, докато в системата има радиоактивни материали. Използването на капака като работно пространство или поставяне на предмети върху капака, докато е отворен, може да повреди капака и да попречи на способността на пом за осигуряване на адекватна радиационна защита. Опасност от излагане на облъчване. Радиофармацевтиците излъчват гама-лъчение. Операторът трябва да прилага изключително внимание при бораването с радиофармацевтици. Дозите могат да превишават максимално допустимата доза, ако не се прилагат съответните предпазни мерки. Следвайте всички указания на конкретното здравно заведение за боравене и изхвърляне на радиоактивни материали. НЕ отваряйте екранираната камера, без да сте взели предпазни мерки срещу облъчване, както е посочено в процедурите на здравното заведение. НЕ използвайте радиофармацевтични продукти, различни от ^{18}F флуородезоксиглюкоза (FDG) или ^{18}F натриев флуорид (NaF), със системата MEDRAD Intego. Използването на радиофармацевтици, различни от ^{18}F FDG или ^{18}F NaF, може да предизвика повреда на системата MEDRAD Intego и да доведе до неточно измерване на дозата и/или прекомерно излагане на облъчване. Ако капакът на екранираната камера е затворен върху комплекта тръбички, може да се стигне до неправилно дозиране на инжекцията или изтичане на радиация. Уверете се, че комплектът тръбички и всички компоненти на комплекта за приложение са правилно поставени, преди да затворите капака на екранираната камера. Използването на нестерилни компоненти може да доведе до инфекция на пациента. Поддържайте стерилността на всички компоненти за еднократна употреба чрез асептични техники. Тръбата от PVC в PAS съдържа DEHP – химикал, за който в щата Калифорния е известно, че причинява вродени дефекти или други репродуктивни увреждания. Докладвано е, че изключително високите дози на фталати, като например DEHP, причиняват вродени дефекти при използването за научни изследвания животни. Въпреки че има известни научни данни за ефекта на фталатите върху хора, здравните власти препоръчват да се ограничи до възможно най-голяма степен излагането на деца, кърмещи или бременни жени на въздействието на изделия, съдържащи тези съединения.

Освен това, DEHP е вещество, включено сред веществата в списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно член 59 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Наименование на веществото: Бис (2-етил(хексил)фталат) (DEHP)

CAS номер: 117-81-7

EC номер: 204-211-0

ПОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКТА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗТОЧНИК (SAS)

Когато поставяте нов многодозов флакон, винаги поставяйте нов SAS. Поставете многодозовия флакон и SAS в екранираната камера, като използвате следната процедура:

1. Освободете езичето, заключващо капала на камерата, и плъзнете капала към предната част на количката, за да се открие екранираната камера.
2. Отворете съда за еднократна употреба и извадете SAS от опаковката.
3. Поставете банката с физиологичен разтвор на кукута за закачане в задната част на количката близо до дръжката и вкарайте банковата игла в края на SAS в банката с физиологичен разтвор.

4. Викарийте тръбчицата за физиологичен разтвор в помпата за физиологичен разтвор, така че конекторът да се намира между помпата и банката за физиологичен разтвор, като той трябва да е по-близо до помпата.
5. Викарийте тръбчицата в скобата за задържане надолу и прекарийте тръбчицата за физиологичен разтвор по пътя на SAS, като започнете при помпата за физиологичен разтвор и завършите при отделинителя за защита на контейнер на флакона, където ще бъде поставен защитния контейнер.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Уверете се, че тръбчицата за физиологичен разтвор е централно разположена върху ролките на помпата. Тръбчицата не трябва да пада под ролките. Когато затваряте вратата на помпата, се уверете, че тръбчицата за физиологичен разтвор е централно разположена при вратата на помпата, така че да не бъде притисната.
6. Викарийте пълнителя за остри елементи в скобата на капала на защитния контейнер. Тръбчицата, излизаща от пълнителя за остри елементи, трябва да сочи към RP помпата.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Не отстранявайте предпазния щит от иглите на пълнителя за остри елементи.
7. Викарийте пресмичащия елемент в държача на пресмичащ елемент на SAS.
8. Преди да поставите намотката, проверете дали дозовият калибратор е празен.
9. Викарийте спиралата на SAS в дозовия калибратор, така че свободните краища на тръбчицата да сочат нагоре към върха.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Уверете се, че спиралата на SAS е поставена на дъното на дозовия калибратор.
10. Разгърнете тръбчицата за отпадъци и я викарийте в защитното място за съхранение на отпадъци.
11. Викарийте Т-конектора във фиксатора.
12. Поставете частта на тръбчицата между Т-образния конектор и тръбчицата за отпадъци в притиснащия клапан за отпадъци.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Притиснащият клапан се отваря чрез натискане на бутоната в горната част на клапана. За да поставите тръбчицата, я пълнете в притиснащия клапан, докато натискате бутон.
13. Поставете покритието на притиснащия клапан за отпадъци върху клапана.
14. Поставете частта на тръбчицата между Т-образния конектор и почистения клапан в притиснащия клапан на DAS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Притискащият клапан се отваря чрез поставяне на бутон в горната част на клапана. За да поставите тръбичката, я плъзнете в притискащия клапан, докато натиснете бутон.

15. Поставете покритието на притискащия клапан върху клапана за PAS.
16. Вкарайте свободния край на SAS (излизащ от притискащия клапан за PAS) във въздушния детектор.
17. Като използвате дръжката на отделението на защитния контейнер на флакона, повдигнете капачка на защитния контейнер право нагоре, след което го завъртете обратно на часовникова стрелка.
18. Капачка на защитния контейнер е на панти. Повдигнете капачка, за да откриете скобата на пълнителя за остри елементи.
19. Спуснете капачка на защитния контейнер над пълнителя за остри елементи.
20. Вкарайте защитния контейнер на флакона, съдържащ пълен флакон с радиофармацевтика, предназначен за употреба, в отделението за защитния контейнер на флакона. НЕ отстранявайте капачката за достъп до флакона на защитния контейнер на флакона. Оставете дръжката за носене на защитния контейнер на флакона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Защитният контейнер на флакона е настроен така, че да може да бъде вкаран правилно само в отделението за защитния контейнер на флакона като опорите на отделението остават в определените зони, намиращи се до плоските повърхности на защитния контейнер на флакона.

21. Отстранете капачката от защитния контейнер на флакона, като натиснете дръжката за носене надолу, завъртете капачката за достъп до флакона обратно на часовниковата стрелка, след което веднага повдигнете капачката.
22. Следвайте асептични техники, както е посочено в указанията на конкретното здравно заведение, за дезинфекциране на преградата на флакона.
23. Вкарайте острият елемент в многозонния флакон, като поставите капка на защитния контейнер обратно върху сондата и натиснете иглите право надолу във флакона.
24. Вкарайте тръбичката от изпълнителя за остри елементи в RP помпата. Уверете се, че обръчът на тръбичката остава непосредствено извън RP помпата от страната, която е най-близо до отделението за защитния контейнер на флакона. Затворете капка на SAS.
25. Уверете се, че целият SAS е разположен правилно в канала, така че дръжката на отделението за защитния контейнер на флакона е надолу и че вратата на RP помпата е затворена с напълно поставени тръбички. Затворете капка на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Следвайте процедурите на здравното заведение, за да гарантирате, че радиофармацевтикът, предназначен за употреба, е добре обезопасен в инфузионната система за PET MEDRAD Intego.

ЗАБЕЛЕЖКА: Инфузионната система за PET MEDRAD Intego е предназначена да се използва със стандартни заключващи механизми. Възгех не предоставя заключващи механизми със системата.

26. Въведете информацията за анализ за многодозов флакон, като следвате процедурата, посочена в раздел „Въвеждане на информация за анализ за многодозов флакон“ в ръководството за експлоатация на MEDRAD Intego.

ПОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКТА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТ (PAS)

Винаги поставяйте нов PAS за всеки пациент. Поставете PAS, като използвате следната процедура:

1. Отворете защитното покритие над зоната на PAS на екранираната камера.
2. Почистете почистеваемия клапан при дистанция край на SAS, като следвате асептичните техники, посочени с указанията на конкретното здравно заведение.
3. Прикрепете PAS към почистеваемия клапан при дистанция край на PAS.
4. В зависимост от това от коя страна на пациента е разположена инфузионната система за PET MEDRAD Intego PET, прекарете PAS извън лявата или дясната част на защитата.
5. Уверете се, че PAS не е притиснат и затворете защитното покритие.

ROMÂNĂ

Introducere: Citiți toate informațiile din acest document înainte de instalarea sau utilizarea seturilor de administrare ale sistemului de perfuzare Intego PET de la MEDRAD. Înțelegerea acestor informații va ajuta utilizatorul să opereze în siguranță sistemul Intego de la MEDRAD.

Domeniul de utilizare: Sistemul de perfuzare Intego PET de la MEDRAD este conceput pentru a administra pacienților doze exacte de substanțe radiofarmaceutice precum fluorodeoxiglucuroza (FDG) (^{18}F) și fluorida de sodiu (NaF) (^{18}F) și de soluții uzuale de spălare pentru procedurile de diagnosticare prin imagistică moleculară (petină nucleară). De asemenea, sistemul de perfuzare Intego PET de la MEDRAD este destinat furnizării unei protecții eficiente pentru personalul medical împotriva expunerii la radiațiile de fluor-18 (^{18}F) în cursul procedurilor de diagnosticare prin medicină nucleară.

Instrucțiuni de utilizare: sistemul de perfuzare Intego PET de la MEDRAD este recomandat pentru a administra pacienților fluorodeoxiglucosa (FDG) (^{18}F), fluorura de sodiu (NaF) (^{18}F) și soluții uzuale de spălare i, în cursul procedurilor de imagistică moleculară (medicină nucleară).

OBSERVAȚIE: Dispozitivele de unică folosință Intego de la MEDRAD marcate cu ^{18}F FDG sau ^{18}F NaF sunt destinate administrării de NaF, utilizând versiunea software CRT0.1 sau mai nouă. Pentru informații suplimentare cu privire la administrarea ^{18}F NaF, contactați reprezentantul Bayer.

Restricții de comercializare: Administrația pentru alimente și medicamente (FDA - Food and Drug Administration) SUA limitează vânzarea acestui dispozitiv, comercializarea fiind permisă doar medicilor sau persoanelor care dețin o autorizație scrisă din partea unui medic.

Raportați orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv companiei Bayer (radiology.bayer.com/contact) și autorităților competente europene locale (sau, dacă este cazul, autorităților de reglementare corespunzătoare din țara în care a avut loc incidentul).

 Avertizări
În cazul dispozitivelor etichetate ca fiind de unică folosință, rețineți următoarele: Produsul este destinat unei singure utilizări. A nu se reesteriliza, reprocesa sau reutiliza. Dispozitive de unică folosință au fost concepute și aprobate pentru o singură utilizare. Reutilizarea dispozitivelor de unică folosință prezintă riscul funcționării necorespunzătoare a dispozitivelor și reprezintă un risc pentru pacient. Printre posibilele defecțiuni ale dispozitivelor se numără deteriorarea unei componente importante utilizate o perioadă îndelungată, funcționarea necorespunzătoare a unei componente și defectarea sistemului. Printre posibilele riscuri pentru pacienți se numără rănirea din cauza funcționării necorespunzătoare a dispozitivelor sau infectarea ca urmare a faptului că dispozitivul nu a fost aprobat pentru a fi curățat sau reesterilizat.
Contaminarea biologică se poate produce în urma reutilizării setului de administrare de pe partea pacientului sau a nerepectării tehnicii sterile. A NU se reutiliza și a NU se încerca reesterilizarea produselor. După utilizare, eliminați articolele de unică folosință în mod corespunzător. Dacă există posibilitatea să se fi produs o contaminare în timpul instalării sau utilizării, dezamblați și instalați un nou produs steril.
Operatorul poate suferi răni grave în cazul în care nu deschide sau nu închide cu atenție capaci camerii ecranate sau capaci compartimentului setului de administrare de pe partea pacientului. Asigurați-vă că aveți toate degetele curate înainte de a deschide sau închide capaci camerii ecranate sau capaci compartimentului setului de administrare de pe partea pacientului.
Numai traseul lichidului setului este steril și aprotogen. A nu se utiliza într-o zonă sterilă sau aseptică fără a se lua măsuri de precauție adecvate.
Deteriorarea liniei de ser fiziologic poate produce la embolie gazoasă sau injectarea unei doze incorecte. Asigurați-vă că nu prindeți tubul cu ser fiziologic în pompa de ser fiziologic, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea setului de administrare.
Contaminarea biologică se poate produce în cazul în care nu sunt respectate tehnicile sterile. Pentru a dezinfecta deșeurile flaconului, respectați reglementările unității.
Pericol de expunere la radiații: Injectorul poate conține substanțe radioactive. Nu atingeți partea de sub cărucior în timpul funcționării sistemului. Nu îndepărtați panourile de acces în timpul funcționării sistemului.
A nu se utiliza dacă ambalajul steril este deschis sau deteriorat. În cazul în care ambalajul este deschis sau deteriorat sau dacă se utilizează componente deteriorate, poate avea loc vătămarea corporală a pacientului sau a operatorului. Înainte de fiecare utilizare, inspectați vizual conținutul și ambalajul.
Pericol de perforare. SAS conține elemente ascuțite. Pentru a evita producerea de răni, manipulați cu atenție SAS cu scopul de a deține controlul asupra elementelor ascuțite. Eliminați elementele ascuțite în conformitate cu reglementările fiecărei unități în parte.

⚠️ Avertizări
NU utilizați setul de administrare de pe partea sursei cu mai multe flacoane multidoză. Utilizarea setului de administrare de pe partea sursei cu mai multe flacoane multidoză poate duce la vătămare corporală a pacientului sau a operatorului.
Pericol de expunere la radiații. Utilizarea capacului camerei eranate ca suprafață de lucru poate duce la expunerea operatorului la radiații excesive. Nu utilizați capacul camerei eranate ca suprafață de lucru dacă există substanțe radioactive în sistem. Prin utilizarea capacului ca suprafață de lucru sau plasarea unor obiecte pe capac când acesta este deschis, capacul poate fi deteriorat, reducând capacitatea acestuia de a garanta o protecție adecvată împotriva radiațiilor.
Pericol de expunere la radiații. Substanțele radiofarmaceutice emit radiații gamma. Operatorul trebuie să manipuleze substanțele radiofarmaceutice cu deosebită atenție. Dacă nu se iau măsurile de precauție corespunzătoare, este posibil ca dozele să depășească doza maximă permisă. Pentru manipularea și eliminarea substanțelor radioactive, respectați recomandările fiecărei unități în parte. Nu deschideți capacul camerei eranate fără să luați întâi măsurile de protecție împotriva radiațiilor în conformitate cu procedurile unității.
NU utilizați alte substanțe radiofarmaceutice decât fluorodeoxiglucioza (FDG) (¹⁸F) sau fluorida de sodiu (NaF) (¹⁸F) împreună cu sistemul Intego de la MEDRAD. Utilizarea altor substanțe radiofarmaceutice decât fluorodeoxiglucioza (¹⁸F) sau fluorida de sodiu (¹⁸F) poate duce la deteriorarea sistemului Intego MEDRAD și poate determina măsurarea incorectă a dozelor și/sau expunerea la radiații excesive.
Închiderea capacului camerei eranate peste setul de tuburi poate duce la injectarea unei doze incorecte sau la scurgeri de radiații. Înainte de închiderea capacului camerei eranate, asigurați-vă că setul de tuburi și toate componentele setului de administrare sunt instalate corect.
Utilizarea unor componente care nu sunt sterile poate avea ca rezultat infectarea pacientului. Păstrați sterilitatea tuturor componentelor de unică folosință, utilizând tehnici sterile.
Tubul din PVC din setul PAS conține DEHP, o substanță chimică inclusă în Statul California într-o listă la substanțele periculoase, pentru că provoacă anomalii congenitale sau alte afecțiuni reproductive.
S-a raportat că dozele extrem de mari de flatați precum DEHP au cauzat anomalii congenitale la cobai. Deși există date științifice limitate cu privire la efectul flataților asupra oamenilor, autoritățile medicale recomandă reducerea la minimum a expunerii la dispozitive care conțin astfel de compusi în cazul copiilor, al femeilor care așteaptă sau care sunt însărcinate.

De asemenea, DEHP este o substanță inclusă în lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC - Substances of Very High Concern) conform articolului 59 din REGULAMENTUL (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Număr CAS: 117-81-7
Număr CE: 204-211-0

INSTALAREA SETULUI DE ADMINISTRARE DE PE PARTEA SURSEI (SAS)

Instalați întotdeauna un nou SAS pentru fiecare flacon multidoză nou.
Instalați flaconul multidoză și SAS în camera ecranată, utilizând
procedura următoare:

1. Pentru a deschide camera erantată, desfaceți siguranța capacului camerei și glisați capacul spre partea din față a câruciului.
2. Deschideți tava de unică folosință și scoateți SAS din ambalaj.
3. Așezați pompa de ser fiziologic pe cârčilul din partea posterioră a câruciului, din apropierea mânerului, și introduceți acul de la capătul SAS în punga de ser fiziologic.
4. Introduceți tubul pentru ser fiziologic în pompa de ser fiziologic, astfel încât tubul conector să fie aproape de pompă, între aceasta și punga de ser fiziologic.
5. Introduceți tubulatura în clema de fixare și duceți tubul pentru ser fiziologic de-a lungul traseului SAS, începând de la pompa de ser fiziologic și ajungând până la compartimentul în care va fi instalat recipientul de erantare a flicaulon.

OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că tubul pentru ser fiziologic este centrat pe rolele pompei. Tubulatura nu trebuie să fie sub role. Când închideți ușa pompei, asigurați-vă că tubul pentru ser fiziologic este centrat în

6. Introduceți Sharps Cartridge în cleva de pe capacul de ecranare.
Tubul care iese din Sharps Cartridge trebuie să fie orientat spre RP.

OBSERVAȚIE: Nu îndepărtați învelișul de protecție de pe acele din Sharps Cartridge.

7. Introducere confluența în suportul confluenței SAS.
8. Verificăți calibrul de doză, astfel ca acesta să fie gol înainte de instalarea bobinei.
9. Introduceți bobina SAS în calibrul de doză, astfel încât capetele libere ale tubulaturii să fie orientate în sus.
- OBSERVAȚIE:** Asigurați-vă că bobina SAS col este plasată la baza calibrului de doză.
10. Deraulați sacul pentru deșeu și introduceți-l în containerul ecranat pentru deșeu.
11. Introduceți conectorul în formă de T în dispozitivul de susținere.
12. Instalați tubulatură în ventilul cu burduf pentru deșeu, între conectorul în formă de T și sacul pentru deșeu.
- OBSERVAȚIE:** Ventilul cu burduf se deschide prin apăsarea butonului din partea de sus a acestuia. Pentru a instala tubulatură, introduceți tubulatură în ventilul cu burduf ținând butonul apăsat.
13. Instalați învelșul ventilului cu burduf pe ventilul cu burduf pentru deșeu.
14. Instalați secțiunea de tubulatură în ventilul cu burduf al PAS, între conectorul în formă de T și valva care se poate curăța.
- OBSERVAȚIE:** Ventilul cu burduf se deschide prin apăsarea butonului din partea de sus a acestuia. Pentru a instala tubulatură, introduceți tubulatură în ventilul cu burduf ținând butonul apăsat.
15. Instalați învelșul ventilului cu burduf pe ventilul cu burduf al setului de administrare de pe partea pacientului.
16. Introduceți capătul liber al setului de administrare de pe partea sursei (careiese din ventilul cu burduf al setului de administrare de pe partea pacientului) în detectorul de aer.

17. Utilizārd mārneru kompartimentulū pēntrū rēciēntulū de ēcranāre ā flāconulū, trāgēti cāpācul de ēcranāre dēpt īn sū, āpoi rotīti cāpācul īn sēnsul īnvers ācelor de ēasomīc.
18. Cāpācul de ēcranāre āv īn sīstēm de dēschīdēre pīn ārtīculāciē.
- Rīdīcāti cāpācul pēntrū ā vēā ēas īlā dēmā pēntrū Shāp's Cartrīdž.
19. Īnchīdēti cāpācul de ēcranāre pēstē Shāp's Cartrīdž.
20. Īntrōdūēti rēciēntulū de ēcranāre cū ā flācon īntēdē de sūbstāntā rādiōfārmācēūtīcā rēcomāndāt pēntrū utīlīzārē īn kompartīmentulū pēntrū rēciēntulū de ēcranāre ā flāconulū. NŪ īndēpārēti cāpācul de ācēs ā flāconulū rēciēntulū de ēcranāre. Lāsāti mārnerul de tēnsport vē rēciēntulū de ēcranāre.
- OBŠERVĀTĪE:** Rēciēntulū de ēcranāre ēstē cēceptū īn āšā fēl īncāt šā pōāt īf īntrodus īn kompartīmentulū pēntrū rēciēntulū de ēcranāre nūmā dācā tījēd īn kompartīment sē fīxēzā cōmplet pē zōnēlē cēstāte de lāngā suprafētē nētēdē ālē rēciēntulū.
21. Īndēpārēti cāpā rēciēntulū de ēcranāre āpāsānd mārnerul de tēnsport, īnvārtīd cāpācul de ācēs ā flāconulū īn sēnsul īnvers ācelor de ēasomīc, dūpā cēā trāgēti cāpācul dēpt īn sū.
22. Pēntrū ā dēzīnfēcā sēptul flāconulū, ūmārēti tēhniclē stērilē, rēspēctānd rēglēmētārīlē fīcēārē īnītātī īn pārtē.
23. Īntrodūēti ēlēmētālē āscūtījē īn flāconulū mūltīdōzā, dūcānd cāpācul de ēcranāre īnāpōi dēāsuprā kompartīmentulū ā tī īmpīngānd ālē dēpt īn sū, īn flācon.
24. Īntrodūēti tūbulātūrā cārē īesē dīn Shāp's Cartrīdž īn pōmpā RP. Asīgūrātī vā cū gēlērul tūbulū s ālē īmēdiāt īn āfārā pōmpēi RP, pē pārtē cēā mār āpōrīātā de ārtīculāciē pēntrū rēciēntulū de ēcranāre ā flāconulū. Īnchīdēti cāpācul pōmpēi.
25. Asīgūrātī vā cā tōāte cōmponentēlē SĀS sūt plāsātē cōmplet īn cānāl, cā mārnerul kompartīmentulū pēntrū rēciēntulū de ēcranāre nū ēstē rīdīcāt ī cā tōā pōmpēi RP ēstē īncīšā, cū tūbulātūrā īn ēstācīlā cōmplet. Īnchīdēti cāpācul cāmērē.

OBŠERVĀTĪE: Rēspēctāti pēcēdūrēlē īnītātījē pēntrū ā vā āsūrā cā sūbstāntā rādiōfārmācēūtīcā rēcomāndātā pēntrū utīlīzārē ēstē īnstālāt cōrēct īn sīstēmū de pērfūzārē Īntēgo PET de lā MEDRAD.

OBŠERVĀTĪE: Sīstēmū de pērfūzārē Īntēgo PET de lā MEDRAD ēstē cēceptū īn āšā fēl īncāt šā fēl utīlīzāt cū dīspozītīvē dēstānd de bīocārē. Cōmpānīā Bāyēr nū fūrnīzēzā dīspozītīvē de bīocārē īmpērēnā cū ācēt sīstēm.

26. Īntrodūēti īnfōrmātījē de ēvaluārē ā flāconulū mūltīdōzā ūmārēnd pēcēdūrā pēzēntātā īn sēctīōnā. Īntrodūcēārē īnfōrmācijōr de ēvaluārē ā flāconulū mūltīdōzā īn dīm ānuālul de utīlīzārē ā sīstēmulū Īntēgo de lā MEDRAD.

INSTALĀRĒA SĒTULĪ DE ADMINISTRĀRĒE DE PE PĀRTĒA PACIENTULUI (PAS)

- Īnstālātī īntōdēāunā īn nōu PAS pēntrū fīcārē pācīent. Īnstālātī PAS utīlīzānd pēcēdūrā ūmārēnōtē:
1. Dēschīdēti cāpācul ēcranāre dēāsuprā zōnēi PAS dīn cāmērā ēcranātā.
 2. Cūrātājī vālvā cārē sē pōātē cūrātā lā cāpātul dīstāl āl SĀS, ūmārēnd tēhniclē stērilē dēscrīcē īn rēglēmētārīlē fīcēārē īnītātījē īn pārtē.
 3. Ātāšātī PAS de vālvā cārē sē pōātē cūrātā lā cāpātul dīstāl āl SĀS.
 4. Īn fūncījē pērtē īn cārē sē ālī sīstēmū de pērfūzārē Īntēgo PET de lā MEDRAD, dūcēti PAS fīe pē pārtēā stāngā, fīe pē pārtēā dēāptā ā dīspozītīvulū de PAS nū.
 5. Asīgūrātī vā cā PAS nū vā fī pīrns ī īnchīdēti cāpācul de ēcranāre.

LATVIEŠU

Ievads. Pirms MEDRAD Īntēgo PET infūziju sistēmas ievadīšanas komplektu uzstādīšanas, jānoskaidro, vai lietotājam ir nepieciešams iepazīties ar pilnīgu visu šajā dokumentā ietvertu informāciju. Izprotot šo informāciju, lietotājs varēs droši lietot sistēmu MEDRAD Īntēgo.

Paredzētais lietojums. MEDRAD Īntēgo PET infūziju sistēma ir paredzēta ¹⁸F fludeoksīglukozes (FDG) un ¹⁸F nātrija fluorīda (NaF) radiofarmaceutisko preparātu plaši izmantojamo skalošanas šķīdumu precīzu devu ievadīšanai pacientiem molekulārās attēlveidošanas (kodolmedicīnas) diagnostiskos procedūru laikā. MEDRAD Īntēgo PET infūziju sistēma ir arī paredzēta, lai medicīniskajam personālam nodrošinātu efektīvu aizsardzību pret fluorīna-18 (¹⁸F) starojumu kodolmedicīnas diagnostisko procedūru laikā.

Lietošanas norādījumi. MEDRAD Īntēgo PET infūziju sistēma ir paredzēta ¹⁸F fludeoksīglukozes (FDG), ¹⁸F nātrija fluorīda (NaF) un plaši izmantojamo skalošanas šķīdumu ievadīšanai pacientiem molekulārās attēlveidošanas (kodolmedicīnas) procedūru laikā. **PIEZĪME.** MEDRAD Īntēgo vienģieņējājs lietošanas ierīces, kas apzīmētas ar ¹⁸F FDG vai ¹⁸F NaF, ir paredzētas NaF ievadīšanai, izmantojot programmatūras vārslju CR10.1 vai jaunāku. Lai iegūtu papildinformāciju par ¹⁸F NaF ievadīšanu, lūdz, sazinieties ar Bayer pārstādi.

Pārdošanas ierobežojumi. ASV Pārtikas un zāļu administrācija (FDA) atļauj šīs ierīces pārdošanu tikai ārstiem vai ar ārsta izsniegtu rakstisku atļauju.

Par visiem nopietniem negadījumiem, kas saistīti ar šo ierīci, ziņojiet Bayer (radiology.bayer.com/contact) un Jūsu vietējai Eiropas kompetentajai iestādei (vai, kad nepieciešams, atbilstoši regulatīvai tā valsts, kur noticis negadījums, iestādei).

Brīdinājumi
Ja ierīces ir marķētas kā vienreizlietojamas, ņemiet vērā tālāk norādīto. Šis produkts ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Nesterilizējiet, nepārstrādājiet un nelietojiet atkārtoti. Vienreizlietojamās ierīces ir paredzētas un apstiprinātas tikai vienreizējai lietošanai. Vienreizlietojamu ierīču atkārtota lietošana var izraisīt ierīces atteices risku un pacienta apdraudējumu. Iespējama ierīces atteice ietver svarīgu tās komponentu nolietošanos ilgstošas lietošanas rezultātā, komponentu nepareizu darbību un sistēmas atteci. Iespējama pacienta risks ietver traumas, ko izraisa ierīces nepareiza darbība vai infekcija, jo ierīce nav apstiprināta kā tīrma vai atkārtoti sterilizējama.
Lietojot ievadīšanas komplektu pacientiem atkārtoti vai neievērojot sterilitātes principus, var rasties bioloģiskais piesārņojums. NELIETOJĒT atkārtoti un nemēģiniet atkārtoti sterilizēt. Pēc lietošanas atbilstoši likvidējiet vienreizlietojamās priekšmetus. Ja pastāv iespēja, ka iestatīšanas vai lietošanas laikā varēja rasties piesārņojuma risks, izjauciet un iestatiet jaunu, sterilu produktu.

Brīdinājumi
Ja, atverot vai aizverot ekrānētās kameras vai ievadīšanas komplekta pacientiem vākus, netiek ievēroti piesardzības pasākumi, operators var tikt nopietni savainots. Pirms ekrānētās kameras vāku vai ievadīšanas komplekta pacientiem vāka atvēršanas vai aizvēršanas pārliecinieties, ka šajā zonā neatrodas pirksti.
Sterils un nepiroģenisks ir tikai komplekta šķīduma kanāls. Nelietojiet sterili vā ai aseptiskā zonā, neievērojot atbilstošus piesardzības pasākumus.
Ja ir bojāta fizioloģiskā šķīduma līnija, var rasties gaisa embolija vai nepareiza injekcijas dozēšana. Pārliecinieties, ka fizioloģiskā šķīduma sūknis nesaspiež fizioloģiskā šķīduma cauruli, jo šādi var tikt bojāts ievadīšanas komplekts.
Aseptiskas metožu neievērošanas gadījumā var rasties bioloģiskais piesārņojums. Dezinficējiet flakona membrānu, ievērojiet iestādes vadlīnijas.
Radioaktīvas iedarbības risks: iesmidzinātājs var saturēt radioaktīvus materiālus. Nesniedzieties zem ratiņiem, kamēr sistēmā ir novērojama aktivitāte. Nenovietojiet piekļuves paneļus, kamēr sistēmā ir novērojama aktivitāte.
Nelietojiet, ja steriliās iepakojums ir atvērts vai bojāts. Pacientam vai operatoram var rasties traumas, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts vai ja tiek izmantoti bojāti komponenti. Pirms katras lietošanas vizuāli pārbaudiet saturu un iepakojumu.
Caurduršanas risks. SAS ietver adatas. Lai novērstu ievainojumu gūšanā, veicot manipulācijas ar SAS, pievērsiet uzmanību adatām. Likvidējiet adatas atbilstoši iestādes vadlīnijām.
NELIETOJĒT šķīduma ievadīšanas komplektu ar vairāk kā vienu vairākdevu flakonu. Izmantojot šķīduma ievadīšanas komplektu ar vairāk nekā vienu vairākdevu flakonu, pacients vai operators var savainoties.
Pastāv radiācijas risks. Izmantojot ekrānētās kameras vāku kā darba zonu, operators var tikt pakļauts pārmērīgai radiācijai. Neizmantojiet ekrānētās kameras vāku kā darba zonu, kamēr sistēmā ir radioaktīvi materiāli. Lietojot vāku kā darba zonu vai novietojot uz tā priekšmetus, kamēr vāks ir atvērts, var pasliktināties tā spēja nodrošināt atbilstošu aizsardzību pret radiāciju.
Pastāv radiācijas risks. Radiofarmaceutiskie preparāti izstaro gamma starojumu. Strādājot ar radiofarmaceutiskiem preparātiem, operatoram jāievēro īpaša piesardzība. Neievērojot atbilstošus piesardzības pasākumus, var pārsniegt maksimālo pieļaujamu devu. Ievērojiet visas iestādes vadlīnijas saistībā ar radioaktīvo materiālu lietošanu un likvidēšanu. NEATVERIET ekrānēto kameru, kamēr nav veikti ar radiāciju saistītie piesardzības pasākumi atbilstoši iestādes procedūram.
Ar MEDRAD Īntēgo sistēmu, drīkst izmantot tikai ¹⁸F fludeoksīglukozi (FDG) vai ¹⁸F nātrija fluorīdu (NaF), citu radiofarmaceutisko preparātu lietošana NAV pieļaujama. Lietojot citus radiofarmaceutiskos preparātus (nevis ¹⁸ F FDG vai ¹⁸ F NaF), MEDRAD Īntēgo sistēmu var sabojāt vai var izraisīt neprecīzu devas mērīšanu un/vai pārmērīgu radioaktīvo starojumu.
Ja ekrānētās kameras vāks tiks aizvērts uz cauruliņu komplekta, var rasties nepareiza injekcijas dozēšana vai radiācijas noplūde. Pirms ekrānētās kameras vāka aizvēršanas pārliecinieties, ka cauruliņu komplekts un visas ievadīšanas komplekta sastāvdaļas ir pareizi uzstādīti.
Izmantojot nesterilus komponentus, var inficēt pacientu. Saglabāiet visu vienreizlietojamo komponentu sterilitāti, izmantojot aseptiskas tehnikas.
PAS esošās PVC cauruliņas satur DEHP — ķīmisku vielu, kas Kalifornijas štātā ir zināma kā iedzimtu defektu vai citu reproduktīvās sistēmas kaitējumu izraisošā.
Ir ziņots, ka ārkārtīgi augstas ftalātu, piemēram, DEHP, devas izraisa iedzimtus defektus pēdējām izmantojamajām dzīvniekiem. Kaut arī zinātniskie dati par ftalātu iedarbību uz cilvēkiem ir ierobežoti, veselības aprūpes iestādes iesaka iespējami samazināt šīs sastāvdaļas saturošu ierīču iedarbību uz bērniem un grūtniecēm vai mātēm, kas baro ar krūti.

Turklāt DEHP ir iekļauts īpaši bīstamo vielu (SVHC) kandidātu sarakstā saskaņā ar REGULAIS (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu par ķīmiskajū registrāšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
Vielas nosaukums: Bis(2-etil(hēksil)ftalāts) (DEHP)
CAS numurs: 117-81-7
EK numurs: 204-211-0

ŠĶĪDUMA IEVADĪŠANAS KOMPLEKTA (SAS) UZSTĀDĪŠANA
Uzstādot jaunu vairākdevu flakonu, vienmēr lietojiet jaunu SAS. Uzstādiēt vairākdevu flakonu un SAS ekrānētā kamerā, ievērojot tālāk norādīto procedūru.
1. Atļaidiet fiksatoru, kas fiksē kameras vāku, un pābīdiēt vāku uz ratiņu priekšdāļu, lai atvērtu ekrānēto kameru.
2. Atveriet vienreizlietojamo tekni un izņemiet SAS no iepakojuma.
3. Novietojiet maisīnu ar fizioloģisko šķīdumu uz turētāja ratiņu aizmugurējā dāļā blakus rokturim un ievietojiet SAS galā esošo adatu maisnā ar fizioloģisko šķīdumu.
4. Ievietojiet fizioloģiskā šķīduma cauruli fizioloģiskā šķīduma sūknī tā, lai savienotājs atrastos starp sūknī un maisu ar fizioloģisko šķīdumu un sūknā tuvumā.

5. Ievietojiet cauruli piespīdējā un virziet fizioloģiskā šķīduma cauruli pa SAS ceļu, sākot no fizioloģiskā šķīduma sūknā un beidzot ar flakona ekrāna nodalījumu, kur tiks uzstādīts flakona ekrāns.
6. **PIEZĪME.** Pārliecinieties, ka fizioloģiskā šķīduma cauruliē ir centrēta uz sūknā rulišiem. Cauruliē nedrīkst atrasties zem rulišiem. Aizverot sūknā durtiņas, pārliecinieties, ka fizioloģiskā šķīduma cauruliē ir centrēta sūknā durtiņās, lai cauruliē netiktu saspiesta.
7. Ievietojiet adatu kasēti ekrāna vāka spāilēs. Cauruliē, kas iziet no adatu kasētes, ir jābūt vērstai uz RP sūknī.
8. **PIEZĪME.** Nenovietojiet adatu kasētes adatām aizsargapvalku.
9. Ievietojiet savienojumu SAS savienojuma turētājā.
10. Pirms spīrāles ievietošanas pārliecinieties, ka devu kalibrētājs ir tukšs.
11. Ievietojiet SAS spīrāli devu kalibrētājā tā, lai caurulišu brīvie gali būtu vērsti uz augšu.
12. **PIEZĪME.** Pārliecinieties, ka SAS spīrāle atrodas devu kalibrētāja apakšā.
13. Atiniet atkritumu maisu un ievietojiet to ekrānējā atkritumu krātuvē.
14. Ievietojiet aizturi T veida savienotājā.
15. Uzstādiēt caurulišu sekūci, kas atrodas starp T veida savienotāju un atkritumu maisu atkritumu saspiēšanas vārstā.
16. **PIEZĪME.** Saspiēšanas vārsts tiek atvērts, nospiēžot pogu vārsta augšdāļā. Lai uzstādītu cauruli, ievietojiet to vārsta, turot nospīestu pogu.
17. Uzstādiēt spīļvārsta vāku uz atkritumu spīļvārsta.
18. Uzstādiēt caurulišu sekūci, kas atrodas starp T veida savienotāju un drošības vārstu, PAS saspiēšanas vārstā.
9. **PIEZĪME.** Saspiēšanas vārsts tiek atvērts, nospiēžot pogu vārsta augšdāļā. Lai uzstādītu cauruli, ievietojiet to vārsta, turot nospīestu pogu.
15. Uzstādiēt spīļvārsta vāku uz PAS spīļvārsta.
16. SAS brīvo galu (kas iziet no PAS saspiēšanas vārsta) ievietojiet gaisa detektorā.
17. Izmantojot flakona ekrāna nodalījuma rokturi, paceliet ekrāna vāku taisni uz augšu un pēc tam pagrieziēt vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
18. Ekrāna vāks ir iekarānāts virās. Paceliet vāku, lai atsegtu adatu kasētes spāiles.
19. Nolaīdiēt ekrāna vāku virs adatu kasētes.
20. Ievietojiet flakona ekrānu, kurā atrodas pilns flakons ar lietošanai flakona ekrāna nodalījumā paredzēto radiofarmaceutisko preparātu. NEŅEMIET flakona ekrāna piekļuves vāciņu. Atstājiet transportēšanas rokturi uz flakona ekrāna.
21. **PIEZĪME.** Flakona ekrāns stiprinās tāda veidā, ka tā pareiza uzstādīšana flakona ekrāna nodalījumā ir iespējama tikai tad, kad flakona ekrāna nodalījuma kontaktpīnas atbalstās pret attiecīgajām vietām, kas izvietotas blakus flakona ekrāna plakanajām virsmām.
21. Novietojiet vāku no flakona ekrāna, spīēžot transportēšanas rokturi uz leju, pagriežot flakona piekļuves vāciņu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un pēc tam pacelot vāciņu taisni uz augšu.
22. Lai dēzīnficētū flakona membrānu, ievērojiet aseptiskas metodes atbilstoši iestādes vadlīnijām.
23. Ievietojiet adatas vairākdevu flakonā, pagriežot ekrāna vāku atpakaļ, lai tās atrastos virs iedobes, un iespraužot adatas tieši flakonā.
24. Ievietojiet cauruli nō adatu kasētes RP sūknī. Pārliecinieties, ka caurulišu uzlika atrodas uzreiz ārpus RP sūknā flakona ekrāna nodalījumam tuvākajā dāļā. Aizveriet sūknā vāku.
25. Pārbaudiet, vai visa SAS sistēma atrodas kanālā horizontālā pozīcijā, flakona ekrāna nodalījuma rokturis atrodas apakšējā pozīcijā, RP sūknā durtiņas ir aizvērtas un cauruliē ir pilnībā uzstādīta. Aizveriet kameras vāku.
26. **PIEZĪME.** Ievērojiet iestādes procedūras, lai nodrošinātu, ka lietošanai paredzētais radiofarmaceutiskais preparāts ir atbilstoši nostiprināts MEDRAD Īntēgo PET infūziju sistēmā.
27. **PIEZĪME.** MEDRAD Īntēgo PET infūziju sistēma ir paredzēta lietošanai ar standarta slēdzenēm. Bayer nenodrošina slēdzeni kopā ar sistēmu.
28. Ievadiēt informāciju par vairākdevu flakonu atbilstoši norādījumiem MEDRAD Īntēgo lietošanas rokasgrāmatas sadaļā „Informācija par vairākdevu flakona ievietošanu”.

ŠĶĪDUMA IEVADĪŠANAS KOMPLEKTA PACIENTIEM (PAS) UZSTĀDĪŠANA

- Katram pacientam vienmēr uzstādiēt jaunu PAS. Uzstādiēt PAS, ievērojot tālāk norādīto procedūru.
1. Atveriet ekrāna vāku virs ekrānētās kameras PAS zonas.
 2. Izīniet tīrāmo drošības vārstu SAS distālajā galā, izmantojot aseptiskas metodes, kas aprakstītas iestādes vadlīnijās.
 3. Pievienojiet PAS drošības vārstam SAS distālajā galā.
 4. Atkarībā no tā, kurā pacienta pusē atrodas MEDRAD Īntēgo PET infūziju sistēma, virziet PAS gar ekrānējuma kreiso vai labo sānu.
 5. Pārliecinieties, ka PAS netiks saspiests, un aizveriet ekrāna vāku.

ČESKY

Ūvod: Pēd īnstālāci nēb pōužitīm āplīkānčīm sētū k infūzīm sīstēmūm pōr PET znāčkū MEDRAD Īntēgo sī pēlīvē pēčētē īnfōrmācē ūvedēnē īn tōmō dōkumētū. Pōchōpēnī tēčkō īnfōrmāci vām pōmūžē pōužīvāt sīstēm MEDRAD Īntēgo bēzpēcēmīm zpōsōbēm.

Pōužitē: Infūzī sīstēm pōr PET znāčkū MEDRAD Īntēgo īr ūrēn k pōdāvānī pērsēnš dēvū rādiōfārmāk ¹⁸F flūorodēoksīglukōzī (FDG) ā ¹⁸F flūorīdū sōdnēho (NaF) ā všēh bēžnē pōužīvānš pōplāchōvāčīm rōztōkū pācīentūm īn pērbūhē dīagnōstīkšīm vīšētīnē īn pōužītīm zobrāzōvāčīm mēthōd nūklēārī mēdīcīnī. Infūzī sīstēm pōr PET znāčkū MEDRAD Īntēgo īr rōvnēz ūrēn k zājīstēnī ūcīnē rādiācīnī ūchrāny pōr zādrīvotīkšīm pērsōnā pī expōzīcī zāřēnī flūorū-18 (¹⁸F) pī zobrāzōvāčīm mēthōdāch nūklēārī mēdīcīnī.

Īndīkācē: Infūzī sīstēm pōr PET znāčkū MEDRAD Īntēgo īr ūrēn k pōdāvānī ¹⁸F flūorodēoksīglukōzī (FDG), ¹⁸F flūorīdū sōdnēho (NaF) ā všēh bēžnē pōužīvānš pōplāchōvāčīm rōztōkū pācīentūm pī zobrāzōvāčīm mēthōdāch nūklēārī mēdīcīnī.

POZNĀMKA: Jēdnōčēlōvēl pōstēřkšī sīstēmū MEDRAD Īntēgo ūzācēnē pō pōužitī s ¹⁸F FDG nēb ¹⁸F NaF jōsū ūrēnēy pō pōdāvānī NaF pōmōcī sōftvārū vērzē CR10.1 ā vīšī. Dālī īnfōrmācē ū pōdāvānī ¹⁸F NaF zīskātē ū zāstūpcē spōlēčnōstī Bāyēr.

Omeznī pōdējē: Ūfād pōr kōntrōlū pōtrāvīn ā lēčīv (Food and Drug Administration – FDA) ūmēžē īn SAS pōdējē tōhōtō pōstēřkū nā lēkārē nēb nā lēkāršķī pēdīpīs.

Kāždī zāvāžnī īncīdēt, ktrē s ē bējēvī vē spōjītōstī s tīmō zāřīzēnīm, nāhlāstē spōlēčnōstī Bāyēr (radiology.bayer.com/contact) ā mīstīnmū pīrslūšnēmū ūrgānū Evrōpēskē ūnīē (nēb, kđē īē tō nā mīstē, pīrslūšnēmū rēgulācīnmū ūfādū ī zēmī, īn nīž dōšō k īncīdētū).

⚠ Vystřahy
U prostředků označených pro jednorázové použití berte v úvahu následující: Tento výrobek je určen pouze k jednorázovému použití. Nesterilizujte jej, nepracovávajte ani nepoužívejte opakovaně. Jednorázové prostředky jsou určeny a schváleny pouze k jednorázovému použití. Pī āpōkavānēm pōužīvānī jēdnōrāzōvšīm pōstēřkūm mūžē dōjīt k pōrūšē zāřīzēnī ā ūhrōžēnī pācīentā. Mēzī mōžnē pōruchy zāřīzēnī pātī vīrāznē ūpōtēbēnī sōučāstī pī dīlōuhdōbēm pōužīvānī, nēfūncīkōst sōučāstī ā pōruchā sīstēmū. Mēzī mōžnā ūhrōžēnī pācīentā pātī zāřēnī īn dūsledkū sēhānī pōstēřkū nēb īnfēcē, pōtōžē pōstēřkēd nēbīl sčhālēn k čīstēnī čī āpōkavānē stērīlīzācī.
Při opakovaném použití patientského aplikačního setu nebo při zanedbání sterility postupů může dojít k biologické kontaminaci. Prostředek NIKDY nepoužívejte opakovaně ani jej nesterilizujte. Jednorázové součásti po použití řádně zlikvidujte. Existuje-li podezření, že během sestavování nebo použití došlo ke kontaminaci, prostředek demontujte a sestavte nový sterilní prostředek.
Pokud nebudete postupovat opatrně při otvírání nebo zavírání vika nad stíněnou komorou nebo nad oddílem aplikačního setu pro pacienta, může dojít k závažnému zranění. Pī ātēvārīnī nēb zāvīrānī vīkā stīnēnē kōmōrē nēb křytū ūddīlū pācīentšķō aplīkānčīnō sētū sī čhārītē pīrsty.
Sterilní a apyrogenní je pouze cesta tekutin v setu. Bez dodržení náležitých bezpečnostních opatření nepoužívejte ve sterilním nebo aseptickém prostředí.
Při poškození hadičky fyziologického roztoku může dojít ke vzduchové embolii nebo nesprávnému dávkování injekce. Zajistěte, aby nedošlo k nabodnutí hadičky fyziologického roztoku uvnitř pumpy, neboť by tak mohl dojít k poškození aplikačního setu.
Při nedodržení aseptických postupů může dojít k biologické kontaminaci. Při dezinfekci septa injekční lahvičky dodržujte nařízení svého pracoviště.
Nebezpečí expozice záření: Injektor může obsahovat radioaktivní látky. Pokud systém obsahuje radioaktivní látky, nesahejte pod vózik. Pokud systém obsahuje radioaktivní látky, neodstraňujte přístupové panely.
Nepoužívejte, je-li sterilní obal otevřen nebo poškozen. Je-li obal otevřen nebo poškozen nebo jsou-li použity poškozené součásti, může dojít ke zranění pacienta nebo obsluhy. Před každým použitím vizuálně zkontrolujte obsah a obal.
Nebezpečí bodného poranění. Set SAS obsahuje ostré součásti. Při manipulaci s ostrými součástmi setu SAS postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění. Ostré součásti likvidujte dle příslušných nařízení vašeho pracoviště.
U zdrojového aplikačního setu NEPOUŽÍVEJTE více než jednu vicedávkovou zkumavku. Při použití zdrojového aplikačního setu s více než jednou vicedávkovou zkumavkou může dojít ke zranění pacienta nebo obsluhy.
Nebezpečí expozice záření. Při použití vika stíněné komory jako pracovní plochy se obsluha může vystavit nadměrnému záření. Pokud jsou v systému přítomny radioaktivní látky, nepoužívejte vika stíněné komory jako pracovní plochu. Při použití křtylu jako pracovní plochy nebo při ukládání předmětů na otevřený kryt může dojít k jeho poškození a následnému znečištění dostatečného stínění záření.
Nebezpečí expozice záření. Radiofarmaka vyzařují záření gama. Při manipulaci s radiofarmaky musí obsluha postupovat extrémně opatrně. Při nedodržení náležitých bezpečnostních opatření může dojít k překročení maximální povolené dávky. Při manipulaci s radioaktivními látkami a při jejich likvidaci dodržujte veškerá nařízení svého pracoviště. NEOTEVÍREJTE stíněnou komoru dříve, než provedete náležitá bezpečnostní opatření proti záření dle nařízení vašeho pracoviště.
V systému MEDRAD Īntēgo NEPOUŽÍVEJTE jinā rādiōfārmākā nēž ¹⁸F flūorodēoksīglukōzū (FDG) ā ¹⁸F flūorīdū sōdnī (NaF). Pī pōužitī jākō rādiōfārmāk nēž ¹⁸F FDG ā ¹⁸F NaF mūžē dōjīt k pōškōzēnī sīstēmū MEDRAD Īntēgo ā mūžē dōjīt k nēpēsāmēnī mēřēnī dāvky ā nādmērnē expōzīcī zāřēnī.

 Вýстраhy
 Pokud dojde k přivření soupravy hadiček do víka stíněné komory, může dojít k podání nesprávné dávky nebo k rozliti radioaktivní látky. Před zavřením víka stíněné komory se ujistěte, že je správně instalována souprava hadiček a všechny součásti aplikačního setu.
 Při použití nesterilních součástí může dojít k infekování pacienta. Zachovejte sterilitu všech komponent na jedno použití dodržováním aseptických postupů.
Hadičky z PVC v PAS obsahují diethylethylalát (DEHP), chemickou látku, která podle orgánů státu Kalifornie způsobuje vrozené vady nebo jiné reprodukční poruchy.
Nadměrné dávky fitalátu (jako je například DEHP) způsobují u laboratorních zvířat rovněž vady. Ačkoliv jsou k dispozici pouze omezené údaje o vlivu fitalátu na člověka, zdravotnické orgány doporučují, aby byl v maximální možné míře omezen zbytek dětí a těhotných nebo kojících žen se zařízeními, které tyto sloučeniny obsahují.

DEHP je rovněž látkou uvedená v přípravném seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) v souladu s článkem 59 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Název látky: Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)
Registrační číslo CAS: 117-81-7
Číslo EC: 204-211-0

INSTALACE ZDROJOVÉHO APLIKAČNÍHO SETU (SAS)

Při instalaci nově vícedávkové zkumavky vždy použijte nový set SAS. Instalaci vícedávkové zkumavky a setu SAS do stíněné komory proveďte dle následujícího postupu:

- Uvolněte západku přidržující kryt komory a odklopte kryt směrem k čelní straně vozíku, čímž odkryjete stíněnou komoru.
- Otevřete jednorázový obal a vyjměte set SAS.
- Zavěste vak s fyziologickým roztokem na záves na zadní straně vozíku vedle rukojeti a vak s fyziologickým roztokem nabodněte hrotem na konci setu SAS.
- Zavěte hadičku fyziologického roztoku do pumpky tak, aby konektor ležel mezi pumpou a vakem fyziologického roztoku a byl blíže k pumpě.
- Vložte hadičku do přidržovací svorky a navedte hadičku fyziologického roztoku do dráhy setu SAS. Začněte od pumpy fyziologického roztoku a skončete u stíněného oddílu zkumavky, kde bude nainstalován stíněný kryt zkumavky.

POZNÁMKA: Ověřte, že hadička fyziologického roztoku leží ve středu válcu pumpy. Hadička nesmí zapadnout pod válec. Při zavírání dvířek pumpy se ujistěte, že hadička fyziologického roztoku leží ve středu dvířek pumpy tak, aby nedošlo k jejímu skřípnutí.

- Vložte součást Sharps Cartridge (kazeta na ostré předměty) do svorky na stíněném krytu. Hadička vystupující ze součástí Sharps Cartridge (kazeta na ostré předměty) musí směřovat k pumpě RP.

POZNÁMKA: Neodstraňujte ochranný plášť z jehel součástí Sharps Cartridge (kazeta na ostré předměty).

- Vložte místo spojení do držáku spojení setu SAS.
- Před instalací cyklu ověřte, že kalibrátor dávky je prázdný.
- Vložte cívku setu SAS do kalibrátoru dávky tak, aby volné konce hadičky směřovaly nahoru.
- POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda je cívka setu SAS umístěna v dolní části kalibrátoru dávky.
- Rozbalte odpadní vak a vložte jej do stíněného ukladácho odpadního prostoru.
- Vložte konektor ve tvaru T do držáku.
- Nainstaluje část hadičky mezi T-konektorem a odpadním vakem do svorkového ventilu odpadu.
- POZNÁMKA:** Svorkový ventil se otevírá stisknutím tlačítka v horní části ventilu. Při instalaci hadičky stiskněte tlačítko a nasuňte hadičku do ventilu.
- Nainstaluje kryt na svorkový ventil odpadu.
- Nainstaluje část hadičky mezi T-konektorem a ořítelným ventilem do svorkového ventilu PAS.
- POZNÁMKA:** Svorkový ventil se otevírá stisknutím tlačítka v horní části ventilu. Při instalaci hadičky stiskněte tlačítko a nasuňte hadičku do ventilu.
- Nainstaluje kryt na svorkový ventil setu PAS.

- Vložte volný konec setu SAS (vystupující ze svorkového ventilu PAS) do detektoru vzduchu.
- Pomocí držáku stíněného oddílu pro zkumavku zvedněte stíněný kryt kolmo nahoru a poté jej otočte proti směru hodinových ručiček.
- Takto stíněný kryt zavěsíte. Zvednutím krytu odhalíte svorku součástí Sharps Cartridge (kazeta na ostré předměty).
- Přiklopte kryt přes součást Sharps Cartridge (kazeta na ostré předměty).
- Vložte stíněný zkumavky obsahující plnou zkumavku s určeným radiofarmakem do stíněného oddílu na zkumavky. NEODSTRÁŇUJTE přístupové víčko zkumavky ve stíněný zkumavky. Přenosnou rukojet nechte na stíněný zkumavky.

POZNÁMKA: Stínění zkumavky je chráněno tak, že je možné jej správně vložit pouze do stíněného oddílu pro zkumavky s ochrannými výstupky v odpovídajících otvorech vedle plošek na stíněný zkumavky.

- Odstraňte víčko ze stíněný zkumavky zatlačením na přenosnou rukojet, otočením přístupového víčka proti směru hodinových ručiček a následným zvednutím víčka visle kolmo nahoru.
- Při dezinfekci septa zkumavky dodržujte aseptický postup dle pravidel vašeho pracoviště.
- Ostré součásti zavěďte do vícedávkové zkumavky nakloněním stíněného krytu zpět nad jamku a zatlačením jehel rovně dolů do zkumavky.
- Vložte hadičku ze součástí Sharps Cartridge (kazeta na ostré předměty) do pumpy RP. Ujistěte se, že objímka zkumavky leží těsně před pumpou RP na straně blíže ke stíněnému oddílu pro zkumavky. Zavřete kryt pumpy.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny sety SAS uloženy v kanálu rovně, zda je rukojet stíněného oddílu pro zkumavky uložena dole a zda jsou dvířka pumpy RP zavěšena ve správně vloženou hadičkou. Zavřete kryt komory.

POZNÁMKA: Správné zajištění použitého radiofarmaka *uvnitř infuzního systému pro PET* značky MEDRAD *Intego* ověřte dle nařízení vašeho pracoviště.

POZNÁMKA: *Infuzní systém pro PET* značky MEDRAD *Intego* je navržen pro použití se standardními zámký. Společnost Bayer nedodává zámký spolu se systémem.

- Zadejte informace o vícedávkové zkumavce do systému dle postupu v kapitole Zadáni informací o vícedávkové zkumavce v provozní příručce k systému MEDRAD *Intego*.

INSTALACE PACIENTSKÉHO APLIKAČNÍHO SETU (PAS)

U každého nového pacienta vždy nainstaluje nový set PAS. Set PAS instaluje dle následujícího postupu:

- Otevřete stíněný kryt nad částí pro set PAS ve stíněné komoře.
- Očistěte otíratelný ventil na distálním konci setu SAS dle aseptických postupů uvedených v nařízeních vašeho pracoviště.
- Připojte set PAS k otíratelnému ventilu na distálním konci setu SAS.
- Podle toho, na které straně pacienta bude *infuzní systém* pro PET značky MEDRAD *Intego* umístěn, vyvedte set PAS ven buď na levé, nebo pravé straně stínění.
- Ujistěte se, že set PAS není nikde přiskřípnutý a zavřete kryt stínění.

한국어
소개: MEDRAD <i>Intego PET</i> 주입 <i>시스템</i> 투여 세트를 설치 또는 사용하기 전에 본 문서에 기술된 내용을 숙지하시기 바랍니다. 사용자가 이러한 정보를 숙지 하시기 MEDRAD <i>Intego</i> 시스템을 안전하게 작동할 수 있습니다.

용도: MEDRAD *Intego PET* 주입 *시스템*은 분자영상 의학(핵의학) 진단 과정 시 환자에게 투여되는 방사성의약품인 ¹⁸F 플루오로데옥시글루코스 (FDG)와 ¹⁸F 불화나트륨(NaF) 및 자주 사용되는 세척제에 정확하게 투여하기 위해 만들어진 제품입니다. 이에 더해 MEDRAD *Intego PET* 주입 *시스템*은 핵의학 진단 과정에서 발생하는 불소 -18(¹⁸F) 방사능으로 부터의 오염진을 효과적으로 보호하는 기능을 가지고 있습니다.

사용 지침: MEDRAD *Intego PET* 주입 *시스템*은 분자영상의학(핵의학) 진단 절차 시 환자에게 투여되는 방사성의약품인 ¹⁸F 플루오로데옥시글루코스 (FDG)와 ¹⁸F 불화나트륨(NaF) 및 자주 사용되는 세척제의 주입을 위한 제품입니다.
주: ¹⁸F FDG 또는 ¹⁸F NaF용 MEDRAD *Intego* 일회용품은 CR10.1 및 이후 버전의 소프트웨어에서 NaF를 주입할 때 사용되는 제품입니다. ¹⁸F NaF 투여에 관한 그 밖의 정보는 Bayer 대리점으 로 연락하시기 바랍니다.

판매 제한: 미식품의약품(FDA)은 본 장비를 의사 또는 의사의 서면 허가를 받은 자에 한해 판매하도록 제한하고 있습니다.

본 장치를 Bayer 시스템에 연결하는 과정에서 사고가 발생할 시에는 radiology.bayer.com/contact, 현지 유럽 또는 사고 발생 국가의 유관기관에 신고해 주십시오.

 경고
일회용 라벨이 붙어있는 장치의 경우, 다음 사항에 주의하시기 바랍니다. 이 제품은 일회용 제품입니다. 재열균, 재가공 또는 재활용하지 마십시오. 일회용 기구는 일회용으로만 제작 및 승인되었습니다. 일회용 기구를 재사용하게 되면 기구 고장 및 환자에게 위험이 초래될 수 있습니다. 잘 작동 기구 고장으로는 장기간 사용, 부품 기능 불매 및 시스템 고장으로 인한 중대한 부품을 자가 해가 있습니다. 환자에게 발생할 있는 잠재적 위험으로는 기구가 세척 또는 재멸균되었는지 검증하지 않을 때 기구 고장이 강염으로 인한 피해가 있습니다.
환자 투여 세트를 재사용하거나 살균 방법을 지키지 않을 경우 생물학적 오염이 발생할 수 있습니다. 절대 재사용하거나 재살균하지 마십시오. 일회용 제품은 사용 후 적절히 폐기하십시오. 장척 또는 사용 중 오염이 발생했을 가능성이 있을 경우, 제품을 분리한 후 새로운 살균 제품을 장착하십시오.
보호 챔버 덮개 또는 환자 투여 세트 공간 덮개를 열거나 닫을 때 주의하지 않으면 사용자가 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 보호 챔버 덮개 또는 환자 투여 세트 공간 덮개를 열거나 닫을 때 손가락이 닿아있지 않은지 확인하십시오.
세트에지 발열이 없고 살균이 필요 없는 부위는 주사액 경로뿐입니다. 적절한 예방책 없이 제품을 멸균술 또는 무균 공간에서 사용하지 마십시오.
영수 라인이나 손상되었을 경우 공기색검을 일으키거나 잘못된 주사량이 투여될 수 있습니다. 영수 펌프 내의 영수 튜브가 깨어면 투여 세트가 손상될 수 있으므로 깨이지 않도록 하십시오.
무균 방법을 따르지 않을 경우 생물학적 오염이 발생할 수 있습니다. 설비 지침을 따라 유리병 격벽을 소독하십시오.
방사선 노출 위험: 주사기에 방사능 물질이 들어있을 수 있습니다. 시스템이 작동 중일 때에는 카트 아래로 손을 넣지 마십시오. 시스템이 작동 중일 때에는 점검관을 지우지 마십시오.

 경고
살균 포장지가 개봉되어 있거나 손상된 경우에는 사용하지 마십시오. 포장지가 개봉되었거나 손상된 경우, 또는 손상된 부분을 사용할 경우 환자 또는 사용자가 부상을 입을 수 있습니다. 사용하기 전에는 항상 내용물과 포장지를 육안으로 검사하십시오.
천공 위험. SAS에는 바늘이 들어있습니다. SAS 취급시 부상을 방지하기 위해 바늘을 조심하십시오. 각 설비 지침에 따라 바늘을 폐기하십시오.
소스 투여 세트를 한 개 이상의 주사액 병과 함께 사용하지 마십시오. 소스 투여 세트를 한 개 이상의 주사액 병과 함께 사용할 경우, 환자 또는 사용자가 부상을 입을 수 있습니다.
방사선 노출 위험. 보호 챔버의 덮개를 작업 공간으로 사용할 경우, 사용자가 과다 방사능에 노출될 수 있습니다. 시스템 내에 방사능 물질이 있을 경우, 보호 챔버의 덮개를 작업 공간으로 사용하지 마십시오. 덮개를 작업 공간으로 사용하거나 덮개가 열린 상태에서 덮개 위에 물건을 올릴 경우, 덮개의 방사능 차단 성능이 저하될 수 있습니다.
방사선 노출 위험. 방사성의약품에서는 감마선이 방출됩니다. 방사성의약품 취급 시 각별히 주의해야 합니다. 적절한 예방조치를 제대로 수행하지 않을 경우 주사액이 최대 허용량을 초과하여 투여될 수 있습니다. 방사능 물질의 취급 및 폐기에 관한 각 설비 지침을 모두 준수하십시오. 설비 절차에 나와있는 방사능 예방책을 읽기 전에는 절대 보호 챔버를 열지 마십시오.
MEDRAD <i>Intego</i> System 사용 시, ¹⁸F 플루오로데옥시글루코스(FDG) 또는 ¹⁸F 불화나트륨(NaF) 이외의 방사성의약품은 절대 사용하지 마십시오. ¹⁸F 플루오로데옥시글루코스(FDG) 또는 ¹⁸F 불화나트륨(NaF) 이외의 방사성의약품 사용할 경우, MEDRAD <i>Intego</i> System이 손상되고 투여량이 잘못 측정되거나 방사능에 과다 노출될 수 있습니다.
보호 챔버의 덮개가 튜빙 세트를 누르면 닫힌 경우, 투여량이 잘못 주입되거나 방사능이 유출될 수 있습니다. 보호 챔버 덮개를 닫기 전에, 튜빙 세트와 투여 세트 구성품들이 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.
살균되지 않은 부품을 사용할 경우 환자가 감염될 수 있습니다. 무균법을 이용하여 모든 일회용 구성품이 항상 멸균되어 있도록 하십시오.
PAS의 PVC 튜브에는 캘리모니나 주에서 선전적 장해나 임신 장애에 유발시킬 수 있다고 발표한 화학 물질인 DEHP가 포함되어 있습니다.
동물 실험 결과 DEHP 는 프탈레이트의 과도한 섭취는 출생 기형의 원인이 됩니다. 프탈레이트의 인체 사용량이 아직 확정적이지 않지만 보건 당국에 따르면 어린이, 임산부 또는 수유중인 여성은 이러한 화학 물질이 함유된 제품에 접촉하지 말아야 합니다.

DEHP는 또한 REACH 규정 1907/2006(화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한에 관한 유럽 규정) 제59조에 의거 고위험물질(SVHC)로 분류되어 있습니다.
물질명: 바스(2-에틸)헥살 프탈레이트(DEHP)
CAS 번호: 117-81-7
EC 번호: 204-211-0

소스 투여 세트(SAS) 설치

주사액 병을 새로 설치할 때에는 SAS를 항상 새로 설치하십시오. 다음 절차에 따라 주사액 병과 SAS를 보호 챔버 안에 설치하십시오.

- 챔버 덮개를 닫고 있는 잠금장치를 해제한 후 덮개를 카트 전면쪽으로 밀어 보호 챔버가 노출되도록 합니다.
- 일회용 트레이를 열고 포장지에서 SAS를 꺼냅니다.
- 영수팩을 손잡이 주변의 카트 후면 행거에 건 다음 SAS 끝에는 스파이크를 영수팩에 삽입합니다.
- 영수 튜브를 영수 팩프에 삽입하여 펌프와 영수팩 사이, 펌프가끼이에 커넥터가 위치하도록 합니다.
- 튜빙을 고정 클립에 삽입한 후 영수 튜브를 영수 팩프에서 시작하여 유리병 덮개가 설치될 유리병 덮개 보호 공간까지, SAS 트랙을 따라 넣습니다.
 주: 영수 튜브가 펌프 롤러 중앙에 배치되도록 합니다. 튜빙이 롤러 아래로 내려가서는 안 됩니다. 펌프 도어를 닫을 때 영수 튜브가 펌프 도어 중앙에 배치되도록 하여 튜브가 눌리지 않도록 합니다.
- Sharps Cartridge를 보호 덮개의 클립에 삽입합니다. Sharps Cartridge를 통과하는 튜브는 RP 펌프 쪽을 향해야 합니다.
 주: Sharps Cartridge에서 바늘 보호캡을 제거하지 마십시오.
- 점검을 SAS 점검 창에 삽입합니다.
- 교일을 설치하기 전에 투여량 조정기가 비어 있는지 확인하십시오.
- SAS 교일을 투여량 조정기에 삽입하여 튜빙 끝 부분이 위를 향하도록 합니다.

- SAS 코일이 반드시 투여량 조정기 하단에 있도록 합니다.
- 폐기물팩을 꺼내 보호폐기물 저장소에 넣습니다.
- T-커넥터를 라이너에 삽입합니다.
- T-커넥터와 폐기물백 사이의 튜빙 부분을 폐기물 판지 랙트에 설치합니다.
- 주:** 판지 랙트는 랙트 상단의 버튼을 눌러서 엽니다. 튜빙을 설치하기 위해, 버튼을 누르고 있는 상태에서 튜빙을 랙트로 밀어 넣습니다.
- 폐수 판지 랙트에 판지 랙트 커버를 설치합니다.

- T-커넥터와 스왑 가능 랙트 사이의 튜빙 부분을 PAS 판지 랙트에 설치합니다.
 주: 판지 랙트는 랙트 상단의 버튼을 눌러서 엽니다. 랙트 버튼을 누르면 튜브를 삽입하는 것으로 튜브 설치가 진행됩니다.
- PAS 판지 랙트에 판지 랙트 커버를 설치합니다.
- 연결되지 않은 SAS의 하쪽 끝(PAS 판지 랙트 통과하는)을 골라 감지기에 삽입합니다.
- 유리병 보호 공간 손잡이를 사용하여 보호 덮개를 똑바로 들어올린 후 반시계 방향으로 돌립니다.
- 보호 덮개에는 경첩이 달려 있습니다. 덮개를 들어 올리면 Sharps Cartridge를 노출시킵니다.
- 보호 덮개를 내려 Sharps Cartridge를 완전히 덮습니다.
- 사용가능 방사성의약품이 가득 들어있는 유리병이 장착된 유리병 보호구를 바이얼 보호 공간에 삽입합니다. 유리병 보호구의 유리병 뚜껑은 절대 제거하지 마십시오. 이동용 손잡이를 유리병 보호구 위에 넣습니다.
 주: 유리병 보호구는 각기 형태로 이루어져 있기 때문에 유리병 보호 공간에 올바르게 삽입하려면 유리병 보호구 평면 옆에 있는 꺾기로 들어가야 합니다.
- 이동용 손잡이를 아래로 누른 후 유리병 캡을 반시계 방향으로 돌린 다음, 두트를 바로 들어올려 유리병 보호구의 캡을 제거합니다.
- 각 설비 지침에 나와있는 멸균 방법에 따라 유리병 격벽을 살균합니다.
- 보호 덮개를 용기 뒤로 젖히고 바늘을 유리병 안으로 넣어 바늘을 보호 덮개에 삽입합니다.
- Sharps Cartridge에서 나뉜 튜빙을 RP 펌프에 삽입합니다. 튜브 칼라가 유리병 보호 공간에 가장 가까운 쪽 RP 펌프 바로 바깥에 배치되도록 합니다. 펌프 덮개를 닫습니다.
- SAS의 구성품이 모두 튜빙 내 바닥에 똑바로 들어 있는지, 유리병 보호 공간 손잡이가 내려가 있는지, RP펌프의 도어가 완전히 설치된 튜빙으로 닫혀있는지 확인하십시오. 공간 덮개를 닫습니다.

- 주:** MEDRAD *Intego PET* 주입 *시스템*내 사용가능 방사성의약품이 제대로 보호되도록, 설비 절차를 따르십시오.
- 주:** MEDRAD *Intego PET* 주입 *시스템*은 일반형 잠금장치를 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Bayer는 시스템에 잠금장치를 제공하지 않습니다.
- MEDRAD *Intego* 시스템에서의 주사액병 분석 정모란에 나와있는 절차에 따라, 주사액병 유리병 분석 정보를 입력하십시오.

환자 투여 세트(PAS) 설치

각 환자마다 PAS를 새로 설치하십시오. 다음 절차에 따라 PAS를 설치하십시오.

- 보호 공간 내 PAS 구역을 가리고 있는 보호 덮개를 들어올립니다.
- SAS 말단부에 있는 스파링을 랙트를 각 설비 지침에 기술된 멸균 방법에 따라 청소합니다.
- PAS를 SAS 말단부에 있는 스왑가능 랙트에 부착합니다.
- MEDRAD *Intego PET* 주입 *시스템*이 설치된 환자의 방향에 따라 PAS를 보호구 왼쪽/오른쪽에 설치합니다.
- PAS가 눌리지 않도록 한 다음, 보호 덮개를 닫습니다.

ภาษาไทย
เกริ่นนำ: อ่านข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ให้สมบูรณ์ ก่อนติดตั้งหรือใช้งานชุดบริหารยาด้วยระบบการหยดยา PET ของ MEDRAD <i>Intego</i> การทำความเข้าใจข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ใช้จากระบบ MEDRAD <i>Intego</i> ได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์การใช้งาน: ระบบการหยดยา PET ของ MEDRAD *Intego* มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขนาดยาที่แม่นยำของเภสัชภัณฑ์ ¹⁸F ฟลูออโรดีออกซีกลูโคส (FDG) และ ¹⁸F โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) และ สารวินิจฉัยส่วนล่างที่ใช้กันทั่วไปให้กับผู้ป่วย ในระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัยการสร้างภาพระดับโมเลกุล (เวชศาสตร์นิวเคลียร์) ระบบการหยดยา PET ของ MEDRAD *Intego* ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การป้องกันทางรังสีที่มีประสิทธิภาพไว้กับบุคลากรทางการแพทย์จากการได้รับรังสีจากฟลูออรีน-18 (¹⁸F) ในระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ข้อบ่งชี้การใช้งาน: ระบบการหยดยา PET ของ MEDRAD *Intego* มีข้อบ่งชี้สำหรับการบริหาร ¹⁸F ฟลูออโรดีออกซีกลูโคส (FDG), ¹⁸F โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF), และสารวินิจฉัยส่วนล่างที่ใช้กันทั่วไปให้กับผู้ป่วย ในระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัยการสร้างภาพระดับโมเลกุล (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
หมายเหตุ: MEDRAD *Intego* ที่ติดตั้งแล้วทั้งสำหรับ ¹⁸F FDG หรือ ¹⁸F NaF มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งมอบ NaF พร้อมกับฟลว์ดีแวลวอร์ซัน CR10.1 และเวอร์ชันถัดไป โปรดติดต่อตัวแทนของบริษัท Bayer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหาร ¹⁸F NaF

จัดจำหน่ายภายใต้เงื่อนไข: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ำกัดการจำหน่ายอุปกรณ์นี้ให้กับแพทย์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตและเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์

คำเตือน
สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วกว่าสามวันในโซ่เพียงครั้งเดียว โปรดทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับโซ่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามทำให้อุปกรณ์ใหม่ ปาไปผ่านกรงหรือโซ่ใหม่ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ อุปกรณ์ชนิดโซ่แล้วทั้งได้รับจากออกบดและตรวจสอบสำหรับกรงการโซ่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การนำอุปกรณ์ชนิดโซ่แล้วทั้งสำหรับการโซ่โซ่เพียงครั้งเดียวกลับมาใช้ใหม่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ทั้งนี้ไม่ได้ และความเสี่ยงต่อผู้ช่วยการใช้อุปกรณ์อาจไม่สามารถทำงานได้รวมถึงการเลือกสถานที่อย่างมีประสิทธิผลของส่วนประกอบจากการยึดอายุการใช้งาน ซึ่งส่วนประกอบทำงานผิดปกติ เช่นส่วนเชื่อมต่อ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานที่การปฏิบัติงาน เนื่องมาจากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หรือการติดเชื้ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อรอบใหม่ การปนเปื้อนทางชีวภาพสามารถเป็นผลมาจากอุปกรณ์การฆ่าเชื้อสำหรับผู้ป่วยสามารถนำโซ่ใหม่หรือการล้มเหลวในการปฏิบัติงานการฆ่าเชื้อ ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่หรือพยายามที่จะนำโซ่ที่ถอดโซ่ใหม่ ที่อุปกรณ์ชนิดโซ่แล้วทั้งนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงการใช้งาน หากมีความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการปนเปื้อนระหว่างการผลิตหรือการใช้งาน ให้แยกชิ้นส่วนและติดตั้งผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อชิ้นใหม่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ห้ามใช้โซ่กับกรงหรือโซ่สำหรับผู้ป่วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่านำนิ้วทุกนิ้วออกจากก่อนทำการเปิดหรือปิดฝาปิดแบบเบรคที่ป้องกันสิ่งมีชีวิตส่วนของผู้บริหารยาสำหรับผู้ป่วย ส่วนที่เป็นเส้นผ่าของและของชุดบริหารยาเท่านั้นที่ปลอดเชื้อและไม่มีการใช้ ห้ามใช้ในส่วนที่ปลอดเชื้อโดยปราศจากข้อควรระวังที่เหมาะสม อาจเกิดขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิอากาศหรือการลดอุณหภูมิในขณะผสมทางสายนำเกลือในความเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องไม่รัดสายนำเกลืออย่างแน่นเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงจะทำให้ประสิทธิภาพการได้รับความเสียหายได้ การปนเปื้อนทางชีวภาพอาจเกิดขึ้นได้หากไม่ปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ ปฏิบัติตามแนวทางของสถานพยาบาลเพื่อเข้าข้อจำกัดปลอด อันตรายจากการได้รับรังสี ตัวลดการประกอบด้วยสารกัมมันตรังสี ห้ามเชื่อมโซ่ไปโดยตรงในขณะที่จะสารกัมมันตรังสีอยู่ในระบบ ห้ามนำแผงควบคุมออกในขณะที่จะสารกัมมันตรังสีอยู่ในระบบ ห้ามใช้หากบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อถูกเปิดออกหรือได้รับความเสียหาย ผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับบาดเจ็บ หากบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออกหรือได้รับความเสียหาย หรือหากมีการใช้ชิ้นส่วนประกอบที่เสียหาย ตรวจสอบส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ตัวลดตามฉลากใช้แต่ละครั้ง อันตรายจากสารกัมมันตรังสี ประกอบด้วยวัตถุมีคม เพื่อป้องกันความบาดเจ็บ ให้ระมัดระวังในขณะที่ใช้งาน SAS เพื่อลดการบาดเจ็บทางวัตถุมีคมตามแนวทางของสถานพยาบาลสำหรับวัตถุและชิ้น ห้ามใช้ชุดบริหารสารร่วมกันกับหลอดรังสีบริหารทางการแพทย์มากกว่าหนึ่งหลอด การใช้ชุดบริหารสารร่วมกันกับหลอดรังสีบริหารหลอดรังสีมากกว่าหนึ่งหลอดอาจทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ อันตรายจากการได้รับรังสี การใช้ฝาปิดแบบเบรคที่ป้องกันสิ่งมีชีวิตที่ผู้ปฏิบัติงานอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเกินขนาด ห้ามใช้ฝาปิดแบบเบรคที่ป้องกันสิ่งมีชีวิตที่ผู้ปฏิบัติงานในขณะที่จะสารกัมมันตรังสีอยู่ในระบบ การใช้ฝาปิดเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานหรือการเข้าถึงเครื่องมือทางการแพทย์ในขณะที่ระบบกำลังทำงานอาจทำให้ฝาปิดได้รับความเสียหาย ชัดขวางความสามารถในการให้การรักษาที่รังสีที่เพียงพอ อันตรายจากการได้รับรังสี กลยุทธ์การรังสีแผ่รังสีแบบง่าย ผู้ปฏิบัติงานควรรักษาความระมัดระวังอย่างสูงสุดเมื่อจัดการกับรังสีหรือรังสี ขนาดอาจเกินขนาดอย่างสูงสุดที่อนุญาตได้ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานและทางของสถานพยาบาลสำหรับการจัดการและการกำจัดสารกัมมันตรังสี ห้ามเปิดแบบเบรคที่ป้องกันสิ่งมีชีวิตที่ผู้ปฏิบัติงานข้อควรระวังตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนของสถานพยาบาล

คำเตือน
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เกิลส์กับเครื่องสีในไดนาไมคเนอจิก ¹⁸ F ฟลูออโรดีออกซีฟอสฟอรัส (FDG) หรือ ¹⁸ F โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF) กับระบบ MEDRAD Intego การใช้ผลิตภัณฑ์เกิลส์กับเครื่องสีในไดนาไมคเนอจิก ¹⁸ F FDG หรือ ¹⁸ F NaF อาจทำให้ระบบ MEDRAD Intego ได้รับความเสียหายและอาจทำให้เกิดการวัดขนาดยาที่ไม่แม่นยำ และ/หรือ การได้รับรังสีเกินขนาด
อาจเกิดกรดแลคติกที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีการฆ่าเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีก หากผลิตภัณฑ์แบบป้องกันรังสีชนิดใหม่ชุดแรก ตรวจพบการปนเปื้อนในภาชนะบรรจุแล้ว ส่วนประกอบของชุดบริหารยาทั้งหมดได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องก่อนปิดฝาแบบเบอร์ดักกิ้งรังสี
การติดเชื้อในผู้ป่วยอาจเป็นผลมาจากการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อ รักษาสภาพปลอดเชื้อของชิ้นส่วนเบอร์ดักกิ้งรังสีทุกครั้งโดยให้เทคนิคปลอดเชื้อ
ท่อ PVC ในชุดบริหารยาสำหรับผู้ป่วยมี DEHP เป็นส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีที่ทราบกับในโรคแคลิฟอร์เนียอาจก่อให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดและผลเสียอื่นๆอื่น ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
มีรายงานว่าการสลายตัวของฟทาเลต (phthalate) เช่น DEHP ที่มีความสูงมากเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดในสัตว์ทดลอง แม้ว่าจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จำกัดเกี่ยวกับผลกระทบของฟทาเลตในมนุษย์ แต่หน่วยงานด้านสาธารณสุขแนะนำไม่ให้เด็กและสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่กำลังให้นมบุตรสัมผัสกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเหล่านี้ในท้องที่สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย
DEHP ยังเป็นสารที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสารที่มีความกังวลสูงมาก (Substances of Very High Concern: SVHC) ตามรายการที่ 59 ใน REGULATION (EC) No. 1907/2006 เกี่ยวกับสารที่ระเหยเป็นกระบวนการอนุญาต และการจำกัดสารเคมี (REACH)
ข้อควรระวัง: 2-เอซิล (181-81-7) (ฟทาเลต) (DEHP)
หมายเลข CAS: 117-81-7
หมายเลข EC: 204-211-0
การติดตั้งชุดบริหารยา (SAS) ติดตั้ง SAS ชุดใหม่ทุกครั้งเมื่อติดตั้งหลอดชนิดบริหารยาครั้งแรกหรือเมื่อ ติดตั้งหลอดชนิดบริหารยาหลายครั้ง และ SAS ในแบบเบอร์ดักกิ้งรังสีโดยใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้:
1. ปิดดักกิ้งรังสีที่ปิดฝาแบบเบอร์ดักกิ้งรังสีและเลื่อนฝาไปด้านหน้ากรขึ้นเพื่อเปิดแบบเบอร์ดักกิ้งรังสี
2. เปิดดักกิ้งรังสีในสิ่งที่แห้งและนำ SAS ออกจากบรรจุภัณฑ์
3. แขนงถุงน้ำเกลือขึ้นที่แขนงถุงน้ำเกลือด้านหลังรถเข็นใกล้กับตัวเชื่อมและเชื่อมต่อในส่วนปลายของ SAS เข้าไปในถุงน้ำเกลือ
4. ใส่สายนำเกลือเข้าไปในบัพน้ำเกลือจนกระทั่งตัวเชื่อมอยู่ระหว่างบัพและถุงน้ำเกลือ โดยที่ตัวเชื่อมอยู่ใกล้กับบัพ
5. ใส่สายลงในบัพและเชื่อมต่อสายนำเกลือไปตามร่องทางใน SAS โดยเริ่มจากบัพน้ำเกลือและจบลงที่ส่วนของโกลีกับร่องน้ำจากหลอดซึ่งเป็นที่โกลีกับร่องน้ำจากหลอดจะได้รับการติดตั้ง
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายนำเกลืออยู่ตรงกลางบนลูกกลิ้งที่มี สายนำเกลือต้องไม่ตกลงไปด้านล่างลูกกลิ้ง ในขณะที่ทำการปิดฝาปิดบัพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายนำเกลืออยู่ตรงกลางฝาปิดบัพเพื่อให้อย่างน้อย 1 โหนดบน
6. ใส่ Sharps Cartridge ลงในโกลียึดบนฝาโกลีสายที่ออกมาจาก Sharps Cartridge ควรจะป้อนใน RP
หมายเหตุ: ห้ามนำปลอกป้องกันออกจากเข็มของ Sharps Cartridge
7. ใส่ตัวเชื่อมต่อลงในที่ยึดตัวเชื่อมต่อของ SAS
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับเข็มปริมาณยาข้างล่างถูกต้อง
9. ใส่ท่อของ SAS ไปในตัวรับเข็มปริมาณยาจนกระทั่งปลายของสายชี้ขึ้นด้านบน
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SAS ถูกวางอยู่ที่ด้านล่างของตัวรับเข็มปริมาณยา
10. คลี่สายทั้งหมดของสายออกมาและใส่ไปในที่เก็บของเสียที่ปิดกั้นรังสี
11. เชื่อมสายต่อรูปตัว T เข้าไปในสายยึด
12. ติดตั้งสายระหว่างตัวเชื่อมรูปตัว T และถุงของเสียไปในที่เก็บของเสียที่ปิดกั้นรังสี
หมายเหตุ: เปิดพื้นฆ่าด้วยโดยการกดปุ่มที่อยู่ด้านบนของภาชนะ เพื่อติดตั้งสาย ให้สอดสายเข้าไปในภาชนะในขณะที่ยังปิด
13. ติดตั้งสายบนหัวสำหรับพื้นฆ่าด้วยของเสีย
14. ติดตั้งสายระหว่างตัวเชื่อมรูปตัว T และสายขั้วต่อของสายใส่เข้าไปในพื้นฆ่าด้วย PAS
หมายเหตุ: เปิดพื้นฆ่าด้วยโดยการกดปุ่มที่อยู่ด้านบนของภาชนะ เพื่อติดตั้งสาย ให้สอดสายเข้าไปในภาชนะในขณะที่ยังปิด
15. ติดตั้งฝาครอบบนหัวสำหรับพื้นฆ่าด้วย PAS
16. เชื่อมสายปลายที่เป็นอิสระของ SAS (ที่ออกมาจากพื้นฆ่าด้วย PAS) เข้าไปในเครื่องตรวจวัดอากาศ
17. การใช้สายส่วนของโกลีกับร่องน้ำจากหลอดให้ยกสายขึ้นตรงๆ และหมุนฝาปิดในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

18. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับได้ เพื่อฝาปิดให้สัมผัสกับวัสดุ Sharp Cartridge

19. ลดฝาปิดลงให้อยู่บน Sharps Cartridge
• ใส่ใบปัดกับรังสีจากหลอดที่บรรจุด้วยของแข็งซึ่งรังสีผ่านหลอดที่มีร่องเปิดไว้สำหรับใส่ในส่วนของใบปัดกับรังสีจากหลอด หากนำฝาที่สามารถเปิดทั้งหลอดซึ่งมีรอยตัดไว้บนรังสีจนกระทั่งถอดออกจากหลอด

หมายเหตุ: โลหะปิดกันรังสีจากหลอดได้รับการออกแบบให้เป็นร่องเพื่อทำให้ใส่เข้าไปใต้พอลิติกัมส่วนหนึ่งของโลหะปิดกันรังสีจากหลอดโดยที่พื้นของโลหะปิดกันรังสีจากหลอดตัววางอยู่ในพื้นที่ที่เป็นช่องโหว่ติดกับพื้นผิวเรียบของโลหะปิดกันรังสีจากหลอด

20. นำฝาออกมาจากรังสีจากหลอดโดยการกดที่วงส่วบนภาพทรงกลม หากไม่สามารถเข้าถึงหลอดในพื้นที่ทางทวนขึ้นมาเพิก และยกฝ่าขึ้นตรงๆ

22. ปฏิบัติตามเทคนิคปลอดภัยข้อตามที่ระบุไว้ในแนวทางของสถานพยาบาลเพื่อเข้าเชิงอกปิดหลอด

23. แทนเข็มนำไปหลอดชนิดบริหารหลายครั้ง โดยการหมุนฝาปิดกับวิธีปัดในตำแหน่งและตำแหน่งเข็มนำไปหลอดตรงๆ

24. ใส่สายจาก Sharps Cartridge เข้าไปในเข็ม RP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายสุดถูกวางด้านนอกเข็ม RP โดยทิ้งท้าย บนคาน้ำที่ใกล้กับส่วนของเข็ม RP ที่ครึ่งรังสีจากหลอดมากที่สุด ปิดฝาปิดขี้น

25. ตรวจลวดลายบนฝ่ามือของ SAS ทั้งหมดวางราบอยู่ด้านบนหรือข้างส่วนของโลหะปิดกันรังสีจากหลอดที่ถูกกดแล้ว และฝ่ามือของเข็ม RP ถูกปิดพร้อมกับสายที่ได้รับการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ปิดฝาปิดและเชื่อมต่อเข็มกับรังสี

หมายเหตุ: ปฏิบัติตามขั้นตอนของสถานพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าวงเล็บยึดหัวเข็มที่ป้องกันใช้สำหรับการโยกย้ายถูกตัดและปลดออกอย่างเหมาะสมในการเปลี่ยน PET ของ MEDRAD Intego

หมายเหตุ: ระบบการแพทย์ PET ของ MEDRAD Intego ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือตรวจหา Bayer ไม่ได้จัดเตรียมสื่อมาให้พร้อมกันระบบ

26. ป้อนข้อมูลการวิเคราะห์หลอดชนิดบริหารหลายครั้งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารหน่วยของการป้อนข้อมูลการวิเคราะห์หลอดชนิดบริหารหลายครั้งในคู่มือการใช้งานปฏิบัติงานของ MEDRAD

การติดตั้งชุดบริหารยาสำหรับผู้ป่วย (PAS)
ติดตั้ง PAS ตามขั้นตอนด้านล่างนี้พร้อมแต่ละรายการติดตั้ง PAS ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดฝาคอควบคุมเบรคปิดกันรังสีบนพื้นที่ PAS ของเข็มเบรคปิดกันรังสี
2. ทำความสะอาดส่วนขั้วหลอดเปลี่ยนใต้ที่ส่วนปลายของ SAS ตามเทคนิคปลอดเชื้อที่ระบุไว้ในแนวทางของสถานพยาบาล
3. ติด PAS กับส่วนขั้วหลอดเปลี่ยนใต้ที่ส่วนปลาย SAS
4. เชื่อมโยงกับระบบการแพทย์ PET ของ MEDRAD Intego ตั้งอยู่ภายในห้องผู้ป่วย ให้เดินสาย PAS ออกไปด้านหลังหรือวางทางด้านที่มีการป้องกันรังสี
5. ตรวจลวดลายบนฝ่ามือของ PAS ในโดนหนึ่ม และเปิดฝาคอควบคุมเบรคปิดกันรังสี

繁體中文

簡介：安裝或使用MEDRAD Intego PET 注射系統給藥用之前，請詳閱本文件所含資訊。瞭解這些資訊可協助您安全地操作MEDRAD Intego 系統。

預期用途：MEDRAD Intego PET 注射系統可用於注射準確劑量的¹⁸F 氟代去氧葡萄糖(FDG)與¹⁸F 氟化鈉(NaF)放射藥物，通常用於影像（核子醫學）診斷程序中以將溶液灌注到病患體內。MEDRAD Intego PET 注射系統亦可用於提供有效的防護功能，避免醫護人員在進行核子醫學診斷程序時接觸到核-18 (¹⁸F) 放射線。

指定用途：MEDRAD Intego PET 注射系統用於注射¹⁸F 氟代去氧葡萄糖(FDG)、¹⁸F 氟化鈉(NaF)，通常在分影像（核子醫學）診斷程序中用於將溶液灌注到病患體內。

附註：標示用於搭配CR10.1及更新版的軟體來注射NaF。如需關於注射¹⁸F NaF的詳細資訊，請聯絡Bayer代表。

限制銷售：美國食品藥物管理局(FDA)規定只能將本器材售予醫師或持醫師書面授權者。

警告

對於有標示單次使用醫器的器材，請注意：本產品僅限單次使用。請勿再次消毒、再次處理或重複使用。拋棄式裝置僅適合單次使用，未經重複使用認可。如重複使用單次使用之拋棄式裝置，可能會導致裝置故障，也可能對病患造成感染。裝置可能發生的故障情形包括長時間使用導致組件嚴重損耗，以及組件和系統故障。可能對病患造成的風險則包括裝置功能異常或使用後不可清潔或再次消毒的裝置引發感染，從而使病患受傷。

警告

重複使用病患給藥用具或未能遵照無菌技術，會導致生物污染。請勿重複使用或試圖再次消毒。拋棄式用品一經使用，請適當丟棄。若在安装或使用過程中有發生污染的可能性，請拆下並安裝新的無菌產品。

開啟或蓋上屏蔽腔室或病患給藥用具隔間上蓋時如不謹慎，可能會導致操作者嚴重受傷。開啟或關上屏蔽腔室上蓋或病患給藥用具隔間上蓋前，請務必洗淨所有手指。

只有用過的液體管路無菌且無熱源。如未採取預防措施，請勿用於消毒區或無菌區。

如食鹽水管受損，可能會發生空氣血栓症或注射劑量不正確的情形。不可夾住食鹽水幫浦內的食鹽水管線，否則可能會損壞給藥用具。

如未能遵照無菌技術，可能會導致生物污染。請遵照貴院所的指南消毒藥劑瓶隔版。

放射線接觸的危險：注射器可能含有放射性材料。系統中尚有活性時，請勿碰觸推車下方。系統中尚有活性時，請勿拆下快拆門。

如果無菌包裝已開封或破損，請勿使用。若包裝未開封或破損，或使用破損的組件，可能導致病患或操作者受傷。每次使用前，請目視檢查內容物及包裝。

穿刺的危險。SAS 內含刺針。為避免受傷，操作 SAS 控制刺針時請小心謹慎。請依貴院所的指南丟棄刺針。

使用來源給藥用具時，請勿使用一個以上的多劑量藥劑瓶。使用來源給藥用具時若使用一個以上的多劑量藥劑瓶，可能會導致病患或操作者受傷。

放射線接觸的危險。使用屏蔽腔室上蓋做為工作區可能會使操作者接觸到多劑量放射線。系統中含放射性材料時，請勿以屏蔽腔室上蓋當工作台。以上蓋當工作台，或在上述蓋打開後將物品置於其上方，可能會使上述蓋受損，因而無法妥善發彈放射線防護功能。

放射線接觸的危險。放射藥劑會散發伽瑪射線。操作者處理放射藥劑時應特別謹慎。如未做好預防措施，可能會超出最高劑量安全範圍。處理及棄置放射性材料時，請遵循醫院院所所有指南。開啟放射腔室之前，請務必遵照院所規定程序中概述的放射線預防措施。

MEDRAD 18g 系統不可使用 ^{18}F 任何代氣葡萄糖 (FDG) 或 ^{18}F 氟化鈉 (NaF) 以外的放射藥劑產品。使用 ^{18}F FDG 或 ^{18}F NaF 以外的放射藥劑可能會損壞 MEDRAD 系統，而且可能會導致劑量測量失準和 / 或放射線接觸量過高。

如屏蔽腔室上蓋蓋在導管組上，可能會導致注射劑量錯誤或放射線外洩。蓋上屏蔽腔室上蓋前，請確認導管組及所有給藥用具組件皆已裝妥。

如使用未消毒的組件，可能會使病患造成感染。請使用無菌技術維持所有拋棄式耗材組件的無菌狀態。

PAS 中的 PVC 導管含有化學物質 DEHP，加州政府已證實此類物質會導致新生兒缺陷或其他生殖傷害。

有研究指出極高劑量的鄰苯二甲酸酯 (如 DEHP) 會導致研究人類出現出生缺陷。目前就鄰苯二甲酸酯對人類有影響之科學資料有限，但衛生當局建議兒童及哺乳或懷孕中婦女盡量避免接觸含這類化合物的裝置。

根據關於化學品註冊、評估、許可及限制 (REACH) 的法規 (EC 第 1907/2006 號第 59 條，DEHP 也在高度關注物質 (SVHC) 候選清單之列)。

物質名稱：鄰苯二甲酸 2-乙基己酯 (DEHP)
CAS 編號：117-81-7
EC 編號：204-211-0

安裝來源給藥用具 (SAS)

安裝新的多劑量藥劑瓶時，一定要安裝新的 SAS。請依照下列程序將多劑量藥劑瓶和 SAS 安裝在屏蔽腔室中：

1. 鬆開固定屏蔽腔室上蓋的鎖門，將上蓋朝推車正面推動，以開啟屏蔽腔室。
2. 開啟拋棄式隔版盤，將 SAS 從包裝中取出。
3. 將食鹽水袋掛在推車後方靠近把手處的掛勾上，然後將 SAS 末端的刺針插入食鹽水袋中。
4. 將食鹽水導管插入食鹽水幫浦中，使接觸位於幫浦和食鹽水袋之間並靠近幫浦。
5. 將導管插入固定夾內，然後從食鹽水幫浦處開始，順著 SAS 軌道將食鹽水導管裝至裝有藥劑瓶防護套的藥劑瓶防護套隔間。

附註：確保食鹽水導管的位置是否在幫浦滾輪上方的中央。導管不可垂於滾輪下方。蓋上幫浦的門時，確認食鹽水導管位於幫浦門的中央，以免夾住導管。

6. 將刺針針匣插入防護蓋上的固定夾內。從刺針針匣伸出來的導管應朝向 RP 幫浦的方向。

附註：請勿卸下針匣中刺針上的保護套。

7. 將匯流管插入 SAS 匯流管固定架中。
8. 安裝線圈前，請確認劑量校正儀是空的。
9. 將 SAS 線圈插入劑量校正儀中，導管下垂部分朝頂端。

附註：請務必將 SAS 線圈置於劑量校正儀的底部。

10. 展開廢棄物袋後，將其裝入用於防護的廢棄物貯存空間內。

⚠️ Advertencias
Peligro de exposición a radiación. Los radiofármacos emiten radiación gamma. El operador debe tener sumo cuidado cuando manipule radiofármacos. Si no se toman las debidas precauciones, las dosis pueden superar la dosis máxima permisible. Siga todas las instrucciones del centro para la manipulación y eliminación de materiales radiactivos. NO abra la cámara blindada sin tomar antes las precauciones antirradiación que indiquen los procedimientos del centro.
NO use ningún radiofármaco con el sistema Intego que no sea ¹⁸F-fluorodesoxiglucosa (FDG) o ¹⁸F-fluoruro de sodio (NaF) con el sistema Intego de MEDRAD. El uso de radiofármacos distintos de ¹⁸ F-FDG o ¹⁸ F-NaF puede dañar el sistema Intego de MEDRAD y dar lugar a mediciones de dosis inexactas o a una exposición excesiva a la radiación.
Si la tapa de la cámara blindada se cierra sobre el juego de tubos, podría inyectarse una dosis incorrecta o producirse una fuga de radiación. Asegúrese de que el juego de tubos y todos los componentes del equipo de administración estén correctamente instalados antes de cerrar la tapa de la cámara blindada.
El uso de componentes no estériles puede provocar una infección al paciente. Mantenga la esterilidad de todos los componentes desechables empleando técnicas asépticas.
Los tubos de PVC del PAS contienen DEHP, una sustancia química que, a juicio del estado de California, puede provocar defectos de nacimiento u otro tipo de daños reproductivos.
Existen informes de que las dosis muy elevadas de ftalatos como el DEHP provocan defectos congénitos en animales de experimentación. Aunque no hay muchos datos disponibles sobre el efecto de los ftalatos en los seres humanos, las autoridades sanitarias recomiendan reducir al mínimo la exposición de los niños y mujeres embarazadas o lactantes a productos que contengan estos compuestos.

El DEHP también es una de las sustancias que figuran en la lista de candidatos a sustancias altamente preocupantes (SVHC, por sus siglas en inglés) según el artículo 59 de la NORMATIVA (CE) n.º 1907/2006 sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (REACH, por sus siglas en inglés).

Nombre de la sustancia: Di(2-etilhexil)ftalato) (DEHP)

Número CAS: 117-81-7

Número EC: 204-211-0

INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS (SAS)

Cuando vaya a usar un vial multidosis nuevo, instale siempre un SAS nuevo. Instale el vial multidosis y el SAS en la cámara blindada siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:

- Quite el seguro que cierra la tapa de la cámara y deslice la tapa hacia la parte frontal del carro para dejar al descubierto la cámara blindada.
- Abra la bandeja desechable y saque el SAS del envase.
- Coloque la bolsa de solución salina en el colgador de la parte trasera del carro, cerca del asa, e introduzca el punzón del extremo del SAS en la bolsa de solución salina.
- Introduzca el tubo de solución salina en la bomba de solución salina, de modo que el conector quede situado entre la bomba y la bolsa de solución salina próximo a la bomba.
- Introduzca el tubo en la pinza de sujeción y extienda el tubo de solución salina a lo largo del canal del SAS, desde la bomba de solución salina hasta el compartimiento del protector para viales en el que dicho protector habrá de instalarse.

NOTA: asegúrese de que el tubo de solución salina esté centrado sobre los rodillos de la bomba. El tubo no debe colgar por debajo de los rodillos. Al cerrar la puerta de la bomba, procure que el tubo de solución salina esté bien centrado en la puerta para no aplastarlo.- Introduzca el cartucho de agujas en la pinza de la tapa de blindaje. El tubo que sale del cartucho de agujas debe estar orientado hacia la bomba de radiofármacos.

NOTA: no retire la tapa protectora de las agujas del cartucho.

- Introduzca la confluencia en el soporte de la confluencia del SAS.
- Compruebe que el calibrador de dosis esté vacío antes de instalar el serpentín.
- Introduzca el serpentín del SAS en el calibrador de dosis con los extremos sueltos del tubo hacia arriba.

NOTA: asegúrese de que el serpentín del SAS esté colocado en el fondo del calibrador de dosis.

- Desenrolle la bolsa de residuos e introdúzcala en el depósito de residuos blindado.
- Inserte el conector en T en el retén.
- Coloque la sección del tubo situada entre el conector en T y la bolsa de residuos dentro de la válvula de pinza de los residuos.

NOTA: la válvula de pinza se abre apretando el botón de la parte superior de la misma. Para instalar los tubos, deslícelos dentro de la válvula mientras mantiene el botón apretado.- Instale la cubierta de la válvula de pinza en la válvula de pinza de los residuos.
- Coloque la sección del tubo situada entre el conector en T y la válvula lavable dentro de la válvula de pinza del PAS.

NOTA: la válvula de pinza se abre apretando el botón de la parte superior de la misma. Para instalar los tubos, deslícelos dentro de la válvula mientras mantiene el botón apretado.- Instale la cubierta de la válvula de pinza en la válvula de pinza del PAS.
- Inserte el extremo libre del SAS (que sale de la válvula de pinza del PAS) en el detector de aire.
- Usando el asa del compartimiento del protector para viales, levante la tapa de blindaje verticalmente y gírela hacia la izquierda.
- La tapa de blindaje es abatible. Levante la tapa para dejar al descubierto la pinza del cartucho de agujas.
- Baje la tapa de blindaje sobre el cartucho de agujas.
- Coloque el protector para viales con un vial lleno del radiofármaco que se vaya a emplear en el compartimiento del protector para viales. NO quite la tapa de acceso al vial del protector para viales. Deje el asa de transporte puesta en el protector para viales.

NOTA: el protector para viales está diseñado de manera que solo pueda introducirse correctamente en el compartimiento del protector para viales con los postes apoyados sobre las áreas correspondientes ubicadas junto a las superficies planas del protector para viales.

- Quite la tapa del protector para viales empujando hacia abajo el asa de transporte, girando la tapa de acceso al vial hacia la izquierda y luego levantando la tapa en línea recta.
- Utilice métodos asépticos como se indica en las instrucciones específicas del centro para desinfectar el tabique del vial.
- Introduzca las agujas en el vial multidosis girando la tapa de blindaje para volver a colocarla sobre la cavidad y empujando las agujas directamente contra el vial.
- Introduzca el tubo procedente del cartucho de agujas en la bomba de radiofármacos. Asegúrese de que el collar del tubo quede colocado justo fuera de la bomba de radiofármacos, en el lado más próximo al compartimiento del protector para viales. Cierre la tapa de la bomba.
- Compruebe que todo el SAS esté bien extendido dentro del canal, que el asa del compartimiento del protector para viales esté baja y que la puerta de la bomba de radiofármacos esté cerrada con el tubo completamente instalado. Cierre la tapa de la cámara.

NOTA: siga los procedimientos del centro para garantizar que el radiofármaco prescrito esté bien asegurado dentro del sistema de infusión para PET Intego de MEDRAD.

NOTA: el sistema de infusión para PET Intego de MEDRAD está diseñado para usarse con cierres estándar. MEDRAD no suministra ningún cierre con el sistema.

- Introduzca los datos del ensayo del vial multidosis siguiendo el procedimiento que se indica en el párrafo "Introducción de datos del ensayo del vial multidosis" del manual de funcionamiento del sistema Intego de MEDRAD.

INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL PACIENTE (PAS)

Instale siempre un PAS nuevo para cada paciente. Instale el PAS mediante el siguiente procedimiento:

- Abra la cubierta de protección de la parte de la cámara blindada correspondiente al PAS.
- Limpie la válvula lavable del extremo distal del SAS siguiendo las técnicas asépticas descritas en las instrucciones específicas del centro.
- Conecte el PAS a la válvula lavable del extremo distal del SAS.
- Dependiendo del lado del paciente donde esté colocado el sistema de infusión para PET Intego de MEDRAD, disponga el PAS para que salga por el lado izquierdo o derecho del blindaje.
- Cierre la cubierta de protección asegurándose de no aplastar el PAS.

简体中文

简介：在安装或使用 MEDRAD Intego PET 输液系统输液管路之前，请通读本文档中包含的信息。了解这些信息可帮助用户安全地操作 MEDRAD Intego 系统。

设计用途： MEDRAD Intego PET 药品自动给药系统设计用于在分子成像（核医学）诊断过程中向患者输注 18F 脱氧葡萄糖（18F-FDG）或 18F 氟化钠（18F-NaF）放射性药物以及常用冲洗剂。该系统还能在核医学诊断过程中为医护人员提供有效的辐射屏蔽，以减少氟 -18（18F）的辐射暴露。

适用范围： 本产品适用于在分子成像（核医学）诊断程序向患者输送精确剂量的 18F 氟脱氧葡萄糖（FDG）和 18F 氟化钠（NaF）放射性药物以及常用冲洗剂。

注： 标有 ¹⁸F FDG 或 ¹⁸F NaF 的一次性组件用于通过 CR10.1 和更高版本软件输送 NaF。如要了解有关输送 ¹⁸F NaF 的更多信息，请联系 Bayer 代表。

销售限制： 美国食品和药物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 限制本设备仅可销售给医师或具有医师书面授权的人员。

请向 Bayer (radiology.bayer.com/contact) 和您当地的欧洲主管机构（或如果适用，向发生事故所在国的适当监管机构）报告所发生的任何与本设备有关的严重事故。

⚠️ 警告
对于有一次性使用标记的装置，请注意：此产品仅限一次性使用。请勿重新消毒、再次加工或重复使用。一次性装置仅针对一次性使用进行设计和验证。重复使用一次性使用装置会带来设备故障风险，并给患者带来风险。潜在的设备故障包括组件在延长使用后出现严重损坏、组件故障以及系统故障。此装置未经验证可进行清洁或重新消毒，给患者带来的潜在风险包括因设备故障或感染而受伤。
重复使用患者输液管路或不遵守无菌操作可能导致生物污染。 请勿重复使用或尝试重新消毒。一次性物品使用后应采用适当的方式将其丢弃。在安装或使用过程中，如果怀疑器材可能已被污染，应拆下器材并安装新的经过消毒的产品。
在打开或关闭屏蔽箱或患者输液管路隔室的盖子时如未谨慎操作，则可能对操作人员造成严重伤害。 因此，在进行上述打开或关闭操作之前应确保手指远离该区域。
仅液体管路经过消毒且无热源。 如未采取适当的预防措施，请勿用于消毒或无菌区域。
生理盐水管路如受损，可能导致出现空气栓塞或注射剂量错误。 切勿将夹生理盐水泵中的生理盐水管，应拆下器材并安装新的经过消毒的产品。
未遵守无菌操作要求可能造成生物污染。 请按照医疗机构的指导原则对小瓶隔壁进行消毒。
辐射暴露危险：注射器可能包含放射性物质。 如果检查发现任何磨损或损坏的电缆，切勿使用该输液系统。系统包含放射性物质时，请勿拆除罩板。
如果无菌包装已经打开或损坏，请不要使用。 如果包装已经打开或破损，或使用了损坏的组件，则可能导致患者或操作员受伤。每次使用前请检查包装和其中的物品。
刺伤危险。SAS 内含锋利的刺针。在处理 SAS 时请务必小心心，以免刺伤。 请根据各医疗机构的指导原则处置刺针。
请勿将源输液管与一个以上的多剂量小瓶配合使用。 将源输液管与一个以上的多剂量小瓶同时使用可能造成患者或操作人员受伤。
辐射暴露危险。如果在屏蔽箱盖上进行作业，操作人员可能会受到过量辐射。 当系统中存在放射性物质时，请勿在屏蔽箱盖上进行作业。在屏蔽箱盖打开时将其作为操作平台，或是在其上方放置物品，都可能造成盖板损坏，从而无法提供足够的辐射屏蔽。
辐射暴露危险。放射性药物会释放伽马射线。 操作人员在处理放射性药物时，务必保持极度谨慎。如果未采取适当的预防措施，则受到的辐射剂量可能超出最大允许值。请遵循各医疗机构针对放射性物质处理与处置的指导原则。在根据医疗机构的规程采取防辐射措施前，切勿打开屏蔽箱。
请勿将除 ¹⁸F 氟脱氧葡萄糖 (FDG) 或 ¹⁸F 氟化钠 (NaF) 以外的任何放射性药物产品用于 MEDRAD Intego 系统。 如果使用除 ¹⁸ F FDG 或 ¹⁸ F NaF 以外的放射性药物，则可能损坏 MEDRAD Intego 系统，并可能导致剂量测量不准确和/或过量辐照。
如果在管路上关闭屏蔽箱盖，可能造成注射剂量不正确或辐射泄漏。 在关闭屏蔽箱盖之前，应确保管路及所有输液管路组件已正确安装。
使用未消毒的组件可能导致患者受到感染。 应采用无菌技术，保持所有一次性组件处于无菌状态。
PAS 中的 PVC 管路包含 DEHP。这是加州公认的一种可致导致出生缺陷或其他生殖损伤的化学物质。
有报道称邻苯二甲酸盐（如 DEHP）在剂量极高时会造成用于研究的动物出现出生缺陷。尽管有关邻苯二甲酸盐对人类的影响仅存在有限的科学数据，卫生部门仍建议儿童和哺乳或孕期妇女应尽可能避免接触含有此类化合物的设备。

另根据欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 的法规 (EC) 第 1907/2006 号第 59 条，DEHP 也属于高度关注物质 (SVHC) 候选清单中所列的一种物质。

物质名称： 邻苯二甲酸二 (2-乙基己) 酯 (DEHP)

CAS 号： 117-81-7

EC 号： 204-211-0

安装源输液管 (SAS)

务必在安装新的多剂量小瓶时安装新的 SAS。按照以下步骤在屏蔽箱内安装多剂量小瓶及 SAS：

- 松开用于固定屏蔽箱盖的插销，将其向推车前部滑动以露出屏蔽箱。
- 打开一次性托盘，从包装中取出 SAS。
- 将生理盐水袋挂在推车后部靠近手柄处的挂钩上，将 SAS 端部的针插入生理盐水袋。
- 将生理盐水管插入生理盐水泵，使接头位于泵与生理盐水袋之间靠近泵的位置。
- 将管路插入夹持装置中，沿 SAS 轨道布置生理盐水管路，从生理盐水泵数设到安装小瓶屏蔽罩的小瓶屏蔽罩隔室。

注： 请确保生理盐水管位于泵的滚轮中部。管路不得下垂至低于滚轮的位置。关闭泵门时，请确保生理盐水管位于泵门中部，以避免管路受到挤压。

- 将 Sharps Cartridge 插入屏蔽盖上的卡夹中。Sharps Cartridge 的出口管路应朝向 RP 泵。
- 注：** 请勿取下 Sharps Cartridge 针头上的保护罩。
- 将汇流器插入 SAS 汇流器固定器。

- 在安装线圈之前确认剂量校准器是空的。
- 将 SAS 线圈插入剂量校准器，使管路的活动端朝上。
- 注：** 请确保 SAS 线圈位于剂量校准器底部。
- 展开废料袋，将其放入具有屏蔽功能的废料储存室。
- 将 T 形接头插入固定装置。
- 将 T 型接头与废料袋之间的管路部分装入废料夹管阀。
- 注：** 按下阀顶的按钮，夹管阀即可打开。要安装管路，可在按下按钮的同时将管路滑入阀内。
- 在废料夹管阀上装上夹管阀盖。
- 将 SAS 的活动端（从 PAS 夹管阀引出）插入空气检测器。
- 使用小瓶屏蔽罩隔室的把手垂直拉起屏蔽盖，然后将其逆时针旋转。
- 屏蔽盖与活端连接。将盖拉起，露出 Sharps Cartridge 卡夹。
- 放下屏蔽盖并将其置于 Sharps Cartridge 上方。
- 将包含完整待用放射性药物的小瓶屏蔽罩插入小瓶屏蔽罩隔室。请勿拆除小瓶屏蔽罩上的罩盖，将把手留在小瓶屏蔽罩上。
- 小瓶屏蔽罩采用槽式设计，当只有小瓶屏蔽罩隔室杆卡入靠近小瓶屏蔽罩平坦表面上的锁柱区时可插入小瓶屏蔽罩隔室。
- 向下按下把手，逆时针旋转小瓶罩盖，然后将其垂直拉出，以从小瓶屏蔽罩上卸下罩盖。
- 按照各医疗机构指导原则中规定的无菌技术对小瓶隔壁进行消毒。
- 将屏蔽盖旋回到屏蔽井的上方，然后将针头垂直向下按入多剂量小瓶，通过这种方式将刺针插入小瓶中心。
- 将管路从 Sharps Cartridge 插入 RP 泵中。请确保管套紧靠 in RP 泵的一侧，位于最靠近小瓶屏蔽罩隔室的一侧。关闭泵盖。
- 完成管路安装后，请确认 SAS 的所有部分均已平放在通道内，并检查小瓶屏蔽罩隔室把手是否向下，以及 RP 泵门是否关闭。关闭屏蔽箱盖。

注： 请按照医疗机构的规程进行操作，确保待用放射性药物已正确固定在 MEDRAD Intego PET 输液系统内。

注： 根据设计，MEDRAD Intego PET 输液系统可与标准锁具配套使用。Bayer 并未随系统一起提供锁具。

- 请按照 MEDRAD Intego 操作手册中“输入多剂量小瓶化验信息”一节所述的步骤，输入多剂量小瓶化验信息。

安装患者输液管路 (PAS)

请务必为每个患者安装新的 PAS。按照以下步骤安装 PAS：

- 打开屏蔽箱 PAS 区域上方的屏蔽盖。
- 按照医疗机构指导原则中所述的无菌技术进行操作，清洁位于 SAS 末端的可插式阀门。
- 将 PAS 连接至位于 SAS 末端的可插式阀门。
- 根据 MEDRAD Intego PET 输液系统与患者的相对位置，从屏蔽罩的左侧或右侧引出 PAS。
- 确保 PAS 未受挤压，然后关闭屏蔽盖。

УКРАЇНСЬКА

Вступ. Перед тим, як встановлювати або використовувати комплекти для введення інфузійної системи для ПІЕТ MEDRAD Intego, ознайомтеся з цим документом. Знання цих інформації допомагає користувачеві безпечно використовувати систему MEDRAD Intego.

Використання. Інфузійна система для ПІЕТ MEDRAD Intego призначена для точного дозування радіофармацевтичних препаратів ¹⁸F фтордезоксиглюкози (FDG) і ¹⁸F натрію фториду (NaF) і універсальних розчинів для проведення промивання пацієнтам під час діагностичних процедур за допомогою молекулярної візуалізації (ядерної медицини). Інфузійна система для ПІЕТ MEDRAD Intego також призначена, щоб забезпечити медичному персоналу ефективний захист від опромінення фтору-18 (¹⁸F) під час проведення діагностичних процедур шляхом ядерної медицини.

Показання до застосування. Інфузійна система для ПІЕТ MEDRAD Intego призначена для введення універсальних розчинів ¹⁸F фтордезоксиглюкози (FDG) і ¹⁸F натрію фториду (NaF) для проведення промивання пацієнтам під час процедур молекулярної візуалізації (ядерної медицини).

ПРИМІТКА. MEDRAD Intego удноразового використання, марковані для ¹⁸F FDG або ¹⁸F NaF, призначені для доставки NaF із програмною версією CR10.1 та пізнішою. За додатковою інформацією щодо застосування ¹⁸F NaF зверніться до представника Bayer.

Обмежений продаж. Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволяє продаж цього обладнання лікарям або особам, що мають письмовий дозвіл від лікаря.

Про будь-які серйозні інциденти, що сталися у зв'язку з цим пристроєм, повідомляйте компанію Bayer (radiology.bayer.com/contact) і свій місцевий європейський уповноважений орган (або, де це можливо, відповідний регулюючий орган країни, в якій відбувся інцидент).

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Для обладнання, яке призначене для одноразового використання, зауважте, що виріб призначений лише для одноразового використання. Не стерилізуйте, не обробляйте й не використовуйте його повторно. Предмети, розроблені та призначені лише для одноразового використання, потрібно застосовувати лише один раз. Повторне використання одноразових предметів створює ризик несправності пристрою та небезпеку для пацієнта. До потенційних несправностей пристрою належать значне зношення компонентів через тривале використання, несправності компонентів і збої системи. До ризиків для пацієнта належать травми, спричинені несправністю пристрою або інфікуванням, яке трапилося тому, що пристрій не був призначений для очищення й повторної стерилізації.
Біологічне забруднення може бути викликано повторним використанням системи введення ліків для пацієнта або недотриманням процедур стерильності. НЕ використовуйте та НЕ стерилізуйте повторно. Після використання ретельно утилізуйте одноразові елементи. Якщо елемент забруднюється під час встановлення або використання, розберіть та встановіть новий стерильний продукт.
У разі необережного поводження під час відкривання або закривання кришок захищеної камери або відділення комплекту для введення рідини пацієнту можна отримати серйозні травми. Перед тим як відкривати або закривати кришку захищеної камери або відділення комплекту для введення рідини пацієнту переконайтеся, що ви не пошкодите пальці рук.
Тільки шлях рідини є стерильним і не пірогенним. Дотримуйтеся належних заходів із використання в стерильних і знезаражених місцях.
Повітряна емболія та неналежні дози ін'єкцій можуть спричинити пошкодження трубок для введення фізіологічних розчинів. Переконайтеся, що трубка для введення ін'єкцій разом з дозатором не затиснута, тому що це може пошкодити систему.
Якщо не дотримуватись техніки знезараження, біологічного забруднення не уникнути. Дотримуйтеся інструкцій щодо дезінфекції скляної перегородки флакона.
Загроза радіоактивного опромінення. Ін'єктор може містити радіоактивні матеріали. Не заглядайте під кришку поки система працює. Не знімайте панель доступу поки система працює.
Не використовуйте, якщо стерильний пакет відкритий або пошкоджений. Відкрита або пошкоджена упаковка чи використання зіпсованих компонентів може призвести до травмування пацієнта або оператора. Огляньте вміст і упаковку перед використанням.
Пошкодження компонентів шляхом проколювання. Комплект для введення рідини містить гострі деталі. Щоб уникнути травмування, дотримуйтеся застережних заходів під час використання гострих предметів у процесі експлуатації компонентів для введення рідини. Утилізуйте гострі предмети згідно з інструкціями.
НЕ використовуйте систему введення ін'єкцій більше ніж з одним багатодозовим флаконом. Це може спричинити травмування пацієнта або оператора.
Загроза радіоактивного опромінення. Використання кришки захищеної камери як робочого простору може спричинити надмірне опромінювання оператора. Не використовуйте кришку захищеної камери як робоче місце поки у системі є радіоактивні речовини. Використання кришки як робочого простору або розміщення предметів на кришці, коли вона відкрита, може пошкодити кришку, що перешкоджає забезпеченню відповідного радіаційного захисту.
Загроза радіоактивного опромінення. Радіофармацевтичні препарати випромінюють гамма-промені. Оператор повинен обережно працювати із радіофармацевтичними препаратами. Якщо відповідні заходи безпеки не виконуються належним чином, дози можуть перевищувати максимально дозволени. Дотримуйтеся відповідних інструкцій щодо поводження та утилізації радіоактивних матеріалів. НЕ відкривайте захисну камеру перш ніж проводити заходи із випромінювання, як зазначено в інструкціях.
З системою MEDRAD Intego НЕ використовуйте жодні радіофармацевтичні продукти, крім ¹⁸F флюородезоксиглюкози (FDG) або ¹⁸F натрію фтору (NaF). Використання радіофармацевтичних препаратів, крім ¹⁸F FDG або ¹⁸F NaF, може пошкодити систему MEDRAD Intego і спричинити неточне вимірювання дози і надмірний радіоактивний вплив.
Якщо кришка захищеної камери затискає набір трубок, це може спричинити неправильне дозування ін'єкцій або витік радіації. Переконайтеся, що перед тим, як закривати кришку захищеної камери, набір трубок і всі компоненти встановлені правильно.
Використання нестерильних компонентів може стати причиною інфікування пацієнта. Тримайте стерильними всі одноразові компоненти.
Трубка ПВХ в цьому наборі одноразовому стерильному для пацієнта містить ДЕГФ — хімічну речовину, відому в штаті Каліфорнія як така, що спричиняє вроджені дефекти чи завдає іншу репродуктивну шкоду.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Виявлено, що надто великі дози фталатів, як-от ДЕГФ, спричиняють вроджені дефекти в лабораторних тварин. Хоча про вплив фталатів на людину немає достатньої кількості наукових даних, органи охорони здоров'я рекомендують максимально обмежити контактування дітей, вагітних жінок і жінок у період лактації з приладами, які містять ці компоненти.
ДЕГФ — речовина-кандидат для занесення до списку особливо небезпечних речовин (SVHC) відповідно до статті 59 РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) № 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, надання дозволів і заборону використання хімічних речовин (REACH). Назва речовини: діетилгексилфталат (ДЕГФ) Номер CAS: 117-81-7 Номер ЄС: 204-211-0
ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВВЕДЕННЯ ІН'ЄКЦІЙ Під час встановлення нового багатодозового флакона завжди встановлюйте новий комплект для введення рідини. Встановіть багатодозові флакони і комплект для введення рідини в захищену камеру, виконавши наступні дії. - Щоб відкрити захищену камеру, відпустіть засувку, яка закріплює кришку камери, і посуньте кришку в напрямку передньої частини візка. - Відкрийте одноразовий лоток і виийміть комплект для введення рідини з упаковки. - Помістіть пакет з фізіологічним розчином на вішалку на задній частині візка біля ручки і вставте голку на кінці комплекту для введення рідини у пакет з розчином. - Вставте трубку для фізіологічного розчину в насос для розчину так, щоб роз'єм знаходився між насосом і пакетом з розчином ближче до насосу. - Вставте трубку у затиснутий крошестейн і прокладіть трубку для фізіологічного розчину вздовж шляху рідини комплекту для введення рідини, починаючи від насосу і закінчуючи відділом захисної трубки, де буде встановлено захисний екран. ПРИМІТКА. Переконайтеся в тому, що трубка для розчину встановлена на роликх насоса. Трубка не повинна знаходитись нижче роликів. Закриваючи дверцята насосу, переконайтеся в тому, що трубка для розчину знаходиться в центрі дверей насоса таким чином, щоб вона не була защемлена. - Вставте картридж з голками в затискач на захисній кришці. Трубка, що виходить із картриджа, повинна бути направлена до насосу подачі радіофармацевтичного препарату. ПРИМІТКА. Не знімайте захисну оболонку з картриджа з голками. - Вставте змішувач на тримач змішувача комплекту для введення рідини. - Перед встановленням зміювика переконайтесь, що калібратор дози порожній. - Вставте зміювик комплекту для введення рідини у калібратор дози так, щоб вільні кінці трубки були зверху. ПРИМІТКА. Переконайтеся, що зміювик комплекту для введення рідини розміщено у нижній частині калібатора дози. - Розгорніть контейнер для відходів і вставте його в екрановане сховище для відходів. - Вставте Т-конектор у фіксатор. - Вставте частину системи між Т-конектором та контейнером для відходів у запірний клапан для відходів. ПРИМІТКА. Якщо натиснути кнопку на верхній частині запірного клапана, він відкриється. Щоб встановити трубку, просуньте її в клапан, утримуючи кнопку. - Встановіть кришку запірного клапана на клапан для відходів. - Вставте частину системи між Т-конектором та автоматичним клапаном у запірний клапан набору одноразового стерильного для пацієнта. ПРИМІТКА. Якщо натиснути кнопку на верхній частині запірного клапана, він відкриється. Щоб встановити трубку, просуньте її в клапан, утримуючи кнопку. - Встановіть кришку запірного клапана на клапан набору одноразового стерильного для пацієнта. - Вставте вільний кінець комплекта для введення рідини (який виходить з запірного клапана набору одноразового стерильного для пацієнта) у детектор повітря. - Використовуючи ручку відсіку захисної камери, підніміть захисну кришку вгору, а потім поверніть проти годинникової стрілки. - Кришка захисної камери відкрита. Підніміть кришку, щоб відкрити затискач картриджа для голок. - Опустіть кришку екрану над картриджем з голками. - Вставте екран флакона із повним флаконом радіофармацевтичного препарату, призначеного для використання у захисній камері. НЕ знімайте ковпачок для доступу до екранованого флакона. Залиште ручку для переміщення на екрані флакона. ПРИМІТКА. Екран флакона закріплено таким чином, що його можна правильно вставити тільки у захищене відділення для флаконів із клеями, розташованими у відмічених ділянках, що розміщені поряд із плоскими поверхнями екрана флакона. - Зніміть ковпачок із захисного флакону, натиснувши на ручку для перенесення, обертаючи кришку доступу до флакона проти годинникової стрілки, а потім підніміть кришку вгору. - Для дезінфекції перегородки флакону дотримуйтеся інструкції із знезараження. - Вставте голки в багатодозовий флакон, повертаючи кришку захисної оболонки через заглиблення і прямо вводячи голки у флакон.

- Вставте трубку з картриджа з голками у насос для подачі радіофармацевтичного препарату. Переконайтеся, що фіксувальні кільця трубки знаходяться безпосередньо за насосом із сторони, розташованої ближче до відділу екранованого флакону. Закрийте кришку насоса.
 - Переконайтеся що весь комплект для введення рідини лежить рівно в межах каналу, ручку відсіку захисного флакону повернуто вниз, і дверцята насосу закриті, а система трубок повністю встановлена. Закрийте кришку камери.
- ПРИМІТКА.** Дотримуйтеся інструкцій, щоб гарантувати, що радіофармацевтичний препарат, призначений для використання, належним чином зафіксовано в інфузійній системі для ПЕТ MEDRAD Intego.
- ПРИМІТКА.** Інфузійна система для ПЕТ MEDRAD Intego призначена для використання із стандартними замками. Компанія Bayer не додає замок до комплекту системи.
- Введіть інформацію про аналіз кількох багатодозових флаконів, дотримуючись процедури, наведеної в розділі «Введення даних багатодозового флакону» у посібнику користувача MEDRAD Intego.

- ВСТАНОВЛЕННЯ НАБОРУ ОДНОРАЗОВОГО СТЕРИЛЬНОГО ДЛЯ ПАЦІЄНТА**
- Завжди встановлюйте новий набір одноразовий стерильний для пацієнта для кожного пацієнта. Встановіть набір одноразовий стерильний для пацієнта за допомогою наступних дій.
- Відкрийте захисну кришку над зоною захищеної камери набору одноразового стерильного для пацієнта.
 - Очистьте запобіжний клапан на дистальному кінці комплекта для введення рідини, дотримуючись вимог із знезараження, описаних в інструкціях.
 - Прикріпіть набір одноразовий стерильний для пацієнта до запобіжного клапана на дистальному кінці комплекта для введення рідини.
 - Залежно від того, з якої сторони від пацієнта розташована інфузійна система для ПЕТ MEDRAD Intego, проведіть набір одноразовий стерильний для пацієнта з лівого або з правого боку екрана.
 - Переконайтеся, що набір одноразовий стерильний для пацієнта не зажатий, і закрийте захисну кришку.