

ชุดผ้าคลุมผ่าตัดคนไข้

ไม่สามารถใช้ซ้ำได้

ชื่อผลิตภัณฑ์: ชุดผ้าคลุมผ่าตัดคนไข้

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน:

ชุดผ้าคลุมผ่าตัด นี้มีไว้สำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันทั้งผู้สวมใส่และผู้ป่วยจากการถ่ายเทจุลินทรีย์ ของเหลว และเลือด ชุดผ้าคลุมผ่าตัดเหมาะสำหรับใช้ในขั้นตอนสำคัญ

ประสิทธิภาพและมาตรฐาน:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13795-1:2019 Standard Performance

ข้อควรระวังในการใช้งาน:

- 1) ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณแพ้โพลีโพรพิลีน โพลีเอสเตอร์ หรือผ้าฝ้าย
- 2) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากวันหมดอายุแล้ว
- 3) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก เปียกหรือเสียหายอย่างเห็นได้ชัด

อายุการใช้งาน

สามปีนับจากวันที่ผลิต

การเก็บรักษา

เก็บในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห่างจากวัสดุที่ไวไฟและกีดกันป้องกันจากแสงแดดและความชื้น โดยตรง

เงื่อนไขการขนส่ง

ระหว่างการขนส่ง หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ด้านนอก แสงแดดโดยตรง ฝน หิมะ และฝนรูปแบบอื่นๆ

คำแนะนำในการกำจัด:

โปรดกำจัด Drape ให้เป็นของเสียที่ปนเปื้อนทางคลินิกตามแนวทางการกำจัดของเสียขององค์กรคุณ

การทำให้ปราศจากเชื้อ:

ผลิตภัณฑ์ผ่านการฆ่าเชื้อโดย EO

<ข้อมูลในการติดต่อ>

[บริษัทผู้ผลิต]

<Manufacturer/distributor>

PT. Hogy Medical
Address: Infinia Park No. 45 Blok A
57, Jalan Dr. Saharjo, Manggarai,
Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Phone: (021) 83797001

Department<Manufacturer>

HOGY MEDICAL CO.,LTD.